

Микрокатетер: PROWLER SELECT® LP; PROWLER SELECT® LP-ES; PROWLER SELECT® Plus; PROWLER 10; PROWLER 14; PROWLER Plus.

О основные сведения о применении

О области применения/показания

Микрокатетеры предназначены для использования в качестве механизма введения различных диагностических, эмболизирующих и терапевтических средств в сосудистую систему, расшифрованную в таблице 1, а также для суперселективной ангиографии периферических и коронарных сосудов. Все средства следует применять согласно инструкциям по применению от производителя.

Таблица 1. Сосудистые показания

Таблица 1. Сосудистые показания

Микрокатетер	Сосуды			Использование с проводником
	ЦНС	Периферические	Коронарные	
PROWLER SELECT® LP	■	■	■	■
PROWLER SELECT® LP-ES	■	■	■	■
PROWLER SELECT® PLUS	■	■	■	■
PROWLER 10	■	■	■	■
PROWLER 14	■	■	■	■
PROWLER PLUS	■	■	■	■

Рекомендуется использовать микрокатетеры с соответствующими проводниковыми катетерами.

Противопоказания Известны.

Предупреждения

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Уничтожьте его после одного вмешательства.

Структурная целостность и (или) функция могут нарушиться после повторного использования или очистки. Катетеры крайне трудно поддаются очистке после контакта с биологическими материалами и при повторном использовании могут вызвать у пациента побочные реакции. Ни в коем случае не продвигайте внутрисосудистое устройство, пока не выясните причину сопротивления с помощью рентгенографии.

Если причина сопротивления не найдена, извлеките катетер. Проведение катетера при наличии сопротивления может привести к повреждению сосуда.

Давление инфузии не должно превышать максимальное значение, указанное в отношении каждого катетера, согласно графику скорости потока. Давление выше рекомендованного может привести к разрыву катетера или отрыву его конца.

Меры предосторожности

- Хранить в прохладном, темном и сухом месте.
- Не используйте устройство, если упаковка открыта или повреждена.
- Используйте до истечения срока годности.
- Изучите «Инструкцию по применению» для каждого средства или контрастного вещества, используемого с инфузионными катетерами, и строго следуйте ей.

Осложнения

Процедуры, требующие введения чрескожного катетера, не должны выполняться врачами, не знакомыми с возможными осложнениями. Осложнения могут случиться в любой момент в ходе или после вмешательства.

Возможные осложнения включают в том числе:

- Эмболию
- Гематому в месте прокола
- Инфекцию

- Расслоение сосуда
- Перфорацию стенки сосуда
- Эмболию дистальной части сосуда

Важные сведения: до использования изучите «Инструкцию по применению», поставляемую вместе с продуктом, где приведены показания, побочные эффекты, предполагаемые процедуры, предупреждения и меры предосторожности.