

Ambu® aScope™ 4 RhinoLaryngo Slim

Гибкий риноларингоскоп для однократного применения



Ключевые преимущества

- Высокое качество изображения на мониторе Ambu® aView™
- Широкий спектр вариантов подключения
- Передача данных визуализации пациента на USB накопитель
- Постоянная готовность к работе без каких-либо задержек
- Рабочий процесс оптимизируется, поскольку не требуется обработка и ремонт

Работайте более продуктивно в любых условиях

Независимо от того, нужны ли вам высокое качество изображения и возможности простого подключения для поликлиник или мобильное решение, позволяющее взять все необходимое с собой, когда вас вызывают на консультацию, эндоскоп Ambu aScope™ 4 RhinoLaryngo поможет вам работать более продуктивно.

Превосходная визуализация и возможности подключения позволяют уверенно выполнять и документировать процедуры

Эндоскоп aScope 4 RhinoLaryngo Slim имеет малый наружный диаметр 3,0 мм, что помогает свести к минимуму дискомфорт пациента в ходе риноларингоскопических процедур.

Система включает в себя высококачественный портативный монитор Ambu® aView™. Превосходные возможности визуализации монитора в сочетании с большими углами сгибания и точным движением дистального конца эндоскопа позволяют уверенно ориентироваться в верхних дыхательных путях и идентифицировать анатомические структуры.

Кроме того, это решение позволяет сохранять изображения и видеозаписи процедуры, которые затем можно переносить на USB накопитель.

За счет эффективности использования оборудования для однократного применения оптимизируется рабочий процесс

Устройство aScope 4 RhinoLaryngo представляет собой гибкий риноларингоскоп для однократного применения, который помогает работать более продуктивно.

- Никаких затрат и сложностей связанных с обработкой и ремонтом.
- Просто возьмите его с собой, используйте и утилизируйте.
- Высокое качество видеоизображения с сохранением мобильности, которая необходима для консультаций за пределами клиники.
- При каждой процедуре используется абсолютно новый эндоскоп неизменно высокого качества.

Эндоскоп aScope 4 RhinoLaryngo всегда обеспечивает прозрачность затрат.

Технические характеристики

Оптическая система	
Поле обзора	85°
Направление обзора	0° (прямого видения)
Глубина поля	6–50 мм
Способ освещения	Светодиод
Вводимая часть	
Сгибаемый сегмент	130° вверх, 130° вниз
Диаметр рабочей части	3,0 мм
Диаметр дистального конца	3,5 мм
Максимальный диаметр вводимой части	3,5 мм
Рабочая длина	300 мм
Рабочая среда, хранение и транспортировка	
Температура — транспортировка	10–40 °С
Температура — рабочая среда	10–40 °С
Температура — хранение	10–25 °С
Относительная влажность	30–85 %
Атмосферное давление	80–109 кПа
Стерилизация	
Способ стерилизации	Этиленоксид




aScope™ 4 RhinoLaryngo Slim всегда удобно держать в руках благодаря легкой и эргономичной конструкции



Ambu® aScope™ 4 RhinoLaryngo Slim и Ambu® aView™

Информация для заказа*

№ позиции	Кол-во
510001000RU — aScope 4 RhinoLaryngo Slim	5



Ambu A/S
Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Denmark (Дания)
Тел.: +45 7225 2000
ambu.com

* aScope 4 RhinoLaryngo Slim поставляется не во все страны. Обратитесь к местному торговому представителю компании Ambu.