



Ambu® aScope™ 4 RhinoLaryngo

Работайте более продуктивно

— в любых условиях




Работайте более продуктивно

Независимо от того, нужно ли вам высокое качество изображения для поликлиник или мобильное решение, позволяющее взять все необходимое с собой, когда вас вызывают на консультацию, гибкий эндоскоп Ambu® aScope™ 4 RhinoLaryngo для однократного применения поможет вам работать более продуктивно.

Отличная визуализация способствует уверенности при проведении процедур.

Эндоскоп aScope 4 RhinoLaryngo представляет собой часть технического решения, которое также включает в себя высококачественное портативное устройство. Превосходные возможности визуализации монитора в сочетании с большими углами сгибания и точным движением дистального конца эндоскопа позволяют уверенно ориентироваться в верхних дыхательных путях и идентифицировать анатомические структуры.

- Выполняйте процедуры уверенно
- Оптимизируйте свой рабочий процесс





За счет эффективности использования оборудования для однократного применения оптимизируется рабочий процесс

Независимо от того, идете ли вы на консультацию или находитесь в клинике, время всегда имеет решающее значение. Эндоскоп aScope 4 RhinoLaryngo всегда под рукой, и его легко взять с собой, чтобы оптимизировать рабочий процесс и сосредоточить внимание на пациентах.

Просто возьмите и используйте

Легкий портативный эндоскоп aScope 4 RhinoLaryngo и монитор aView всегда готовы к использованию, когда это необходимо, а также их всегда можно взять с собой, если вас вызвали на консультацию. Больше никаких задержек из-за ожидания обработанного эндоскопа.

Монитор aView можно легко расположить в удобное положение рядом с собой и пациентом. Монитор помещается в небольших пространствах. Вы увидите изображение в режиме реального времени через несколько секунд после включения монитора и сможете пользоваться преимуществами трехчасовой работы от батареи без подключения к сети.





Почувствуйте разницу, работая с легкой эргономичной конструкцией

Наличие отдельного монитора позволяет занимать лучшее рабочее положение по сравнению с использованием обычных фиброскопов с окулярами. Монитор aView также позволяет демонстрировать пациенту или коллегам полученные фото- и видеоматериалы как в ходе процедуры, так и в записи после ее завершения.

Независимо от количества ежедневно выполняемых процедур, вам будет удобно держать в руках легкую конструкцию с эргономичной рукояткой, имеющей рифленую поверхность. В конечном итоге это комплексное решение делает обследование более приятным для вас и ваших пациентов.



Воспользуйтесь преимуществами эффективности оборудования однократного применения

Стерильный видеориноларингоскоп aScore 4 RhinoLaryngo упрощает соблюдение указаний по обработке и повышает продуктивность вашей работы. В связи с тем, что устройство предназначено для однократного применения, вам больше не придется беспокоиться о стоимости и сложностях, связанных с обработкой и обслуживанием многоразовых эндоскопов, а ваши затраты становятся более прозрачными.



Комплексное решение для оптимизации повседневного рабочего процесса

Система aScope 4 RhinoLaryngo включает в себя модельный ряд из двух гибких видеориноларингоскопов для однократного применения и высококачественный портативный монитор aView:

aScope 4 RhinoLaryngo Slim

Эндоскоп aScope 4 RhinoLaryngo Slim — это отличный выбор для назальной эндоскопии и ларингоскопии. Он обеспечивает высококачественное изображение на мониторе aView, а небольшой наружный диаметр помогает свести к минимуму дискомфорт пациента во время процедур. Точное движение дистального конца и большие углы сгибания позволяют легко маневрировать эндоскопом в верхних дыхательных путях.

aScope 4 RhinoLaryngo Intervention

Эндоскоп aScope 4 RhinoLaryngo Intervention предназначен для терапевтических процедур. Он готов, когда нужно, не требует обработки после процедуры и отличается низкими капитальными затратами, что делает его особенно подходящим для биопсии в условиях поликлиники. Модель Intervention обеспечивает высокое качество изображения и отличную маневренность.

Ambu® aScope™ 4 RhinoLaryngo Slim

- Наружный диаметр: 3,0 мм
- Рабочий канал: Н/П
- Длина: 300 мм
- Углы сгибания: 130°/130°



Ambu® aScope™ 4 RhinoLaryngo Intervention

- Наружный диаметр: 5,0 мм
- Рабочий канал: 2,2 мм
- Длина: 350 мм
- Углы сгибания: 130°/130°



Эндоскоп RhinoLaryngo для однократного применения — это решение, которому можно доверять

Компания Ambu обладает необходимым опытом, оборудованием и целеустремленностью, чтобы предоставить вам именно то решение для однократного применения, которое необходимо

Крупнейший в мире поставщик эндоскопов для однократного применения

С момента выпуска первой системы aScope в 2009 году технология Ambu aScope применялась более чем в 1,5 млн процедур бронхоскопии и интубации по всему миру, а 87 % врачей, оценивавших использование эндоскопа Ambu® aScope™ 4 Broncho в ОРИТ, заявили, что он может заменить имеющийся многоразовый эндоскоп¹.

Предназначены для однократного применения в эндоскопии


В настоящее время 100 штатных инженеров нашей компании и 160 инженеров стратегических партнеров

работают исключительно над эндоскопами для однократного применения, чтобы в вашем распоряжении всегда были самые передовые решения.

Расчет на поставку качественных решений

Отдел исследований и разработок компании Ambu тесно сотрудничает с медицинскими специалистами и персоналом наших передовых производственных предприятий, чтобы эффективно обеспечивать высокое качество оборудования. Поскольку наша компания имеет динамичную инфраструктуру, мы готовы оперативно расширять производство и поставлять инновационную продукцию, гарантируя, что вы не уйдете с пустыми руками.

Модельный ряд эндоскопов компании Ambu для однократного применения:



В дополнение к решениям для пульмонологии и оториноларингологии компания Ambu в 2020 году расширит модельный ряд эндоскопов для однократного применения решениями для урологии и гинекологии.

¹ Дж. А. Лайвси и М. Дж. Г. Данн «Перспективная неинтервенционная оценка использования новых эндоскопов aScope 4 Broncho и aView 2 Advance от компании Ambu для интубации и интенсивной терапии», 2018 г. (JA Livesey and MJG Dunn 2018 "Prospective non-interventional evaluation of intubation and intensive care use of the new Ambu aScope 4 Broncho and aView 2 Advance").

Код продукта	Изделие
Гибкий риноларингоскоп для однократного применения aScope 4 RhinoLaryngo	
510001000RU	aScope 4 RhinoLaryngo Slim 3.0
512001000RU	aScope 4 RhinoLaryngo Intervention 5.0/2.2
Монитор aView	
405002000RU	Монитор aView

История прорывных идей

Компания Ambu воплощает в жизнь опередившие свое время решения с 1937 года. Сегодня миллионы пациентов и медицинских специалистов во всем мире зависят от эффективности, безопасности и результативности наших решений для эндоскопии, анестезиологии, мониторинга и диагностики пациентов, предназначенных для однократного применения.

Результатом нашей работы стал широкий спектр инноваций, от самых первых, таких как ручной аппарат искусственной вентиляции легких Ambu® Bag™ и электроды Ambu® BlueSensor™, и до наших новейших знаковых решений, таких как первый в мире гибкий эндоскоп Ambu® aScope™ для однократного применения. Более того, мы постоянно смотрим в будущее и стремимся поставлять инновационную качественную продукцию, которая наилучшим образом сказывается на вашей работе.

Головной офис компании Ambu находится недалеко от г. Копенгаген, Дания. В компании работает приблизительно 4500 человек по всей Европе, в Северной Америке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Чтобы получить дополнительную информацию, посетите веб-сайт ambu.com



Ambu A/S

Baltorpbakken 13
 DK-2750 Ballerup,
 Denmark (Дания)
 Тел.: +45 7225 2000
ambu.com