



Ready-Box™

контейнер для подогрева контрастных препаратов

- ▶ Эргономичный дизайн
- ▶ Облегченная алюминиевая конструкция
- ▶ Прозрачная дверца с встроенным замком
- ▶ Возможность размещения большого количества флаконов объемом от 50 до 500 мл
- ▶ Нагревательный элемент с защитой от перегрева
- ▶ Внутренний термостат



Подогревание контрастного препарата (КП) перед введением до температуры 37°C снижает вязкость*:

- ▶ Влияет на скорость распространения КП и на качество контрастирования сосудов
- ▶ Позволяет достичь более высокой скорости инъекции
- ▶ Может облегчить инъекцию и сделать ее менее дискомфортной для пациента
- ▶ Снижает риски возникновения побочных реакций

Номер для заказа	Наименование	Комплектация
1550CW	Контейнер для подогрева контрастного вещества Ready-Box	1. Контейнер Ready-Box 2. Кабель питания 220В 3. Полки - 2 шт 4. Поддон - 1 шт 5. Инструкция по эксплуатации



* Поляев Ю.А. и др. «Применение контрастных средств в лучевой диагностике», Москва, 2010, стр 42-44