

Каталка ST1-X



Базовое средство транспортировки пациента в медицинском учреждении.

Каталка ST1-X компании Stryker — это основное средство транспортировки пациента. Разработанная для выполнения ключевых требований отделения, каталка оснащена пятым колесом, облегчающим маневрирование, и двойной платформой из бумажно-слоистого пластика (БСП), позволяющей делать рентгеновские снимки.

Стандартные компоненты

- Пятое колесо для маневренности
- Складные боковые поручни
- Двойная платформа для получения рентгеновских снимков (БСП, полноразмерная)
- 4 встроенные инфузионные стойки
- Центральный механизм блокировки колес или "Центральный тормоз"

Дополнительные компоненты

- Стандартные матрасы: 8 x 62 x 193 см (3 x 24 x 75,5 дюйма) или 10 x 62 x 193 см (4 x 24 x 75,5 дюйма)
- Складные ручки для перемещения каталки
- Ремни для фиксации пациента
- Цветовые решения для кушетки (красная, темно-синяя, серая)
- Вертикальный держатель кислородного баллона
- Лоток дефибрилятора с корзиной для истории болезни
- Держатель для рулона бумаги

Технические характеристики

Модель	ST1-X	6300-000-200
Общая длина	217 см	
Минимальная высота	61 см	
Общая ширина	78 см	
С поднятыми боковыми поручнями	78 см	
С опущенными боковыми поручнями	73,5 см	
Номинальная грузоподъемность	250 кг	
Положение Тренд./ обратное положение Тренд.	±16°	
Кушетка пациента	62 ±0,5 см на 193 ±0,5 см	

Гарантия

Условия гарантии могут зависеть от страны. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю компании Stryker Medical.

Medical

Настоящий документ предназначен исключительно для работников здравоохранения.

При выборе определенных изделий для лечения конкретного пациента работник здравоохранения всегда должен опираться на собственный профессиональный опыт и знания. Компания Stryker не дает медицинских рекомендаций и советует работникам здравоохранения пройти обучение использованию любого медицинского изделия, прежде чем применять его в лечебной практике.

Информация, содержащаяся в данной брошюре, представлена с целью продемонстрировать ассортимент предлагаемой компанией Stryker продукции. Прежде чем приступать к использованию любого изделия компании Stryker, работники здравоохранения должны изучить информацию, содержащуюся во вложенной инструкции, на этикетках изделий и/или в руководстве по эксплуатации.

Изделия могут быть доступны не во всех странах, так как наличие продукции в конкретной стране зависит от принятых норм правового регулирования и лечебной практики. С вопросами о наличии продукции компании Stryker в вашем регионе обращайтесь к представителю компании Stryker.

Корпорация Stryker, ее подразделения или другие аффилированные юридические лица владеют или пользуются следующими товарными знаками или знаками обслуживания либо подали заявку на их регистрацию: Stryker, ST1 и ST1-X. Все прочие товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам или держателям товарных знаков.

Изображенные здесь изделия имеют маркировку CE, присвоенную в соответствии с действующими нормативными требованиями и директивами ЕС.

Данные материалы не предназначены для распространения за пределами ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).



Каталка ST1



Базовое средство транспортировки пациента в медицинском учреждении.

Каталка ST1 компании Stryker — это основное средство транспортировки пациента. Разработанная для выполнения ключевых требований отделения, каталка оснащена пятым колесом, облегчающим маневрирование, и фирменными складными боковыми поручнями компании Stryker.

Стандартные компоненты

- Пятое колесо для маневренности
- Складные боковые поручни
- 4 встроенные инфузионные стойки
- Центральный механизм блокировки колес или "Центральный тормоз"

Дополнительные компоненты

- Стандартные матрасы: 8 x 62 x 193 см (3 x 24 x 75,5 дюйма) или 10 x 62 x 193 см (4 x 24 x 75,5 дюйма)
- Складные ручки для перемещения каталки
- Ремни для фиксации пациента
- Цветовые решения для кушетки (красная, темно-синяя, серая)
- Вертикальный держатель кислородного баллона
- Лоток дефибрилятора с корзиной для истории болезни
- Держатель для рулона бумаги

Технические характеристики

Модель	ST1	6300-000-100
Общая длина		217 см
Минимальная высота		56 см
Общая ширина		78 см
С поднятыми боковыми поручнями		78 см
С опущенными боковыми поручнями		73,5 см
Номинальная грузоподъемность		250 кг
Положение Тренд./ обратное положение Тренд.		±16°
Кушетка пациента		62 ±0,5 см на 193 ±0,5 см

Гарантия

Условия гарантии могут зависеть от страны. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю компании Stryker Medical.

Medical

Настоящий документ предназначен исключительно для работников здравоохранения.

При выборе определенных изделий для лечения конкретного пациента работник здравоохранения всегда должен опираться на собственный профессиональный опыт и знания. Компания Stryker не дает медицинских рекомендаций и советует работникам здравоохранения пройти обучение использованию любого медицинского изделия, прежде чем применять его в лечебной практике.

Информация, содержащаяся в данной брошюре, представлена с целью продемонстрировать ассортимент предлагаемой компанией Stryker продукции. Прежде чем приступать к использованию любого изделия компании Stryker, работники здравоохранения должны изучить информацию, содержащуюся во вложенной инструкции, на этикетках изделий и/или в руководстве по эксплуатации.

Изделия могут быть доступны не во всех странах, так как наличие продукции в конкретной стране зависит от принятых норм правового регулирования и лечебной практики. С вопросами о наличии продукции компании Stryker в вашем регионе обращайтесь к представителю компании Stryker.

Корпорация Stryker, ее подразделения или другие аффилированные юридические лица владеют или пользуются следующими товарными знаками или знаками обслуживания либо подали заявку на их регистрацию: Stryker, ST1 и ST1-X. Все прочие товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам или держателям товарных знаков.

Изображенные здесь изделия имеют маркировку CE, присвоенную в соответствии с действующими нормативными требованиями и директивами ЕС.

Данные материалы не предназначены для распространения за пределами ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

