



CIDEZYME™ XTRA

Мультиферментное
моющее средство

Быстрота. Эффективность. Основательность.

CIDEZYME™ XTRA
МУЛЬТИФЕРМЕНТНОЕ МОЮЩЕЕ
СРЕДСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО
ДЛЯ ОЧИСТКИ ЭНДОСКОПОВ В
АВТОМАТИЧЕСКИХ
РЕПРОЦЕССОРАХ И ПРИ
РУЧНОМ СПОСОБЕ ОБРАБОТКИ.
СОДЕРЖИТ НЕСКОЛЬКО
ФЕРМЕНТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЯ
БЫСТРОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ
УДАЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ.



Преимущества

CIDEZYME™ XTRA Мультиферментное моющее средство - эффективная окончательная очистка перед дезинфекцией высокого уровня:

- Раствор с низким пенообразованием является биоразлагаемым и легко смывается.
- Содержит ингибиторы коррозии для защиты дорогостоящего медицинского оборудования и хирургических инструментов.
- Легко удаляет органические вещества: липиды, белки, углеводы.

SIDEZYME™ XTRA

Характеристики

Мультиферментная формула:
целлюлаза, липаза, протеаза, амилаза,
и патентованные ферменты с улучшенным
протеолитическим действием

Преимущества

Повышенная активность белковых ферментов обеспечивает более быстрое и тщательное проникновение в труднодоступные места.

Эффективно удаляет биологические загрязнения.

НИЗКОЕ ПЕНООБРАЗОВАНИЕ

Для использования при ручном и автоматическом способе обработки

ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ

Защищают медицинские изделия

БИОРАЗЛАГАЕМОСТЬ

Безопасность для людей и окружающей среды

Совместимость с материалами

SIDEZYME™ XTRA БЫЛ ИСПЫТАН С ШИРОКИМ РЯДОМ МАТЕРИАЛОВ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГИБКИХ ЭНДОСКОПОВ, ВКЛЮЧАЯ:

латунь, медь, нержавеющая сталь, различные полимеры, резина, гофрированные трубки и пластик.

Использование

ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕПРОЦЕССОРЕ ЭНДОСКОПОВ ENDOCLENS-NSX™, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РУЧНОЙ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 4 мл на 1 литр воды

РУЧНАЯ ОБРАБОТКА 8 мл на 1 литр воды

СРОК ГОДНОСТИ 18 месяцев

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 15-30°



Информация для заказа

КОД
22591

ОБЪЕМ
Канистра 3,8 л

ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА
2 x 3.8 л

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОСЕТИТЕ ASP.COM ИЛИ СВЯЖИТЕСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ООО «АСП РУС»

asp.com

ASP Advanced
Sterilization
Products

119027, Москва г., ВН. ТЕР. Г.,
муниципальный округ Внуково, п.
Внуково, ул. Центральная, д. 8Б, эт. 2, пом.
215
©ASP 2022. Все права защищены.



ASP International GmbH, Zweigniederlassung
Zug, Gubelstrasse 34, 6300 Zug, Switzerland

Пожалуйста, прочтите и следуйте инструкции по применению мультиферментного моющего средства SIDEZYME™ XTRA перед использованием этого продукта для получения полной информации об использовании, включая противопоказания и предупреждения. Названия продуктов с заглавной буквы являются товарными знаками ASP, Advanced Sterilization Products.

AD-110093-16-CT_D-MDR
СТР № RU.77.99.88.002.E.000203.01.22 от 27.01.2022