

Другие синтетические нерассасывающиеся шовные материалы

PRONOVA

(Полигексафторпропилен-ФВИ)

Монофиламентный синтетический
нерассасывающийся шовный материал

MERSILENE* (Полиэстер)

Полифиламентный синтетический
нерассасывающийся шовный материал



PRONOVA

(Полигексафторпропилен-ФВИ)

Обладая выраженным свойством эластичности, шовный материал PRONOVA является альтернативой полипропиленовой нити. Нить предназначена для аппроксимации и лигирования мягких тканей, включая применение в сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии нейрохирургии.

Преимущества эластичной нити


Благодаря особой эластичности шовный материал PRONOVA:

- Более устойчив к потенциальному повреждению хирургическим инструментом
- Имеет незначительный эффект «памяти на упаковку»
- Обладает отличными манипуляционными свойствами и высокой прочностью на разрыв





MERSILENE* (Полиэстер)

Шовный материал MERSILENE* предназначен для аппроксимации и лигирования мягких тканей, включая использование в сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, хирургии глаза, а также в ортопедии и травматологии.

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		5/0 (M1)		
⊙ RB-2 (13 мм) 	75	PN8500H	■	36



КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке	
		5/0 (M1)	6/0 (M0,7)	7/0 (M0,5)	8/0 (M0,4)		
⊙ BV175-6 (8 мм) 	60				PN1890G	■	12
⊙ BV175-8 (9,3 мм) 	60			PN8714H ■ PN8706H			36
⊕ CC (9,3 мм) 	60		PN1809H	■ PN1839H			36
⊕ CC-1 (13 мм) 	60		PN8605H	■			36
	75	PN1812H	■				36

ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		10/0 (M0,2)		
▼ TG140-6 (6,5 мм) 	30	W1775		12

ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 1/4 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		4/0 (M1,5)	5/0 (M1)	
▼ S-4 (8 мм) 	45	W832		12
▼ S-14 (8 мм) 	45		W843	12

БЕЗ ИГЛЫ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		7 (M9)	2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	
БЕЗ ИГЛЫ катушки LIGAPAK	250		EH6407G	L155	L154	L153	12
БЕЗ ИГЛЫ	150	W394					12