



Продукция для операционного блока



Безопасная сетка

Одноразовая сетка-вкладыш исключает необходимость доставать потенциально контаминированные инструменты руками. Дополнительная кайма Flexi-Lid™ удобна для переноски инструментов. Рукоятки EZ-Grip™ позволяют безопасно переносить даже тяжелые инструменты.

Код	Описание	Стерильн.	Кол-во шт. (мин.)
31144291	Безопасная сетка (основа)	Нет	100
31144283	Безопасная сетка, основа с гибкой каймой	Нет	100
31144226	Гибкая кайма к основе	Нет	100



Bag-It™ пакет для подсчета использованных тампонов

- Эффективный способ сбора и подсчета от 5 до 10 использованных тампонов 4x4 в каждый мешок
- Прозрачная лицевая сторона удобна для визуальной оценки кровопотери и количества использованных тампонов
- Прозрачная или непрозрачная обратная сторона
- Есть модели с креплением на стену или стойку для капельницы

Код	Описание	Кол-во шт. (мин.)
31144119	Коробка-диспенсер, прозрачный черный	50 шт. в упаковке/250 шт. в коробке
31144127	Коробка-диспенсер, непрозрачный черный	50 коробок/250 штук
31144168	Крепление-вешалка под мешки для подсчета использованных тампонов. Для одного мешка. Крепится на стойку для капельницы.	1
31144176	Крепление-вешалка под мешки для подсчета использованных тампонов. Для одного мешка. Крепится на стену.	1



Магнитные коврики



Магнитные коврики - это удобный и безопасный способ переноски медицинских инструментов в операционной, позволяющий избежать ранений персонала

- Хирургические инструменты намагничиваются к стерильной поверхности одноразового коврика и надежно удерживаются
- Благодаря эластичному материалу свободно ложится на любую поверхность
- Нескользкая обратная сторона хорошо удерживает коврик
- Запатентованный материал позволяет загибать края коврика вверх для дополнительной безопасности
- Стерильные, одноразовые

Код	Описание	Размер	Кол-во шт. (мин.)
31140570	Магнитный коврик	25.5 x 40.5 см	30
31140562	Магнитный коврик	40.5 x 51 см	20
31140596	Магнитный коврик с загибами	25.5 x 40.5 см	30
31140547	Магнитный коврик с загибами	40.5 x 51 см	20

DRAPEAGAIN™ Магнитный коврик



- Можно стерилизовать этиленоксидом или паром

Код	Описание	Размер	Кол-во шт. (мин.)
31140588	Магнитный коврик	30 x 40 см	3

Магнитные коврики с нейтральной зоной



Код	Описание	Нейтр. зона	Размер	Кол-во шт. (мин.)
31140612	Магнитный коврик с загибами	1	25.5 x 40.5 см	30
31140539	Магнитный коврик с загибами	1	40.5 x 51 см	20
31140505	Магнитный коврик	2	25.5 x 40.5 см	26
31140430	Магнитный коврик	2	40.5 x 51 см	16

Лотки для инструментов

Лотки можно использовать отдельно или прикреплять к нашим магнитным коврикам, создавая дополнительную нейтральную зону, в которой можно складывать или переносить острые инструменты

Код	Описание	Размер	Кол-во шт. (мин.)
31140398	Безопасный лоток с адгезивной полоской	9.5 x 23 x 2.5 см	50
31140380	Безопасный лоток с держателем инструментов и адгезивной полоской	9.5 x 23 x 2.5 см	50
31140372	Безопасный почковидный тазик с металлическими ножками	10 x 21 x 5 см	40



Магнитный иглоискатель

Роликовый магнитный многоразовый иглоискатель - это удобный и безопасный способ поиска игл или лезвий на полу операционной

- Изготовлен из легкого алюминия

Код	Описание	Длина	Кол-во шт. (мин.)
31140422	Иглоискатель	110 см	1



Держатель для скальпеля с защитой лезвия

Стерильный, одноразовый держатель для скальпеля уберегает от возможных порезов о лезвие.

- Удерживает до трех скальпелей
- Держатель надежно приклеивается к рабочей поверхности благодаря адгезивной полосе
- Компактный дизайн (10 x 1.5 см)

Код	Описание	Кол-во шт. (мин.)
31142576	Держатель для скальпеля с защитой для лезвия	24 шт. в упаковке/96 шт. в коробке



Devon™ Насадки для операционных светильников



Devon™ Одноразовые насадки для операционных светильников это лучший способ стандартизировать приборы верхнего освещения в операционной и снизить расходы на их содержание. Набор одноразовых стерильных насадок значительно упрощает процесс обслуживания системы освещения

Liteglove™



- Мягкая насадка - удобная и экономичная

Код	Описание	Кол-во шт. (мин.)
31140208	Liteglove	1 коробка/25 упаковка/100 штук
31140257	Liteglove	2 коробка/40 упаковка/160 штук
31140216	Liteglove	3 коробка/48 упаковка/192 штук

EZ Handle™



- Жесткая цельная насадка с резьбой

Код	Описание	Кол-во шт. (мин.)
31140133	EZ Handle	1 коробка/16 упаковка/128 штук
31140125	EZ Handle	2 коробка/28 упаковка/112 штук
31140117	EZ Handle	3 коробка/21 упаковка/84 штук

Нестерильные одноразовые жесткие рукоятки для операционных светильников

Код	Описание	Кол-во шт. (мин.)
31159455	3641 EZ рукоятка, нестерильная	300

Litesleeve™



- Полужесткая насадка

Код	Описание	Кол-во шт. (мин.)
31140273	3631 Litesleeve	1 коробка/70 штук
31140240	3632 Litesleeve	2 коробка/120 штук

Руководство по подбору рукояток и адаптеров к светильникам

- ULH: предназначен для использования с Liteglove™ и Litesleeve™
- ULA: предназначен для использования с EZ Handle™

Наз. модели/ Номер	Описание рукоятки	ULH	Код для заказа	ULA	Код для заказа
ALM Surgical					
All ECL и PRC модели	не центральный фокус	3600-9	31146866	3660-9	31146569
Angenieux AX4 Major	центральный фокус	3600-8	31146585	3650-8	
Angenieux AX14 Major	центр. & не центр.	3600-8	31146585	3650-8	
Daylighter Major Light	не центральный фокус	3600-8	31146585	3650-8	
Daylighter 150, Single Sate.	не центральный фокус	3600-8S	31146858	3650-8S	нет
Angenieux AX10 Dual	центральный фокус	3600-8	31146585	3650-8	
21st Century series	центр. & не центр.	3600-8	31146585	3650-8	
SurgiLite II	центр. & не центр.	3600-8	31146585	3650-8	
All PRX models	должен иметь ALM установленную поверхность EZ рукоятки	3600-25	31335634		
Prismalix	такая же как PRX модель	3600-25	31335634		
X-Ten	такая же как PRX модель	3600-25	31335634		
Prismatic		3600-9	31146866	3660-9	31146569
751		3600-9	31146866	3660-9	31146569
TRC 7501		3600-9	31146866	3660-9	31146569
Steris					
Gemini	не центральный фокус	3600-2	31146759	3600-2	31146551
Polaris	не центральный фокус	3600-2	31146759	3600-2	31146551
Challenge 22	не центральный фокус	3600-2	31146759	3660-2	31146551
Harmony		3600-38	50001200	3660-38	50001201
L22				3660-2	31146551
Berchtold					
Chromophare 450	центральный фокус	3600-22	31146668	3660-12S	31146320
Chromophare 480	центральный фокус		нет		нет
Chromophare 570	центральный фокус	3600-22	31146668	3660-12S	31146320
Chromophare 950G	центральный фокус	3600-95	31146627	3650-95	31146395
Chromophare C-571	центральный фокус	3600-12	31146809	3660-12S	31146320
Chromophare D-650	центральный фокус	3600-36	50000928	3660-36	50000929
Chromophare	Chromovision	3600-22H	31368627	3660-22H	
Chromophare D-530	центральный фокус	3600-36	50000928	3660-36	50000929
Chromophare D-630	центральный фокус	3600-36	50000928	3660-36	50000929
Chromophare D-540	центральный фокус	3600-36	50000928	3660-36	50000929
Chromophare D-650	центральный фокус	3600-36	50000928	3660-36	50000929
Chromophare D-660	центральный фокус	3600-36	50000928	3660-36	50000929
Burton					
Genesis	центральный фокус		нет		нет



Devon™ Насадки для операционных светильников

Руководство по подбору рукояток и адаптеров к светильникам

Назв. модели/ Номер	Описание рукоятки	ULH	Код для заказа	ULA	Код для заказа
Dr. Mach					
Triaflex	не центральный фокус	3600-14	31146692	3650-14	31146338
Uniflex	центральный фокус	3600-14	31146692	3650-14	31146338
Getinge Castle					
Castle 2000 series		3600-24	31146643	3650-24	
Castle 2023 series		3600-24	31146643	3650-24	
Castle 2300 series	привинчивающийся	3600-1	31146825	нет	
Castle 2400 series	привинчивающийся	3600-1	31146825	нет	
Castle 2500-2900 series	привинчивающийся	3600-3	нет	3660-3	
Charles Polo Adaptor		3600-5C	31160701	3660-5C	
Sybron 2600		3600-3	нет	3660-3	
Castle GNM85004	центральный фокус snap-on		нет	нет	
Heraeus					
Boston	не центральный фокус	3600-10B	31146882	3660-10B	31146270
Frankfurt	центральный фокус	3600-10	31146874	3660-10	31146494
Hanau	центральный фокус	3600-10H	31146890	3650-10H	31146288
Hanaulux 2002	центральный фокус	3600-104	31146619	3650-104	31146403
Hanaulux 2003	центральный фокус	3600-104	31146619	3650-104	31146403
Hanaulux 2004	центральный фокус	3600-104	31146619	3650-104	31146403
Hanaulux 2005	центральный фокус	3600-104	31146619	3650-104	31146403
Hanaulux 2007	центральный фокус	3600-107	31146601	3650-107	
Hanaulux 2007 AF	центральный фокус	3600-107	31146601	3650-107	
London	центральный фокус	3600-10	31146874	3660-10	31146494
Melbourne	центральный фокус	3600-10	31146874	3660-10	31146494
Oslo	центральный фокус	3600-10	31146874	3660-10	31146494
Satellite-London/Heidelberg	центральный фокус	3600-10	31146874	3660-10	31146494
Hanaulux Blue Line	не центральный фокус	3600-104	31146619	3650-104	31146403
Hanaulux 2000		3600-104	31146619	3650-104	31146403
Hannavision		3600-104	31146619	3650-104	31146403
OMI (Midmark)					
Ultralux	центральный фокус	3600-23	31146650	3660-23	31181319
Chick 20 series	не центральный фокус	3600-9	31146866	3660-9	31146569
Chick 6100 series			нет		нет
Ultralux 6500 series	центральный фокус		нет	3660-23	31181319
Ultralux 6600 series	не центральный фокус используется с Lite Glove w/OEM			3660-23B	
Ultralux 355 Minor Surgery	Use EZ Handle w/OEM	3600-25	31335634		
Chick II			нет	3660-20	
Ritter 355		3600-25	31335634	нет	

Руководство по подбору рукояток и адаптеров к светильникам

Назв. модели/ Номер	Описание рукоятки	ULH	Код для заказа	ULA	Код для заказа
Stryker					
Visum			нет	3660-62	50001202
Skytron					
Nova HA58 & HA58/EL	Зеленая основная	3600-6S	31146742	3660-6S	31160586
Nova HA75	Зеленая основная	3600-6S	31146742	3660-6S	31160586
5858 & 9656	Зеленая основная	3600-6S	31146742	3660-6S	31160586
9756 & 9856	Зеленая основная	3600-6S	31146742	3660-6S	31160586
Nova HA58/EL	Зеленая малая	3600-6S	31146742	3660-6S	31160586
Nova HA75/AR58	Зеленая малая	3600-6S	31146742	3660-6S	31160586
Nova HA76/AR58	Зеленая малая	3600-6S	31146742	3660-6S	31160586
Nova HA90 & HA100/EL	Зеленая малая	3600-6S	31146742	3660-6S	31160586
5858 & 7558	Зеленая малая	3600-6S	31146742	3660-6S	31160586
9058 & 10058	Зеленая малая	3600-6S	31146742	3660-6S	31160586
9656 & 9756 & 9856	Зеленая малая	3600-7	31146833	3660-7	31146577
Nova HA58 & HA58/EL	Желто-корич. основная	3600-7N	31146841	3660-7N	31146460
Nova HA75 & HA 90	Желто-корич. основная	3600-7N	31146841	3660-7N	31146460
Nova HA90 & HA100/EL	Желто-корич. основная	3600-7N	31146841	3660-7N	31146460
Nova HA100	Желто-корич. основная	3600-7N	31146841	3660-7N	31146460
Infinity IN30 & IN22 series	Желто-корич. основная	3600-7N	31146841	3660-7N	31146460
58 & 75	Желто-корич. основная	3600-7N	31146841	3660-7N	31146460
5858 & 7558	Желто-корич. основная	3600-7N	31146841	3660-7N	31146460
9058 & 10058	Желто-корич. основная	3600-7N	31146841	3660-7N	31146460
96 & 9656	Желто-корич. основная	3600-7	31146833	3660-7	31146577
9756 & 9856	Желто-корич. основная	3600-7	31146833	3660-7	31146577
Nova HA58/EL	Желто-коричневая малая	3600-7N	31146841	3660-7N	31146460
Nova HA75/EL	Желто-коричневая малая	3600-7N	31146841	3660-7N	31146460
Nova HA76/AR58	Желто-коричневая малая	3600-7N	31146841	3660-7N	31146460
Nova HA75/AR58	Желто-коричневая малая	3600-7N	31146841	3660-7N	31146460
Nova HA90 & HA100/EL	Желто-коричневая малая	3600-7N	31146841	3660-7N	31146460
Infinity IN30 & IN22 series	Желто-коричневая малая	3600-7N	31146841	3660-7N	31146460
5858 & 7558	Желто-коричневая малая	3600-7N	31146841	3660-7N	31146460
9058 & 10058	Желто-коричневая малая	3600-7N	31146841	3660-7N	31146460
9756 & 9656 & 9856	Желто-коричневая малая	3600-7	31146833	3660-7	31146577
5656	Обе	3600-7	31146833	3660-7	31146577
Excel KR56	Обе	3600-7	31146833	3660-7	31146577
Excel SH60	Обе	3600-7	31146833	3660-7	31146577
Excel SH61	Обе	3600-7	31146833	3660-7	31146577
Excel SH63	Обе	3600-7	31146833	3660-7	31146577
Universe II		3600-72	31146635	3660-72	31146379
Universe 60/63		3600-7	31146833	3660-7	31146577
Infinity IF series		3600-7E	31146726	3660-7E	31146478
Infinity 5400 series		3600-7E	31146726	3660-7E	31146478
Universe w/центр. фокус			нет		нет
Skytron 16			нет		нет
Stellar Series		3600-7E	31146726	3660-7E	31146478
Hill-Rom					
Prima	Весь свет контролируется с рукоятки, поэтому не требуется адаптора при использовании LiteGlove				
Martin 501 Series		5000059			
Martin 701 Series		5000059			

Одноразовые хирургические маркеры Devon - высококачественный стерильный продукт.

- Используются для разметки операционного поля при пластических, ортопедических, нейрохирургических и сердечно-сосудистых операциях
- Чернила на основе генцан-виолета нетоксичны, не размазываются, не вызывают раздражений
- Стерильные наклейки для маркировки препаратов

Хирургические маркеры с колпачком-линейкой стерильные



Код	Описание	Кол-во шт. (мин.)
31145926	Стандартный стержень	100 штук
31145918	Стандартный стержень, 9 наклеек	100 штук
31145942	Тонкий стержень	100 штук
31145892	Тонкий стержень, бумажная линейка	100 штук
31145843	Тонкий стержень, бумажная линейка, 9 наклеек	100 штук

Двусторонний хирургический маркер с колпачком-линейкой стерильный



Код	Описание	Кол-во шт. (мин.)
31145900	Двусторонний стержень	100 штук
31145868	Двусторонний стержень, 9 наклеек	100 штук
31160560	Двусторонний маркер, бумажная линейка	100 штук
31145934	Двусторонний маркер, бумажная линейка, 9 наклеек	100 штук

Хирургические маркеры, стерильные



Код	Описание	Кол-во шт. (мин.)
31145819	Стандартный стержень	100 штук
31145785	Стандартный стержень, бумажная линейка	100 штук
31145777	Стандартный стержень, бумажная линейка, 9 наклеек	100 штук
31177366	Тонкий стержень	100 штук
31145827	Тонкий стержень, бумажная линейка	100 штук
31145793	Тонкий стержень, бумажная линейка, 9 наклеек	100 штук

Система для маркировки, нестерильная

Код	Описание	Кол-во шт. (мин.)
31160529	Devon кожный маркер и линейка, двойной стержень: стандартный и очень тонкий	100
31160503	Devon кожный маркер	100
31145769	Наклейки, нестерильные	3000

Surgimark

Используется для маркировки инструментов, взятых проб и других объектов в стерильном пространстве.

- Не пачкаются, быстро высыхают, нетоксичны
- К маркеру прилагаются 9 наклеек

Код	Описание	Кол-во шт. (мин.)
31145884	С черными чернилами, с наклейками, стерильный	25 шт. в упаковке/100 шт. в коробке
Наклейки		
31145751	Стерильный	225 шт. в упаковке/900 шт. в коробке



Devon™ контейнеры для хранения и учета игл

Контейнеры для учета игл - безопасный и эффективный способ размещения, удержания и утилизации игл после использования в хирургических операциях.

- Есть модели с системой простого и быстрого удаления скальпеля
- Рабочая поверхность магнитная или из пеноматериала
- Две половинки легко разъединяются, их можно использовать отдельно
- Клеящиеся пластинки помогают закрепить половинки контейнера на любой поверхности
- Специальные замочки надежно запирают контейнер
- В стандартные модели помещается от 10 до 100 игл

Контейнер для счета игл с блоком из пенопласта и с замочком

Код	Описание	Счет/ Емкость	Кол-во шт. (мин.)
31142352	Система удаления лезвия, два черных магнита	100/100	8 шт. в упак./64 шт. в кор.
31142360	Система удаления лезвия, клеящаяся пластина	20/40	12 шт. в упак./96 шт. в кор.
31142386	Система удаления лезвия, один черный магнит	20/40	12 шт. в упак./96 шт. в кор.
31142394	Система удаления лезвия, один черный магнит	10/20	12 шт. в упак./96 шт. в кор.
31142469	Двойной пенопласт	80/80	8 шт. в упак./64 шт. в кор.
31142402	Клеящаяся пластина	40/70	8 шт. в упак./64 шт. в кор.
31142311	Один черный магнит	40/70	8 шт. в упак./64 шт. в кор.
31142501	Клеящаяся пластина	20/40	12 шт. в упак./96 шт. в кор.
31142493	Один черный магнит	20/40	12 шт. в упак./96 шт. в кор.



Devon™ контейнеры для хранения и учета игл

Магнитные контейнеры для подсчета игл



Код	Описание	Счет/ Емкость	Кол-во шт. (мин.)
31142238	Система удаления лезвия, замок и два белых магнита	30/30	12 шт. в упак./96 шт. в кор.
31142113	Система удаления лезвия, замок и два черных магнита	30/30	12 шт. в упак./96 шт. в кор.
31142154	Замок, два черных магнита	60/60	8 шт. в упак./64 шт. в кор.
31142147	Замок, два черных магнита	30/30	12 шт. в упак./96 шт. в кор.
31142196	Два черных магнита	20/20	21 шт. в упак./168 шт. в кор.
31142139	С прозрачной крышкой, замок и два черных магнита	30/30	8 шт. в упак./64 шт. в кор.
31142410	С прозрачной крышкой, замок	10/10	21 шт. в упак./168 шт. в кор.

Контейнер для счета игл с полоской из пенопласта и замочком



Код	Описание	Счет/ Емкость	Кол-во шт. (мин.)
31142451	Система удаления лезвия, двойной пенопласт	30/30	12 шт. в упак./96 шт. в кор.
31142295	Система удаления лезвия, черный магнит	15/30	12 шт. в упак./96 шт. в кор.
31142303	Двойной пенопласт	30/30	12 шт. в упак./96 шт. в кор.
31142188	Черный магнит	30/60	8 шт. в упак./64 шт. в кор.
31142212	Прозрачная крышка	15/15	12 шт. в упак./96 шт. в кор.

Devon™ контейнер для подсчета игл, нестерильный

Код	Описание	Счет/ Емкость	Кол-во шт. (мин.)
31155370	Один магнит, прозрачная крышка	10	200
31155362	Одинарная полоска из пенопласта, прозрачная крышка	15	200
31155487	Пластиковая коробка, двойной магнит	20	200
31155263	Система удаления лезвия, пластиковая коробка, двойной белый магнит	30	200
31155552	Пластиковая коробка, блок из пенопласта и магнита, средняя	10	200
31155503	Пластиковая коробка, блок из пенопласта и адгезива, средняя	10	200
31155537	Пластиковая коробка, блок из пенопласта и адгезива, большая	20	200
31155545	Система удаления лезвия, пластиковая коробка, блок из пенопласта и магнита, средняя	10	200
31155651	Система удаления лезвия, пластиковая коробка, блок из пенопласта и магнита, самая большая	20	200
31155107	Система удаления лезвия, пластиковая коробка, блок из пенопласта и двойной магнит, самая большая	80	100

Набор

Код	Описание	Кол-во шт. (мин.)
31141784	Мининабор Litegloves™ (31140257)	64 2
	Контейнер для счета игл с блоком из пенопласта (31142352)	1
	Абразивный очиститель для активных электродов (31142790)	1
	Сумка для шовного материала (31142691)	1
	Хирургический маркер, линейка и наклейки (31145777)	1



Предметы первой необходимости в операционной

Абразивный очиститель для активных электродов

Безопасно и эффективно очищает электроды электрохирургических ручек, абразивная поверхность, адгезивный нижний слой, рентгеноконтрастная полоса.

Код	Описание	Кол-во шт. (мин.)
31142790	5 x 5 см	25 шт. в упак./100 шт. в кор.
31142717	5 x 5 см	80 шт. в упак./240 шт. в кор.



Очиститель для микроинструментов

Стерильный, неабразивный губчатый очиститель тонких браншей микроинструментов и линз. Очищает мягко и бережно.

Код	Описание	Кол-во шт. (мин.)
31142535	Очиститель для микроинструментов	25 шт. в упак./100 шт. в кор.


Dev-O-Loops Хирургические сосудистые петли (держалки)

Код	Описание	Цвет	Размер	Кол-во шт. (мин.)
31145728	Dev-O-Loops	Белый	1,5 мм	20 шт. в упак.
31145710	Dev-O-Loops	Красный	1,5 мм	20 шт. в упак.
31145702	Dev-O-Loops	Синий	1,5 мм	20 шт. в упак.
31145660	Dev-O-Loops	Желтый	1,5 мм	20 шт. в упак.
31145686	Dev-O-Loops	Белый	3 мм	20 шт. в упак.
31145744	Dev-O-Loops	Красный	3 мм	20 шт. в упак.
31145678	Dev-O-Loops	Синий	3 мм	20 шт. в упак.
31145694	Dev-O-Loops	Желтый	3 мм	20 шт. в упак.



Dev-O-Clamp зажимы для тканей

Код	Описание	Кол-во шт. (мин.)
31140315	Зажим для трубок, одноразовый, нестерильный	1 коробка/50 штук
31140299	Одноразовый зажим, нестерильный	1 коробка/100 штук
31140281	Одноразовый зажим, стерильный	1 шт. в инд. пачке/10 шт.в упак./80 шт. в кор.
31140307	Одноразовый зажим, стерильный	2 шт. в инд. пачке/30 шт.в упак./120 шт. в кор.



Предметы первой необходимости в операционной

Держатель трубок



- Наконечный держатель на клейкой основе устанавливает и надежно удерживает трубки
- Подходит для трубок любого размера
- Стерильный, одноразовый

Код	Описание	Кол-во шт. (мин.)
31142667	Держатель трубок со съёмным крепежом-липучкой	25 шт. в упак./100 шт. в кор.
31142659	Держатель трубок со съёмным крепежом-липучкой	12 шт. в упак./96 шт. в кор.
31142675	Держатель трубок с фиксированным крепежом-липучкой	25 шт. в упак./100 шт. в кор.

Продукция в массе

Код	Описание	Кол-во шт. (мин.)
31160297	Держатель трубок, нестерильный	200
31160370	Tipolisher очиститель для электродов, большой 5 x 5 см, в массе, стерильный	600
31350757	Мешок для шовного материала, в массе, стерильный	2000
31160222	Держатель для скальпеля с защитой для лезвия	250

Dev-O-Pouch мешок для инструментов



Для временного хранения стерильных инструментов.

Код	Описание	Кол-во шт. (мин.)
31142550	Мешок для инструментов с двойным карманом	20 шт. в упак./80 шт. в кор.

Мешок для шовного материала



Надежно приклеивается к любой поверхности для удобного и быстрого доступа.

Код	Описание	Кол-во шт. (мин.)
31142691	Мешок для шовного материала	25 шт. в упак./100 шт. в кор.

Стерильное покрытие-сумка для оптического прибора



Позволяет хирургу самостоятельно регулировать оптические приборы в стерильном пространстве операционной.

Код	Описание	Кол-во шт. (мин.)
31142543	Стерильное покрытие-сумка для оптического прибора	120 шт. в упак./480 шт. в кор.

Продукция для позиционирования Devon™ является надежным, эффективным и экономичным решением безопасного выравнивания и поддержки пациентов во время медицинских процедур, сводящим к минимуму риск появления пролежней и повреждения нервов. Выполненные из нетоксичных вспененных материалов продукты для позиционирования обеспечивают идеальное сочетание исключительной стабильности и амортизации при оптимальной экспозиции мест оперативных вмешательств. Вся продукция не содержит латекса.

Позиционирование головы

- Упругий и высокопрочный вспененный материал обеспечивает максимальную поддержку при снижении давления на участки тела пациента
- Предназначено для поддержания чувствительных частей лица
- Набор все-в-одном может использоваться для одновременного поддержания ног, коленей, ступней или других частей конечностей
- Подкладки под голову с прорезями предназначены для размещения эндотрахеальной трубки

Код	Описание	Кол-во шт. (мин.)
31143194	Фиксатор головы педиатрический	24
31143129	Фиксатор головы для взрослых	24
31143137	Кольцо под голову, диаметр 23 см	36
31143145	Кольцо под голову, диаметр 18 см	72
31143152	Кольцо под голову, все-в-одном диаметр 8, 10, 15 и 23 см	36
31143020	Рамка фиксатора для головы	28
31163184	Мягкий фиксатор для головы	28



Позиционирование тела, верхних и нижних конечностей

- Амортизация и защита для рук, плеч, локтей и локтевого нерва, выступающих костей и других точек давления
- Максимальная поддержка ног, коленей, ступней, лодыжек и пяток
- Снижение давления на участки тела при сохранении нормальной циркуляции крови
- Предназначено для обеспечения оптимальной экспозиции мест оперативных вмешательств
- Тело пациента размещается комфортно и безопасно
- Обеспечивает защиту, правильное выравнивание и комфорт при различных видах процедур



Код	Описание	Размер	Кол-во шт. (мин.)
31143095	Ложе для руки	41 x 15 x 5 см	72
31143467	Ложе для руки	51 x 20 x 5 см	24
31143491	Ложе для руки	61 x 13 x 8 см	24
31143046	Держатель колена при артроскопии	-	10
31143277	Кольцевидный держатель ноги при артроскопии	-	18
31143178	Защита на стопу и пятку	-	72
31143376	Фиксатор "лягушка" для ног	-	10
31143087	Подушка для абдукции, малая (НЕТ В РУ)	46 x 30 x 15 см	6
31143061	Подушка для абдукции, средняя	56 x 38 x 15 см	6
31143053	Подушка для абдукции, большая	63 x 46 x 15 см	6
31163457	Подушка для операционного стола	183 x 51 x 5 см	12
31143392	Клин для выравнивания тела на поверхности	55 x 51 x 22 см	8
31143418	Валик под грудь	43 x 13 см	12
31143434	Малые валики для фиксации положения	46 x 18 см	12
31143442	Большие валики для фиксации положения	76 x 18 см	10
31143384	Подушка вспомогательная	51x30x30 см	12
31157988	Фиксатор позиции в колыбели	-	12



Многоразовые и позиционирующие ремни

Мягкие и при этом прочные ремни обеспечивают надлежащее позиционирование и комфорт.

Многоразовые:

- Все материалы можно подвергать мытью
- Металлические кольца легко и быстро крепятся к операционному столу или к каталке
- Регулируемая длина для соответствия большинству пациентов

Одноразовые:

- Экономичные
- Прочные пластиковые кольца обеспечивают удобное и надежное крепление к операционному столу или каталке
- Простота регулировки длины; подходит для большинства пациентов
- Дополнительная фиксация с помощью крепежей-липучек

Код	Описание	Размер	Кол-во шт. (мин.)
31142998	Одноразовый ремень на руку	66 x 4см	25
31142964	Многоразовый ремень на тело или колено	92 x 10см	6
31143004	Одноразовый ремень на тело или колено	152x8см	12
31142980	Одноразовый ремень на руку	81x4см	48

Позиционирование тела

Код	Описание	Кол-во шт. (мин.)
31143103	Клин для операционного стола	8

Позиционирование крупных пациентов



Код	Описание	Кол-во шт. (мин.)
777001	Кольцо под голову	36
777002	Ложе для руки	6 пар
777003	Ложе для ноги	6 пар
777004	Комплект для фиксации положения	4

Процедурные наборы

Код	Описание	Кол-во шт. (мин.)
31143301	Набор для наклонного позиционирования	8

Devon™ защитные чехлы уберегают дорогостоящий хирургический инструмент во время стерилизации и работы с ним. Гидрофобный пенный материал с открытыми порами позволяет свободно стерилизовать инструменты паром или газом.

Универсальные чехлы

- Защищают хрупкие концы инструментов от повреждений при стерилизации
- Не дают инструментам прорвать стерилизационные пакеты
- Поддерживают стерильную среду при дальнейшем хранении
- Длину чехла легко регулировать, отрезая до нужного размера
- Выпускаются модели с петельками или прорезями



Reticucel™ Обычный чехол

Код	Описание	Размер чехла	Размер кармана	Кол-во шт. (мин.)
31140836	Чехол для защиты кончиков инструментов (10 кармашков с прорезями)	27 x 41 см	4 x 5 см	50
31140828	Чехол для защиты кончиков инструментов (10 кармашков с петельками)	27 x 41 см	4 x 5 см	50
31140810	Чехол для защиты кончиков инструментов (60 кармашков с петельками)	27 x 241 см	4 x 5 см	8



Reticucel Чехол из тонкого материала

Код	Описание	Размер чехла	Размер кармана	Кол-во шт. (мин.)
31140844	Чехол с одним карманом	5 x 19 см	4 x 5 см	350
31140802	Чехол, 10 кармашков с прорезями	27 x 41 см	4 x 5 см	50
31140778	Чехол, 10 кармашков с петельками	27 x 41 см	4 x 5 см	50
31140794	Чехол, 60 кармашков с прорезями	27 x 241 см	4 x 5 см	8
31140760	Чехол, 60 кармашков с петельками	27 x 241 см	4 x 5 см	8

Прокладка между лотками



Прекрасная альтернатива полотенцам, часто используемым в качестве прокладок между лотками в процессе стерилизации.

- Прекрасно пропускает потоки пара между лотками, независимо от их формы
- Один размер подходит для любых размеров лотков

Код	Описание	Размер	Кол-во шт. (мин.)
31140935	Прокладка между лотками	61 x 7.5 см	300

Чехлы для ортопедических инструментов



Изготовлены из некрошащегося, невпитывающего влагу тонкого пенного материала.

- Защищают ортопедические ножницы, импланты, остеотомы, кюретки, дилататоры и другие хрупкие инструменты от механических повреждений

Код	Описание	Размер чехла	Размер кармана	Кол-во шт. (мин.)
31140752	Малый чехол для штифтов	42 x 34 см	15 x 5 см	40
31140745	Средний чехол для штифтов	42 x 43 см	28 x 5 см	25

Чехол с возможностью изменения формы ячеек под любой инструмент



- Предназначен для хранения хирургических инструментов нестандартной формы
- Можно создать ячейку нужной формы, просто вынув лишние кубики

Код	Описание	Размер	Кол-во шт. (мин.)
31141123	Чехол с возможностью изменения формы ячеек под любой инструмент	51 x 25 x 2.5 см	8
31140943	Чехол с возможностью изменения формы ячеек под любой инструмент	51 x 25 x 5 см	5

Мягкие подкладки под инструменты



- Изготовлены из вспененного материала Reticucel™, который не впитывает влагу, не крошится при разрезании
- Их можно использовать отдельно и в качестве подкладочного материала в подносы, на столики, полки и другие места хранения инструмента

Reticucel - рулон обычный

Код	Описание	Размер	Кол-во шт. (мин.)
31141073	Подкладка под инструменты	30 x 203 см	8 рулонов

Reticucel™ - подкладки под инструменты в рулоне

Код	Описание	Размер	Кол-во шт. (мин.)
31141040	Подкладка под инструменты	29 x 183 см	8 рулонов



Reticucel - подкладки готовой формы

Код	Описание	Размер	Кол-во шт. (мин.)
31140992	Подкладка под инструменты	51 x 30 см	75 шт.
31140877	Подкладка под инструменты	61 x 30 см	75 шт.



Органайзер для инструментов

- Отличная альтернатива привычным скрученным полотенцам
- Предназначены для удобного расположения инструментов на рабочей поверхности

Код	Описание	Размер	Кол-во шт. (мин.)
31140919	Органайзер для инструментов большой	25 x 2,5 см	108

