




РАСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ОПЕРАЦИОННОЙ

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
РЕШЕНИЙ, КОТОРОМУ
ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ



ШОВНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Каталог продукции 2018/2019

Medtronic
Further. Together

FLEXON™

Кручёная проволока из нержавеющей стали с покрытием

Превосходная стабильность с высокой гибкостью.



Проводник для временного водителя сердечного ритма.

Описание материала	Проводник для временного водителя сердечного ритма - материал Flexon™ представляет собой кручёную проволоку из нержавеющей стали с покрытием из оранжевого или белого PTFE (политетрафторэтилен) или прозрачного FEP.
Показания	Материал Flexon™ предназначен для использования в качестве временного проводника в предсердии и желудочковой зоне до и после операций на сердце.
Применение	Шовный материал Flexon™ вызывает минимальную реакцию тканей и не рассасывается.
Срок поддержки раны	Постоянная.
Стерилизация	Окись этилена.
Упаковка	Проводник временного водителя ритма Flexon™ поставляется покрытым оранжевым или белым PTFE или прозрачным FEP в размерах от 3-0 USP (2 EP) до 0 USP (3.5 EP). Временный проводник сердечного ритма FLEXON™ поставляется стерильным с различными видами игл, включая так называемые «отламывающиеся» иглы BREAKAWAY™. Формируется в коробках по 12 шт.

Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<p>1/2 круга 17 мм</p> <p>Прямая 60 мм</p>	3-0	2	60		12	Покрытие FEP	88862592-43
<p>1/2 круга 17 мм</p> <p>Прямая 88 мм</p>	3-0	2	60		12	Break-Away™ Покрытие FEP	88862586-43
<p>1/2 круга 26 мм</p> <p>Прямая 60 мм</p>	0	3.5	60		12	Покрытие FEP	88862597-63
<p>1/2 круга 26 мм</p> <p>Прямая 88 мм</p>	2-0	3	60	Оранжевый	12	Break-Away™ Покрытие PTFE	88862617-53
	2-0	3	60	Белый	12	Break-Away™ Покрытие PTFE	88862615-53
	2-0	3	2x60	Оранжевый /белый	12	Break-Away™ Покрытие PTFE	88862623-53

STEEL™

Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал
из нержавеющей стали 316L

Обеспечивает максимальную прочность.






Описание материала	Шовный материал из нержавеющей стали 316L и соответствуют всем стандартам USP и EP, предъявляемым к нерассасывающимся шовным материалам.
Характеристика материала	Шовный материал из стали наиболее инертный среди всех шовных материалов и обеспечивает максимальную прочность.
Показания	Синтетический стальной шовный материал предназначен для закрытия грудины и также для некоторых ортопедических процедур (например, при восстановлении сухожилия).
Действие	Стальной шовный материал вызывает минимальную реакцию тканей и не рассасывается в организме.
Прочность	Постоянная.
Стерилизация	Окись этилена или гамма облучение.
Упаковка	<p>Возможные варианты размеров стального шовного материала от 2-0 USP (3 EP) до 7 USP (9 EP). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках, без игл или с иглами, закрепленными перманентно или ROTO GRIP™, поворачивающимися на 360°.</p> <p>Формируется в коробках по 12 шт.</p> <p>Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.</p>


ЛИГАТУРЫ / PRE-CUT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
	0	3.5	12x45		12		88862407-63
	2	5	6x45		12		88862408-83


ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 40 мм 	2	5	5x45		12		88862413-83
1/2 круга 48 мм 	2	5	2x45		12	Rotogrip™	88862420-83
	4	6	2x45		12	Rotogrip™	88862420-09
1/2 круга 55 мм 	5	7	4x45		12	Rotogrip™	88862410-89
	5	7	75		12	Rotogrip™	88862412-89
	5	7	2x75		12	Rotogrip™	88862424-89



РЕЖУЩАЯ / CONVENTIONAL CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 48 мм 	5	7	4x45		12		88862224-89
	6	8	2x45		12		88862222-69
	6	8	4x45		12		88862224-69
	6	8	6x45		12		88862226-69
	7	9	4x45		12		88862224-49

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	5x45		12		88862345-53

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPERCUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 48 мм 	5	7	4x45		12	Rotogrip™	88862414-89
	5	7	4x45		12		88862393-89
	6	8	2x45		12		88862392-69
	6	8	4x45		12		88862393-69
	7	9	2x45		12		88862392-49
1/2 круга 60 мм 	5	7	5x75		12		88862396-89