




РАСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ОПЕРАЦИОННОЙ

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
РЕШЕНИЙ, КОТОРОМУ
ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ



ШОВНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Каталог продукции 2018/2019

Medtronic
Further. Together

MONOSOF™ / DERMALON™

Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из полиамида

Высокая прочность на растяжение. Низкая реактивность ткани.



Описание материала	Монофиламентный шовный материал Monosof™ / Dermalon™ из полиамида является инертным, нерассасывающимся шовным материалом. По химической структуре представляет собой длинную химическую цепь алифатических полимеров Нейлон 6 и Нейлон 6.6.
Показания	Монофиламентный нейлоновый не рассасывающийся шовный материал Monosof™ / Dermalon™ применяется для сопоставления тканей и/или для лигирования, используется в общей, пластической, сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии и нейрохирургии.
Применение	Монофиламентный нейлоновый не рассасывающийся шовный материал Monosof™ / Dermalon™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется.
Срок поддержки раны	Как и любой другой нейлоновый не рассасывающийся шовный материал со временем подвергается частичному гидролизу in vivo, что может привести к незначительной потере прочности.
Стерилизация	Окись этилена или гамма облучение.
Упаковка	Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал Monosof™ производится как неокрашенным, так и в черном цвете размерами от 2 USP (5 EP) до 11-0 USP (0.1 EP). Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал Dermalon™ производится окрашенным в синий D&C цвет No. 2 в размерах от 2-0 USP (3 EP) до 6-0 (0.7 EP). Стерильный шовный материал Monosof™ / Dermalon™ поставляется в отрезках различной длины и катушках, в безыгольном исполнении и с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12, 24 или 36 штук.

Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.




Monosof™ / Dermalon™

Monosof™ / Dermalon™ - шовный материал, которому вы доверяете около 50 лет, имеющий доказанную временем эффективность.






ЛИГАТУРЫ/ PRE-CUT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
	2	5	6x45	Чёрный	36		N-64

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 12 мм 	6-0	0.7	45	Чёрный	36		SN-667
	6-0	0.7	45	Синий	36		88861741-11
	5-0	1	45	Чёрный	36		SN-871
	5-0	1	45	Синий	36		88861741-21
3/8 круга 16 мм 	6-0	0.7	45	Чёрный	36		SN-660
	5-0	1	45	Чёрный	36		SN-659
	4-0	1.5	75	Чёрный	36		SN-762
	3-0	2	75	Чёрный	36		SN-763
3/8 круга 19 мм 	5-0	1	45	Чёрный	36		SN-661
	5-0	1	45	Чёрный	12		SN-661G
	5-0	1	45	Синий	36		88861756-21
	4-0	1.5	45	Чёрный	36		SN-662
	4-0	1.5	45	Синий	36		88861756-31
	4-0	1.5	75	Синий	36		88861757-31
	4-0	1.5	90	Чёрный	36		SN-644
	3-0	2	45	Чёрный	36		SN-653
	3-0	2	45	Синий	36		88861756-41
	3-0	2	75	Чёрный	36		SN-641
	3-0	2	75	Синий	36		88861757-41
	3-0	2	90	Чёрный	36		SN-665
	2-0	3	45	Синий	36		88861756-51
	2-0	3	90	Чёрный	36		SN-666





ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 24 мм 	4-0	1.5	45	Чёрный	36		SN-658
	4-0	1.5	90	Чёрный	36		SN-649
	3-0	2	45	Чёрный	36		SN-663
	3-0	2	45	Чёрный	12		SN-663G
	3-0	2	45	Чёрный	36		88861744-41
	3-0	2	75	Синий	36		88861799-41
	3-0	2	90	Синий	36		SN-648
	2-0	2	45	Чёрный	36		SN-758
	2-0	3	75	Синий	36		88861799-51
	2-0	3	90	Чёрный	36		SN-747
	3/8 круга 26 мм 	2-0	3	45	Чёрный	36	
2-0		3	45	Синий	36		88861744-51
2-0		3	75	Чёрный	36		SN-664
2-0		3	75	Чёрный	12		SN-664-G
3/8 круга 30 мм 	3-0	2	75	Чёрный	36		SN-671
	3-0	2	75	Синий	36		88861750-41
	3-0	2	90	Чёрный	36		SN-771
	2-0	3	75	Чёрный	36		SN-688
	2-0	3	90	Чёрный	36		SN-788
	0	3.5	75	Чёрный	36		SN-689
	1	4	90	Чёрный	36		SN-790
3/8 круга 35 мм 	2-0	3	90	Чёрный	36		SN-694
3/8 круга 39 мм 	3-0	2	75	Чёрный	36		SN-673
	3-0	2	75	Синий	36		88861727-41
	2-0	3	75	Чёрный	36		SN-674
	2-0	3	75	Синий	36		88861727-51
	0	3.5	90	Чёрный	36		SN-775
	1	4	90	Чёрный	36		SN-776

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
1/2 круга 18 мм 	4-0	1.5	75	Чёрный	36	SN-630
1/2 круга 30 мм 	3-0	2	75	Чёрный	36	SN-681
	2-0	3	90	Чёрный	36	SN-782
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	75	Чёрный	36	CN-819
	1	4	90	Чёрный	36	CN-822
Прямая 51 мм 	4-0	1.5	90	Чёрный	36	SN-615
Прямая 60 мм 	2-0	3	75	Чёрный	36	SN-628
	2-0	3	100	Чёрный	36	SN-728



КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
3/8 круга 11 мм 	6-0	0.7	45	Чёрный	36	Surgalloy™
	6-0	0.7	45	Чёрный	12	Surgalloy™
3/8 круга 13 мм 	6-0	0.7	45	Чёрный	36	Surgalloy™
	5-0	1	45	Чёрный	36	Surgalloy™
	4-0	1.5	45	Чёрный	36	Surgalloy™
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™
3/8 круга 16 мм 	5-0	1	45	Чёрный	36	Surgalloy™
	4-0	1.5	45	Чёрный	36	Surgalloy™
3/8 круга 19 мм 	5-0	1	45	Чёрный	36	Surgalloy™
	4-0	1.5	45	Чёрный	36	Surgalloy™
	3-0	2	45	Чёрный	36	Surgalloy™





КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 24 мм 	3-0	2	45	Чёрный	36	Surgalloy™	SN-5663

РЕЖУЩАЯ / CONVENTIONAL CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 19 мм 	4-0	1.5	45	Чёрный	36		SN-568
	4-0	1.5	45	Синий	36		88861742-31
	3-0	2	45	Синий	36		88861742-41
3/8 круга 90 мм 	2-0	3	100	Чёрный	36		CN-791
	1	4	100	Чёрный	36		CN-793







ПРЕМИУМ ШПАТЕЛЬ / PREMIUM SPATULA

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/4 круга 6.3 мм 	8-0	0.4	30	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2714-K
3/8 круга 6.3 мм 	10-0	0.2	30	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2770-K
1/2 круга 5.5 мм 	9-0	0.3	30	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2760-K
1/2 круга 6.9 мм 	8-0	0.4	30	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2716-K

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
1/2 круга 40 мм 	0	3.5	100	Чёрный	36	CN-723
1/2 круга, петля 40 мм 	0	3.5	150	Чёрный	24	Петля CN-825-L
1/2 круга, петля 48 мм 	1	4	150	Чёрный	24	Петля CN-830-L
Прямая 60 мм 	2-0	3	90	Чёрный	36	GN-283
	0	3.5	90	Чёрный	36	GN-284

МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ КОЛЮЩАЯ / MICROSURGERY TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 4 мм	 MV-50-3	11-0	0.1	13	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2500
3/8 круга 4 мм	 MV-70-3	11-0	0.1	13	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2510
		10-0	0.2	13	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2512
3/8 круга 4 мм	 MV-135-3	9-0	0.3	8	Чёрный	12	Surgalloy™	N-1603G
3/8 круга 5 мм	 MV-100-4	10-0	0.2	13	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2530
		9-0	0.3	13	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2532
3/8 круга 5 мм	 MV-135-4	9-0	0.3	13	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2546
		8-0	0.4	13	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2543
3/8 круга 6 мм	 MV-135-5	9-0	0.3	13	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2548
		8-0	0.4	13	Чёрный	12	Surgalloy™	N-2547