

Аппарат Kendall SCD™ 700

Компактный и многофункциональный аппарат перемежающейся пневматической компрессии SCD 700 надежен, легок и удобен при транспортировке. Аппарат обладает множеством новых свойств, повышающих функциональность и комфорт пациента, не доставляя лишних хлопот.

Повышенная функциональность

АНИМИРОВАННЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Анимированный интерфейс информирует о причине и способах решения возникшей проблемы

ПОВЫШЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ

За счет высокой водонепроницаемости, надежно защищенного аккумулятора и шнура электропитания, аппарат прослужит долго

СНИЖЕННЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Демпферы вибрации и многослойное покрытие корпуса снижают уровень шума от аппарата



Новые свойства

НОВЫЙ ДИЗАЙН

Скругленные углы, бесшовная поверхность и тонкий профиль облегчают обработку поверхности аппарата

НОВЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Увеличенный 3.2-дюймовый ЖК экран повышает удобство восприятия

НОВАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С ЧИСТЯЩИМИ СРЕДСТВАМИ

Материалы, из которых изготовлен аппарат, совместим с большинством чистящих средств, используемых в больницах

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Запуск процедуры компрессии нажатием одной кнопки.



Новый **USB порт** для простого обновления программного обеспечения



Регулируемое крепление легко и надежно фиксирует аппарат на большинстве видов коек.



Совместимость оборудования

Аппарат Kendall SCD™ 700 совместим с:

- Новыми компрессионными манжетами Kendall SCD™ Comfort
- Компрессионными манжетами Kendall SCD™ Express , включая манжеты на стопу

Аппарат Kendall SCD™ Express совместим с:

- Новыми компрессионными манжетами Kendall SCD™ Comfort
- Компрессионными манжетами Kendall SCD™ Express , включая манжеты на стопу

Для получения максимальных возможностей аппарата Kendall SCD™ 700, используйте его с компрессионными манжетами Comfort.

Информация для заказа

Аппарат Kendall SCD™ 700	
КОД	ОПИСАНИЕ
295250	Аппарат Kendall SCD 700
Манжеты для последовательной перемежающейся компрессии Kendall SCD™	
КОД	ОПИСАНИЕ
74021	До колена, малые
74022	До колена, средние
74023	До колена, большие
74010	До бедра, очень малые
74011	До бедра, малые
74012	До бедра, средние
74013	До бедра, большие
Манжеты для последовательной перемежающейся компрессии, с отрывной секцией Kendall SCD™	
КОД	ОПИСАНИЕ
74041	До колена, малые
74042	До колена, средние
74043	До колена, большие
Соединительные трубки для Kendall SCD™	
9528	Набор соединительных трубок
9595	Набор удлинительных трубок (для ходячих пациентов)



COVIDIEN, COVIDIEN с логотипом, логотип Covidien and *positive results for life* являются зарегистрированными торговыми марками Covidien AG. Прочие бренды являются торговыми марками корпорации Covidien.
© 2010 Covidien.
VTH0308 10M 10/10

ИМПОРТЕР ПРОДУКЦИИ
КОРПОРАЦИИ «КОВИДИЕН» В РОССИИ
ООО «КОВИДИЕН ЕВРАЗИИ»

115054, МОСКВА, +7 (495) 933 64 69 [Т]
УЛ. ДУБИНИНСКАЯ, +7 (495) 933 64 68 [Ф]
Д. 53, СТ. 5

RUS@COVIDIEN.COM
WWW.COVIDIEN.RU