



РАСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ОПЕРАЦИОННОЙ

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
РЕШЕНИЙ, КОТОРОМУ
ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ



ШОВНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Каталог продукции 2018/2019

Medtronic
Further. Together

SURGIPro™ II / SURGIPro™

Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из полипропилена

Удовлетворяет всем требованиям к полипропилену.





Surgipro™ / Surgipro™ II - шовный материал, которому вы доверяете много лет, улучшенный и эффективный.


| | |
|----------------------------|---|
| Описание материала | Инертный, нерассасывающийся окрашенный монофиламентный шовный материал Surgipro™ II / Surgipro™ изготовлен из изотактического кристаллизованного стереоизомера полипропилена и содержит полиэтилен. |
| Показания | Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ II / Surgipro™ предназначен для сопоставления мягких тканей и/или для лигирования, применяется в сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии и нейрохирургии, общей и торакальной хирургии, пластической хирургии. |
| Применение | Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ II / Surgipro™ вызывает минимальную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется. |
| Срок поддержки раны | Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ II / Surgipro™ не рассасывается и не имеет значительного изменения прочности in vivo. |
| Стерилизация | Окись этилена. |
| Упаковка | <p>Полипропиленовый шовный материал SURGIPRO™ II производится как в неокрашенном виде, так и окрашенном фталоцианином меди в синий цвет, размерами от 3-0 USP (2 EP) до 8-0 USP (0.4 EP).</p> <p>Полипропиленовый шовный материал SURGIPRO™ также производится как в неокрашенном виде, так и окрашенным фталоцианином меди в синий цвет, размерами от 10-0 USP (0.2 EP), 8-0 USP (0.4 EP) до 2 USP (5 EP). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках, катушках, безыгольном исполнении или с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12, 24 и 36 шт.</p> <p>Полипропиленовый шовный материал SURGIPRO™ II возможен с PTFE (политетрафлуорэтиленовые) прокладками, которые располагаются между нитью и тканью для лучшего поддерживающего эффекта. Полипропиленовый шовный материал SURGIPRO™ также возможен в следующих вариантах поставки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. С PTFE (политетрафлуорэтиленовыми) прокладками, которые располагаются между нитью и тканью для лучшего поддерживающего эффекта. 2. С бусинами и стопорами для фиксации кончика нити при внутрикожном шве или для использования как подтягивающие нити. <p>Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.</p> |

Surgipro™ II / Surgipro™



Surgipro™ / Surgipro™ II - шовный материал, которому вы доверяете много лет, улучшенный и эффективный.

| ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|-------|-------------------|-------------|----------------|
| Описание | | Размер | | Длина (см) | Цвет | Кол-во в упаковке | Комментарии | Код для заказа |
| | | USP | Метрик | | | | | |
| 3/8 круга 16 мм |  | 6-0 | 0.7 | 45 | Синий | 36 | | SP-660 |
| | | 6-0 | 0.7 | 45 | Синий | 12 | | SP-660G |
| | | 5-0 | 1 | 45 | Синий | 12 | | SP-559G |
| | | 4-0 | 1.5 | 75 | Синий | 36 | | SP-631 |
| 3/8 круга 19 мм |  | 5-0 | 1 | 45 | Синий | 36 | | SP-661 |
| | | 5-0 | 1 | 45 | Синий | 12 | | SP-661G |
| | | 4-0 | 1.5 | 45 | Синий | 36 | | SP-683 |
| | | 4-0 | 1.5 | 45 | Синий | 12 | | SP-683G |
| | | 3-0 | 2 | 45 | Синий | 36 | | SP-665 |
| | | 3-0 | 2 | 45 | Синий | 12 | | SP-665G |
| 3/8 круга 24 мм |  | 4-0 | 1.5 | 45 | Синий | 36 | | SP-629 |
| | | 3-0 | 2 | 45 | Синий | 36 | | SP-684 |
| | | 3-0 | 2 | 45 | Синий | 12 | | SP-684G |
| 3/8 круга 26 мм |  | 2-0 | 3 | 45 | Синий | 36 | | SP-868 |
| | | 2-0 | 3 | 75 | Синий | 36 | | SP-685 |
| 3/8 круга 30 мм |  | 4-0 | 1.5 | 75 | Синий | 36 | | SP-670 |
| | | 3-0 | 2 | 75 | Синий | 36 | | SP-675 |
| 3/8 круга 39 мм |  | 3-0 | 2 | 75 | Синий | 36 | | SP-649 |
| | | 2-0 | 3 | 75 | Синий | 36 | | SP-689 |
| | | 0 | 3.5 | 75 | Синий | 36 | | SP-690 |
| 1/2 круга 26 мм |  | 2-0 | 3 | 75 | Синий | 36 | | CP-443 |
| Прямая 60 мм |  | 3-0 | 2 | 75 | Синий | 36 | | SP-622 |
| | | 2-0 | 3 | 75 | Синий | 36 | | SP-623 |



ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

| Описание | Размер | | Длина (см) | Цвет | Кол-во в упаковке | Комментарии | Код для заказа |
|---|------------|--------|------------|-------|-------------------|-----------------------|----------------|
| | USP | Метрик | | | | | |
| Прямая, бусины со стопорами 60 мм  | 3-0 | 2 | 75 | Синий | 24 | 2 бусины со стопорами | SP-622-BC |
| | 2-0 | 3 | 75 | Синий | 24 | 2 бусины со стопорами | SP-623-BC |

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING

| Описание | Размер | | Длина (см) | Цвет | Кол-во в упаковке | Комментарии | Код для заказа |
|---|------------|--------|------------|--------------|-------------------|-------------|----------------|
| | USP | Метрик | | | | | |
| 3/8 круга 11 мм  | 7-0 | 0.5 | 45 | Синий | 36 | Surgalloy™ | SP-1696 |
| | 7-0 | 0.5 | 45 | Синий | 12 | Surgalloy™ | SP-1696G |
| | 6-0 | 0.7 | 45 | Синий | 36 | Surgalloy™ | SP-1697 |
| | 6-0 | 0.7 | 45 | Синий | 12 | Surgalloy™ | SP-5697G |
| | 6-0 | 0.7 | 45 | Неокрашенный | 36 | Surgalloy™ | SP-1606 |
| 3/8 круга 13 мм  | 6-0 | 0.7 | 45 | Синий | 36 | Surgalloy™ | SP-5695 |
| | 5-0 | 1 | 45 | Синий | 36 | Surgalloy™ | SP-5698 |
| | 4-0 | 1.5 | 45 | Синий | 36 | Surgalloy™ | SP-5699 |
| 3/8 круга 16 мм  | 6-0 | 0.7 | 45 | Синий | 12 | Surgalloy™ | SP-5680G |
| | 5-0 | 1 | 45 | Синий | 36 | Surgalloy™ | SP-5681 |
| | 5-0 | 1 | 45 | Синий | 12 | Surgalloy™ | SP-5681G |
| | 4-0 | 1.5 | 45 | Синий | 12 | Surgalloy™ | SP-5692G |
| | 3-0 | 2 | 45 | Синий | 12 | Surgalloy™ | SP-1693G |
| 3/8 круга 19 мм  | 5-0 | 1 | 45 | Синий | 36 | Surgalloy™ | SP-5686 |
| | 4-0 | 1.5 | 45 | Синий | 36 | Surgalloy™ | SP-5682 |
| | 4-0 | 1.5 | 45 | Синий | 12 | Surgalloy™ | SP-5682G |
| | 3-0 | 2 | 45 | Синий | 36 | Surgalloy™ | SP-5687 |
| | 3-0 | 2 | 45 | Синий | 12 | Surgalloy™ | SP-5687G |
| 3/8 круга 24 мм  | 3-0 | 2 | 45 | Синий | 36 | Surgalloy™ | SP-5663 |



КОСМЕТИЧЕСКАЯ РЕЖУЩАЯ / COSMETIC CONVENTIONAL CUTTING

| Описание | Размер | | Длина (см) | Цвет | Кол-во в упаковке | Комментарии | Код для заказа |
|---|------------|--------|------------|-------|-------------------|-------------|----------------|
| | USP | Метрик | | | | | |
| 3/8 круга 16 мм  | 5-0 | 1 | 45 | Синий | 36 | Surgalloy™ | SP-1635 |
| | 4-0 | 1.5 | 45 | Синий | 36 | | SP-1634 |
| 3/8 круга 19 мм  | 4-0 | 1.5 | 45 | Синий | 36 | | SP-1644 |




ПРЕМИУМ ШПАТЕЛЬ / PREMIUM SPATULA

| Описание | Размер | | Длина (см) | Цвет | Кол-во в упаковке | Комментарии | Код для заказа |
|--|-------------|--------|------------|-------|-------------------|-------------|----------------|
| | USP | Метрик | | | | | |
| 1/2 круга 5.5 мм  | 10-0 | 0.2 | 30 | Синий | 12 | Surgalloy™ | P-2756K |




КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

| Описание | Размер | | Длина (см) | Цвет | Кол-во в упаковке | Комментарии | Код для заказа |
|--|------------|--------|------------|-------|-------------------|---------------------|----------------|
| | USP | Метрик | | | | | |
| 3/8 круга 9 мм  | 7-0 | 0.5 | 60 | Синий | 36 | Surgalloy™ Optimis™ | VP-72-X |
| | 7-0 | 0.5 | 60 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-702-X |
| | 7-0 | 0.5 | 5x60 | Синий | 12 | Surgalloy™ Optimis™ | VP-72-MX |
| | 7-0 | 0.5 | 5x60 | Синий | 12 | Surgalloy™ | VP-702-MX |
| | 7-0 | 0.5 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-713-X |
| | 7-0 | 0.5 | 5x75 | Синий | 12 | Surgalloy™ | VP-713-MX |
| | 6-0 | 0.7 | 45 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-746-X |
| | 6-0 | 0.7 | 60 | Синий | 36 | Surgalloy™ Optimis™ | VP-73-X |
| | 6-0 | 0.7 | 60 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-703-X |
| | 6-0 | 0.7 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-709-X |
| 3/8 круга 9 мм  | 7-0 | 0.5 | 60 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VPF-702-X |
| | 7-0 | 0.5 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VPF-713-X |
| | 6-0 | 0.7 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VPF-709-X |







КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

| Описание | Размер | Длина (см) | Цвет | Кол-во в упаковке | Комментарии | Код для заказа | | |
|---|---|------------|------|-------------------|-------------|--|------------|-----------|
| | | | | | | | USP | Метрик |
| 3/8 круга 11 мм  | 6-0 | 0.7 | 60 | Синий | 36 | Surgalloy™ Optimis™ | VP-74-X | |
| | 6-0 | 0.7 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-776-X | |
| 3/8 круга 13 мм  | 6-0 | 0.7 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-889-X | |
| | 5-0 | 1 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-890-X | |
| 3/8 круга 13 мм  | 7-0 | 0.5 | 60 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-727-X | |
| | 6-0 | 0.7 | 60 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-726-X | |
| | 6-0 | 0.7 | 5x60 | Синий | 12 | Surgalloy™ | VP-726-MX | |
| | 6-0 | 0.7 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ Optimis™ | VP-76-X | |
| | 6-0 | 0.7 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-706-X | |
| | 5-0 | 1 | 60 | Синий | 36 | Surgalloy™ Optimis™ | VP-75-X | |
| | 5-0 | 1 | 60 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-725-X | |
| | 5-0 | 1 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-705-X | |
| | 5-0 | 1 | 5x75 | Синий | 12 | Surgalloy™ | VP-705-MX | |
| | 5-0 | 1 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ Optimis™ | VP-70-X | |
| | 5-0 | 1 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-720-X | |
| | 4-0 | 1.5 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-813-X | |
| | 3/8 круга 13 мм  | 6-0 | 0.7 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VPF-706-X |
| | | | | | | | | |
| 3/8 круга 17 мм  | 4-0 | 1.5 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-881-X | |
| | | | | | | | | |
| 3/8 круга 17 мм  | 5-0 | 1 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-580-X | |
| | 4-0 | 1.5 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-581-X | |
| | 4-0 | 1.5 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ Прокладки 3X7 мм жёсткие | VP-582-X | |
| | 3-0 | 2 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-585-X | |
| 3/8 круга 22 мм  | 4-0 | 1.5 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-841-X | |
| | 4-0 | 1.5 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-851-X | |
| | 3-0 | 2 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-532-X | |
| | 2-0 | 3 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-533 | |





КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

| Описание | Размер | Длина (см) | Цвет | Кол-во в упаковке | Комментарии | Код для заказа | |
|---|------------|------------|------|-------------------|-------------|----------------|-----------|
| | | | | | | | USP |
| 1/2 круга 10 мм  | 6-0 | 0.7 | 60 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-754-X |
| | 5-0 | 1 | 60 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-755-X |
| 1/2 круга 13 мм  | 6-0 | 0.7 | 60 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-711-X |
| | 6-0 | 0.7 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-733-X |
| | 5-0 | 1 | 45 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-715-X |
| | 5-0 | 1 | 60 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-205-X |
| | 5-0 | 1 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-710-X |
| | 4-0 | 1.5 | 60 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-204-X |
| 1/2 круга 13 мм  | 5-0 | 1 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VPF-711-X |
| 1/2 круга 17 мм  | 5-0 | 1 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-870-X |
| | 4-0 | 1.5 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-871-X |
| | 3-0 | 2 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-872-X |
| 1/2 круга 17 мм  | 6-0 | 0.7 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-555-X |
| | 5-0 | 1 | 60 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-566-X |
| | 5-0 | 1 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-660-X |
| | 5-0 | 1 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-556-X |
| | 5-0 | 1 | 5x90 | Синий | 12 | Surgalloy™ | VP-556-MX |
| | 4-0 | 1.5 | 45 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-757-X |
| | 4-0 | 1.5 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-557-X |
| | 3-0 | 2 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-558-X |
| 1/2 круга 17 мм  | 4-0 | 1.5 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VPF-557-X |
| 1/2 круга 20 мм  | 4-0 | 1.5 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-331-X |



КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

| Описание | Размер | | Длина (см) | Цвет | Кол-во в упаковке | Комментарии | Код для заказа |
|---|------------|--------|------------|-------|-------------------|--|----------------|
| | USP | Метрик | | | | | |
| 1/2 круга 22 мм  | 4-0 | 1.5 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-771-X |
| | | | | | | | |
| 1/2 круга 22 мм  | 4-0 | 1.5 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-761-X |
| | 3-0 | 2 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-760-X |
| | 3-0 | 3 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-762-X |
| 1/2 круга 26 мм  | 4-0 | 1.5 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-831-X |
| | 3-0 | 2 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-832-X |
| | 2-0 | 3 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-833 |
| | 0 | 3.5 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-834 |
| 1/2 круга 26 мм  | 5-0 | 1 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-510-X |
| | 5-0 | 1 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-520-X |
| | 4-0 | 1.5 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-511-X |
| | 4-0 | 1.5 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-521-X |
| | 4-0 | 1.5 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ Прокладки 3X7 мм жёсткие | VP-421-X |
| | 3-0 | 2 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-522-X |
| | 3-0 | 2 | 120 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-542-X |
| | 2-0 | 3 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-523 |
| | 2-0 | 3 | 120 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-543 |
| | | | | | | | |
| 1/2 круга 26 мм  | 2-0 | 3 | 120 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-151 |
| 1/2 круга 26 мм  | 3-0 | 2 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VPF-522-X |
| | 2-0 | 3 | 120 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VPF-543 |
| 1/2 круга 27 мм  | 2-0 | 3 | 75 | Синий | 36 | | CP-411 |
| | 0 | 3.5 | 75 | Синий | 36 | | CP-412 |




КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

| Описание | Размер | | Длина (см) | Цвет | Кол-во в упаковке | Комментарии | Код для заказа |
|---|------------|--------|------------|-------|-------------------|-------------|----------------|
| | USP | Метрик | | | | | |
| 1/2 круга 27 мм Н  | 0 | 3.5 | 75 | Синий | 36 | | CP-414 |
| | 1 | 4 | 90 | Синий | 36 | | CP-415 |
| 1/2 круга 30 мм  | 2-0 | 3 | 75 | Синий | 36 | | VP-945 |
| | | | | | | | |
| 1/2 круга 37 мм  | 3-0 | 2 | 90 | Синий | 36 | | VP-842-X |
| | 2-0 | 3 | 90 | Синий | 36 | | VP-843 |
| | 2-0 | 3 | 120 | Синий | 36 | | VP-853 |
| 1/2 круга 37 мм  | 2-0 | 3 | 75 | Синий | 36 | | CP-423 |
| | 0 | 3.5 | 75 | Синий | 36 | | CP-424 |
| | 1 | 4 | 75 | Синий | 36 | | CP-425 |
| 1/2 круга 40 мм  | 2-0 | 3 | 75 | Синий | 36 | | CP-433 |
| | 0 | 3.5 | 75 | Синий | 36 | | CP-434 |
| | 1 | 4 | 75 | Синий | 36 | | CP-435 |
| | 1 | 4 | 100 | Синий | 36 | | CP-535 |
| 1/2 круга 48 мм  | 1 | 4 | 75 | Синий | 36 | | CP-455 |
| | | | | | | | |
| 1/2 круга 65 мм  | 1 | 4 | 150 | Синий | 24 | | CP-824 |
| | 2 | 5 | 150 | Синий | 24 | | CP-825 |

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

| Описание | Размер | | Длина (см) | Цвет | Кол-во в упаковке | Комментарии | Код для заказа |
|--|------------|--------|------------|-------|-------------------|---------------------------|----------------|
| | USP | Метрик | | | | | |
| 1/2 круга 65 мм  GS-26 | 1 | 4 | 120 | Синий | 24 | Нить 120 см, Петля 60 см | CP-824-L |
| | 1 | 4 | 240 | Синий | 24 | Нить 240 см, Петля 120 см | CP-834-L |
| Прямая 51 мм  ST-1 | 2-0 | 3 | 90 | Синий | 36 | | GP-282 |




МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ КОЛЮЩАЯ / MICROSURGERY TAPER POINT

| Описание | Размер | | Длина (см) | Цвет | Кол-во в упаковке | Комментарии | Код для заказа |
|---|------------|--------|------------|-------|-------------------|-------------|----------------|
| | USP | Метрик | | | | | |
| 3/8 круга 6 мм  MV-135-5 | 8-0 | 0.4 | 45 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-900-X |
| | 8-0 | 0.4 | 2x45 | Синий | 12 | Surgalloy™ | VP-900-MX |
| | 8-0 | 0.4 | 60 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-902-X |
| | 8-0 | 0.4 | 2x60 | Синий | 12 | Surgalloy™ | VP-902-MX |
| | 8-0 | 0.4 | 75 | Синий | 12 | Surgalloy™ | VP-973-X |
| | 7-0 | 0.5 | 60 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-904-X |
| 3/8 круга 8 мм  MV-175-8 | 8-0 | 0.4 | 45 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-744-X |
| | 8-0 | 0.4 | 2x45 | Синий | 12 | Surgalloy™ | VP-744-MX |
| | 8-0 | 0.4 | 60 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-745-X |
| | 7-0 | 0.5 | 60 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-735-X |
| | 7-0 | 0.5 | 2x60 | Синий | 12 | Surgalloy™ | VP-737-MX |
| | 7-0 | 0.5 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-747-X |
| 3/8 круга 8 мм  MVF-175-8 | 7-0 | 0.5 | 60 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VPF-735-X |


МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ КОЛЮЩАЯ / MICROSURGERY TAPER POINT

| Описание | | Размер | | Длина (см) | Цвет | Кол-во в упаковке | Комментарии | Код для заказа |
|----------------------------|---|------------|--------|------------|-------|-------------------|--------------|----------------|
| | | USP | Метрик | | | | | |
| 3/8 круга 8 мм |  | 8-0 | 0.4 | 60 | Синий | 36 | Cardiopoint™ | VP-738-X |
| | | 8-0 | 0.4 | 2x60 | Синий | 12 | Cardiopoint™ | VP-738-MX |
| | | 7-0 | 0.5 | 60 | Синий | 36 | Cardiopoint™ | VP-630-X |
| | | 6-0 | 0.7 | 60 | Синий | 36 | Cardiopoint™ | VP-631-X |
| 3/8 круга 10 мм |  | 7-0 | 0.5 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-875-X |
| | | 8-0 | 0.4 | 60 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-763-X |

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPER CUTTING

| Описание | | Размер | | Длина (см) | Цвет | Кол-во в упаковке | Комментарии | Код для заказа |
|----------------------------|---|------------|--------|------------|-------|-------------------|-------------|----------------|
| | | USP | Метрик | | | | | |
| 3/8 круга 9 мм |  | 7-0 | 0.5 | 60 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-704-X |
| | | 6-0 | 0.7 | 60 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-712-X |
| 3/8 круга 13 мм |  | 6-0 | 0.7 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-728-X |
| | | 5-0 | 1 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-708-X |
| 3/8 круга 17 мм |  | 5-0 | 1 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-914-X |
| | | 4-0 | 1.5 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-925-X |
| | | 3-0 | 2 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-926-X |
| 3/8 круга 26 мм |  | 3-0 | 2 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-956 |
| 1/2 круга 17 мм |  | 5-0 | 1 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-934-X |
| | | 4-0 | 1.5 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-935-X |
| | | 3-0 | 2 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-936-X |

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPER CUTTING

| Описание | Размер | | Длина (см) | Цвет | Кол-во в упаковке | Комментарии | Код для заказа |
|---|------------|--------|------------|-------|-------------------|-------------|----------------|
| | USP | Метрик | | | | | |
| 1/2 круга 26 мм  | 4-0 | 1.5 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-975-X |
| | 3-0 | 2 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-976-X |
| | 2-0 | 3 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-977 |
| | 0 | 3.5 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | VP-978 |
| 1/2 круга 37 мм  | 0 | 3.5 | 75 | Синий | 36 | | CP-844 |