



Thromboseprophylaxe



COVIDIEN

T.E.D.™ Medizinische Thromboseprophylaxe-Strümpfe

| | |
|--|---|
| T.E.D.™ Thromboseprophylaxe-Strümpfe | 3 |
| T.E.D.™ Stationsbox | 4 |

SCD Express™ Kompressionssystem

| | |
|--|---|
| SCD Express™ Kompressionsgerät | 5 |
| SCD Express™ Kompressionsmanschetten | 5 |

Kendall SCD™ Serie 700

| | |
|--|---|
| Kendall SCD™ Steuergerät der Serie 700 | 6 |
| Kendall SCD™ Komfortmanschetten für sequentielle Kompression | 6 |

A-V Impulse System™ zur Fußkompression

| | |
|--|---|
| A-V Impulse System™ zur Fußkompression | 7 |
| A-V Im Pad Fußmanschetten | 7 |

T.E.D.™ Medizinische Thromboseprophylaxe-Strümpfe

T.E.D.™ Thromboseprophylaxe-Strümpfe

- wirtschaftlich: geringe Kosten pro Anwendung
- ergonomisches Maßsystem nach Farben
- erwiesene klinische Wirksamkeit
- ideales Kompressionsprofil zur Erhöhung des venösen Rückstroms
- verhindert Abschnürung durch V-förmigen Einsatz am Oberschenkel
- bis zu 10 mal (MPG/MPBetreibV-konform) wiederaufbereitbar durch das rechtlich sichere und barcodegestützte WASH & SAF(V)E Wiederaufbereitungs-Konzept

T.E.D.™ Thromboseprophylaxe-Strümpfe

oberschenkellang mit Inspektionsöffnung



| Oberschenkel-umfang | Waden-umfang | Beinlänge | REF | Größe | PZN |
|---------------------|--------------|-----------|--------|-------|---------|
| weniger als 63,5 cm | Klein | Kurz | 3071LF | A | 3036530 |
| | | Normal | 3130LF | B | 3036599 |
| | | Lang | 3222LF | C | 3036607 |
| | Mittel | Kurz | 3310LF | D | 3036613 |
| | | Normal | 3416LF | E | 3036636 |
| | | Lang | 3549LF | F | 3036642 |
| 63,5 bis 81,3 cm | Groß | Kurz | 3634LF | G | 3036665 |
| | | Normal | 3728LF | H | 3036671 |
| | | Lang | 3856LF | J | 3036688 |
| | X – Groß | Kurz | 4010LF | K | 1404805 |
| | | Normal | 4114LF | L | 1404780 |
| | | Lang | 4216LF | M | 1404774 |
| 81,3 bis 81,3 cm | XX - Groß | Kurz | 3180LF | N | 0011073 |
| | | Normal | 3181LF | P | 0011096 |
| | | Lang | 3182LF | Q | 0039290 |
| | XX - Groß | Kurz | 3183LF | R | 0039309 |
| | | Normal | 3184LF | S | 0039315 |
| | | Lang | 3185LF | T | 0039321 |

VE je Artikel = 6 Paar

T.E.D.™ Thromboseprophylaxe-Strümpfe

hüftlang mit Inspektionsöffnung



| Oberschenkel-umfang | Waden-umfang | Beinlänge | REF | Größe | PZN |
|---------------------|--------------|-----------|------|-------|---------|
| Weniger als 63,5 cm | X – Klein | Normal | 3306 | AA+ | 2247101 |
| | | Lang | 3320 | BB+ | 2247118 |
| | Klein | Normal | 3039 | A+ | 2247124 |
| | | Lang | 3364 | B+ | 2247130 |
| | Mittel | Normal | 3144 | C+ | 2247147 |
| | | Lang | 3449 | D+ | 2247153 |
| 63,5 bis 81,3 cm | Groß | Normal | 3221 | E+ | 2247176 |
| | | Lang | 3523 | F+ | 2247182 |
| | X – Groß | Normal | 3922 | G+ | 2247199 |
| | | Lang | 3995 | H+ | 2247209 |

VE je Artikel = 6 Paar

T.E.D.™ Thromboseprophylaxe-Strümpfe

knielang mit Inspektionsöffnung



| Oberschenkel- umfang | Waden- umfang | Beinlänge | REF | Größe | PZN |
|-------------------------|------------------|-----------|--------|-------|---------|
| Weniger als 30,5 cm | Klein | Normal | 7071 | A- | 2246923 |
| | | Lang | 7339 | B- | 2246946 |
| 30,5 bis 38 cm | Mittel | Normal | 7115 | C- | 2246952 |
| | | Lang | 7480 | D- | 2246969 |
| 38 bis 44,5 cm | Groß | Normal | 7203 | E- | 2246975 |
| | | Lang | 7594 | F- | 2246981 |
| 44,5 bis 51 cm | X – Groß | Normal | 7604 | G- | 2246998 |
| | | Lang | 7802 | H- | 2247006 |
| 51 bis 58,5 cm | XX – Groß | Normal | 7470LF | J- | 0008622 |
| | | Lang | 7471LF | K- | 0008639 |
| 58,4 bis 66 cm | XXX – Groß | Normal | 7472LF | L- | 0011050 |
| | | Lang | 7473LF | M- | 0011057 |

VE je Artikel = 12 Paar

Zubehör

| Ausführung | REF |
|-------------------|--------|
| Hüftgürtel | |
| 92 cm | 456216 |
| 117 cm | 456217 |



T.E.D.™ Stationsbox

Sortiersystem für T.E.D. oberschenkellang

- Maß-System mit verschiedenen Farbcodes
- einfachste und sichere Größenbestimmung

| Ausführung | REF | VE |
|--|----------|---------|
| T.E.D.™ Stationsbox | | |
| leer, für 9 Kartons à 6 Paar in 9 verschiedenen Standard-Größen | SP3550LF | 5 Stück |
| leer, für 9 Kartons à 6 Paar in 9 verschiedenen Übergrößen | SP4000LF | 5 Stück |

SCD™ Kompressionssystem

System zur sequentiellen, intermittierenden, pneumatischen Kompression

- erhöhte Sicherheit für Patienten mit mittlerem und hohem Thromboserisiko
- einfache Handhabung
- simuliert das natürliche Funktionsprinzip der Wadenmuskelpumpe
- Einsatzbereiche: prä-, intra- und postoperativ, insbesondere bei:
 - langen OP's, bei welchen der venöse Rückstrom vermindert ist (z.B. laparoskopische Chirurgie)
 - neurochirurgischen OP's
 - OP's mit hohem Thromboserisiko
 - bei extrem großem Oberschenkel- und Wadenumfang
- signifikante Erhöhung der venösen Rückstromgeschwindigkeit in den tiefen Beinvenen (durch medizinische Studien belegt)
- effektivste Minimierung des Thromboserisikos durch Kombination von Heparin, Thromboseprophylaxe-Strümpfen und SCD™ Kompressionssystem
- Fußkompression für Patienten, bei denen keine Beinmanschetten angelegt werden können (Gipsbehandlung)
- Kombination von Fuß- und Beinmanschetten möglich
- Akku-Betrieb



Patientenindividueller Kompressionszyklus für optimalen Schutz vor Thrombo-Embolien

| Ausführung | REF |
|--|--------|
| SCD Express™ Kompressionssystem | |
| SCD Express™ Kompressionsgerät inkl. Verbindungsschlauch | 95250S |
| SCD Express™ Schlauchsystem | 9528 |
| Verlängerung für SCD™ Express | 9595 |
| Verlängerung für SCD™ Sequel und SCD Response | 9995 |
| Schlauchsystem für SCD™ Sequel und SCD Response | 9918 |

VE je Artikel = 1

SCD Express™ Kompressionsmanschetten



| Ausführung | Größe | REF | VE |
|--|--------------------------------|-------|---------|
| SCD Express™ Sleeves, Kompressionsmanschetten, knielang | | | |
| mittel | bis 53,3 cm Wadenumfang | 73022 | 5 Paar |
| groß | bis 66,0 cm Wadenumfang | 73023 | 5 Paar |
| extragroß | bis 81,5 cm Wadenumfang | 9790 | 5 Paar |
| oberschenkellang | | | |
| klein | bis 55,9 cm Oberschenkelumfang | 73011 | 5 Paar |
| mittel | bis 71,1 cm Oberschenkelumfang | 73012 | 5 Paar |
| groß | bis 91,4 cm Oberschenkelumfang | 73013 | 3 Paar |
| steril, mittel | bis 71,1 cm Oberschenkelumfang | 9736 | 5 Stück |

SCD Express™ Kambia-Manschetten

einzigartiges TEAR-AWAY™ Design für einfache Umwandlung von Oberschenkel- auf Knielänge

| Ausführung | Oberschenkelumfang | REF | VE |
|---|--------------------|-------|--------|
| SCD Express™ Kambia Manschetten oberschenkellang | | | |
| klein | bis 55,9 cm | 73041 | 5 Paar |
| mittel | bis 71,1 cm | 73042 | 5 Paar |
| groß | bis 91,4 cm | 73043 | 3 Paar |

SCD Express™ Fußmanschetten

| Ausführung | Größe | REF |
|------------------------------------|------------|-------|
| SCD Express™ Fußmanschetten | | |
| normal | bis Gr. 40 | 73032 |
| groß | bis Gr. 41 | 73033 |

VE je Artikel = 10 Stück

Kendall SCD™ Serie 700

Kendall SCD™ Serie 700

Das transportable Steuergerät ist kompakt, leicht, robust und universell einsetzbar. Es umfasst eine Vielzahl neuer Merkmale zur Verbesserung der Funktionalität und der Benutzerfreundlichkeit für ein Mehr an Zufriedenheit.

Systemkompatibilität

Das Kendall SCD™ Steuergerät der Serie 700 ist mit folgenden Produkten kompatibel:

- Die neuen Kendall SCD™ Komfortmanschetten für sequentielle Kompression
- Kendall SCD™ Express Manschetten und Kendall SCD™ Express Fußmanschetten

Das Kendall SCD™ Express Steuergerät ist mit folgenden Produkten kompatibel:

- Die neuen KENDALL SCD Komfortmanschetten für sequentielle Kompression
- Kendall SCD Express Manschetten und Kendall SCD Express Fußmanschetten

| Ausführung | REF |
|---|--------|
| Kendall SCD Steuergerät der Serie 700 | 295250 |
| Kendall SCD™ Schlauchset | 9528 |
| Kendall SCD™ Schlauchset (Verlängerung) | 9595 |




Kendall SCD™ Komfortmanschetten

Die Komfortmanschette beinhaltet eine einzigartige Trocken, Kühl, Weich (DCS – Dry Cool Soft) Technologie aus sechs Komponenten für erhöhten Patientenkomfort.

| Ausführung | REF |
|---|-------|
| Kendall SCD™ Komfortmanschette für sequentielle Kompression | |
| Knieläng Klein | 74021 |
| Knieläng Mittel | 74022 |
| Knieläng Groß | 74023 |
| Oberschenkelkellang Extra Klein | 74010 |
| Oberschenkelkellang Klein | 74011 |
| Oberschenkelkellang Mittel | 74012 |
| Oberschenkelkellang Groß | 74013 |
| Kendall SCD™ Komfortmanschette mit Abreißfunktion für sequentielle Kompression | |
| Oberschenkelkellang Klein | 74041 |
| Oberschenkelkellang Mittel | 74042 |
| Oberschenkelkellang Groß | 74043 |
| Kendall SCD™ Schlauch | |
| Kendall SCD™ Schlauchset | 9528 |
| Kendall SCD™ Schlauchset (Verlängerung) | 9595 |



A-V Impulse System™ zur Fußkompression



Das A-V Impulse System zur Fußkompression verhilft immobilisierten Patienten zu den Vorteilen der Gehfähigkeit. Unter Nutzung einer kraftvollen Pumpe, die vom venösen Fußsohlenplexus geformt wird, imitiert das A-V Impulse System die natürliche Reihenfolge des physikalischen venösen Flusses. Von Fachleuten geprüfte Studien²⁰ haben klinisch erwiesen, dass dieses System vor tiefer Venenthrombose schützt, Schmerzen und Schwellungen verringert und den arteriellen Blutfluss erhöht.



| Ausführung | REF | Größe | Menge/VE |
|--|------------|---------|----------|
| A-V Impulse System Steuergerät Modell 6000 | AV6000-GER | | 1 |
| A-V ImPad Klein, Paar, rechter und linker Fuß | AV730-5 | 30 – 36 | 5 |
| A-V ImPad Mittel, Paar, rechter und linker Fuß | AV740-5 | 37 – 41 | 5 |
| A-V ImPad Groß, Paar, rechter und linker Fuß | AV750-5 | 42 – 47 | 5 |
| Verbindungsschlauch grau, 3 m | AV830-00 | | 1 |
| Verbindungsschlauch grau, 1,5 m | AV831-00 | | 1 |

ClimatePartner 
**klimateutral
gedruckt**

Die CO₂-Emissionen dieses Produkts wurden durch CO₂-Emissionszertifikate ausgeglichen.

Zertifikatsnummer: XXX
www.climatepartner.com



COVIDIEN, COVIDIEN mit Logo, das Covidien-Logo und *positive results for life* sind in den USA und international eingetragene Marken der Covidien AG. Andere Marken sind Eigentum eines Unternehmens der Covidien-Gruppe.
© 2012 Covidien. DTP 02/2012

COVIDIEN DEUTSCHLAND GMBH

GEWERBEPARK 1
93333 NEUSTADT/DONAU
DEUTSCHLAND

+49 9445 959 - 0 [T]
+49 9445 959 -155 [F]

COVIDIEN AUSTRIA GMBH

CAMPUS 21, EUROPARING F09402
2345 BRUNN AM GEBIRGE
AUSTRIA

+43 2236 37 88 39 [T]
+43 2236 37 88 39 40 [F]

COVIDIEN SCHWEIZ AG

ROOSSTRASSE 53
8832 WOLLERAU
SWITZERLAND

+41 44 786 50 50 [T]
+41 44 786 50 10 [F]

WWW.COVIDIEN.COM