





STEEL Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из нержавеющей стали 316L

Описание материала:	Шовный материал изготовлен из нержавеющей стали 316L и соответствует всем стандартам USP и EP, предъявляемым к нерассасывающимся шовным материалам.
Характеристика материала:	Шовный материал из стали наиболее инертный среди всех шовных материалов и обеспечивает максимальную прочность.
Показания:	Синтетический стальной шовный материал предназначен для закрытия грудины и также для некоторых ортопедических процедур (например, при восстановлении сухожилия).
Действие:	Стальной шовный материал вызывает минимальную реакцию тканей и не рассасывается в организме.
Прочность:	Постоянная.
Стерилизация:	Этилен оксид или гамма облучение.
Упаковка:	Возможные варианты размеров стального шовного материала от 3-0 (метрический размер 2) до 7 (метрический размер 9) . Стерильный шовный материал поставляется в отрезках, без игл, или с иглами, закрепленными перманентно или ROTO-GRIP™ , поворачивающимися на 360°. Формируется в коробках по 12 и 36 шт.





STEEL Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из нержавеющей стали 316L

Режущая / Conventional Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
1/2 КРУГА 48 мм 	5	7	2x45		12	8886222289	
	5	7	4x45		12	8886222489	
	5	7	6x45		12	8886222689	
	6	8	2x45		12	8886222269	
	6	8	4x45		12	8886222469	
	6	8	6x45		12	8886222669	
	7	9	4x45		12	8886222449	
1/2 КРУГА 60 мм 	5	7	2x75		12	8886222889	

Колющая / Taper point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
1/2 КРУГА 37 мм 	2-0	3	5x45		12	8886234553	

Колюще-режущая / Taper cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
1/2 КРУГА 48 мм 	5	7	4x45		12	ROTO-GRIP™	8886241489
	5	7	4x45		12		8886239389
	6	8	2x45		12		8886239269
	6	8	4x45		12		8886239369
	7	9	2x45		12		8886239249
1/2 КРУГА 60 мм 	5	7	5x75		12	8886239689	

STEEL Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из нержавеющей стали 316L

Обратно режущая / Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
1/2 КРУГА 26 мм 	3-0	2	50		36	ROTO-GRIP™	8886243141
1/2 КРУГА 40 мм 	2	5	5x45		12		8886241383
1/2 КРУГА 48 мм 	2	5	2x45		12	ROTO-GRIP™	8886242083
	4	6	2x45		12	ROTO-GRIP	8886242009
1/2 КРУГА 55 мм H 	5	7	4x45		12	ROTO-GRIP™	8886241089
	5	7	75		12	ROTO-GRIP™	8886241289
	5	7	2x75		12	ROTO-GRIP™	8886242489

Без игл / Non Needed							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
Лигатуры	0	3.5	12x45		12		8886240763
	2	5	6x45		12		8886240883