

smiths medical
bringing technology to life



Прибор согревающий конвекционного типа Equator®

У ХИРУРГИИ ЕСТЬ СВОИ
ОСЛОЖНЕНИЯ. ТЕПЕРЬ
ВЫ МОЖЕТЕ ИСКЛЮЧИТЬ
ИЗ НИХ ГИПОТЕРМИЮ.

Система конвекционного
подогрева EQUATOR®
разработана для
поддержания нормальной
температуры тела
пациента.

LEVEL 1®



Система конвекционного обогрева пациента EQUATOR® обеспечивает нормотермию и температурный комфорт пациентов до, во время и после хирургических операций.

Запатентованная система контроля температуры на конце шланга поддерживает температуру подаваемого воздуха независимо от условий окружающей среды. Тревога превышения температуры для каждой контрольной точки (36° C, 40° C и 44° C) обеспечивает безопасность пациента. 4 отверстия на конце шланга поддерживают постоянный поток воздуха, даже если конец шланга случайно заблокируется материалом одеяла, предотвращая аккумуляцию тепла в одной области. Прямоугольный коннектор шланга делает соединение с одеялом плавным и удобным.

Характеристики прибора конвекционного обогрева EQUATOR®



Артикул

EQ-5000

Размер

30 см В x 24 см Ш x 19 см Г

Вес

6.8 кг

Электрические конфигурации

100В AC, 50/60 Гц
115В AC, 50/60 Гц
230В AC, 50 Гц

Аксессуары

Фильтр (F3-5000)
Фиксатор одеяла (SC-5000)
Фиксатор шнура (CW-5000)
Шланг (SW5-HOSE-7)



SWU-9001



SWU-9002



SWU-9003



SWU-9004

Для лечебных учреждений, которые ранее приобрели обогреватели других производителей, но хотели бы воспользоваться преимуществами одеял Snuggle Warm®, также доступны адаптеры для шлангов Snuggle Warm®.

ТОВАРЫ В ДАННОМ ИЗДАНИИ МОГУТ БЫТЬ НЕДОСТУПНЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ В КАНАДЕ И ДРУГИХ СТРАНАХ

Smiths Medical ASD, Inc.
Сент-Пол, Миннесота 55112, США
Телефон: 1-614-210-7300
Бесплатная линия США: 1-800-258-5361
www.smiths-medical.com

Найдите своего местного представителя на: www.smiths-medical.com/customer-support

Smiths Medical – часть международной технологической группы компаний Smiths Group plc. Snuggle Warm, Level 1 и изобразительные знаки Smiths Medical и Level 1 являются торговыми марками Smiths Medical. Символ ® обозначает, что торговая марка зарегистрирована в Патентном ведомстве США и некоторых других стран. Полный список назначений, предупреждений и мер предосторожности содержится в инструкциях по эксплуатации. ©2014 Smiths Medical. Все права защищены. TM194869GL-122014

MPAUC-1181

**Rx
ONLY**

smiths medical