



smiths medical
bringing technology to life



Больше
тепла -
лучше
прогноз.

СПРАВОЧНЫЙ
КАТАЛОГ
КОНВЕКЦИОННЫХ
СОГРЕВАЮЩИХ
ОДЕЯЛ SNUGGLE
WARM®

ОБОГРЕВ ПАЦИЕНТА

LEVEL 1®



В компании Smiths Medical верят, что инновации не ограничиваются улучшением продукции. Поэтому мы тесно сотрудничаем с клиническими специалистами, чтобы товары и услуги серии Level 1[®] отвечали требованиям наших клиентов. **Будучи лидером в области поддержания температуры тела, линия конвекционного обогрева Level 1[®] предлагает полный ассортимент конфигураций одеял для широкого круга хирургических процедур.** В течение всего периоперационного периода одеяла Snuggle Warm[®] подтверждают свою эффективность и надежность, улучшая прогнозы лечения каждый день.

Конвекционные одеяла Snuggle Warm® :

LEVEL 1

- Сделаны из мягкого, похожего на ткань материала, комфортного при контакте с кожей – никакого горячего пластика.
- Прочные и долговечные: противостоят проколам, разрывам и воздействию жидкостей.
- Подстраиваются под тело пациента, устраняют необходимость фиксации.
- Особый материал позволяет сгибать и складывать одеяла для обеспечения лучшего доступа.
- Воздушные отверстия и каналы расположены с прецизионной точностью для максимальной эффективности теплопередачи.
- Изготовлены без латекса и радиопроницаемы.
- Доступны во множестве конфигураций для различного клинического применения.



SWU-2001
Полное
укрывное



SWU-2002
Полное
детское
укрывное



SWU-2003
Верхнее
укрывное



SWU-2004
Нижнее
укрывное



SWU-2007
Трубчатое



SWU-2008
Стерильное
кардио-
хирургическое



SWU-2009
Детское
подкладное



SWU-2010
Верхнее
малое



SWU-2011
Большое
подкладное
детское



SWU-2013
Взрослое
подкладное



SWU-2113
Взрослое
подкладное с
отверстиями
для рук



SWU-2014L
С левым
боковым
доступом



SWU-2014R
С правым
боковым
доступом



SWU-2016
Полное
разделяемое



SWU-2018
Полное
множественного
доступа



SWU-2119
Подкладное
комбинированное
тип «пончо» с
прорезями для
рук




Взрослые одеяла

- SWU-2001** Полное укрывное
- SWU-2003** Верхнее укрывное
- SWU-2004** Нижнее укрывное
- SWU-2007** Трубчатое
- SWU-2008** Стерильное кардиохирургическое
- SWU-2010** Верхнее малое
- SWU-2013** Взрослое подкладное
- SWU-2113** Взрослое подкладное с прорезями для рук
- SWU-2014L** С левым боковым доступом
- SWU-2014R** С правым боковым доступом
- SWU-2016** Полное с отдельным доступом
- SWU-2018** С множественным доступом
- SWU-2119** Комбинированное «пончо» с прорезями для рук

Детские одеяла

- SWU-2002** Детское полное укрывное
- SWU-2009** Детское подкладное
- SWU-2011** Большое детское подкладное







Полное укрывное одеяло

102 x 203 см


Содержит ненадувную простыню для ног

Рекомендуется к применению в областях:

- Пред- и послеоперационный обогрев
- Бариатрия
- Неврология
- Оториноларингология
- Травма

Ключевые характеристики SWU-2001:

- Большой размер обеспечивает максимальное покрытие для всех пациентов





Верхнее укрывное одеяло

203 x 102 см


Содержит ненадувные откидные края

Рекомендуется к применению в областях:

- Хирургия нижних конечностей (бедро, ноги, колени, голеностопный сустав)
- Гинекология
- Урология
- Открытая абдоминальная хирургия
- Лапароскопические процедуры
- Бариатрия

Ключевые характеристики SWU-2003:

- Складная грудная панель типа «гармошка» позволяет использовать одеяло у крупных и небольших пациентов.
- Прозрачная пластиковая вставка улавливает и аккумулирует теплый воздух вокруг головы пациента.





Нижнее укрывное одеяло

102 x 163 см

Содержит ненадувную простыню для ступней


Рекомендуется к применению в областях:

- Хирургия верхних конечностей
- Плечи и шея
- Оториноларингология

Ключевые характеристики SWU-2004:

- Ненадувная простыня защищает ступни пациента.







Трубчатое одеяло

58 x 175 см

Рекомендуется к применению в областях:


- Интервенционная кардиология/
электрофизиология сердца
- Интервенционная радиология
- Травма

Ключевые характеристики SWU-2007:

- Одеяло в форме трубы обеспечивает полный доступ к пациенту.



LEVEL 1[®]





Стерильное кардиохирургическое одеяло

102 x 163 см


Содержит ненадувную простыню для ступней

Рекомендуется к применению в областях:

- Аорто-коронарное шунтирование

Ключевые характеристики SWU-2008:

- Одеяло может использоваться в стерильном операционном поле для согревания пациента.
- Паховое окно обеспечивает видимость бедренной артерии.
- Стерильный шланг позволяет размещать нагревательный блок дальше от стерильного операционного поля.





Верхнее малое одеяло

203 x 76 см

Рекомендуется к применению в областях:


- Хирургия нижних конечностей (бедро, ноги, колени, голеностопный сустав)
- Гинекология
- Урология
- Открытая абдоминальная хирургия
- Лапароскопические процедуры

Ключевые характеристики SWU-2010:

- Завязки помогают сохранять положение одеяла.
- Меньший размер обеспечивает больший доступ.
- Прозрачная пластиковая вставка улавливает и аккумулирует теплый воздух вокруг головы пациента.



LEVEL 1[®]





Взрослое подкладное одеяло

102 x 203 см

Рекомендуется к применению в областях:


- Кардиология
- Открытая абдоминальная хирургия
- Операции на нескольких участках
- Косметическая хирургия
- Травма

Ключевые характеристики SWU-2013:

- Дизайн подголовника типа «нимб» позволяет обогревать голову пациента.
- Подкладное одеяло обеспечивает полный доступ.
- Три порта для шланга позволяют удобно размещать нагревательный блок.



LEVEL 1[®]





Взрослое подкладное одеяло с отверстиями для рук


102 x 203 см

Рекомендуется к применению в областях:

- Кардиология
- Открытая абдоминальная хирургия
- Ортопедия
- Операции на нескольких участках
- Травма
- Косметическая хирургия

Ключевые характеристики SWU-2113:

- Заготовленные отверстия для рук и головы экономят время.
- Большие отверстия позволяют располагать руки снаружи или фиксировать их вдоль тела.
- Можно легко разместить пациента в положении на спине, на боку или на животе.
- Подгибные края фиксируют одеяло во избежание соскальзывания при переносе пациента на операционный стол.
- Подкладное одеяло обеспечивает полный доступ.
- Простыня для головы, положение которой может выбрать пользователь, улавливает теплый воздух и направляет его к голове и шее пациента.





Одеяло с левым боковым доступом

102 x 203 см

Рекомендуется к применению в областях:


- Операции на бедре
- Операции на ногах

Ключевые характеристики SWU-2014L:

- Эксклюзивная конструкция одеяла оптимизирует операции на нижней части тела.

LEVEL 1®

203 CM



102 CM

SWU-2014R Одеяло с правым боковым доступом | 10



Одеяло с правым боковым доступом


102 x 203 см

Рекомендуется к применению в областях:

- Операции на бедре
- Операции на ногах

Ключевые характеристики SWU-2014R:

- Эксклюзивная конструкция одеяла оптимизирует операции на нижней части тела.





Полное одеяло с раздельным доступом

102 x 203 см

Рекомендуется к применению в областях:

- Операции на колене, ноге, ступне
- Операции на сонных артериях
- Операции на позвоночнике
- Акушерство
- Гинекология
- Послеоперационный обогрев


Ключевые характеристики SWU-2016:

- Перфорация по средней линии одеяла обеспечивает расширенный доступ.



LEVEL 1®

203 CM



102 CM



Полное одеяло с множественным доступом

102 x 203 см

Рекомендуется к применению в областях:


- Послеоперационный обогрев
- Катетеризационная лаборатория
- Минимально инвазивная кардиохирургия
- Нефрэктомия

Ключевые характеристики SWU-2018:

- Перфорация по обеим сторонам одеяла обеспечивает расширенный доступ.
- Прозрачная пластиковая вставка улавливает и аккумулирует теплый воздух вокруг головы пациента.



LEVEL 1[®]





Комбинированное одеяло-пончо с отверстиями для рук


102 x 164 см

Рекомендуется к применению в областях:

- Урология
- Гинекология
- Акушерство
- Простатэктомия
- Радиология
- Пред- и послеоперационный обогрев
- Абдоминальная хирургия
- Хирургия нижних конечностей (ортопедия, остеотомия, заболевания периферических сосудов, варикозная болезнь и т.д.)

Ключевые характеристики SWU-2119:

- Комбинированный дизайн позволяет использовать это одеяло как накрывное при пред- и послеоперационном подогреве и подкладное во время операции.
- Подкладное использование во время операции позволяет одновременно обогревать спину и грудь пациента.
- Большие отверстия позволяют располагать руки снаружи или фиксировать их вдоль тела
- Прекрасно подходит для положения на спине и литотомической позиции.





Полное детское укрывное одеяло

102 x 146 см

Включает ненадувную простыню для ног

Рекомендуется к применению в областях:


- Неврология
- Оториноларингология
- Пред- и послеоперационный обогрев
- Травма

Ключевые характеристики SWU-2002:

- Размер для педиатрических пациентов.



94 CM



66 CM



Подкладное детское одеяло

66 x 94 см


Включает ненадувные откидные края

Рекомендуется к применению в областях:

- Для пациентов первого года жизни (до 9 кг)

Ключевые характеристики SWU-2009:

- Подкладное одеяло обеспечивает полный доступ.
- Две прозрачные простыни, положение которых может выбрать пользователь, улавливают теплый воздух и направляют его к определенным областям, при этом открывая доступ, где это необходимо.
- Ненадувной подголовник для удобного доступа.
- В конструкции предусмотрены абсорбирующие прокладки, чтобы на одеяле не скапливалась жидкость.
- Может использоваться на операционном столе, в люльке или кровати.





Большое подкладное детское одеяло

102 x 137 см

Включает ненадувные откидные края

Рекомендуется к применению в областях:

- Для пациентов до 36 кг

Ключевые характеристики SWU-2011:

- Подкладное одеяло обеспечивает полный доступ.
- Две прозрачные простыни, положение которых может выбрать пользователь, улавливают теплый воздух и направляют его к определенным областям, при этом открывая доступ, где это необходимо.
- Ненадувной подголовник для удобного доступа.
- В конструкции предусмотрены абсорбирующие прокладки, чтобы на одеяле не скапливалась жидкость.
- Может использоваться на операционном столе, в люльке или кровати.



SWU-2001
Полное
укрывное



SWU-2002
Полное
детское
укрывное



SWU-2003
Верхнее
укрывное



SWU-2004
Нижнее
укрывное



SWU-2007
Трубчатое



SWU-2008
Стерильное
кардио-
хирургическое



SWU-2009
Детское
подкладное



SWU-2010
Верхнее
малое



SWU-2011
Большое
подкладное
детское



SWU-2013
Взрослое
подкладное



SWU-2113
Взрослое
подкладное с
отверстиями
для рук



SWU-2014L
С левым
боковым
доступом



SWU-2014R
С правым
боковым
доступом



SWU-2016
Полное
разделяемое



SWU-2018
Полное
множественного
доступа



SWU-2119
Подкладное
комбинированное
тип «пончо» с
прорезями для
рук



ТОВАРЫ В ДАННОМ ИЗДАНИИ МОГУТ БЫТЬ НЕДОСТУПНЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ В КАНАДЕ И ДРУГИХ СТРАНАХ.

Smiths Medical ASD, Inc.
Сент-Пол, МН 55112, США
Тел.: 1-614-210-7300
Бесплатная линия США:
1-800-258-5361
www.smiths-medical.com

Найдите Вашего местного представителя на:
www.smiths-medical.com/customer-support

Smiths Medical – часть международной технологической группы компаний Smiths Group plc. Snuggle Warm, Level 1 и изобразительные знаки Smiths Medical и Level 1 являются торговыми марками Smiths Medical. Символ ® обозначает, что торговая марка зарегистрирована в Патентном ведомстве США и некоторых других стран. Полный список назначений, предупреждений и мер предосторожности содержится в инструкциях по эксплуатации.

©2014 Smiths Medical. Все права защищены. TM194827GL-122014

MPAUCА-1182

Rx
ONLY

CE
0473

smiths medical