




# REVIVE™

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТРОМБЭКТОМИИ

**CODMAN NEURO\***

 **DePuy Synthes**  
COMPANIES OF *Johnson & Johnson*

ReVive™ SE устройство для тромбэктомии - саморасширяющаяся нитиноловая корзина для восстановления кровотока и тромбэктомии



A	4.5 мм	D	205 см
B	30 мм	E	6 мм
C	22 мм	F	0.014"

1 Устройство для тромбэктомии  
1 Интродьюсер

## Технические характеристики ReVive SE

Код для заказа	FRS 214522-99
Корзина - максимальный диаметр	4.5 мм
Рабочая длина корзины при максимальном диаметре	22 мм
Рабочая длина корзины при минимальном диаметре	28 мм
Диапазон допустимых размеров сосуда	1.5 – 5.0 мм
Размеры совместимых микрокатетеров	0.021"/0.533 мм 0.027"/0.688 мм

### Адреса офисов ООО "Джонсон & Джонсон"

**Москва:**  
121614, ул. Крылатская,  
д. 17, корп. 2  
Тел.: (495) 580-77-77  
Факс: (495) 580-78-78

**Санкт-Петербург:**  
197101, ул. Петроградская наб., 36  
лит. А, оф. 304  
Тел.: (812) 346-75-60  
(812) 346-75-61

**Самара:**  
443110, ул. Лесная,  
д. 23, корп. 1 офис 404  
Тел.: (846) 227-93-70  
Факс: (846) 277-93-71

**Екатеринбург:**  
620014, пр. Ленина, 25,  
оф. 4.110  
Тел.: (343) 379-55-45  
(343) 379-55-46

**Новосибирск:**  
630132, ул. Красная 35,  
оф. 801  
Тел.: (383) 230-31-01  
(383) 230-31-00



0086

Товар сертифицирован:  
РУ № РЗН 2016/3333 от 09 марта 2016 г.  
Для медицинских специалистов.  
\*Кодман Нейро

**CODMAN NEURO\***

**DePuySynthes**  
COMPANIES OF Johnson & Johnson