

Ambu® AuraOnce



Ключевые преимущества

- Анатомически правильный изгиб для быстрого и простого введения
- Усиленный наконечник устойчив к подворачиванию во время введения и входит в верхний пищеводный сфинктер
- Манжета и дыхательная трубка выполнена как единое целое для повышенной безопасности — без швов
- Поверхность имеет микроструктурированную текстуру для легкости введения
- Мягкая манжета обеспечивает высокую герметичность при минимальном давлении на слизистую
- Контрольный баллон позволяет определить размер маски и обеспечивает точные тактильные ощущения степени надувания
- Дыхательная трубка эргономичной формы, обеспечивающая прочный и удобный захват во время введения
- Информативная маркировка глубины для контроля положения
- Пакет с цветовой маркировкой и указаниями по применению
- Может использоваться во время МРТ
- Не содержит фталатов

Ambu® AuraOnce

Ambu AuraOnce — это одноразовая ларингеальная маска для повседневного использования. AuraOnce имеет специальный изгиб, который точно повторяет естественную анатомию человека. Уникальная форма обеспечивает быструю и легкую установку.

Изгиб AuraOnce позволяет голове пациента оставаться в естественном положении при использовании маски без излишнего давления на верхнюю челюсть. Кроме того, AuraOnce специально разработана так, чтобы обеспечивать дыхательной трубке большую гибкость, необходимую для адаптации к анатомическим особенностям и различным положениям головы.

AuraOnce имеет D-образную дыхательную трубку, обеспечивающую прочный и эргономичный захват во время введения. Таким образом, установка маски выполняется быстро и точно с низким внутренним давлением.

Доступна в 8 размерах для разных возрастных групп.

Технические характеристики

	Младенцы		Дети		Взрослые			
Размер маски	№ 1	№ 1½	№ 2	№ 2½	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6
Цветовой код упаковки								
Вес пациента	< 5 кг	5–10 кг	10–20 кг	20–30 кг	30–50 кг	50–70 кг	70–100 кг	> 100 кг
Максимальный объем наполнения манжеты	4 мл	7 мл	10 мл	14 мл	20 мл	30 мл	40 мл	50 мл
Максимальное давление внутри манжеты	60 см водн. ст.							
Коннектор дыхательной трубки	15 мм, вставка (ISO 5356-1)							
Мин. внутренний диаметр Трубки	5,2 мм	7,3 мм	8,6 мм	8,5 мм	8,5 мм	9,6 мм	10,6 мм	11,3 мм
Макс. н.д. Трубки	10,5 мм	13 мм	15 мм	17,5 мм	17,5 мм	20 мм	22,5 мм	25 мм
Клапан надувания	Луэровский наконечник (ISO 594-1)							
Вес	9,8 г	13,5 г	19,4 г	28,1 г	30,8 г	44,2 г	62,3 г	76,6 г
Внутренний объем дыхательных путей	5,5 мл	8 мл	11 мл	15 мл	16 мл	21 мл	30 мл	38 мл
Падение давления	< 1,2 см водн. ст. при 15 л/мин	< 0,8 см водн. ст. при 15 л/мин	< 1,0 см водн. ст. при 30 л/мин	< 0,8 см водн. ст. при 30 л/мин	< 2,0 см водн. ст. при 60 л/мин	< 1,2 см водн. ст. при 60 л/мин	< 0,8 см водн. ст. при 60 л/мин	< 0,5 см водн. ст. при 60 л/мин
Мин. межзубный промежуток	15 мм	17 мм	19 мм	21 мм	25 мм	29 мм	31 мм	32 мм
Внутренний канал	10,3 см	12,0 см	13,8 см	15,9 см	15,9 см	17,8 см	20,0 см	22,0 см
Специальное применение								
Макс. размер фибробронхоскопа	2,7 мм	2,7 мм	3,9 мм	3,9 мм	5,4 мм	5,4 мм	5,4 мм	5,4 мм



Линейка AuraOnce / 8 размеров: 1–6



Манжета AuraOnce, включая усиленный наконечник

Материалы

Изделие	Не содержит фталатов	Материал
Трубка/манжета	Да	ПВХ
Коннектор дыхательной трубки	Да	ПЭТГ
Контрольный баллон	Да	ПВХ
Корпус клапана надувания	Да	ПВХ
Пробка клапана надувания	Да	Полипропилен (ПП)
Шток клапана надувания	Да	Силикон

В производстве Ambu AuraOnce не используется натуральный латекс

Упаковка	Кол-во	Материал
Мешок	1	Тытек* / полиэтилентерефталат (ПЭТ) / полиэтилен (ПЭ)
Коробка	10	Картон

Информация для заказа

№ позиции	Размер	Тип
321 100 000	1	Одноразовая ларингеальная маска
321 150 000	1 1/2	Одноразовая ларингеальная маска
321 200 000	2	Одноразовая ларингеальная маска
321 250 000	2 1/2	Одноразовая ларингеальная маска
321 300 000	3	Одноразовая ларингеальная маска
321 400 000	4	Одноразовая ларингеальная маска
321 500 000	5	Одноразовая ларингеальная маска
321 600 000	6	Одноразовая ларингеальная маска



AuraOnce в пакете (инструкция по применению / цветовой код)