




**Ambu**<sup>®</sup>  
Ideas that work for life

# Ambu<sup>®</sup> aScope<sup>™</sup> 4 Broncho

Одноразовый. Новые возможности.



«Идеальное решение для широкого спектра бронхоскопических процедур.»

# Новое поколение видеобронхоскопов

Опираясь на ваши идеи и требования, инженеры Ambu решили усовершенствовать первую в мире полностью одноразовую бронхоскопическую платформу.

Представляем Ambu® aScope™ 4 Broncho  
Новый одноразовый высококачественный бронхоскоп для однократного применения и наша последняя реализация идей, спасающих жизни. Бронхоскоп aScope 4 Broncho готов к немедленному использованию и поставляется в стерильной упаковке, что обеспечивает безопасность пациента и рабочего процесса. Одна система включает сразу три размера, избавляя таким образом от дополнительных затрат при эксплуатации и обслуживании. Данный эндоскоп предназначен специально для бронхоскопии и является идеальным решением для широкого спектра процедур.



Плавная навигация  
Большие углы сгибания и точные движения дистального конца эндоскопа упрощают навигацию.



- aScope 4 Broncho Slim 3.8/1.2  
Изгиб: 180/180
- aScope 4 Broncho Regular 5.0/2.2  
Изгиб: 180/180
- aScope 4 Broncho Large 5.8/2.8  
Изгиб: 180/160

Три размера в одной системе без дополнительных затрат при эксплуатации и обслуживании.






## Высококачественная бронхоскопия

Четкие и резкие изображения  
Эндоскоп aScore 4 Broncho обеспечивает четкую визуализацию близлежащих и удаленных бронхиальных сегментов. Четкое, резкое изображение и адаптивная регулировка освещенности упрощают обнаружение легочных анатомических структур и навигацию по бронхиальному дереву. Вместе с цветным изображением на мониторе Ambu® aView, повторяющим цвета легочной ткани, aScore 4 Broncho обеспечивает высококачественную визуализацию во время бронхоскопических процедур.

Плавная и простая навигация  
Большие углы сгибания и точное движение дистального конца эндоскопа aScore 4 Broncho позволяют легко перемещаться по всем сегментам легкого. Высококачественная рукоятка имеет рифленую поверхность, обеспечивая комфортный захват во время проведения процедуры. Легкая и эргономичная конструкция эндоскопа aScore 4 Broncho гарантирует простоту эксплуатации.

Высококачественная визуализация  
aScore 4 Broncho подключается к Ambu® aView™, нашему портативному монитору высокого разрешения, активируемому за несколько секунд, с интуитивно понятным интерфейсом.



# Краткий обзор отделений и процедур

Предполагаемая клиническая процедура / Первичные клинические условия	Операционная	ОРИТ	Кабинет неотложной помощи
Исследование дыхательных путей	● ● ●	● ●	● ● ●
Сложная интубация	● ● ●	● ●	● ●
Интубация в сознании	● ● ●	● ●	● ● ●
Чрескожная трахеостомия	● ● ●	● ●	
Установка двухпросветной трубки / бронхиального блокатора	● ●	● ●	
БАЛ	● ●	● ●	

● aScope 4 Broncho Regular   
 ● aScope 4 Broncho Slim   
 ● aScope 4 Broncho Large

## Информация для заказа

№ позиции	Описание	Кол-во
478001000	Ambu® aScope™ 4 Broncho Large 5.8/2.8	5
477001000	Ambu® aScope™ 4 Broncho Regular 5.0/2.2	5
476001000	Ambu® aScope™ 4 Broncho Slim 3.8/1.2	5
405002000	Ambu® aView™	1

Для получения дополнительной информации посетите [Ambu.com](http://Ambu.com).

Ambu LLC  
 sales.ru@ambu.com  
 Факс: +7 916 377 8788