

Интервенционная Кардиология Каталог продукции



СОДЕРЖАНИЕ

1 СТЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

Стенты с лекарственным покрытием и биорезорбируемым полимером

- SYNERGY™ ** 7-8

Стенты с лекарственным покрытием

- Promus ELITE™ 10
- Promus PREMIER™ 11

Непокрытые металлические стенты

- REBEL™ 13

Баллоны с лекарственным покрытием

- AGENT™ 15

2 ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЧРЕСКОЖНЫХ КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ (ЧКВ)

Баллонные катетеры

Баллонные катетеры для преддилатации

- EMERGE™ Monorail™ 18-19
- EMERGE™ OTW 19-20
- MAVERICK2™ Monorail™ 21

Баллонные катетеры для постдилатации

- NC QUANTUM APEX™ 22-23
- NC EMERGE™ Monorail™ 24-25

Микрокатетеры

- MAMBA™ Microdilatation Catheter 27

Проводниковые катетеры

- Обзор изгибов кончика 29
- CONVEY™ 5F / 6F / 7F / 8F 30-33
- MACH 1™ 6F / 7F / 8F 34-38
- RUNWAY™ 6F 39-41

Удлиняющие проводниковые катетеры

- GUIDEZILLA™ II Guide Catheter Extension 43

Диагностические катетеры

- IMPULSE™ 5F / 6F 45-48

Проводники

Стандартные поражения

- CHOICE™ Floppy 50

Комплексные поражения

- PT2™ LS 51
- PT2™ MS 51

Жесткие проводники

- CHOICE™ Intermediate 52
- CHOICE™ Standard 52
- PT GRAPHIX™ Intermediate 52
- PT GRAPHIX™ Standard 52

Проводники с повышенной жесткостью

- CHOICE™ Extra Support 53
- CHOICE™ PT Extra Support 53

Проводники семейства Sentai для рутинных процедур

- MARVEL™ Guidewire 54
- SAMURAI™ Guidewire 54

Проводники семейства Sentai с увеличенной проходимостью

- SAMURAI™ RC Guidewire 55
- FIGHTER™ Guidewire 55
- JUDO™ 1 Guidewire 55
- JUDO™ 3 Guidewire 55
- JUDO™ 6 Guidewire 56
- HORNET™ 10 Guidewire 56
- HORNET™ 14 Guidewire 57

Аксессуары

Раздувающие устройства

- ENCORE™ 26 Inflation Device 58
- ENCORE™ 26 Advantage Kit 58

Режущие баллоны

- FLEXTOME™ Cutting Balloon™ 60
- WOLVERINE™ Cutting Balloon™ Dilatation Device 61

Оборудование для атерэктомии

- ROTAPRO Rotational Atherectomy System 63
- ROTAPRO Pre-Connected Burr and Advancing Device 63
- ROTAWIRE™ 63
- ROTALINK™ Advancer 63
- ROTALINK™ Exchangeable Burr Catheter 64
- ROTALINK™ Plus (Advancer & Burr) 64
- ROTABLATOR™ Consoles 64
- Аксессуары 65

Хронические тотальные окклюзии

- CROSSBOSS™ & STINGRAY™ LP 68

ВНУТРИСОСУДИСТОЕ УЗИ И АНАЛИЗ ФРАКЦИОННОГО РЕЗЕРВА КРОВОТОКА (ФРК)

Аксессуары

- POLARIS™ Accessories 70

Внутрисосудистое УЗИ

- OPTICROSS™ Coronary Imaging Catheter - IVUS 72

Анализ фракционного резерва кровотока (ФРК)

- COMET™ 74

4 СТРУКТУРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА

Транскатетерная замена аортального клапана (TAVI)

- ACURATE neo™ Aortic Bioprosthesis 77
- ACURATE neo TF™ Transfemoral Delivery System 77
- LOTUS™ Introducer Set 78
- 14F iSLEEVE™ Expandable Introducer Set 79
- SAFARI2™ Pre-Shaped Guidewire 79

Закрытие ушка левого предсердия (LAAC)

- WATCHMAN FLX™ LAA Closure Device and Delivery System 81
- WATCHMAN™ TruSeal™ Access System 81
- WATCHMAN™ LAA Closure Device and Delivery System 81

1

СТЕНТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ С
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
ПОКРЫТИЯМИ

2

ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ СЛОЖНЫХ
ЧРЕСКОЖНЫХ
КОРОНАРНЫХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ
(ЧКВ)

3

ВНУТРИ-
СОСУДИСТОЕ
УЗИ И АНАЛИЗ
ФРАКЦИОННОГО
РЕЗЕРВА
КРОВОТОКА (ФРК)

4

СТРУКТУРНЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
СЕРДЦА



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Для формирования заказа необходимо указать полный идентификационный номер продукта

Пример

Идентификационный
номер модели

H749 1981505 0

Код,
соответствующий
направлению
"Интервенционная
кардиология"

Уникальный
номер
продукта

Информация об упаковке:
0=одна штука в упаковке
1=несколько штук в
упаковке

Для уточнения технических параметров обратитесь к локальному представителю производителя Boston Scientific Corporation

ВНИМАНИЕ: Закон ограничивает продажу этих устройств врачом или по его заказу.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с вашим торговым представителем Boston Scientific

Иллюстрации в данном каталоге даны без учета масштаба

Представленные изделия подлежат изменению без предварительного уведомления

1

СТЕНТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ С
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
ПОКРЫТИЯМИ

2

ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ СЛОЖНЫХ
ЧРЕСКОЖНЫХ
КОРОНАРНЫХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ
(ЧКВ)

3

ВНУТРИ-
СОСУДИСТОЕ
УЗИ И АНАЛИЗ
ФРАКЦИОННОГО
РЕЗЕРВА
КРОВОТОКА (ФРК)

4

СТРУКТУРНЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
СЕРДЦА




ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА МЕР

Френч (Fr)	мм
1.0	0.333
2.4	0.80
2.6	0.87
2.7	0.90
2.8	0.93
2.9	0.97
3.0	1.00
3.3	1.10
3.4	1.13
3.7	1.23
4.0	1.33
4.5	1.50
5.0	1.66
6.0	2.00
7.0	2.33
8.0	2.66
9.0	3.00
10.0	3.33
11.5	3.83
15.5	5.17
18.0	6.00
22.0	7.33
24.0	8.00
26.0	8.66
28.0	9.33
30.0	10.00
32.0	10.66
34.0	11.33

Дюйм	мм
.008	0.20
.010	0.25
.012	0.30
.014	0.36
.018	0.46
.020	0.51
.021	0.53
.025	0.64
.026	0.66
.027	0.69
.028	0.71
.029	0.74
.030	0.76
.031	0.79
.032	0.81
.033	0.84
.034	0.86
.035	0.89
.036	0.91
.037	0.94
.038	0.97
.039	0.99
.040	1.02
.041	1.04
.042	1.07

Дюйм	мм
.043	1.09
.044	1.12
.045	1.14
.046	1.17
.047	1.19
.048	1.22
.050	1.27
.052	1.32
.054	1.37
.056	1.42
.059	1.50
.061	1.55
.063	1.60
.064	1.63
.068	1.73
.071	1.80
.072	1.83
.074	1.88
.076	1.93
.077	1.96
.079	2.01
.082	2.08
.086	2.18
.092	2.34
.107	2.72



Френч (Fr)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
мм ø	1.0	1.33	1.66	2.0	2.33	2.66	3.0	3.33	3.66	4.0	4.33	4.66	5.0	5.33	5.66
Дюйм	.039	.053	.066	.079	.092	.105	.118	.144	.144	.156	.170	.184	.197	.210	.223



Френч (Fr)	18	19	20	22	24	26	28	30	32	34
мм ø	6.0	6.33	6.66	7.33	8.0	8.66	9.33	10.0	10.66	11.33
Дюйм	.236	.249	.263	.288	.315	.341	.367	.393	.419	.445



1

СТЕНТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ С
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
ПОКРЫТИЯМИ

2

ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ СЛОЖНЫХ
ЧРЕСКОЖНЫХ
КОРОНАРНЫХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ
(ЧКВ)

3

ВНУТРИ-
СОСУДИСТОЕ
УЗИ И АНАЛИЗ
ФРАКЦИОННОГО
РЕЗЕРВА
КРОВОТОКА (ФРК)

4

СТРУКТУРНЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
СЕРДЦА



1

СТЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

Стенты с лекарственным покрытием и биорезорбируемым полимером

Стенты с лекарственным покрытием

Непокрытые металлические стенты

Баллоны с лекарственным покрытием

Стенты с
лекарственным
покрытием и
биорезор-
бируемым
полимером

Стенты с
лекарственным
покрытием

Непокрытые
металлические
стенты

Баллоны с
лекарственным
покрытием




1 СТЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

Стенты с лекарственным покрытием и биорезорбируемым полимером

Стенты с лекарственным покрытием

Непокрытые металлические стенты

Баллоны с лекарственным покрытием



Стенты с лекарственным покрытием и биорезорбируемым полимером

Стенты с лекарственным покрытием

Непокрытые металлические стенты

Баллоны с лекарственным покрытием

1. Стенты с лекарственным покрытием и биорезорбируемым полимером

Система коронарного стента Synergy с лекарственным покрытием

РЗН 2015/2338

Стенты с лекарственным покрытием и биорезорбируемым полимером

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИНА/ ДИАМЕТР	ДИАМЕТР ПРОКСИМАЛЬНОГО ШАФТА	ДИАМЕТР ДИСТАЛЬНОГО ШАФТА	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ РАЗРЫВА
H749 392620822 0 / 08714729840923	8 / 2.25 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392620825 0 / 08714729840930	8 / 2.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392620827 0 / 08714729840947	8 / 2.75 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392620830 0 / 08714729840954	8 / 3.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 392620835 0 / 08714729840961	8 / 3.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 392620840 0 / 08714729840978	8 / 4.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.95 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 392621222 0 / 08714729840985	12 / 2.25 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392621225 0 / 08714729840992	12 / 2.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392621227 0 / 08714729841005	12 / 2.75 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392621230 0 / 08714729841012	12 / 3.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 392621235 0 / 08714729841029	12 / 3.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 392621240 0 / 08714729841036	12 / 4.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.95 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 392621250 0 / 08714729974321	12 / 4.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.95 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 392621500 0 / 08714729974406	12 / 5.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.95 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 392621622 0 / 08714729841043	16 / 2.25 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1827 кПа)
H749 392621625 0 / 08714729841050	16 / 2.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1827 кПа)
H749 392621627 0 / 08714729841067	16 / 2.75 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1827 кПа)
H749 392621630 0 / 08714729841074	16 / 3.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1620 кПа)
H749 392621635 0 / 08714729841081	16 / 3.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1620 кПа)
H749 392621640 0 / 08714729841098	16 / 4.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.95 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1620 кПа)
H749 392621645 0 / 08714729974338	16 / 4.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1620 кПа)
H749 392621650 0 / 08714729974413	16 / 5.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.95 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1620 кПа)
H749 392622022 0 / 08714729841104	20 / 2.25 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1827 кПа)
H749 392622025 0 / 08714729841111	20 / 2.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1827 кПа)
H749 392622027 0 / 08714729841128	20 / 2.75 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1827 кПа)
H749 392622030 0 / 08714729841135	20 / 3.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1620 кПа)
H749 392622035 0 / 08714729841142	20 / 3.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1620 кПа)
H749 392622040 0 / 08714729841159	20 / 4.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.95 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1620 кПа)
H749 392622045 0 / 08714729974345	20 / 4.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1620 кПа)
H749 392622050 0 / 08714729974420	20 / 5.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.95 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1620 кПа)
H749 392622422 0 / 08714729841166	24 / 2.25 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1827 кПа)
H749 392622425 0 / 08714729841173	24 / 2.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1827 кПа)
H749 392622427 0 / 08714729841180	24 / 2.75 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1827 кПа)
H749 392622430 0 / 08714729841197	24 / 3.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1620 кПа)
H749 392622435 0 / 08714729841203	24 / 3.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.95 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1620 кПа)
H749 392622440 0 / 08714729841210	24 / 4.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.95 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1620 кПа)
H749 392622445 0 / 08714729974352	24 / 4.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.95 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1620 кПа)
H749 392622450 0 / 08714729974437	24 / 5.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.95 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1620 кПа)
H749 392622822 0 / 08714729841227	28 / 2.25 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1827 кПа)
H749 392622825 0 / 08714729841234	28 / 2.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1827 кПа)
H749 392622827 0 / 08714729841241	28 / 2.75 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1827 кПа)
H749 392622830 0 / 08714729841258	28 / 3.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1620 кПа)
H749 392622835 0 / 08714729841265	28 / 3.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.95 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1620 кПа)
H749 392622840 0 / 08714729841272	28 / 4.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.95 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1620 кПа)
H749 392622845 0 / 08714729974369	28 / 4.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.95 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1620 кПа)
H749 392622850 0 / 08714729974444	28 / 5.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.95 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1620 кПа)
H749 392623222 0 / 08714729841289	32 / 2.25 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1827 кПа)
H749 392623225 0 / 08714729841296	32 / 2.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1827 кПа)
H749 392623227 0 / 08714729841302	32 / 2.75 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1827 кПа)
H749 392623230 0 / 08714729841319	32 / 3.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.95 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1620 кПа)
H749 392623235 0 / 08714729841326	32 / 3.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.95 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1620 кПа)
H749 392623240 0 / 08714729841333	32 / 4.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.95 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1620 кПа)
H749 392623245 0 / 08714729974376	32 / 4.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.95 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1620 кПа)
H749 392623250 0 / 08714729974451	32 / 5.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.95 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1620 кПа)

Продолжение на следующей странице >

Стенты с лекарственным покрытием и биорезорбируемым полимером

Стенты с лекарственным покрытием

Непокрытые мателические стенты

Баллоны с лекарственным покрытием



1. Стенты с лекарственным покрытием и биорезорбируемым полимером

Система коронарного стента Synergy с лекарственным покрытием

РЗН 2015/2338

Стенты с лекарственным покрытием и биорезорбируемым полимером (продолжение)

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИНА/ ДИАМЕТР	ДИАМЕТР ПРОКСИМАЛЬНОГО ШАФТА	ДИАМЕТР ДИСТАЛЬНОГО ШАФТА	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ РАЗРЫВА
H749 392623822 0 / 08714729841340	38 / 2.25 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1827 кПа)
H749 392623825 0 / 08714729841357	38 / 2.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1827 кПа)
H749 392623827 0 / 08714729841364	38 / 2.75 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1827 кПа)
H749 392623830 0 / 08714729841371	38 / 3.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.95 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1620 кПа)
H749 392623835 0 / 08714729841388	38 / 3.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.95 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1620 кПа)
H749 392623840 0 / 08714729841395	38 / 4.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.95 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1620 кПа)
H749 392624825 0 / 08714729935612	48 / 2.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1827 кПа)
H749 392624827 0 / 08714729935629	48 / 2.75 мм	2.1F (0.70 мм)	2.6F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1827 кПа)
H749 392624830 0 / 08714729935636	48 / 3.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.95 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1620 кПа)
H749 392624835 0 / 08714729935643	48 / 3.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.95 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1620 кПа)
H749 392624840 0 / 08714729935650	48 / 4.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.95 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1620 кПа)

Стенты с лекарственным покрытием и биорезорбируемым полимером

Стенты с лекарственным покрытием

Непокрытые металлические стенты

Баллоны с лекарственным покрытием




1 СТЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

Стенты с лекарственным покрытием и биорезорбируемым полимером

Стенты с лекарственным покрытием

Непокрытые металлические стенты

Баллоны с лекарственным покрытием



Стенты с лекарственным покрытием и биорезорбируемым полимером

Стенты с лекарственным покрытием

Непокрытые металлические стенты

Баллоны с лекарственным покрытием



1. Стенты с лекарственным покрытием

Система коронарного платиново-хромового стента Promus ELITE MONORAIL с лекарственным покрытием эверолимус РЗН 2020/9534

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИНА/ ДИАМЕТР	ДИАМЕТР ПРОКСИМАЛЬНОГО ШАФТА	ДИАМЕТР ДИСТАЛЬНОГО ШАФТА	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ РАЗРЫВА
H749 394130822 0 / 08714729971979	8 / 2.25 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 394130825 0 / 08714729971986	8 / 2.50 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 394130827 0 / 08714729971993	8 / 2.75 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 394130830 0 / 08714729972006	8 / 3.00 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 394130835 0 / 08714729972013	8 / 3.50 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 394130840 0 / 08714729972020	8 / 4.00 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 394131222 0 / 08714729972037	12 / 2.25 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 394131225 0 / 08714729972044	12 / 2.50 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 394131227 0 / 08714729972051	12 / 2.75 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 394131230 0 / 08714729972068	12 / 3.00 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 394131235 0 / 08714729972075	12 / 3.50 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 394131240 0 / 08714729972082	12 / 4.00 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 394131622 0 / 08714729972099	16 / 2.25 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 394131625 0 / 08714729972105	16 / 2.50 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 394131627 0 / 08714729972112	16 / 2.75 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 394131630 0 / 08714729972129	16 / 3.00 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 394131635 0 / 08714729972136	16 / 3.50 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 394131640 0 / 08714729972143	16 / 4.00 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 394132022 0 / 08714729972150	20 / 2.25 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 394132025 0 / 08714729972167	20 / 2.50 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 394132027 0 / 08714729972174	20 / 2.75 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 394132030 0 / 08714729972181	20 / 3.00 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 394132035 0 / 08714729972198	20 / 3.50 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 394132040 0 / 08714729972204	20 / 4.00 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 394132422 0 / 08714729972211	24 / 2.25 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 394132425 0 / 08714729972228	24 / 2.50 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 394132427 0 / 08714729972235	24 / 2.75 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 394132430 0 / 08714729972242	24 / 3.00 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 394132435 0 / 08714729972259	24 / 3.50 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 394132440 0 / 08714729972266	24 / 4.00 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 394132822 0 / 08714729972273	28 / 2.25 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 394132825 0 / 08714729972280	28 / 2.50 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 394132827 0 / 08714729972297	28 / 2.75 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 394132830 0 / 08714729972303	28 / 3.00 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 394132835 0 / 08714729972310	28 / 3.50 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 394132840 0 / 08714729972327	28 / 4.00 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 394133222 0 / 08714729972334	32 / 2.25 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 394133225 0 / 08714729972341	32 / 2.50 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 394133227 0 / 08714729972358	32 / 2.75 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 394133230 0 / 08714729972365	32 / 3.00 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 394133235 0 / 08714729972372	32 / 3.50 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 394133240 0 / 08714729972389	32 / 4.00 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 394133825 0 / 08714729972396	38 / 2.50 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 394133827 0 / 08714729972402	38 / 2.75 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 394133830 0 / 08714729972419	38 / 3.00 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 394133835 0 / 08714729972426	38 / 3.50 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 394133840 0 / 08714729972433	38 / 4.00 мм	2.1 F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)

Стенты с лекарственным покрытием и биорезорбируемым полимером

Стенты с лекарственным покрытием

Непокрытые металлические стенты

Баллоны с лекарственным покрытием



1. Стенты с лекарственным покрытием

Стент коронарный Promus Premier с лекарственным покрытием предустановленный на системе доставки РЗН 2016/3758

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИНА/ ДИАМЕТР	ДИАМЕТР ПРОКСИМАЛЬНОГО ШАФТА	ДИАМЕТР ДИСТАЛЬНОГО ШАФТА	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ РАЗРЫВА
H749 392510822 0 / 08714729828266	8 / 2.25 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392510825 0 / 08714729828273	8 / 2.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392510827 0 / 08714729828280	8 / 2.75 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392510830 0 / 08714729828297	8 / 3.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 392510835 0 / 08714729828303	8 / 3.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 392510840 0 / 08714729828310	8 / 4.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 392511222 0 / 08714729828327	12 / 2.25 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392511225 0 / 08714729828334	12 / 2.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392511227 0 / 08714729828341	12 / 2.75 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392511230 0 / 08714729828358	12 / 3.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 392511235 0 / 08714729828365	12 / 3.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 392511240 0 / 08714729828372	12 / 4.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 392511622 0 / 08714729828389	16 / 2.25 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392511625 0 / 08714729828396	16 / 2.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392511627 0 / 08714729828402	16 / 2.75 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392511630 0 / 08714729828419	16 / 3.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 392511635 0 / 08714729828426	16 / 3.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 392511640 0 / 08714729828433	16 / 4.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 392512022 0 / 08714729828440	20 / 2.25 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392512025 0 / 08714729828457	20 / 2.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392512027 0 / 08714729828464	20 / 2.75 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392512030 0 / 08714729828471	20 / 3.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 392512035 0 / 08714729828488	20 / 3.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 392512040 0 / 08714729828495	20 / 4.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 392512422 0 / 08714729828501	24 / 2.25 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392512425 0 / 08714729828518	24 / 2.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392512427 0 / 08714729828525	24 / 2.75 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392512430 0 / 08714729828532	24 / 3.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 392512435 0 / 08714729828549	24 / 3.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 392512440 0 / 08714729828556	24 / 4.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 392512822 0 / 08714729828563	28 / 2.25 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392512825 0 / 08714729828570	28 / 2.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392512827 0 / 08714729828587	28 / 2.75 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392512830 0 / 08714729828594	28 / 3.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 392512835 0 / 08714729828600	28 / 3.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 392512840 0 / 08714729828617	28 / 4.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 392513222 0 / 08714729828624	32 / 2.25 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392513225 0 / 08714729828631	32 / 2.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392513227 0 / 08714729828648	32 / 2.75 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392513230 0 / 08714729828655	32 / 3.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 392513235 0 / 08714729828662	32 / 3.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 392513240 0 / 08714729828679	32 / 4.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 392513825 0 / 08714729828686	38 / 2.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392513827 0 / 08714729828693	38 / 2.75 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392513830 0 / 08714729828709	38 / 3.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 392513835 0 / 08714729828716	38 / 3.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)
H749 392513840 0 / 08714729828723	38 / 4.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	16 ATM (1621 кПа)

Стенты с лекарственным покрытием и биорезорбируемым полимером

Стенты с лекарственным покрытием

Непокрытые металлические стенты

Баллоны с лекарственным покрытием



1

СТЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

Стенты с лекарственным покрытием и биорезорбируемым полимером

Стенты с лекарственным покрытием

Непокрытые металлические стенты

Баллоны с лекарственным покрытием



Стенты с лекарственным покрытием и биорезорбируемым полимером

Стенты с лекарственным покрытием

Непокрытые металлические стенты

Баллоны с лекарственным покрытием



1. Непокрытые мателлические стенты

Стент коронарный REBEL Monorail на системе доставки РЗН 2016/4430

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИНА/ ДИАМЕТР	ДИАМЕТР ПРОКСИМАЛЬНОГО ШАФТА	ДИАМЕТР ДИСТАЛЬНОГО ШАФТА	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ РАЗРЫВА
H749 392730822 0 / 08714729843146	8 / 2.25 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392730825 0 / 08714729843153	8 / 2.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392730827 0 / 08714729843160	8 / 2.75 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392730830 0 / 08714729843177	8 / 3.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392730835 0 / 08714729843184	8 / 3.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392730840 0 / 08714729843191	8 / 4.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392731222 0 / 08714729843207	12 / 2.25 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392731225 0 / 08714729843214	12 / 2.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392731227 0 / 08714729843221	12 / 2.75 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392731230 0 / 08714729843238	12 / 3.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392731235 0 / 08714729843245	12 / 3.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392731240 0 / 08714729843252	12 / 4.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392731245 0 / 08714729843269	12 / 4.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392731622 0 / 08714729843276	16 / 2.25 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392731625 0 / 08714729843283	16 / 2.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392731627 0 / 08714729843290	16 / 2.75 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392731630 0 / 08714729843306	16 / 3.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392731635 0 / 08714729843313	16 / 3.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392731640 0 / 08714729843320	16 / 4.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392731645 0 / 08714729843337	16 / 4.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392732022 0 / 08714729843344	20 / 2.25 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392732025 0 / 08714729843351	20 / 2.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392732027 0 / 08714729843368	20 / 2.75 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392732030 0 / 08714729843375	20 / 3.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392732035 0 / 08714729843382	20 / 3.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392732040 0 / 08714729843399	20 / 4.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392732045 0 / 08714729843405	20 / 4.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392732422 0 / 08714729843412	24 / 2.25 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392732425 0 / 08714729843429	24 / 2.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392732427 0 / 08714729843436	24 / 2.75 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392732430 0 / 08714729843443	24 / 3.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392732435 0 / 08714729843450	24 / 3.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392732440 0 / 08714729843467	24 / 4.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392732445 0 / 08714729843474	24 / 4.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392732822 0 / 08714729843481	28 / 2.25 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392732825 0 / 08714729843498	28 / 2.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392732827 0 / 08714729843504	28 / 2.75 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392732830 0 / 08714729843511	28 / 3.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392732835 0 / 08714729843528	28 / 3.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392732840 0 / 08714729843535	28 / 4.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392732845 0 / 08714729843542	28 / 4.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392733222 0 / 08714729843559	32 / 2.25 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392733225 0 / 08714729843566	32 / 2.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392733227 0 / 08714729843573	32 / 2.75 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392733230 0 / 08714729843580	32 / 3.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392733235 0 / 08714729843597	32 / 3.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392733240 0 / 08714729843603	32 / 4.00 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392733245 0 / 08714729843610	32 / 4.50 мм	2.1F (0.70 мм)	2.7F (0.90 мм)	11 ATM (1117 кПа)	18 ATM (1824 кПа)

Стенты с лекарственным покрытием и биорезорбируемым полимером

Стенты с лекарственным покрытием

Непокрытые мателлические стенты

Баллоны с лекарственным покрытием




1 СТЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

Стенты с лекарственным покрытием и биорезорбируемым полимером

Стенты с лекарственным покрытием

Непокрытые металлические стенты

Баллоны с лекарственным покрытием



Стенты с лекарственным покрытием и биорезорбируемым полимером

Стенты с лекарственным покрытием

Непокрытые металлические стенты

Баллоны с лекарственным покрытием



1. Баллоны с лекарственным покрытием

Катетер баллонный стерильный, однократного применения Agent с покрытием Paclitaxel для чрезкожной транслюминальной коронарной ангиопластики РЗН 2016/4207

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИНА/ ДИАМЕТР	ДИАМЕТР ПРОКСИМАЛЬНОГО ШАФТА	ДИАМЕТР ДИСТАЛЬНОГО ШАФТА	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ РАЗРЫВА
H749 3922220121 0 / 08714729831402	12 мм	2.00 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 3922220151 0 / 08714729831419	15 мм	2.00 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 3922220201 0 / 08714729831426	20 мм	2.00 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 3922220301 0 / 08714729831433	30 мм	2.00 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 3922222121 0 / 08714729831457	12 мм	2.25 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 3922222151 0 / 08714729831464	15 мм	2.25 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 3922222201 0 / 08714729831471	20 мм	2.25 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 3922222301 0 / 08714729831488	30 мм	2.25 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 3922225121 0 / 08714729831501	12 мм	2.50 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 3922225151 0 / 08714729831518	15 мм	2.50 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 3922225201 0 / 08714729831525	20 мм	2.50 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 3922225301 0 / 08714729831532	30 мм	2.50 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 3922227121 0 / 08714729831556	12 мм	2.75 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 3922227151 0 / 08714729831563	15 мм	2.75 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 3922227201 0 / 08714729831570	20 мм	2.75 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 3922227301 0 / 08714729831587	30 мм	2.75 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 3922230121 0 / 08714729831600	12 мм	3.00 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 3922230151 0 / 08714729831617	15 мм	3.00 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 3922230201 0 / 08714729831624	20 мм	3.00 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 3922230301 0 / 08714729831631	30 мм	3.00 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 3922235121 0 / 08714729831709	12 мм	3.50 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 3922235151 0 / 08714729831716	15 мм	3.50 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 3922235201 0 / 08714729831723	20 мм	3.50 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 3922235301 0 / 08714729831730	30 мм	3.50 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 3922240121 0 / 08714729831808	12 мм	4.00 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 3922240151 0 / 08714729831815	15 мм	4.00 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 3922240201 0 / 08714729831822	20 мм	4.00 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 3922240301 0 / 08714729831839	30 мм	4.00 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)

Стенты с лекарственным покрытием и биорезорбируемым полимером

Стенты с лекарственным покрытием

Непокрытые металлические стенты

Баллоны с лекарственным покрытием



2

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЧРЕСКОЖНЫХ КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ (ЧКВ)

Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атерэктомии

Хронические тотальные окклюзии

Баллонные
катетеры

Микрокатетеры

Проводнико-
вые катетеры

Удлиняющие
проводнико-
вые катетеры

Диагности-
ческие
катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие
баллоны

Оборудование
для
атерэктомии

Хронические
тотальные
окклюзии



2

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЧРЕСКОЖНЫХ КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ (ЧКВ)

Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атерэктомии

Хронические тотальные окклюзии

Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры


Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атерэктомии

Хронические тотальные окклюзии



2. Баллонные катетеры для предилатации

Катетер баллонный Emerge (Monorail) РЗН 2013/647

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИННА / ДИАМЕТР	ПРОФИЛЬ КОНЧИКА	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ
H749 391930812 0 / 08714729799764	8 / 1.20 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 391940812 0 / 08714729799689	8 / 1.20 мм Push	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 391930815 0 / 08714729799771	8 / 1.50 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391940815 0 / 08714729799726	8 / 1.50 мм Push	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391930820 0 / 08714729799788	8 / 2.00 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391930822 0 / 08714729799795	8 / 2.25 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391930825 0 / 08714729799801	8 / 2.50 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391930827 0 / 08714729799818	8 / 2.75 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391930830 0 / 08714729799825	8 / 3.00 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391930832 0 / 08714729799832	8 / 3.25 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391930835 0 / 08714729799849	8 / 3.50 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 391930837 0 / 08714729799856	8 / 3.75 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 391930840 0 / 08714729799863	8 / 4.00 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 391931212 0 / 08714729799870	12 / 1.20 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 391941212 0 / 08714729799696	12 / 1.20 мм Push	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 391931215 0 / 08714729799887	12 / 1.50 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391941215 0 / 08714729799733	12 / 1.50 мм Push	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391931220 0 / 08714729799894	12 / 2.00 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391931222 0 / 08714729799900	12 / 2.25 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391931225 0 / 08714729799917	12 / 2.50 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391931227 0 / 08714729799924	12 / 2.75 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391931230 0 / 08714729799931	12 / 3.00 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391931232 0 / 08714729799948	12 / 3.25 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391931235 0 / 08714729799955	12 / 3.50 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 391931237 0 / 08714729799962	12 / 3.75 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 391931240 0 / 08714729799979	12 / 4.00 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 391931512 0 / 08714729799986	15 / 1.20 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 391941512 0 / 08714729799702	15 / 1.20 мм Push	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 391931515 0 / 08714729799993	15 / 1.50 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391941515 0 / 08714729799740	15 / 1.50 мм Push	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391931520 0 / 08714729800002	15 / 2.00 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391931522 0 / 08714729800019	15 / 2.25 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391931525 0 / 08714729800026	15 / 2.50 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391931527 0 / 08714729800033	15 / 2.75 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391931530 0 / 08714729800040	15 / 3.00 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391931532 0 / 08714729800057	15 / 3.25 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391931535 0 / 08714729800064	15 / 3.50 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 391931537 0 / 08714729800071	15 / 3.75 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 391931540 0 / 08714729800088	15 / 4.00 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 391932012 0 / 08714729800095	20 / 1.20 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 391942012 0 / 08714729799719	20 / 1.20 мм Push	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 391932015 0 / 08714729800101	20 / 1.50 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391942015 0 / 08714729799757	20 / 1.50 мм Push	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391932020 0 / 08714729800118	20 / 2.00 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391932022 0 / 08714729800125	20 / 2.25 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391932025 0 / 08714729800132	20 / 2.50 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391932027 0 / 08714729800149	20 / 2.75 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391932030 0 / 08714729800156	20 / 3.00 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391932032 0 / 08714729800163	20 / 3.25 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391932035 0 / 08714729800170	20 / 3.50 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 391932037 0 / 08714729800187	20 / 3.75 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 391932040 0 / 08714729800194	20 / 4.00 мм	0.017" / 0.43	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)

Продолжение на следующей странице >

Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атерэктомии

Хронические тотальные окклюзии



2. Баллонные катетеры для предилатации

Баллонные катетеры

Катетер баллонный Emerge (Monorail) РЗН 2013/647 (продолжение)

Микрокатетеры

Проводнико-
вые катетеры

Удлиняющие
проводнико-
вые катетеры

Диагности-
ческие
катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие
баллоны

Оборудование
для
атерэктомии

Хронические
тотальные
окклюзии

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИННА / ДИАМЕТР	ПРОФИЛЬ КОНЧИКА	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ
H749 391933020 0 / 08714729800200	30 / 2.00 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391933022 0 / 08714729800217	30 / 2.25 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391933025 0 / 08714729800224	30 / 2.50 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391933027 0 / 08714729800231	30 / 2.75 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391933030 0 / 08714729800248	30 / 3.00 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391933032 0 / 08714729800255	30 / 3.25 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391933035 0 / 08714729800262	30 / 3.50 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 391933037 0 / 08714729800279	30 / 3.75 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 391933040 0 / 08714729800286	30 / 4.00 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)

Катетер баллонный Emerge (OTW) РЗН 2013/647

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИННА / ДИАМЕТР	ПРОФИЛЬ КОНЧИКА	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ
H749 391950812 0 / 08714729800378	8 / 1.20 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 391960812 0 / 08714729800293	8 / 1.20 мм Push	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 391950815 0 / 08714729800385	8 / 1.50 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391960815 0 / 08714729800330	8 / 1.50 мм Push	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391950820 0 / 08714729800392	8 / 2.00 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391950822 0 / 08714729800408	8 / 2.25 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391950825 0 / 08714729800415	8 / 2.50 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391950827 0 / 08714729800422	8 / 2.75 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391950830 0 / 08714729800439	8 / 3.00 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391950832 0 / 08714729800446	8 / 3.25 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391950835 0 / 08714729800453	8 / 3.50 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 391950837 0 / 08714729800460	8 / 3.75 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 391950840 0 / 08714729800477	8 / 4.00 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 391951212 0 / 08714729800484	12 / 1.20 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 391961212 0 / 08714729800309	12 / 1.20 мм Push	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 391951215 0 / 08714729800491	12 / 1.50 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391961215 0 / 08714729800347	12 / 1.50 мм Push	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391951220 0 / 08714729800507	12 / 2.00 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391951222 0 / 08714729800514	12 / 2.25 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391951225 0 / 08714729800521	12 / 2.50 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391951227 0 / 08714729800538	12 / 2.75 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391951230 0 / 08714729800545	12 / 3.00 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391951232 0 / 08714729800552	12 / 3.25 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391951235 0 / 08714729800569	12 / 3.50 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 391951237 0 / 08714729800576	12 / 3.75 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 391951240 0 / 08714729800583	12 / 4.00 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 391951512 0 / 08714729800590	15 / 1.20 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 391961512 0 / 08714729800316	15 / 1.20 мм Push	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 391951515 0 / 08714729800606	15 / 1.50 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391961515 0 / 08714729800354	15 / 1.50 мм Push	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391951520 0 / 08714729800613	15 / 2.00 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391951522 0 / 08714729800620	15 / 2.25 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391951525 0 / 08714729800637	15 / 2.50 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391951527 0 / 08714729800644	15 / 2.75 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)

Продолжение на следующей странице >



2. Баллонные катетеры для предилатации

Катетер баллонный Emerge (OTW) РЗН 2013/647 (продолжение)

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИННА / ДИАМЕТР	ПРОФИЛЬ КОНЧИКА	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ
H749 391951530 0 / 08714729800651	15 / 3.00 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391951532 0 / 08714729800668	15 / 3.25 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391951535 0 / 08714729800675	15 / 3.50 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 391951537 0 / 08714729800682	15 / 3.75 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 391951540 0 / 08714729800699	15 / 4.00 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 391952012 0 / 08714729800705	20 / 1.20 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 391962012 0 / 08714729800323	20 / 1.20 мм Push	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 391952015 0 / 08714729800712	20 / 1.50 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391962015 0 / 08714729800361	20 / 1.50 мм Push	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391952020 0 / 08714729800729	20 / 2.00 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391952022 0 / 08714729800736	20 / 2.25 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391952025 0 / 08714729800743	20 / 2.50 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391952027 0 / 08714729800750	20 / 2.75 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391952030 0 / 08714729800767	20 / 3.00 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391952032 0 / 08714729800774	20 / 3.25 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391952035 0 / 08714729800781	20 / 3.50 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 391952037 0 / 08714729800798	20 / 3.75 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 391952040 0 / 08714729800804	20 / 4.00 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 391953020 0 / 08714729800811	30 / 2.00 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391953022 0 / 08714729800828	30 / 2.25 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391953025 0 / 08714729800835	30 / 2.50 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391953027 0 / 08714729800842	30 / 2.75 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391953030 0 / 08714729800859	30 / 3.00 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391953032 0 / 08714729800866	30 / 3.25 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 391953035 0 / 08714729800873	30 / 3.50 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 391953037 0 / 08714729800880	30 / 3.75 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 391953040 0 / 08714729800897	30 / 4.00 мм	0.017" / 0.43 мм	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)

Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атерэктомии

Хронические тотальные окклюзии



2. Баллонные катетеры для предилатации

Баллонные катетеры

Катетер баллонный Maverick 2 РЗН 2015/3189

Микрокатетеры

Проводнико-
вые катетеры

Удлиняющие
проводнико-
вые катетеры

Диагности-
ческие
катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие
баллоны

Оборудование
для
атерэктомии

Хронические
тотальные
окклюзии

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИННА / ДИАМЕТР	ПРОФИЛЬ КОНЧИКА	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ
H749 389280920 0 / 08714729369875	9 / 2.00 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 389280922 0 / 08714729369882	9 / 2.25 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 389280925 0 / 08714729369899	9 / 2.50 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 389280927 0 / 08714729369905	9 / 2.75 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 389280930 0 / 08714729369912	9 / 3.00 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 389280932 0 / 08714729369929	9 / 3.25 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 389280935 0 / 08714729369936	9 / 3.50 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 389280937 0 / 08714729369943	9 / 3.75 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 389280940 0 / 08714729369950	9 / 4.00 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 389281220 0 / 08714729369967	12 / 2.00 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 389281222 0 / 08714729369974	12 / 2.25 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 389281225 0 / 08714729369981	12 / 2.50 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 389281227 0 / 08714729369998	12 / 2.75 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 389281230 0 / 08714729370000	12 / 3.00 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 389281232 0 / 08714729370017	12 / 3.25 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 389281235 0 / 08714729370024	12 / 3.50 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 389281237 0 / 08714729370031	12 / 3.75 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 389281240 0 / 08714729370048	12 / 4.00 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 389281515 0 / 08714729370055	15 / 1.50 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 389281520 0 / 08714729370062	15 / 2.00 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 389281522 0 / 08714729370079	15 / 2.25 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 389281525 0 / 08714729370086	15 / 2.50 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 389281527 0 / 08714729370093	15 / 2.75 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 389281530 0 / 08714729370109	15 / 3.00 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 389281532 0 / 08714729370116	15 / 3.25 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 389281535 0 / 08714729370123	15 / 3.50 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 389281537 0 / 08714729370130	15 / 3.75 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 389281540 0 / 08714729370147	15 / 4.00 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 389282015 0 / 08714729370154	20 / 1.50 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 389282020 0 / 08714729370161	20 / 2.00 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 389282022 0 / 08714729370178	20 / 2.25 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 389282025 0 / 08714729370185	20 / 2.50 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 389282027 0 / 08714729370192	20 / 2.75 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 389282030 0 / 08714729370208	20 / 3.00 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 389282032 0 / 08714729370215	20 / 3.25 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 389282035 0 / 08714729370222	20 / 3.50 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 389282037 0 / 08714729370239	20 / 3.75 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 389282040 0 / 08714729370246	20 / 4.00 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 389282520 0 / 08714729370253	25 / 2.00 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 389282522 0 / 08714729370260	25 / 2.25 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 389282525 0 / 08714729370277	25 / 2.50 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 389282527 0 / 08714729370284	25 / 2.75 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 389282530 0 / 08714729370291	25 / 3.00 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 389282532 0 / 08714729370307	25 / 3.25 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 389282535 0 / 08714729370314	25 / 3.50 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 389282537 0 / 08714729370321	25 / 3.75 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 389282540 0 / 08714729370338	25 / 4.00 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 389283020 0 / 08714729370345	30 / 2.00 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 389283022 0 / 08714729370352	30 / 2.25 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 389283025 0 / 08714729370369	30 / 2.50 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 389283027 0 / 08714729370376	30 / 2.75 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 389283030 0 / 08714729370383	30 / 3.00 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 389283032 0 / 08714729370390	30 / 3.25 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	14 ATM (1419 кПа)
H749 389283035 0 / 08714729370406	30 / 3.50 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 389283037 0 / 08714729370413	30 / 3.75 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)
H749 389283040 0 / 08714729370420	30 / 4.00 мм	0.017" (0.43 мм)	6 ATM (608 кПа)	12 ATM (1216 кПа)



2. Баллонные катетеры для постдилатации

Катетер баллонный сосудистый NC Quantum Apex P3N 2013/647

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИННА / ДИАМЕТР	ПРОФИЛЬ КОНЧИКА	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ
H749 391240620 0 / 08714729783008	6 / 2.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391240622 0 / 08714729783015	6 / 2.25 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391240625 0 / 08714729783022	6 / 2.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391240627 0 / 08714729783039	6 / 2.75 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391240630 0 / 08714729783046	6 / 3.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391240632 0 / 08714729783053	6 / 3.25 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391240635 0 / 08714729783060	6 / 3.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391240637 0 / 08714729783077	6 / 3.75 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391240640 0 / 08714729783084	6 / 4.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391240645 0 / 08714729783091	6 / 4.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 391240650 0 / 08714729783107	6 / 5.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 391240820 0 / 08714729783114	8 / 2.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391240822 0 / 08714729783121	8 / 2.25 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391240825 0 / 08714729783138	8 / 2.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391240827 0 / 08714729783145	8 / 2.75 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391240830 0 / 08714729783152	8 / 3.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391240832 0 / 08714729783169	8 / 3.25 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391240835 0 / 08714729783176	8 / 3.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391240837 0 / 08714729783183	8 / 3.75 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391240840 0 / 08714729783190	8 / 4.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391240845 0 / 08714729783206	8 / 4.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 391240850 0 / 08714729783213	8 / 5.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 391241220 0 / 08714729783220	12 / 2.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391241222 0 / 08714729783237	12 / 2.25 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391241225 0 / 08714729783244	12 / 2.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391241227 0 / 08714729783251	12 / 2.75 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391241230 0 / 08714729783268	12 / 3.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391241232 0 / 08714729783275	12 / 3.25 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391241235 0 / 08714729783282	12 / 3.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391241237 0 / 08714729783299	12 / 3.75 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391241240 0 / 08714729783305	12 / 4.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391241245 0 / 08714729783312	12 / 4.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 391241250 0 / 08714729783329	12 / 5.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 391241520 0 / 08714729783336	15 / 2.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391241522 0 / 08714729783343	15 / 2.25 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391241525 0 / 08714729783350	15 / 2.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391241527 0 / 08714729783367	15 / 2.75 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391241530 0 / 08714729783374	15 / 3.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391241532 0 / 08714729783381	15 / 3.25 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391241535 0 / 08714729783398	15 / 3.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391241537 0 / 08714729783404	15 / 3.75 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391241540 0 / 08714729783411	15 / 4.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391241545 0 / 08714729783428	15 / 4.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 391241550 0 / 08714729783435	15 / 5.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	18 ATM (1824 кПа)

Продолжение на следующей странице >

Баллонные
катетеры

Микрокатетеры

Проводнико-
вые катетеры

Удлиняющие
проводнико-
вые катетеры

Диагности-
ческие
катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие
баллоны

Оборудование
для
атерэктомии

Хронические
тотальные
окклюзии



2. Баллонные катетеры для постдилатации

Катетер баллонный сосудистый NC Quantum Apex РЗН 2013/647 (продолжение)

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИННА / ДИАМЕТР	ПРОФИЛЬ КОНЧИКА	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ
H749 391242020 0 / 08714729783336	20 / 2.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391242022 0 / 08714729783343	20 / 2.25 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391242025 0 / 08714729783350	20 / 2.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391242027 0 / 08714729783367	20 / 2.75 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391242030 0 / 08714729783374	20 / 3.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391242032 0 / 08714729783381	20 / 3.25 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391242035 0 / 08714729783398	20 / 3.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391242037 0 / 08714729783404	20 / 3.75 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391242040 0 / 08714729783411	20 / 4.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391242045 0 / 08714729783428	20 / 4.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 391242050 0 / 08714729783435	20 / 5.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 391243020 0 / 08714729783374	30 / 2.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391243022 0 / 08714729783381	30 / 2.25 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391243025 0 / 08714729783398	30 / 2.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391243027 0 / 08714729783404	30 / 2.75 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391243030 0 / 08714729783411	30 / 3.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391243032 0 / 08714729783428	30 / 3.25 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391243035 0 / 08714729783435	30 / 3.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391243037 0 / 08714729783428	30 / 3.75 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 391243040 0 / 08714729783435	30 / 4.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)

Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводнико-
вые катетеры

Удлиняющие
проводнико-
вые катетеры

Диагности-
ческие
катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие
баллоны

Оборудование
для
атерэктомии

Хронические
тотальные
окклюзии



2. Баллонные катетеры для постдилатации

Катетер дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики NC Emerge P3N 2016/5048

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИННА / ДИАМЕТР	ПРОФИЛЬ КОНЧИКА	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ
H749 392760620 0 / 08714729846833	6 / 2.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392760622 0 / 08714729846840	6 / 2.25 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392760625 0 / 08714729846857	6 / 2.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392760627 0 / 08714729846864	6 / 2.75 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392760630 0 / 08714729846871	6 / 3.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392760632 0 / 08714729846888	6 / 3.25 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392760635 0 / 08714729846895	6 / 3.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392760637 0 / 08714729846901	6 / 3.75 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392760640 0 / 08714729846918	6 / 4.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392760645 0 / 08714729846925	6 / 4.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392760650 0 / 08714729846932	6 / 5.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392760820 0 / 08714729846949	8 / 2.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392760822 0 / 08714729846956	8 / 2.25 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392760825 0 / 08714729846963	8 / 2.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392760827 0 / 08714729846970	8 / 2.75 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392760830 0 / 08714729846987	8 / 3.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392760832 0 / 08714729846994	8 / 3.25 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392760835 0 / 08714729847007	8 / 3.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392760837 0 / 08714729847014	8 / 3.75 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392760840 0 / 08714729847021	8 / 4.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392760845 0 / 08714729847038	8 / 4.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392760850 0 / 08714729847045	8 / 5.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392760855 0 / 08714729847052	8 / 5.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392760860 0 / 08714729847069	8 / 6.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392761220 0 / 08714729847076	12 / 2.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392761222 0 / 08714729847083	12 / 2.25 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392761225 0 / 08714729847090	12 / 2.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392761227 0 / 08714729847106	12 / 2.75 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392761230 0 / 08714729847113	12 / 3.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392761232 0 / 08714729847120	12 / 3.25 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392761235 0 / 08714729847137	12 / 3.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392761237 0 / 08714729847144	12 / 3.75 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392761240 0 / 08714729847151	12 / 4.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392761245 0 / 08714729847168	12 / 4.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392761250 0 / 08714729847175	12 / 5.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392761255 0 / 08714729847182	12 / 5.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392761260 0 / 08714729847199	12 / 6.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392761520 0 / 08714729847205	15 / 2.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392761522 0 / 08714729847212	15 / 2.25 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392761525 0 / 08714729847229	15 / 2.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392761527 0 / 08714729847236	15 / 2.75 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392761530 0 / 08714729847243	15 / 3.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392761532 0 / 08714729847250	15 / 3.25 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392761535 0 / 08714729847267	15 / 3.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392761537 0 / 08714729847274	15 / 3.75 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392761540 0 / 08714729847281	15 / 4.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392761545 0 / 08714729847298	15 / 4.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392761550 0 / 08714729847304	15 / 5.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392761555 0 / 08714729847311	15 / 5.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392761560 0 / 08714729847328	15 / 6.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	18 ATM (1824 кПа)

Продолжение на следующей странице >

Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атерэктомии


Хронические тотальные окклюзии



2. Баллонные катетеры для постдилатации

Катетер дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики NC Emerge РЗН 2016/5048 (продолжение)

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИННА / ДИАМЕТР	ПРОФИЛЬ КОНЧИКА	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ
H749 392762020 0 / 08714729847335	20 / 2.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392762022 0 / 08714729847342	20 / 2.25 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392762025 0 / 08714729847359	20 / 2.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392762027 0 / 08714729847366	20 / 2.75 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392762030 0 / 08714729847373	20 / 3.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392762032 0 / 08714729847380	20 / 3.25 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392762035 0 / 08714729847397	20 / 3.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392762037 0 / 08714729847403	20 / 3.75 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392762040 0 / 08714729847410	20 / 4.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392762045 0 / 08714729847427	20 / 4.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392762050 0 / 08714729847434	20 / 5.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392762055 0 / 08714729847441	20 / 5.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392762060 0 / 08714729847458	20 / 6.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	18 ATM (1824 кПа)
H749 392763020 0 / 08714729847465	30 / 2.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392763022 0 / 08714729847472	30 / 2.25 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392763025 0 / 08714729847489	30 / 2.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392763027 0 / 08714729847496	30 / 2.75 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392763030 0 / 08714729847502	30 / 3.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392763032 0 / 08714729847519	30 / 3.25 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392763035 0 / 08714729847526	30 / 3.50 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392763037 0 / 08714729847533	30 / 3.75 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)
H749 392763040 0 / 08714729847540	30 / 4.00 мм	0.017" (0.43 мм)	12 ATM (1216 кПа)	20 ATM (2026 кПа)



Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атерэктомии

Хронические тотальные окклюзии



2

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЧРЕСКОЖНЫХ КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ (ЧКВ)

Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атерэктомии

Хронические тотальные окклюзии

Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атерэктомии

Хронические тотальные окклюзии



2. Микрокатетеры

Микрокатетер МАМВА, МАМВА Flex РЗН 2019/9118

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР/ НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ПРОФИЛЬ КОНЧИКА	ПРОФИЛЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ("КРОССИНГ ПРОФИЛЬ")	ПРОФИЛЬ ПРОКСИ- МАЛЬНОГО ШАФТА	ДИСТАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ/ММ)	ПРОКСИ- МАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ/ММ)	ЭФФЕКТИВНАЯ ДЛИНА (СМ)	ДИАМЕТР СОВМЕСТИМОГО ПРОВОДНИКА (ДЮЙМ/ММ)
H749 392871352 0 / 8714729940265	1.4F	2.4F	2.9F	0.018/.46	0.023/.58	135	0.014/.36
H749 392871356 0 / 08714729940302	1.4F	2.1F	2.9F	0.018/.46	0.023/.58	135	0.014/.36
H749 392871502 0 / 08714729940340	1.4F	2.1F	2.9F	0.018/.46	0.023/.58	150	0.014/.36



Баллонные
катетеры

Микрокатетеры

Проводнико-
вые катетеры

Удлиняющие
проводнико-
вые катетеры

Диагности-
ческие
катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие
баллоны

Оборудование
для
атарзетомии

Хронические
тотальные
окклюзии



2

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЧРЕСКОЖНЫХ КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ (ЧКВ)

Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атерэктомии

Хронические тотальные окклюзии



Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны


Оборудование для атерэктомии

Хронические тотальные окклюзии



Обзор изгибов


Изгибы левой коронарной артерии




Amplatz™ Left Curve (AL)




CLS™ Curve




Femoral Left Curve (FL)




Femoral Curve Left (FCL)




Judkins Left Curve (JL)




KIESZ™ Left Curve (KL)



Left Back-Up Curve



Q-Curve™




VODA Left™ Curve


Изгибы правой коронарной артерии



ALLRIGHT™ Curve (ART)



Amplatz™ Right Curve (AR)




Femoral Right Curve (FR)



Hockey Stick Curve (HS)



Judkins Right Curve (JR)




KIESZ™ Right Curves (KRH and KRS)



Multipurpose Curve (MP)




Right Coronary Shepherd's Crook Curve (RC)



Williams Right Posterior Curve (WRP)


Радиальные изгибы



Brachial Curve (BR)




KIMNY™ Curve




Left Back-Up Curve



Mann Internal Mammary Curve (Mann IM)




MUTA™ Left Curve (ML)



Radial Back-Up Curve (RB)




Radial Back-Up Right Curve (RBR)



Radial Back-Up Left Curve (RBL)




Radial Curve




TIG Curve

Дополнительные изгибы




Internal Mammary Cummings Curve (IMC)



Internal Mammary Curve (IM)



Left Coronary Bypass Curve (LCB)



Right Coronary Bypass Curve (RCB)

2. Проводниковые катетеры

Катетер направляющий Convey будет снят с производства в ноябре 2023, за исключением стран, где может применяться только сертификация FDA

Катетер направляющий Convey РЗН 2017/6579 Бедренный доступ левый изгиб

ВИД ИЗГИБА	5F = 1.66 MM (.058" = 1.47 MM ВД)		6F = 2.0 MM (.071" = 1.80 MM ВД)		7F = 2.33 MM (.082" = 2.08 MM ВД)		8F = 2.66 MM (.091" = 2.31 MM ВД)	
	БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ		БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ		БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ		БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ	
Judkins Left	JL3	H749 39228660 0 08714729797876	H749 39264660 0 08714729849575	H749 39264666 0 08714729849636	-	H749 39265666 0 08714729851233	-	-
	JL3.5	H749 39228661 0 08714729797883	H749 39264661 0 08714729849582	H749 39264667 0 08714729849643	H749 39265661 0 08714729851189	H749 39265667 0 08714729851240	H749 39266661 0 08714729852902	H749 39266667 0 08714729852964
	JL4	H749 39228662 0 08714729797890	H749 39264662 0 08714729849599	H749 39264668 0 08714729849650	H749 39265662 0 08714729851196	H749 39265668 0 08714729851257	H749 39266662 0 08714729852919	H749 39266668 0 08714729852971
	JL4.5	H749 39228663 0 08714729797906	H749 39264663 0 08714729849605	H749 39264669 0 08714729849667	H749 39265663 0 08714729851202	H749 39265669 0 08714729851264	H749 39266663 0 08714729852926	H749 39266669 0 08714729852988
	JL5	H749 39228664 0 08714729797913	H749 39264664 0 08714729849612	H749 39264670 0 08714729849681	H749 39265664 0 08714729851219	H749 39265670 0 08714729851288	H749 39266664 0 08714729852933	H749 39266670 0 08714729853008
	JL6	H749 39228665 0 08714729797920	H749 39264665 0 08714729849629	H749 39264671 0 08714729849698	H749 39265665 0 08714729851226	H749 39265671 0 08714729851295	H749 39266665 0 08714729852940	-
Femoral Left	FL3	H749 3922805 0 08714729797937	H749 3926405 0 08714729890294	-	-	-	-	-
	FL3.5	H749 3922806 0 08714729797944	H749 3926406 0 08714729890300	-	-	-	-	-
	FL4	H749 3922807 0 08714729797951	H749 3926407 0 08714729890317	-	-	-	-	-
	FL4.5	H749 3922808 0 08714729797968	H749 3926408 0 08714729890324	-	-	-	-	-
	FL5	H749 3922809 0 08714729797975	H749 3926409 0 08714729890331	-	-	-	-	-
Femoral Curve Left	FCL3.5	H749 39228272 0 08714729798002	H749 39264272 0 08714729849148	-	-	-	-	-
	FCL4	H749 39228273 0 08714729798019	H749 39264273 0 08714729849155	-	-	-	-	-
Amplatz™ Left	AL.75	H749 3922822 0 08714729798187	H749 3926422 0 08714729849063	H749 39264124 0 08714729890362	H749 3926522 0 08714729850663	H749 39265124 0 08714729850564	H749 3926622 0 08714729852346	H749 39266124 0 08714729852162
	AL1	H749 3922819 0 08714729798194	H749 3926419 0 08714729849032	H749 3926468 0 08714729849704	H749 3926519 0 08714729850632	H749 3926568 0 08714729851301	H749 3926619 0 08714729852230	H749 3926668 0 08714729853022
	AL2	H749 3922820 0 08714729798217	H749 3926420 0 08714729849049	H749 3926469 0 08714729849773	H749 3926520 0 08714729850649	H749 3926569 0 08714729851370	H749 3926620 0 08714729852285	H749 3926669 0 08714729853091

Продолжение на следующей странице >

Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атаретомии

Хронические тотальные окклюзии



2. Проводниковые катетеры

Катетер направляющий Convey будет снят с производства в ноябре 2023, за исключением стран, где может применяться только сертификация FDA

Катетер направляющий Convey PZH 2017/6579 Бедренный доступ левый изгиб (продолжение)

ВИД ИЗГИБА	5F = 1.66 MM (.058" = 1.47 MM ВД)			6F = 2.0 MM (.071" = 1.80 MM ВД)		7F = 2.33 MM (.082" = 2.08 MM ВД)		8F = 2.66 MM (.091" = 2.31 MM ВД)	
	БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ	БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ	БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ	БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ	
Contra-lateral Left Support	CLS3	H749 39228573 0 08714729798255	H749 39264573 0 08714729849469	H749 39264577 0 08714729849506	H749 39265573 0 08714729851066	H749 39265577 0 08714729851103	H749 39266573 0 08714729852780	H749 39266577 0 08714729852827	
	CLS3.5	H749 39228574 0 08714729798279	H749 39264574 0 08714729849476	H749 39264578 0 08714729849513	H749 39265574 0 08714729851073	H749 39265578 0 08714729851110	H749 39266574 0 08714729852797	H749 39266578 0 08714729852834	
	CLS4	H749 39228575 0 08714729798293	H749 39264575 0 08714729849483	H749 39264579 0 08714729849520	H749 39265575 0 08714729851080	H749 39265579 0 08714729851127	H749 39266575 0 08714729852803	H749 39266579 0 08714729852841	
Left Back-Up	LeftBU3	H749 39228713 0 08714729798323	H749 39264713 0 08714729849858	H749 39264719 0 08714729849919	H749 39265713 0 08714729851455	H749 39265719 0 08714729851516	H749 39266713 0 08714729853176	H749 39266719 0 08714729853237	
	LeftBU3.25	H749 39228729 0 08714729798330	H749 39264729 0 08714729850014	-	H749 39265729 0 08714729851615	-	-	-	
	LeftBU3.5	H749 39228714 0 08714729798347	H749 39264714 0 08714729849865	H749 39264720 0 08714729849926	H749 39265714 0 08714729851462	H749 39265720 0 08714729851523	H749 39266714 0 08714729853183	H749 39266720 0 08714729853244	
	LeftBU3.75	H749 39228715 0 08714729798354	H749 39264715 0 08714729849872	-	H749 39265715 0 08714729851479	-	H749 39266715 0 08714729853190	-	
	LeftBU4	H749 39228716 0 08714729798361	H749 39264716 0 08714729849889	H749 39264722 0 08714729849940	H749 39265716 0 08714729851486	H749 39265722 0 08714729851547	H749 39266716 0 08714729853206	H749 39266722 0 08714729853268	
	LeftU4.25	-	H749 39264730 0 08714729850021	-	H749 39265730 0 08714729851622	-	-	-	
	LeftBU4.5	H749 39228717 0 08714729798736	H749 39264717 0 08714729849896	H749 39264723 0 08714729849957	H749 39265717 0 08714729851493	H749 39265723 0 08714729851554	H749 39266717 0 08714729853213	H749 39266723 0 08714729853275	
	LeftBU4.75	-	H749 39264731 0 08714729850038	-	-	-	-	-	
	LeftBU5	H749 39228718 0 08714729798392	H749 39264718 0 08714729849902	H749 39264724 0 08714729849964	H749 39265718 0 08714729851509	H749 39265724 0 08714729851561	-	-	

Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атаретомии

Хронические тотальные окклюзии



2. Проводниковые катетеры

Катетер направляющий Convey будет снят с производства в ноябре 2023, за исключением стран, где может применяться только сертификация FDA

Катетер направляющий Convey РЗН 2017/6579 Бедренный доступ правый изгиб

ВИД ИЗГИБА	5F = 1.66 MM (.058" = 1.47 MM ВД)		6F = 2.0 MM (.071" = 1.80 MM ВД)		7F = 2.33 MM (.082" = 2.08 MM ВД)		8F = 2.66 MM (.091" = 2.31 MM ВД)	
	БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ	БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ	БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ	БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ
JR3	H749 39228684 0 08714729798040	H749 39264684 0 08714729849711	H749 39264690 0 08714729849780	-	-	-	-	-
JR3.5	H749 39228685 0 08714729798057	H749 39264685 0 08714729849728	H749 39264691 0 08714729849797	H749 39265685 0 08714729851325	H749 39265691 0 08714729851394	H749 39266685 0 08714729853046	H749 39266691 0 08714729853114	
JR4	H749 39228686 0 08714729798064	H749 39264686 0 08714729849735	H749 39264692 0 08714729849803	H749 39265686 0 08714729851332	H749 39265692 0 08714729851400	H749 39266686 0 08714729853053	H749 39266692 0 08714729853121	
JR4.5	H749 39228687 0 08714729798071	H749 39264687 0 08714729849742	-	H749 39265687 0 08714729851349	-	-	-	
JR5	H749 39228688 0 08714729798088	H749 39264688 0 08714729849759	H749 39264694 0 08714729849827	H749 39265688 0 08714729851356	H749 39265694 0 08714729851424	-	H749 39266694 0 08714729853145	
JR6	H749 39228689 0 08714729798095	H749 39264689 0 08714729849766	-	H749 39265689 0 08714729851363	-	-	-	
FR3	-	H749 39264442 0 08714729849193	-	-	-	-	-	
FR3.5	H749 3922801 0 08714729798118	H749 3926401 0 08714729890256	-	-	-	-	-	
FR4	H749 3922802 0 08714729798125	H749 3926402 0 08714729890263	-	-	-	-	-	
FR5	H749 3922803 0 08714729798149	H749 3926403 0 08714729890270	-	-	-	-	-	
Multi-purpose	MPA	H749 39228767 0 08714729798163	H749 39264767 0 08714729850397	H749 39264768 0 08714729850403	H749 39265767 0 08714729851998	H749 39265768 0 08714729852001	H749 39266767 0 08714729853718	H749 39266768 0 08714729853725
Hockey Stick	HS	H749 3922841 0 08714729798170	H749 3926441 0 08714729849186	H749 39264141 0 08714729849001	H749 3926541 0 08714729850786	-	H749 3926641 0 08714729852506	-
Amplatz™ Right	AR1	H749 3922817 0 08714729798231	H749 3926417 0 08714729849018	H749 3926466 0 08714729849568	H749 3926517 0 08714729850618	H749 3926566 0 08714729851165	H749 3926617 0 08714729852216	H749 3926666 0 08714729852889
	AR2	H749 3922818 0 08714729798248	H749 3926418 0 08714729849025	H749 3926467 0 08714729849674	H749 3926518 0 08714729850625	H749 3926567 0 08714729851271	H749 3926618 0 08714729852223	H749 3926667 0 08714729852995
	ART3	H749 39228496 0 08714729798408	H749 39264496 0 08714729849292	H749 39264497 0 08714729849308	H749 39265496 0 08714729850892	-	-	-
allRight™ Curve	ART3.5	H749 39228498 0 08714729798415	H749 39264498 0 08714729849315	H749 39264499 0 08714729849322	H749 39265498 0 08714729850915	H749 39265499 0 08714729850922	-	-
	ART4	H749 39228500 0 08714729798439	H749 39264500 0 08714729849346	H749 39264501 0 08714729849353	H749 39265500 0 08714729850946	H749 39265501 0 08714729850953	H749 39266500 0 08714729852667	-
RC Shepherd's Crook	RC3.5 SC	H749 3922846 0 08714729798460	H749 3926446 0 08714729849230	-	-	-	-	-

Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атаретомии

Хронические тотальные окклюзии



2. Проводниковые катетеры

Катетер направляющий Convey будет снят с производства в ноябре 2023, за исключением стран, где может применяться только сертификация FDA

Катетер направляющий Convey РЗН 2017/6579 Трансрадиальный доступ						
	ВИД ИЗГИБА	5F = 1.66 MM (.058" = 1.47 MM ВД)	6F = 2.0 MM (.071" = 1.80 MM ВД)		7F = 2.33 MM (.082" = 2.08 MM ВД)	
			БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ	БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ
Radial	RADIAL	H749 39228472 0 08714729798491	H749 39264472 0 08714729849254	H749 39264473 0 08714729849261	H749 39265472 0 08714729850854	-
Radial Back-Up	RB	H749 39228769 0 08714729798507	H749 39264769 0 08714729850410	-	H749 39265769 0 08714729852018	-
Radial Back-Up Left	RBL3.5	H749 39228735 0 08714729798514	H749 39264735 0 08714729850076	H749 39264756 0 08714729850281	H749 39265735 0 08714729851677	H749 39265756 0 08714729851882
	RBL4	H749 39228736 0 08714729798521	H749 39264736 0 08714729850083	H749 39264757 0 08714729850298	H749 39265736 0 08714729851684	H749 39265757 0 08714729851899
	RBL4.5	H749 39228737 0 08714729798538	H749 39264737 0 08714729850090	H749 39264758 0 08714729850304	H749 39265737 0 08714729851691	H749 39265758 0 08714729851905
Radial Back-Up Right	RBR3	H749 39228738 0 08714729798545	H749 39264738 0 08714729850106	-	H749 39265738 0 08714729851707	-
	RBR3.5	H749 39228739 0 08714729798552	H749 39264739 0 08714729850113	H749 39264760 0 08714729850328	H749 39265739 0 08714729851714	-
	RBR4	H749 39228740 0 08714729798569	H749 39264740 0 08714729850120	H749 39264761 0 08714729850335	H749 39265740 0 08714729851721	H749 39265761 0 08714729851936
TIG	TIG3	H749 39228741 0 08714729798576	H749 39264741 0 08714729850137	H749 39264762 0 08714729850342	-	-
	TIG3.5	H749 39228742 0 08714729798583	H749 39264742 0 08714729850144	H749 39264763 0 08714729850359	-	-
	TIG4	H749 39228743 0 08714729798590	H749 39264743 0 08714729850151	H749 39264764 0 08714729850366	-	-
	TIG4.5	H749 39228744 0 08714729798606	H749 39264744 0 08714729850168	H749 39264765 0 08714729850373	H749 39265744 0 08714729851769	-
	TIG5	H749 39228745 0 08714729798613	H749 39264745 0 08714729850175	H749 39264766 0 08714729850380	-	-
Kimny™	Kimny™	H749 39228583 0 08714729798620	H749 39264583 0 08714729849544	-	-	-

Катетер направляющий Convey будет снят с производства в ноябре 2023, за исключением стран, где может применяться только сертификация FDA

Катетер направляющий Convey РЗН 2017/6579 Mammary и Вурус изгибы								
	ВИД ИЗГИБА	5F = 1.66 MM (.058" = 1.47 MM ВД)	6F = 2.0 MM (.070" = 1.78 MM ВД)		7F = 2.33 MM (.081" = 2.05 MM ВД)		8F = 2.66 MM (.091" = 2.31 MM ВД)	
			БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ	БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ	БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ
Internal Mammary	IM	H749 3922826 0 08714729798637	H749 3926426 0 08714729849094	H749 39264129 0 08714729848998	H749 3926526 0 08714729850694	H749 39265129 0 08714729850595	H749 3926626 0 08714729852377	H749 39266129 0 08714729852193
Left Coronary Bypass	LCB	H749 3922825 0 08714729798644	H749 3926425 0 08714729849087	-	H749 3926525 0 08714729850687	-	-	-

Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атаретомии

Хронические тотальные окклюзии



2. Проводниковые катетеры

Катетер внутрисосудистый Mach 1 РЗН 2015/3189 Бедренный доступ левый изгиб

ВИД ИЗГИБА	6F = 2.0 MM (.070" = 1.78 MM ВД)		7F = 2.33 MM (.081" = 2.05 MM ВД)		8F = 2.66 MM (.091" = 2.31 MM ВД)	
	БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ	БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ	БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ
FL3	H749 3435605 0 08714729350446	-	-	-	-	-
FL3.5	H749 3435606 0 08714729350453	H749 3435652 0 08714729350781	H749 3435706 0 08714729378846	H749 3435752 0 08714729380191	H749 3435806 0 08714729381501	H749 3435852 0 08714729382935
FL4	H749 3435607 0 08714729350460	H749 3435653 0 -	H749 3435707 0 08714729378853	H749 3435753 0 08714729380306	H749 3435807 0 08714729381518	H749 3435853 0 08714729383048
FL4.5	H749 3435608 0 08714729350477	-	H749 3435708 0 08714729378860	H749 3435754 0 08714729380351	H749 3435808 0 08714729381525	-
FL5	H749 3435609 0 08714729350484	-	H749 3435709 0 08714729378877	H749 3435755 0 08714729380368	H749 3435809 0 08714729381532	H749 3435855 0 08714729383109
FL6	H749 3435610 0 08714729350491	-	-	-	-	H749 3435856 0 08714729383116
FL3.5 ST	H749 3435628 0 08714729351269	-	-	-	-	-
FL4 ST	H749 3435629 0 08714729351283	-	-	-	-	-
FL4.5 ST	H749 3435630 0 08714729351351	-	-	-	-	-
FL5 ST	H749 3435631 0 08714729351368	-	-	-	-	-
FCL3.5	H749 34356272 0 08714729351238	-	H749 34357272 0 08714729379584	-	-	-
FCL4	H749 34356273 0 08714729351245	-	-	-	H749 34358273 0 08714729382270	-
JL3	H749 34356660 0 08714729351849	-	H749 34357660 0 08714729380818	H749 34357666 0 08714729380870	H749 34358660 0 08714729383536	H749 34358666 0 08714729383598
JL3.5	H749 34356661 0 08714729351856	H749 34356667 0 08714729378747	H749 34357661 0 08714729380825	H749 34357667 0 08714729380887	H749 34358661 0 08714729383543	H749 34358667 0 08714729383604
JL4	H749 34356662 0 08714729351863	H749 34356668 0 08714729378754	H749 34357662 0 08714729380832	H749 34357668 0 08714729380894	H749 34358662 0 08714729383550	H749 34358668 0 08714729383611
JL4 90 cm	-	-	-	-	H749 34358200 0 08714729842576	H749 34358201 0 08714729842583
JL4.5	H749 34356663 0 08714729351863	-	H749 34357663 0 08714729380849	H749 34357669 0 08714729380900	H749 34358663 0 08714729383567	H749 34358669 0 08714729383628
JL5	H749 34356664 0 08714729351887	-	H749 34357664 0 08714729380856	H749 34357670 0 08714729380924	H749 34358664 0 08714729383574	H749 34358670 0 08714729383642
JL6	H749 34356665 0 08714729351894	-	H749 34357665 0 08714729380863	H749 34357671 0 08714729380931	H749 34358665 0 08714729383581	-
JL3.5 ST	H749 34356673 0 08714729351917	-	-	-	H749 34358673 0 08714729383666	-
JL4 ST	H749 34356674 0 08714729351924	-	H749 34357674 0 08714729380955	H749 34357680 0 08714729381006	H749 34358674 0 08714729383673	H749 34358680 0 08714729383727

Продолжение на следующей странице >

Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атаретомии

Хронические тотальные окклюзии



2. Проводниковые катетеры

Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атаретомии

Хронические тотальные окклюзии

Катетер внутрисосудистый Mach 1 РЗН 2015/3189 Бедренный доступ левый изгиб (продолжение)

ВИД ИЗГИБА	6F = 2.0 MM (.070" = 1.78 MM ВД)		7F = 2.33 MM (.081" = 2.05 MM ВД)		8F = 2.66 MM (.091" = 2.31 MM ВД)	
	БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ	БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ	БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ
AL.75	H749 3435622 0 08714729351894	- -	H749 3435722 0 08714729379348	H749 34357124 0 08714729379041	H749 3435822 0 08714729382027	H749 34358124 0 08714729381716
AL.75 90 см	-	-	-	-	H749 34358191 0 08714729842538	H749 34358192 0 08714729842545
AL1	H749 3435619 0 08714729351153	H749 3435668 0 08714729351955	H749 3435719 0 08714729379317	H749 3435768 0 08714729380993	H749 3435819 0 08714729381990	H749 3435868 0 08714729383710
AL1 90 см	-	-	-	-	H749 34358376 0 08714729842613	H749 34358398 0 08714729842637
AL1.5	H749 3435685 0 08714729352143	-	H749 3435785 0 08714729381358	-	H749 3435885 0 08714729384083	-
AL2	H749 3435620 0 08714729351160	H749 3435669 0 08714729352020	H749 3435720 0 08714729379324	H749 3435769 0 08714729381099	H749 3435820 0 08714729382003	H749 3435869 0 08714729383819
AL2 90 см	-	-	-	-	H749 34358377 0 08714729842620	H749 34358399 0 08714729842644
AL3	H749 3435621 0 08714729378549	-	-	-	-	-
AL.75 ST	-	-	H749 34357108 0 08714729378938	H749 34357119 0 08714729378990	-	-
AL1 ST	-	-	H749 34357103 0 08714729378891	H749 34357114 0 08714729378952	H749 34358103 0 08714729381556	H749 34358114 0 08714729381617
AL2 ST	-	-	H749 34357105 0 08714729378914	H749 34357116 0 08714729378976	-	-
CLS3	H749 34356573 0 08714729350637	-	H749 34357573 0 08714729380382	H749 34357577 0 08714729380467	H749 34358573 0 08714729383130	H749 34358577 0 08714729383215
CLS3.5	H749 34356574 0 08714729350644	H749 34356578 0 08714729350675	H749 34357574 0 08714729380405	H749 34357578 0 08714729380481	H749 34358574 0 08714729383154	H749 34358578 0 08714729383239
CLS4	H749 34356575 0 08714729350651	H749 34356579 0 08714729350682	H749 34357575 0 08714729380429	H749 34357579 0 08714729380504	H749 34358575 0 08714729383178	H749 34358579 0 08714729383253
CLS4.5	H749 34356576 0 08714729350668	-	H749 34357576 0 08714729380443	-	H749 34358576 0 08714729383192	-
KL3	H749 34356611 0 08714729351696	-	H749 34357611 0 08714729380597	-	-	-
KL4	H749 34356612 0 08714729351702	-	H749 34357612 0 08714729380603	-	-	-
Q3.5	H749 34356293 0 08714729351290	H749 34356297 0 08714729351337	H749 34357293 0 08714729350644	H749 34357297 0 08714729379744	H749 34358293 0 08714729382386	-
Q4	H749 34356294 0 08714729351306	H749 34356298 0 08714729351344	H749 34357294 0 08714729379713	H749 34357298 0 08714729379751	H749 34358294 0 08714729382393	-
Q4.5	H749 34356295 0 08714729351313	-	H749 34357295 0 08714729379720	H749 34357299 0 08714729379768	H749 34358295 0 08714729382409	-
Q5	H749 34356296 0 08714729351320	-	H749 34357296 0 08714729379737	H749 34357300 0 08714729379782	H749 34358296 0 08714729382416	-
VL3	H749 3435671 0 08714729352075	-	H749 3435771 0 08714729381228	H749 3435777 0 08714729381297	H749 3435871 0 08714729383956	H749 3435877 0 08714729384021
VL3.5	H749 3435672 0 08714729352082	H749 3435678 0 08714729352129	H749 3435772 0 08714729381242	H749 3435778 0 08714729381303	H749 3435872 0 08714729383970	H749 3435878 0 08714729384038
VL4	H749 3435673 0 08714729352099	H749 3435679 0 08714729352136	H749 3435773 0 08714729381259	H749 3435779 0 08714729381310	H749 3435873 0 08714729383987	H749 3435879 0 08714729384045
VL4.5	H749 3435674 0 08714729352105	-	H749 3435774 0 08714729381266	H749 3435780 0 08714729381327	H749 3435874 0 08714729383994	H749 3435880 0 08714729384052
VL5	H749 3435675 0 08714729352112	-	H749 3435775 0 08714729381273	H749 3435781 0 08714729381334	H749 3435875 0 08714729384007	H749 3435881 0 08714729384069
90 см/3,75	-	-	-	-	H749 34358715 0 08714729842651	H749 34358720 0 08714729842668
90 см/3,5	-	-	-	-	H749 34358198 0 08714729842552	-



2. Проводниковые катетеры

Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атаретомии

Хронические тотальные окклюзии

Катетер внутрисосудистый Mach 1 РЗН 2015/3189 Бедренный доступ правый изгиб

ВИД ИЗГИБА	6F = 2.0 MM (.070" = 1.78 MM ВД)		7F = 2.33 MM (.081" = 2.05 MM ВД)		8F = 2.66 MM (.091" = 2.31 MM ВД)		
	БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ	БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ	БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ	
Femoral Right	FR3	H749 34356442 0 08714729351412	-	-	-	-	
	FR3.5	H749 3435601 0 08714729350408	H749 3435647 0 08714729351450	H749 3435701 0 08714729378730	H749 3435747 0 08714729379966	H749 3435801 0 08714729381457	H749 3435847 0 08714729382768
	FR4	H749 3435602 0 08714729350415	H749 3435648 0 08714729351498	H749 3435702 0 08714729378808	H749 3435748 0 08714729380030	H749 3435802 0 08714729381464	H749 3435848 0 08714729382775
	FR4.5	H749 34356514 0 08714729350774	-	-	-	-	-
	FR5	H749 3435603 0 08714729350422	-	-	-	-	-
	FR4 90 см	-	-	-	-	H749 34358372 0 08714729382508	H749 34358394 0 08714729382577
Femoral Right Short Tip	FR4 ST	H749 3435692 0 08714729352167	-	-	-	-	
Femoral Curve Right	FCR3.5	H749 34356279 0 08714729351252	-	H749 34357279 0 08714729379652	H749 34357276 0 08714729379621	-	-
	FCR4	-	-	H749 34357280 0 08714729379676	H749 34357277 0 08714729379638	H749 34358280 0 08714729382355	-
Judkins Right	JR3	H749 34356684 0 08714729351962	-	H749 34357684 0 08714729381037	H749 34357690 0 08714729381105	H749 34358684 0 08714729383758	-
	JR3.5	H749 34356685 0 08714729351979	H749 34356691 0 08714729352037	H749 34357685 0 08714729381044	H749 34357691 0 08714729381112	H749 34358685 0 08714729383765	H749 34358691 0 08714729383833
	JR4	H749 34356686 0 08714729351986	H749 34356692 0 08714729352044	H749 34357686 0 08714729381051	H749 34357692 0 08714729381129	H749 34358686 0 08714729383772	H749 34358692 0 08714729383840
	JR4.5	H749 34356687 0 08714729351993	-	H749 34357687 0 08714729381068	H749 34357693 0 08714729381136	H749 34358687 0 08714729383789	H749 34358693 0 08714729383857
	JR5	H749 34356688 0 08714729352006	-	H749 34357688 0 08714729381075	H749 34357694 0 08714729381143	H749 34358688 0 08714729383796	H749 34358694 0 08714729383864
	JR6	H749 34356689 0 08714729352013	-	H749 34357689 0 08714729381082	-	-	-
	JR3.5 90 см	-	-	-	-	H749 34358202 0 08714729842590	-
	JR4 90 см	-	-	-	-	H749 34358708 0 08714729383932	-
Judkins Right Short Tip	JR3.5 ST	H749 34356697 0 08714729352051	-	-	-	-	-
	JR4 ST	H749 34356698 0 08714729352068	-	H749 34357698 0 08714729381174	H749 34357704 0 08714729381204	-	-
allRIGHT™	ART3	H749 34356496 0 08714729351504	H749 34356497 0 08714729351511	-	H749 34357497 0 08714729380061	H749 34358496 0 08714729382799	H749 34358497 0 08714729382805
	ART3.5	H749 34356498 0 08714729351528	H749 34356499 0 08714729351535	H749 34357498 0 08714729380078	H749 34357499 0 08714729380085	H749 34358498 0 08714729382812	H749 34358499 0 08714729382829
	ART4	H749 34356500 0 08714729350743	H749 34356501 0 08714729350750	H749 34357500 0 08714729380108	H749 34357501 0 08714729380115	H749 34358500 0 08714729382843	H749 34358501 0 08714729382850
	ART4.5	H749 34356502 0 08714729350767	-	-	-	-	-
Amplatz™ Right	AR1	H749 34356617 0 08714729351139	H749 3435666 0 08714729351832	H749 3435717 0 08714729379218	H749 3435766 0 08714729380801	H749 3435817 0 08714729381891	-
	AR2	H749 34356618 0 08714729351146	H749 34356667 0 08714729351900	H749 3435718 0 08714729379263	H749 3435767 0 08714729380917	H749 3435818 0 08714729381945	H749 3435867 0 08714729383635

Продолжение на следующей странице >



2. Проводниковые катетеры

Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атаретомии

Хронические тотальные окклюзии

Катетер внутрисудистый Mach 1 РЗН 2015/3189 Бедренный доступ правый изгиб (продолжение)

ВИД ИЗГИБА	6F = 2.0 MM (.070" = 1.78 MM ВД)		7F = 2.33 MM (.081" = 2.05 MM ВД)		8F = 2.66 MM (.091" = 2.31 MM ВД)		
	БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ	БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ	БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ	
Kiesz™ Right	KR3H	H749 34356648 0 08714729351771	H749 34356651 0 08714729378686	H749 34357648 0 08714729380689	-	H749 34358648 0 08714729383406	-
	KR4H	H749 34356649 0 08714729351788	H749 34356652 0 08714729378693	H749 34357649 0 08714729380696	-	H749 34358649 0 08714729383413	-
	KR3S	H749 34356654 0 08714729351801	-	H749 34357654 0 08714729380740	-	-	-
	KR4S	H749 34356655 0 08714729351818	H749 34356658 0 08714729378723	H749 34357655 0 08714729380757	-	H749 34358655 0 08714729383475	-
Right Coronary Shepherd's Crook	RC3.5 SC	H749 3435646 0 08714729351443	-	H749 3435746 0 08714729379959	-	-	-
	RC4 SC	H749 34356448 0 08714729351436	-	H749 34357448 0 08714729379935	H749 34357449 0 08714729379942	H749 34358448 0 08714729382737	H749 34358449 0 08714729382744
Voda Right®	VR1	H749 34356230 0 08714729351184	-	H749 34357230 0 08714729379362	-	-	-
	VR2	H749 34356231 0 08714729351191	-	H749 34357231 0 08714729379379	-	H749 34358231 0 08714729382058	-
Multipurpose	MP1	H749 3435638 0 08714729351375	H749 34356138 0 08714729351115	H749 3435738 0 08714729379812	H749 34357138 0 08714729379171	H749 3435838 0 08714729382515	H749 34358138 0 08714729381846
	MP1 90 см	-	-	-	-	H749 34358380 0 08714729382522	-
	MP2	H749 3435639 0 08714729351382	-	H749 3435739 0 08714729379829	H749 34357139 0 08714729379188	H749 3435839 0 08714729382560	H749 34358139 0 08714729381853
Hockey Stick	HS	H749 3435641 0 08714729351405	H749 34356141 0 08714729351122	H749 3435741 0 08714729379843	H749 34357141 0 08714729379201	H749 3435841 0 08714729382638	H749 34358141 0 08714729381877

Катетер внутрисудистый Mach 1 РЗН 2015/3189 Mammary и Вурус изгибы

ВИД ИЗГИБА	6F = 2.0 MM (.070" = 1.78 MM ВД)		7F = 2.33 MM (.081" = 2.05 MM ВД)		8F = 2.66 MM (.091" = 2.31 MM ВД)		
	БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ	БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ	БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ	
Internal Mammary	IM 85 см	H749 34356122 0 08714729351061	-	H749 34357122 0 08714729379027	H749 34357128 0 08714729379089	-	-
	IM 90 см	H749 34356446 0 08714729351429	-	-	H749 34357447 0 08714729379928	H749 34358446 0 08714729382713	-
	IM 100 см	H749 3435626 0 08714729351221	H749 34356129 0 08714729351108	H749 3435726 0 08714729379515	H749 34357129 0 08714729379096	H749 3435826 0 08714729382195	H749 34358129 0 08714729381761
Left and Right Coronary Bypass	LCB	H749 3435625 0 08714729351214	H749 34356127 0 08714729351092	H749 3435725 0 08714729379478	H749 34357127 0 08714729379072	H749 3435825 0 08714729382157	H749 34358127 0 08714729381747
	LCB 90 см	-	-	-	-	H749 34358383 0 08714729382546	H749 34358405 0 08714729382614
	RCB	H749 3435624 0 08714729351207	H749 34356126 0 08714729351085	H749 3435724 0 08714729379409	-	H749 3435824 0 08714729382089	H749 34358126 0 08714729381730



2. Проводниковые катетеры

Катетер внутрисосудистый Mach 1 РЗН 2015/3189 Плечевой доступ

	ВИД ИЗГИБА	6F = 2.0 MM (.070" = 1.78 MM ВД)		7F = 2.33 MM (.081" = 2.05 MM ВД)	
		БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ	БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ
Brachial	BR1 80 см	H749 3435640 0 08714729351399	-	-	-

Катетер внутрисосудистый Mach 1 РЗН 2015/3189 Трансрадиальный доступ

	ВИД ИЗГИБА	6F = 2.0 MM (.070" = 1.78 MM ВД)		7F = 2.33 MM (.081" = 2.05 MM ВД)	
		БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ	БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ
Kimny™	Kimny™	H749 34356583 0 08714729349600	H749 34356591 0 08714729350712	H749 34357583 0 08714729380542	-
	Kimny™ Mini	H749 34356584 0 08714729350705	H749 34356592 0 08714729350729	-	-
Muta™ Left	ML3	H749 34356536 0 08714729350514	-	-	-
	ML3.5	H749 34356537 0 08714729350521	-	-	-
	ML4	H749 34356538 0 08714729350538	-	-	-
Radial	RADIAL	H749 34356472 0 08714729351474	H749 34356473 0 08714729351481	-	-
Radial Short Tip	RADIAL ST	H749 34356470 0 08714729351467	-	-	-

	ВИД ИЗГИБА	6F = 2.0 MM (.066" = 1.68 MM ВД)	
		БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ
Radial Tig Curve	TIG3	H749 34356741 0 08714729886457	
	TIG3.5	H749 34356742 0 08714729886464	
	TIG4	H749 34356743 0 08714729886471	
	TIG4.5	H749 34356744 0 08714729886488	
	TIG5	H749 34356745 0 08714729886495	
Radial Back-Up Left Curve	RBL3.5	H749 34356735 0 08714729886396	
	RBL4	H749 34356736 0 08714729886402	
	RBL4.5	H749 34356737 0 08714729886419	
Radial Back-Up Right Curve	RBR3	H749 34356738 0 08714729886426	
	RBR3.5	H749 34356739 0 08714729886433	
	RBR4	H749 34356740 0 08714729886440	

Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атаретомии

Хронические тотальные окклюзии



2. Проводниковые катетеры

Катетер внутрисосудистый Run Way РЗН 2015/3189 Бедренный доступ левый изгиб

	ВИД ИЗГИБА	6F = 2.0 MM (.070" = 1.78 MM ВД)	
		БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ
Femoral Left	FL3	H749 3896905 0 08714729477662	- -
	FL3.5	H749 3896906 0 08714729477679	H749 3896952 0 08714729478256
	FL4	H749 3896907 0 08714729477686	H749 3896953 0 08714729478263
	FL4.5	H749 3896908 0 08714729477693	- -
	FL5	H749 3896909 0 08714729477709	- -
	FL6	H749 3896910 0 08714729477716	- -
Femoral Curve Left	FCL3.5	H749 38969272 0 08714729477907	- -
	FCL4	H749 38969273 0 08714729477914	- -
Judkins Left	JL3	H749 38969660 0 08714729478706	- -
	JL3.5	H749 38969661 0 08714729478713	H749 38969667 0 08714729478768
	JL4	H749 38969662 0 08714729478720	H749 38969668 0 08714729478775
	JL4.5	H749 38969663 0 08714729478737	- -
	JL5	H749 38969664 0 08714729478744	- -
	JL6	H749 38969665 0 08714729478751	- -
Judkins Left Short Tip	JL3.5 ST	H749 38969673 0 08714729478799	- -
	JL4 ST	H749 38969674 0 08714729478805	- -
	JL4.5 ST	H749 38969675 0 08714729478812	- -
Amplatz™ Left	AL .75	H749 3896922 0 08714729477846	- -
	AL .75/ 90 CM	H749 38969191 0 08714729964995	- -
	AL1	H749 3896919 0 08714729477815	H749 3896968 0 08714729478836
	AL1/ 90 CM	H749 38969376 0 08714729965060	- -
	AL1.5	H749 3896985 0 08714729479031	- -
	AL2	H749 3896920 0 08714729477822	H749 3896969 0 08714729478904
	AL3	H749 3896921 0 08714729477839	- -

	ВИД ИЗГИБА	6F = 2.0 MM (.070" = 1.78 MM ВД)	
		БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ
Left Back-up	ЛЕВЫЙ ВУ3	H749 38969713 0 08714729813118	H749 38969719 0 08714729813125
	ЛЕВЫЙ ВУ3.5	H749 38969714 0 08714729813132	H749 38969720 0 08714729790686
	ЛЕВЫЙ ВУ3.75	H749 38969715 0 08714729813149	H749 38969721 0 08714729820703
	ЛЕВЫЙ ВУ4	H749 38969716 0 08714729813156	H749 38969722 0 08714729790679
	ЛЕВЫЙ ВУ4.5	H749 38969717 0 08714729813163	H749 38969723 0 08714729820710
ЛЕВЫЙ ВУ5	H749 38969718 0 08714729813170	H749 38969724 0 08714729820727	
Femoral Left Short Tip	FL3.5 ST	H749 3896928 0 08714729477938	- -
	FL4 ST	H749 3896929 0 08714729477952	- -
	FL4.5 ST	H749 3896930 0 08714729478027	- -
	FL5 ST	H749 3896931 0 08714729478034	- -
	CLS™ Curve Left	CLS3	H749 38969573 0 08714729478379
Kiesz™ Left	CLS3.5	H749 38969574 0 08714729478386	H749 38969578 0 08714729478416
	CLS3.75	H749 38969577 0 08714729642534	H749 38969580 0 08714729642541
	CLS4	H749 38969575 0 08714729478393	H749 38969579 0 08714729478423
	CLS4.5	H749 38969576 0 08714729478409	- -
	KL3H	H749 38969611 0 08714729478492	H749 38969614 0 08714729478522
Q-Curve™	KL4H	H749 38969612 0 08714729478508	H749 38969615 0 08714729478539
	Q3.5	H749 38969293 0 08714729477969	H749 38969297 0 08714729478003
	Q4	H749 38969294 0 08714729477976	H749 38969298 0 08714729478010
	Q4.5	H749 38969295 0 08714729477983	- -
	Q5	H749 38969296 0 08714729477990	- -
Voda Left™	VL3	H749 3896971 0 08714729478966	- -
	VL3.5	H749 3896972 0 08714729478973	H749 3896978 0 08714729479017
	VL4	H749 3896973 0 08714729478980	H749 3896979 0 08714729479024
	VL4.5	H749 3896974 0 08714729478997	- -
	VL5	H749 3896975 0 08714729479000	- -

Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атаретомии

Хронические тотальные окклюзии



2. Проводниковые катетеры

Катетер внутрисосудистый Run Way РЗН 2015/3189 Бедренный доступ правый изгиб

	ВИД ИЗГИБА	6F = 2.0 MM (.070" = 1.78 MM ВД)	
		БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ
Femoral Curve Right	FR3	H749 38969442 0 08714729478089	-
	FR3.5	H749 38969010 0 08714729477624	H749 3896947 0 08714729478126
	FR4	H749 38969020 0 08714729477631	H749 3896948 0 08714729478164
	FR4.5	H749 38969514 0 08714729478249	-
	FR5	H749 38969030 0 08714729477648	-
	FR6	H749 38969040 0 08714729477655	-
Femoral Right Short Tip	FR4 ST	H749 38969920 0 08714729479055	-
Femoral Curve Right	FCR3.5	H749 38969279 0 08714729477921	-
	FCR4	H749 38969280 0 08714729477945	-
Amplatz™ Right	AR1	H749 38969170 0 08714729477792	H749 3896966 0 08714729478690
	AR2	H749 3896918 0 08714729477808	H749 3896967 0 08714729478782
Kiesz™ Right	KR3H	H749 38969648 0 08714729478577	H749 38969651 0 08714729478607
	KR4H	H749 38969649 0 08714729478584	H749 38969652 0 08714729478614
	KR5H	H749 38969650 0 08714729478591	H749 38969653 0 08714729478621
	KR3S	H749 38969654 0 08714729478638	H749 38969657 0 08714729478669
	KR4S	H749 38969655 0 08714729478645	H749 38969658 0 08714729478676
	KR5S	-	H749 38969659 0 08714729478683
Right Coronary Shepherd's Crook	RC3.5 SC	H749 3896946 0 08714729478119	-
	RC4 SC	H749 38969448 0 08714729478102	-
Multipurpose	MP1	H749 3896938 0 08714729478041	H749 38969138 0 08714729477778
	MP1/ 125 см	H749 38969953 0 08714729965374	-
	MP2	H749 3896939 0 08714729478058	-
Hockey Stick	HS	H749 3896941 0 08714729478072	H749 38969141 0 08714729477785

	ВИД ИЗГИБА	6F = 2.0 MM (.070" = 1.78 MM ВД)	
		БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ
Judkins Right	JR3	H749 38969684 0 08714729478843	-
	JR3.5	H749 38969685 0 08714729478850	H749 38969691 0 08714729478911
	JR4	H749 38969686 0 08714729478867	H749 38969692 0 08714729478928
	JR4/ 125 см	H749 38969956 0 08714729965381	-
	JR4.5	H749 38969687 0 08714729478874	-
	JR5	H749 38969688 0 08714729478881	-
Judkins Right Short Tip	JR6	H749 38969689 0 08714729478898	-
	JR4 ST	H749 38969698 0 08714729478942	-
allRight™	ART3	H749 38969496 0 08714729478171	H749 38969497 0 08714729478188
	ART3.5	H749 38969498 0 08714729478195	H749 38969499 0 08714729478201
	ART4	H749 38969500 0 08714729478218	H749 38969501 0 08714729478225
	ART4.5	H749 38969502 0 08714729478232	-
Internal Mammary	IM	H749 3896926 0 08714729477891	H749 38969129 0 08714729477761
	IM 85 см	H749 38969122 0 08714729477723	-
	IM 90 см	H749 38969446 0 08714729478096	-
	IM 110 см	H749 38969123 0 08714729477730	-
Internal Mammary Cummings	IMC 90 см	H749 38969638 0 08714729478560	-
Left and Right Coronary	LCB	H749 3896925 0 08714729477884	H749 38969127 0 08714729477754
	RCB	H749 3896924 0 08714729477877	H749 38969126 0 08714729477747
William Right Posterior	WRP	H749 38969609 0 08714729478478	H749 38969610 0 08714729478485

Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атаретомии

Хронические тотальные окклюзии



2. Проводниковые катетеры

Катетер внутрисосудистый Run Way РЗН 2015/3189 Трансрадиальный доступ

	ВИД ИЗГИБА	6F = 2.0 MM (.070" = 1.78 MM ВД)		Radial	ВИД ИЗГИБА	6F = 2.0 MM (.070" = 1.78 MM ВД)	
		БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ			БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ
Kimny™	Kimny™	H749 38969583 0 08714729478430	H749 38969591 0 08714729478454	Radial	Radial	H749 38969472 0 08714729478140	H749 38969473 0 08714729478157
	Kimny™ mini	H749 38969584 0 08714729478447	-				
Mann Internal Mammary	Mann IM 90 см	H749 38969632 0 08714729478553	-				
	ML3	H749 38969536 0 08714729478270	-				
Muta™ Left	ML3.5	H749 38969537 0 08714729478287	-				
	ML4	H749 38969538 0 08714729478294	-				
	ML4.5	H749 38969539 0 08714729478300	-				

Катетер внутрисосудистый Run Way РЗН 2015/3189 Плечевой доступ

	ВИД ИЗГИБА	6F = 2.0 MM (.070" = 1.78 MM ВД)	
		БЕЗ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ
Brachial	BR1 80 см	H749 3896940 0 408714729478065	-

Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атаретомии

Хронические тотальные окклюзии



2

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЧРЕСКОЖНЫХ КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ (ЧКВ)

Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атерэктомии

Хронические тотальные окклюзии

Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атерэктомии

Хронические тотальные окклюзии



2. Удлиняющие проводниковые катетеры

Катетер проводниковый Guidezilla II
РЗН 2019/9353
Удлиняющие проводниковые катетеры

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ОПИСАНИЕ	СОВМЕСТИМЫЙ ПРОВОДНИКОВЫЙ КАТЕТЕР	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР
H749 393351506 0 / 08714729939450	GUBDEZILLA™ II, 6F*	6F / 0.070" (1,78 мм)	0.057" (1,45 мм)	0.067" (1,71 мм)
H749 393351507 0 / 08714729939474	GUBDEZILLA™ II, 7F*	7F / 0.078" (1,98 мм)	0.063" (1,60 мм)	0.073" (1,86 мм)
H749 393351508 0 / 08714729939481	GUBDEZILLA™ II, 8F*	8F / 0.088" (2,24 мм)	0.072" (1,83 мм)	0.083" (2,11 мм)
H749 3933515061 0 / 08714729939467	GUBDEZILLA™ II, 6F*, Long	6F / 0.070" (1,78 мм)	0.057" (1,45 мм)	0.067" (1,71 мм)

* 6F = 2 мм, 7F = 2.33мм, 8F = 2.67 мм

Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атерэктомии

Хронические тотальные окклюзии



2

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЧРЕСКОЖНЫХ КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ (ЧКВ)

Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атерэктомии

Хронические тотальные окклюзии

Баллонные
катетеры

Микрокатетеры

Проводнико-
вые катетеры

Удлиняющие
проводнико-
вые катетеры

Диагности-
ческие
катетеры


Проводники

Аксессуары

Режущие
баллоны

Оборудование
для
атерэктомии

Хронические
тотальные
окклюзии



2. Диагностические катетеры

Катетер внутрисосудистый Impulse РЗН 2015/3189 Бедренный доступ

	ВИД ИЗГИБА	ДЛИНА	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ	5F = 1.66 MM	
				ЛЕВЫЙ .047" = 1.2 MM ВД	ПРАВЫЙ .045" = 1.14 MM ВД
				6F = 2.00 MM (.056" = 1.42 MM ВД)	
Femoral Left	FL 3.5	100 см	1	H749 1639121 1 08714729214007	H749 1659921 0 08714729304692
	FL 3.5	100 см	5	H749 1639121 2 08714729188889	H749 1659921 2 08714729200222
	FL 4	-	1	H749 1639122 1 08714729344834	-
	FL 4	100 см	5	H749 1639122 2 08714729188896	H749 1659922 2 08714729200246
	FL 4	125 см	5	H749 16391220 2 08714729153047	H749 16599220 2 08714729304739
	FL 4.5	100 см	5	-	H749 1659923 2 08714729200260
	FL 5	-	1	H749 1639124 1 08714729343431	H749 1659924 0 08714729304784
	FL 5	100 см	5	H749 1639124 2 08714729153092	H749 1659924 2 08714729200284
	FL 5	125 см	5	H749 16391235 2 08714729188919	H749 16599235 2 08714729200277
	FL 6	100 см	5	H749 1639125 2 08714729153115	H749 1659925 2 08714729200291
Femoral Right	FR 3.5	100 см	1	H749 1639101 1 08714729213161	H749 1659901 0 08714729214816
	FR 3.5	100 см	5	H749 1639101 2 08714729188803	H749 1659901 2 08714729200093
	FR 4	-	1	H749 1639102 1 08714729213178	-
	FR 4	100 см	1	-	H749 1659902 0 08714729345404
	FR 4	100 см	5	H749 1639102 2 08714729188810	H749 1659902 2 08714729200109
	FR 4	125 см	1	H749 16391225 1 08714729344841	-
	FR 4	125 см	5	H749 16391225 2 08714729188902	H749 16599225 2 08714729200253
	FR 4 MOD	100 см	5	H749 1639105 2 08714729166627	H749 1659905 2 08714729299431
	FR 5	100 см	1	H749 1639103 1 08714729213185	-
	FR 5	-	1	-	H749 1659903 0 08714729214830
	FR 5	100 см	5	H749 1639103 2 08714729152873	H749 1659903 2 08714729200116
	FR 5	125 см	5	H749 16391230 2 08714729153078	H749 16599230 2 08714729215769
	FR 6	100 см	5	H749 1639104 2 08714729188827	H749 1659904 2 08714729200123
Amplatz™ Left and Right	AL 1	100 см	1	H749 1639196 1 08714729214656	H749 1659996 0 08714729305279
	AL 1	100 см	5	H749 1639196 2 08714729153214	H749 1659996 2 08714729200383
	AL 2	100 см	1	H749 1639198 1 08714729214663	-
	AL 2	100 см	5	H749 1639198 2 08714729190011	H749 1659998 2 08714729200390
	AL 3	100 см	5	H749 16391100 2 08714729152897	H749 16599100 2 08714729200130
	AR 1	100 см	1	H749 1639184 1 08714729345329	-
	AR 1	100 см	5	H749 1639184 2 08714729153184	H749 1659984 2 08714729200369
	AR 2	100 см	5	H749 1639186 2 08714729153191	H749 1659986 2 08714729200376
	AR MOD	100 см	5	H749 1639189 2 08714729153207	H749 1659989 2 08714729216278

Продолжение на следующей странице >

Баллонные
катетеры

Микрокатетеры

Проводнико-
вые катетеры

Удлиняющие
проводнико-
вые катетеры

Диагности-
ческие
катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие
баллоны

Оборудование
для
атерэктомии

Хронические
тотальные
окклюзии



2. Диагностические катетеры

Катетер внутрисосудистый Impulse РЗН 2015/3189 Бедренный доступ (продолжение)

	ВИД ИЗГИБА	ДЛИНА	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ	5F = 1.66 MM	
				ЛЕВЫЙ .047" = 1.2 MM ВД	ПРАВЫЙ .045" = 1.14 MM ВД
				6F = 2.00 MM (.056" = 1.42 MM ВД)	
Multipurpose	MP A-1	100 см	5	H749 16391117 2 08714729152903	H749 16599117 2 08714729200147
	MP A-2	-	1	H749 16391121 1 08714729342687	-
	MP A-2 с боковым отверстием	100 см	5	H749 16391121 2 08714729188834	H749 16599121 2 08714729200154
	MP A-2	125 см	5	H749 16391122 2 08714729152972	H749 16599122 2 08714729200161
	MP B-1	100 см	5	H749 16391142 2 08714729188841	H749 16599142 2 08714729200178
	MP B-2 с боковым отверстием	100 см	5	H749 16391146 2 08714729152941	H749 16599146 2 08714729200185
Coronary Bypass	LCB	100 см	1	H749 16391195 1 08714729213888	H749 16599195 0 08714729304593
	LCB	100 см	5	H749 16391195 2 08714729152996	H749 16599195 2 08714729200208
	RCB	100 см	1	-	H749 16599190 0 08714729304586
	RCB	100 см	5	H749 16391190 2 08714729200086	H749 16599190 2 08714729200192
Internal Mammary	IM	-	1	H749 16391201 1 08714729213918	-
	IM	100 см	5	H749 16391201 2 08714729188872	H749 16599201 2 08714729200215
	IM	125 см	5	H749 16391240 2 08714729188926	H749 16599240 2 08714729304807
	IM Tight Curve	100 см	5	H749 16391202 2 08714729343295	H749 16599202 2 08714729304647
	IMC	100 см	5	H749 16391203 2 08714729343318	H749 16599203 2 08714729304661

Баллонные
катетеры

Микрокатетеры

Проводнико-
вые катетеры

Удлиняющие
проводнико-
вые катетеры

Диагности-
ческие
катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие
баллоны

Оборудование
для
атерэктомии

Хронические
тотальные
окклюзии








2. Диагностические катетеры

Катетер внутрисосудистый Impulse РЗН 2015/3189 Желудочковый доступ типа Pigtail

ВИД ИЗГИБА	ДЛИНА	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ	5F = 1.66 MM ЛЕВЫЙ .047" = 1.2 MM ВД ПРАВЫЙ .045" = 1.14 MM ВД		6F = 2.00 MM (.056" = 1.42 MM ВД)	
			5F = 1.66 MM ЛЕВЫЙ .047" = 1.2 MM ВД ПРАВЫЙ .045" = 1.14 MM ВД	6F = 2.00 MM (.056" = 1.42 MM ВД)	5F = 1.66 MM ЛЕВЫЙ .047" = 1.2 MM ВД ПРАВЫЙ .045" = 1.14 MM ВД	6F = 2.00 MM (.056" = 1.42 MM ВД)
 Ventricular Pigtail	PIG с боковым отверстием	100 см	5	H749 1639140 2 08714729153153	H749 1659940 2 08714729200338	
	PIG	110 см	1	H749 1639140 1 08714729343639	-	
	PIG с боковым отверстием	125 см	5	H749 16391215 2 08714729153023	H749 16599215 2 08714729200239	
	PIG 145 с боковым отверстием	100 см	5	H749 1639141 2 08714729153160	H749 1659941 2 08714729200345	
	PIG 145	110 см	1	H749 1639141 1 08714729214342	-	
	PIG 155 с боковым отверстием	100 см	5	H749 1639142 2 08714729153177	H749 1659942 2 08714729200352	

Катетер внутрисосудистый Impulse РЗН 2015/3189 Брахиально-радиальный доступ

ВИД ИЗГИБА	ДЛИНА	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ	5F = 1.66 MM ЛЕВЫЙ .047" = 1.2 MM ВД ПРАВЫЙ .045" = 1.14 MM ВД		6F = 2.00 MM (.056" = 1.42 MM ВД)	
			5F = 1.66 MM ЛЕВЫЙ .047" = 1.2 MM ВД ПРАВЫЙ .045" = 1.14 MM ВД	6F = 2.00 MM (.056" = 1.42 MM ВД)	5F = 1.66 MM ЛЕВЫЙ .047" = 1.2 MM ВД ПРАВЫЙ .045" = 1.14 MM ВД	6F = 2.00 MM (.056" = 1.42 MM ВД)
 TIG Curve	TIG4	100 см	5	H749 16391250 2 08714729886242	H749 16599250 2 08714729886327	
	TIG4.5	100 см	5	H749 16391251 2 08714729886266	H749 16599251 2 08714729886341	
 JIG Curve	JIG3.5	100 см	5	H749 16391252 2 08714729886280	-	
	JIG4	100 см	5	H749 16391253 2 08714729886303	-	
 Brachial	CAS 1	100 см	5	H749 16391171 2 08714729188858	H749 16599171 2 08714729215325	
	CAS 2	100 см	5	H749 16391173 2 08714729152965	H749 16599173 2 08714729215349	
 Radial	Radial	100 см	5	H749 16391174 2 08714729213673	H749 16599174 2 08714729215363	
 Kimny™	Kimny™	100 см	5	H749 16391180 2 08714729343073	H749 16599180 2 08714729304456	

Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниково-ые катетеры

Удлиняющие проводниково-ые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атерэктомии

Хронические тотальные окклюзии



2. Диагностические катетеры

Катетер внутрисосудистый Impulse РЗН 2015/3189 Групповая упаковка

ВИД ИЗГИБА	ДЛИНА	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ	5F = 1.66 MM	
			ЛЕВЫЙ .047" = 1.2 MM ВД	ПРАВЫЙ .045" = 1.14 MM ВД
FL 4, FR 4, PIG	100, 100, 110 см	5	H749 16391300 2 08714729188933	H749 16599300 2 08714729200307
FL 4, FR 4, PIG 145	100, 100, 110 см	5	H749 16391301 2 08714729188940	H749 16599301 2 08714729200314
FL 4, AR MOD, PIG 145	100, 100, 110 см	5	-	H749 16599500 2 08714729305088
FL 4, FR 4 MOD, PIG	100, 100, 110 см	5	H749 16391501 2 08714729214489	-



Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводнико-
вые катетеры

Удлиняющие
проводнико-
вые катетеры

Диагности-
ческие
катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие
баллоны

Оборудование
для
атерэктомии

Хронические
тотальные
окклюзии



2

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЧРЕСКОЖНЫХ КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ (ЧКВ)

Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атерэктомии

Хронические тотальные окклюзии



Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атерэктомии

Хронические тотальные окклюзии



2. Стандартные поражения

Проводник внутрисосудистый Choice Floppy РЗН 2015/3189

Диаметр: .014" (0.37 мм)

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР/ НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИНА	ФОРМА КОНЧИКА	ЖЕСТКОСТЬ КОНЧИКА	ТИП КОНЧИКА	ТИП ПОДДЕРЖКИ	ТИП ПОКРЫТИЯ	ДЛИНА РЕНТГЕН- КОНТРАСТНОГО КОНЧИКА	СОВМЕСТИМЫЙ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
H749 1213201 M2 08714729877103	182 см	Прямой	0.8	Винтовая пружина	Малый	Гибридное*	3 см	The MAGNET™	5
H749 1213201 MJ2 108714729877110	182 см	J-образный	0.8	Винтовая пружина	Малый	Гибридное*	3 см	The MAGNET™	5
H749 1213201 1 08714729303022	182 см	Прямой	0.8	Винтовая пружина	Малый	Гибридное*	3 см	ADDWIRE™	1
H749 1213201 2 08714729150541	182 см	Прямой	0.8	Винтовая пружина	Малый	Гибридное*	3 см	ADDWIRE™	5
H749 1213201 J1 08714729252351	182 см	J-образный	0.8	Винтовая пружина	Малый	Гибридное*	3 см	ADDWIRE™	1
H749 1213201 J2 08714729155751	182 см	J-образный	0.8	Винтовая пружина	Малый	Гибридное*	3 см	ADDWIRE™	5
H749 1211601 2 08714729150589	300 см	Прямой	0.8	Винтовая пружина	Малый	Гибридное*	3 см	ADDWIRE™	5
H749 1211601 J2 08714729193654	300 см	J-образный	0.8	Винтовая пружина	Малый	Гибридное*	3 см	ADDWIRE™	5



Баллонные
катетеры

Микрокатетеры

Проводнико-
вые катетеры

Удлиняющие
проводнико-
вые катетеры

Диагности-
ческие
катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие
баллоны

Оборудование
для
атерэктомии

Хронические
тотальные
окклюзии



Инструменты для сложных чрескожных
коронарных вмешательств (ЧКВ) - 50
Интервенционная Кардиология

**Boston
Scientific**

*гибридное, гидрофильное покрытие, дистальные 3 см непокрытые

2. Комплексные поражения

Проводник внутрисосудистый PT2 LS РЗН 2015/3189

Диаметр: .014" (0.37 мм)

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР/ НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИНА	ФОРМА КОНЧИКА	ЖЕСТКОСТЬ КОНЧИКА	ТИП КОНЧИКА	ТИП ПОДДЕРЖКИ	ТИП ПОКРЫТИЯ	ДЛИНА РЕНТГЕН- КОНТРАСТНОГО КОНЧИКА	СОВМЕСТИМЫЙ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
H749 3893101 0 08714729471103	185 см	Прямой	2.5	Полимерный	Малый	Гидрофильное	2 см	ADDWIRE™	1
H749 3893101 2 08714729471110	185 см	Прямой	2.5	Полимерный	Малый	Гидрофильное	2 см	ADDWIRE™	5
H749 3893101 J0 08714729471127	185 см	J-образный	2.5	Полимерный	Малый	Гидрофильное	2 см	ADDWIRE™	1
H749 3893101 J2 08714729471134	185 см	J-образный	2.5	Полимерный	Малый	Гидрофильное	2 см	ADDWIRE™	5
H749 3893102 J2 08714729471172	300 см	J-образный	2.5	Полимерный	Малый	Гидрофильное	2 см	ADDWIRE™	5
H749 3893102 2 08714729471158	300 см	Прямой	2.5	Полимерный	Малый	Гидрофильное	2 см	ADDWIRE™	5



Проводник внутрисосудистый PT2 MS РЗН 2015/3189

Диаметр: .014" (0.37 мм)

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР/ НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИНА	ФОРМА КОНЧИКА	ЖЕСТКОСТЬ КОНЧИКА	ТИП КОНЧИКА	ТИП ПОДДЕРЖКИ	ТИП ПОКРЫТИЯ	ДЛИНА РЕНТГЕН- КОНТРАСТНОГО КОНЧИКА	СОВМЕСТИМЫЙ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
H749 1490201 1 08714729254928	182 см	Прямой	2.9	Полимерный	Средний	Гидрофильное	2 см	ADDWIRE™	1
H749 1490201 J1 08714729254935	182 см	J-образный	2.9	Полимерный	Средний	Гидрофильное	2 см	ADDWIRE™	1
H749 3893103 0 08714729471189	185 см	Прямой	2.9	Полимерный	Средний	Гидрофильное	2 см	ADDWIRE™	1
H749 3893103 2 08714729471196	185 см	Прямой	2.9	Полимерный	Средний	Гидрофильное	2 см	ADDWIRE™	5
H749 3893103 J0 08714729471202	185 см	J-образный	2.9	Полимерный	Средний	Гидрофильное	2 см	ADDWIRE™	1
H749 3893103 J2 08714729471219	185 см	J-образный	2.9	Полимерный	Средний	Гидрофильное	2 см	ADDWIRE™	5
H749 3893104 0 08714729471226	300 см	Прямой	2.9	Полимерный	Средний	Гидрофильное	2 см	ADDWIRE™	1
H749 3893104 2 08714729471233	300 см	Прямой	2.9	Полимерный	Средний	Гидрофильное	2 см	ADDWIRE™	5
H749 3893104 J0 08714729471240	300 см	J-образный	2.9	Полимерный	Средний	Гидрофильное	2 см	ADDWIRE™	1
H749 3893104 J2 08714729471257	300 см	J-образный	2.9	Полимерный	Средний	Гидрофильное	2 см	ADDWIRE™	5



Баллонные
катетеры

Микрокатетеры

Проводнико-
вые катетеры

Удлиняющие
проводнико-
вые катетеры

Диагности-
ческие
катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие
баллоны

Оборудование
для
атерэктомии

Хронические
тотальные
окклюзии



2. Жесткие проводники

Проводник внутрисосудистый Choice Intermediate РЗН 2015/3189

Диаметр: .014" (0.37 мм)

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР/ НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИНА	ФОРМА КОНЧИКА	ЖЕСТКОСТЬ КОНЧИКА	ТИП КОНЧИКА	ТИП ПОДДЕРЖКИ	ТИП ПОКРЫТИЯ	ДЛИНА РЕНТГЕН- КОНТРАСТНОГО КОНЧИКА	СОВМЕСТИМЫЙ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
H749 1213301 1 08714729252368	182 см	Прямой	1.1	Винтовая пружина	Малый	Гибридное*	3 см	ADDWIRE™	1
H749 1213301 M2 108714729877127	182 см	Прямой	1.1	Винтовая пружина	Малый	Гибридное*	3 см	The MAGNET™	5
H749 1213301 2 08714729150558	182 см	Прямой	1.1	Винтовая пружина	Малый	Гибридное*	3 см	ADDWIRE™	5
H749 1213301 J1 08714729252375	182 см	J-образный	1.1	Винтовая пружина	Малый	Гибридное*	3 см	ADDWIRE™	1
H749 1213301 J2 08714729155744	182 см	J-образный	1.1	Винтовая пружина	Малый	Гибридное*	3 см	ADDWIRE™	5
H749 1211701 2 08714729150596	300 см	Прямой	1.1	Винтовая пружина	Малый	Гибридное*	3 см	ADDWIRE™	5
H749 1211701 J2 08714729193661	300 см	J-образный	1.1	Винтовая пружина	Малый	Гибридное*	3 см	ADDWIRE™	5



Проводник внутрисосудистый Choice Standard РЗН 2015/3189

Диаметр: .014" (0.37 мм)

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР/ НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИНА	ФОРМА КОНЧИКА	ЖЕСТКОСТЬ КОНЧИКА	ТИП КОНЧИКА	ТИП ПОДДЕРЖКИ	ТИП ПОКРЫТИЯ	ДЛИНА РЕНТГЕН- КОНТРАСТНОГО КОНЧИКА	СОВМЕСТИМЫЙ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
H749 1213401 J1 08714729252399	182 см	J	2.8	Винтовая пружина	Малый	Гибридное*	3 см	ADDWIRE™	1
H749 1213401 MJ2 108714729877158	182 см	J	2.8	Винтовая пружина	Малый	Гибридное*	3 см	The MAGNET™	5
H749 1213401 J2 08714729155737	182 см	J	2.8	Винтовая пружина	Малый	Гибридное*	3 см	ADDWIRE™	5
H749 1213401 2 08714729150565	182 см	Прямой	2.8	Винтовая пружина	Малый	Гибридное*	3 см	ADDWIRE™	5
H749 1213401 1 08714729252382	182 см	Прямой	2.8	Винтовая пружина	Малый	Гибридное*	3 см	ADDWIRE™	1
H749 1211801 2 08714729150602	300 см	Прямой	2.8	Винтовая пружина	Малый	Гибридное*	3 см	ADDWIRE™	5



Баллонные
катетеры

Микрокатетеры

Проводнико-
вые катетеры

Удлиняющие
проводнико-
вые катетеры

Диагности-
ческие
катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие
баллоны

Оборудование
для
атерэктомии

Хронические
тотальные
окклюзии



2. Проводники с повышенной жесткостью

Проводник внутрисосудистый Choice ES (extra support) РЗН 2015/3189

Диаметр: .014" (0.37 мм)

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР/ НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИНА	ФОРМА КОНЧИКА	ЖЕСТКОСТЬ КОНЧИКА	ТИП КОНЧИКА	ТИП ПОДДЕРЖКИ	ТИП ПОКРЫТИЯ	ДЛИНА РЕНТГЕН- КОНТРАСТНОГО КОНЧИКА	СОВМЕСТИМЫЙ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
H749 1213501 1 08714729252405	182 см	Прямой	0.9	Винтовая пружина	Extra	Гибридное*	3 см	ADDWIRE™	1
H749 1213501 M2 108714729877165	182 см	Прямой	0.9	Винтовая пружина	Extra	Гибридное*	3 см	The MAGNET™	5
H749 1213501 J1 08714729252412	182 см	Прямой	0.9	Винтовая пружина	Extra	Гибридное*	3 см	ADDWIRE™	1
H749 1213501 MJ2 108714729877172	182 см	J-образный	0.9	Винтовая пружина	Extra	Гибридное*	3 см	The MAGNET™	5
H749 1213501 2 08714729150572	182 см	Прямой	0.9	Винтовая пружина	Extra	Гибридное*	3 см	ADDWIRE™	5
H749 1213501 J2 08714729193692	182 см	J-образный	0.9	Винтовая пружина	Extra	Гибридное*	3 см	ADDWIRE™	5
H749 1211901 2 08714729150619	300 см	Прямой	0.9	Винтовая пружина	Extra	Гибридное*	3 см	ADDWIRE™	5
H749 1211901 J2 08714729193685	300 см	J-образный	0.9	Винтовая пружина	Extra	Гибридное*	3 см	ADDWIRE™	5



Баллонные
катетеры

Микрокатетеры

Проводнико-
вые катетеры

Удлиняющие
проводнико-
вые катетеры

Диагности-
ческие
катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие
баллоны

Оборудование
для
атерэктомии

Хронические
тотальные
окклюзии



2. Проводники семейства Sentaі для рутинных процедур ("Рабочие лошадки")

Проводник Marvel РЗН 2018/7424

Диаметр: .014" (0.37 мм)

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР/ НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИНА	ФОРМА КОНЧИКА	ЖЕСТКОСТЬ КОНЧИКА (GF)	ДИАМЕТР КОНЧИКА (ДЮЙМ/ММ)	ДЛИНА РЕНТГЕН- КОНТРАСТНОГО КОНЧИКА	МАТЕРИАЛ СЕРДЕЧНИКА	ТИП ПОКРЫТИЯ	СОВМЕСТИМЫЙ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
H749 39301190 2 08714729881179	190 см	Прямой	0.9	0.014 / 0.37	3 см	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	Гидрофильное	STRETCH	5
H749 39301300 2 08714729881193	300 см	Прямой	0.9	0.014 / 0.37	3 см	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	Гидрофильное	-	5
H749 39301190 J2 08714729881186	190 см	J-образный	0.9	0.014 / 0.37	3 см	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	Гидрофильное	STRETCH	5
H749 39301300 J2 08714729881247	300 см	J-образный	0.9	0.014 / 0.37	3 см	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	Гидрофильное	-	5



Проводник Samurai РЗН 2018/7424

Диаметр: .014" (0.37 мм)

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР/ НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИНА	ФОРМА КОНЧИКА	ЖЕСТКОСТЬ КОНЧИКА (GF)	ДИАМЕТР КОНЧИКА (ДЮЙМ/ММ)	ДЛИНА РЕНТГЕН- КОНТРАСТНОГО КОНЧИКА	МАТЕРИАЛ СЕРДЕЧНИКА	ТИП ПОКРЫТИЯ	СОВМЕСТИМЫЙ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
H749 39302190 2 08714729881216	190 см	Прямой	0.5	0.014 / 0.37	4 см	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	УМЕНЬШЕННОЕ ГИДРОФИЛЬНОЕ **	STRETCH	5
H749 39302300 2 08714729881230	300 см	Прямой	0.5	0.014 / 0.37	4 см	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	УМЕНЬШЕННОЕ ГИДРОФИЛЬНОЕ **	-	5
H749 39302190 J2 08714729881223	190 см	J-образный	0.5	0.014 / 0.37	4 см	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	УМЕНЬШЕННОЕ ГИДРОФИЛЬНОЕ **	STRETCH	5
H749 39302300 J2 08714729881209	300 см	J-образный	0.5	0.014 / 0.37	4 см	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	УМЕНЬШЕННОЕ ГИДРОФИЛЬНОЕ **	-	5

без гидрофильного покрытия на дистальном сегменте длиной 1 см



Баллонные
катетеры

Микрокатетеры

Проводнико-
вые катетеры

Удлиняющие
проводнико-
вые катетеры

Диагности-
ческие
катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие
баллоны

Оборудование
для
атерэктомии

Хронические
тотальные
окклюзии



2. Проводники семейства Sentai с увеличенной проходимостью

Проводник Samurai RC РЗН 2018/7424

Диаметр: .014" (0.37 мм)

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР/ НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИНА	ФОРМА КОНЧИКА	ЖЕСТКОСТЬ КОНЧИКА (GF)	ДИАМЕТР КОНЧИКА (ДЮЙМ/ММ)	ДЛИНА РЕНТГЕН- КОНТРАСТНОГО КОНЧИКА	МАТЕРИАЛ СЕРДЕЧНИКА	ТИП ПОКРЫТИЯ	СОВМЕСТИМЫЙ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
H749 39306190 0 08714729887737	190 см	Прямой	1.2	0.014 / 0.37	4 см	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	Гидрофильное	STRETCH	1
H749 39306190 2 08714729886679	190 см	Прямой	1.2	0.014 / 0.37	4 см	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	Гидрофильное	STRETCH	5
H749 39306300 2 08714729886686	300 см	Прямой	1.2	0.014 / 0.37	4 см	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	Гидрофильное	-	5



Проводник Fighter РЗН 2018/7424

Диаметр: .014" (0.37 мм)

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР/ НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИНА	ФОРМА КОНЧИКА	ЖЕСТКОСТЬ КОНЧИКА (GF)	ДИАМЕТР КОНЧИКА (ДЮЙМ/ММ)	ДЛИНА РЕНТГЕН- КОНТРАСТНОГО КОНЧИКА	МАТЕРИАЛ СЕРДЕЧНИКА	ТИП ПОКРЫТИЯ	СОВМЕСТИМЫЙ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
H749 39303190 2 08714729886617	190 см	Прямой	1.5	0.009 / 0.23	3.5 см	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	прозрачная полимерная оболочка/ гидрофильное	STRETCH	5
H749 39303300 2 08714729886624	300 см	Прямой	1.5	0.009 / 0.23	3.5 см	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	прозрачная полимерная оболочка/ гидрофильное	-	5



Проводник Judo 1 РЗН 2020/12365

Диаметр: .014" (0.37 мм)

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР/ НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИНА	ФОРМА КОНЧИКА	ЖЕСТКОСТЬ КОНЧИКА (GF)	ДИАМЕТР КОНЧИКА (ДЮЙМ/ММ)	ДЛИНА РЕНТГЕН- КОНТРАСТНОГО КОНЧИКА	МАТЕРИАЛ СЕРДЕЧНИКА	ТИП ПОКРЫТИЯ	СОВМЕСТИМЫЙ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
H749 39415190 2 08714729975038	190 см	Прямой	1.0	0.008 / 0.20	3.5 см	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	Гидрофильное	STRETCH	5
H749 39415300 2 08714729975052	300 см	Прямой	1.0	0.008 / 0.20	3.5 см	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	Гидрофильное	-	5

Проводник Judo 3 РЗН 2020/12365

Диаметр: .014" (0.37 мм)

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР/ НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИНА	ФОРМА КОНЧИКА	ЖЕСТКОСТЬ КОНЧИКА (GF)	ДИАМЕТР КОНЧИКА (ДЮЙМ/ММ)	ДЛИНА РЕНТГЕН- КОНТРАСТНОГО КОНЧИКА	МАТЕРИАЛ СЕРДЕЧНИКА	ТИП ПОКРЫТИЯ	СОВМЕСТИМЫЙ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
H749 39377190 2 08714729974956	190 см	Прямой	3.0	0.008 / 0.20	3.5 см	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	Гидрофильное	STRETCH	5
H749 39377300 2 08714729974970	300 см	Прямой	3.0	0.008 / 0.20	3.5 см	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	Гидрофильное	-	5

Проводник Judo 6 РЗН 2020/12365

Диаметр: .014" (0.37 мм)

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР/ НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИНА	ФОРМА КОНЧИКА	ЖЕСТКОСТЬ КОНЧИКА (GF)	ДИАМЕТР КОНЧИКА (ДЮЙМ/ММ)	ДЛИНА РЕНТГЕН- КОНТРАСТНОГО КОНЧИКА	МАТЕРИАЛ СЕРДЕЧНИКА	ТИП ПОКРЫТИЯ	СОВМЕСТИМЫЙ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
H749 39378190 2 08714729974994	190 см	Прямой	6.0	0.008 / 0.20	3.5 см	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	Гидрофильное	STRETCH	5
H749 39378300 2 08714729975014	300 см	Прямой	6.0	0.008 / 0.20	3.5 см	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	Гидрофильное	-	5



2. Проводники семейства Sentai с увеличенной проходимостью

Проводник Hornet 10 РЗН 2018/7424

Диаметр: .014" (0.37 мм)

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР/ НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИНА	ФОРМА КОНЧИКА	ЖЕСТКОСТЬ КОНЧИКА (GF)	ДИАМЕТР КОНЧИКА (ДЮЙМ/ММ)	ДЛИНА РЕНТГЕН- КОНТРАСТНОГО КОНЧИКА	МАТЕРИАЛ СЕРДЕЧНИКА	ТИП ПОКРЫТИЯ	СОВМЕСТИМЫЙ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
H749 39304190 2 08714729886631	190 см	Прямой	10	0.008 / 0.20	3.5 см	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	Гидрофильное	STRETCH	5
H749 39304300 2 08714729886648	300 см	Прямой	10	0.008 / 0.20	3.5 см	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	Гидрофильное	-	5



Проводник Hornet 14 РЗН 2018/7424

Диаметр: .014" (0.37 мм)

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР/ НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИНА	ФОРМА КОНЧИКА	ЖЕСТКОСТЬ КОНЧИКА (GF)	ДИАМЕТР КОНЧИКА (ДЮЙМ/ММ)	ДЛИНА РЕНТГЕН- КОНТРАСТНОГО КОНЧИКА	МАТЕРИАЛ СЕРДЕЧНИКА	ТИП ПОКРЫТИЯ	СОВМЕСТИМЫЙ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
H749 39307190 2 08714729886693	190 см	Прямой	14	0.008 / 0.20	3.5 см	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	Гидрофильное	STRETCH	5
H749 39307300 2 08714729886709	300 см	Прямой	14	0.008 / 0.20	3.5 см	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	Гидрофильное	-	5



Баллонные
катетеры

Микрокатетеры

Проводнико-
вые катетеры

Удлиняющие
проводнико-
вые катетеры

Диагности-
ческие
катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие
баллоны

Оборудование
для
атерэктомии

Хронические
тотальные
окклюзии



2

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЧРЕСКОЖНЫХ КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ (ЧКВ)

- Баллонные катетеры
- Микрокатетеры
- Проводниковые катетеры
- Удлиняющие проводниковые катетеры
- Диагностические катетеры
- Проводники
- Аксессуары**
- Режущие баллоны
- Оборудование для атерэктомии
- Хронические тотальные окклюзии



Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атерэктомии

Хронические тотальные окклюзии



2. Раздувающие устройства

Раздувающее устройство для баллонных катетеров Encore 26 Inflation Device (2634 кПа) РЗН 2015/2365


КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	МОДЕЛЬ	ЕМКОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
H749 0452601 1 / 08714729177029	ENCORE™ 26 Inflation Device	20 мл	1
H749 0452605 2 / 08714729127062	ENCORE™ 26 Inflation Device	20 мл	5 шт/уп



Раздувающее устройство для баллонных катетеров в наборе Encore 26 Advantage Kit РЗН 2015/2365

В набор Encore™ 26 Advantage Kit входят Y-образный адаптер GateWay™ Plus™, датчик манометра TD2™, монтажное приспособление и раздувающее устройство для баллонных катетеров Encore™ 26.

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	МОДЕЛЬ	ЕМКОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
H749 0452701 1 / 08714729180005	ENCORE™ 26 Advantage Kit	20 мл	1
H749 0452705 2 / 08714729127048	ENCORE™ 26 Advantage Kit	20 мл	5 шт/уп



Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводнико-
вые катетеры

Удлиняющие
проводнико-
вые катетеры

Диагности-
ческие
катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие
баллоны

Оборудование
для
атерэктомии

Хронические
тотальные
окклюзии



2

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЧРЕСКОЖНЫХ КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ (ЧКВ)

- Баллонные катетеры
- Микрокатетеры
- Проводниковые катетеры
- Удлиняющие проводниковые катетеры
- Диагностические катетеры
- Проводники
- Аксессуары
- Режущие баллоны
- Оборудование для атерэктомии
- Хронические тотальные окклюзии



Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атерэктомии

Хронические тотальные окклюзии

2. Режущие баллоны

Катетер баллонный режущий Flextome Cutting Balloon РЗН 2015/2364

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИННА / ДИАМЕТР	ЧИСЛО АТЕРОТОМ	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ	МАКС. РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОВОДНИК
H749 RB420006 0 / 08714729719861	6 мм / 2.00 мм	3	6 ATM (608кПа)	12 ATM (1216кПа)	.014" (0.36 мм)
H749 RB422506 0 / 08714729719878	6 мм / 2.25 мм	3	6 ATM (608кПа)	12 ATM (1216кПа)	.014" (0.36 мм)
H749 RB425006 0 / 08714729719885	6 мм / 2.50 мм	3	6 ATM (608кПа)	12 ATM (1216кПа)	.014" (0.36 мм)
H749 RB427506 0 / 08714729719892	6 мм / 2.75 мм	3	6 ATM (608кПа)	12 ATM (1216кПа)	.014" (0.36 мм)
H749 RB430006 0 / 08714729719908	6 мм / 3.00 мм	3	6 ATM (608кПа)	12 ATM (1216кПа)	.014" (0.36 мм)
H749 RB432506 0 / 08714729719915	6 мм / 3.25 мм	3	6 ATM (608кПа)	12 ATM (1216кПа)	.014" (0.36 мм)
H749 RB435006 0 / 08714729719922	6 мм / 3.50 мм	4	6 ATM (608кПа)	12 ATM (1216кПа)	.014" (0.36 мм)
H749 RB437506 0 / 08714729719939	6 мм / 3.75 мм	4	6 ATM (608кПа)	12 ATM (1216кПа)	.014" (0.36 мм)
H749 RB440006 0 / 08714729719946	6 мм / 4.00 мм	4	6 ATM (608кПа)	12 ATM (1216кПа)	.014" (0.36 мм)
H749 RB420010 0 / 08714729719953	10 мм / 2.00 мм	3	6 ATM (608кПа)	12 ATM (1216кПа)	.014" (0.36 мм)
H749 RB422510 0 / 08714729719960	10 мм / 2.25 мм	3	6 ATM (608кПа)	12 ATM (1216кПа)	.014" (0.36 мм)
H749 RB425010 0 / 08714729719977	10 мм / 2.50 мм	3	6 ATM (608кПа)	12 ATM (1216кПа)	.014" (0.36 мм)
H749 RB427510 0 / 08714729719984	10 мм / 2.75 мм	3	6 ATM (608кПа)	12 ATM (1216кПа)	.014" (0.36 мм)
H749 RB430010 0 / 08714729719991	10 мм / 3.00 мм	3	6 ATM (608кПа)	12 ATM (1216кПа)	.014" (0.36 мм)
H749 RB432510 0 / 08714729720003	10 мм / 3.25 мм	3	6 ATM (608кПа)	12 ATM (1216кПа)	.014" (0.36 мм)
H749 RB435010 0 / 08714729720010	10 мм / 3.50 мм	4	6 ATM (608кПа)	12 ATM (1216кПа)	.014" (0.36 мм)
H749 RB437510 0 / 08714729720027	10 мм / 3.75 мм	4	6 ATM (608кПа)	12 ATM (1216кПа)	.014" (0.36 мм)
H749 RB440010 0 / 08714729720034	10 мм / 4.00 мм	4	6 ATM (608кПа)	12 ATM (1216кПа)	.014" (0.36 мм)
H749 RB420015 0 / 08714729720041	15 мм / 2.00 мм	3	6 ATM (608кПа)	12 ATM (1216кПа)	.014" (0.36 мм)
H749 RB422515 0 / 08714729720058	15 мм / 2.25 мм	3	6 ATM (608кПа)	12 ATM (1216кПа)	.014" (0.36 мм)
H749 RB425015 0 / 08714729720065	15 мм / 2.50 мм	3	6 ATM (608кПа)	12 ATM (1216кПа)	.014" (0.36 мм)
H749 RB427515 0 / 08714729720072	15 мм / 2.75 мм	3	6 ATM (608кПа)	12 ATM (1216кПа)	.014" (0.36 мм)
H749 RB430015 0 / 08714729720089	15 мм / 3.00 мм	3	6 ATM (608кПа)	12 ATM (1216кПа)	.014" (0.36 мм)
H749 RB432515 0 / 08714729720096	15 мм / 3.25 мм	3	6 ATM (608кПа)	12 ATM (1216кПа)	.014" (0.36 мм)
H749 RB435015 0 / 08714729720102	15 мм / 3.50 мм	4	6 ATM (608кПа)	12 ATM (1216кПа)	.014" (0.36 мм)
H749 RB437515 0 / 08714729720119	15 мм / 3.75 мм	4	6 ATM (608кПа)	12 ATM (1216кПа)	.014" (0.36 мм)
H749 RB440015 0 / 08714729728115	15 мм / 4.00 мм	4	6 ATM (608кПа)	12 ATM (1216кПа)	.014" (0.36 мм)

ШКАЛА СООТВЕТСТВИЯ

ДАВЛЕНИЕ АТМ. - (кПа)	2.00 ММ ДИАМЕТР	2.25 ММ ДИАМЕТР	2.50 ММ ДИАМЕТР	2.75 ММ ДИАМЕТР	3.00 ММ ДИАМЕТР	3.25 ММ ДИАМЕТР	3.50 ММ ДИАМЕТР	3.75 ММ ДИАМЕТР	4.00 ММ ДИАМЕТР
4.0 (405)	1.99	2.22	2.44	2.69	2.94	3.17	3.40	3.61	3.89
5.0 (507)	2.01	2.24	2.46	2.72	2.98	3.21	3.44	3.67	3.95
6.0 (608) НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	2.03	2.26	2.49	2.75	3.01	3.26	3.48	3.72	4.01
7.0 (709)	2.05	2.29	2.51	2.77	3.04	3.31	3.53	3.76	4.06
8.0 (811)	2.08	2.32	2.54	2.80	3.08	3.35	3.56	3.80	4.10
9.0 (91)	2.10	2.34	2.56	2.82	3.10	3.38	3.59	3.83	4.14
10.0 (1013)	2.11	2.36	2.58	2.84	3.12	3.41	3.62	3.86	4.17
11.0 (1115)	2.13	2.38	2.60	2.86	3.15	3.44	3.65	3.89	4.20
12.0 (1216) RBP	2.14	2.40	2.62	2.88	3.17	3.47	3.68	3.91	4.23

Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атерэктомии

Хронические тотальные окклюзии



2. Режущие баллоны

Устройство для дилатации в микрохирургии Wolverine Coronary Cutting Balloon Monorail РЗН 2019/9030

ДЛИНА ЛЕЗВИЯ 6 ММ

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИННА / ДИАМЕТР	ЧИСЛО АТЕРОТОМ	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ
H749 3940306200 / 08714729888406	6 мм / 2.00 мм	3	6 АТМ (608кПа)	12 АТМ (1216кПа)
H749 3940306225 / 08714729888413	6 мм / 2.25 мм	3	6 АТМ (608кПа)	12 АТМ (1216кПа)
H749 3940306250 / 08714729888420	6 мм / 2.50 мм	3	6 АТМ (608кПа)	12 АТМ (1216кПа)
H749 3940306275 / 08714729888437	6 мм / 2.75 мм	3	6 АТМ (608кПа)	12 АТМ (1216кПа)
H749 3940306300 / 08714729888444	6 мм / 3.00 мм	3	6 АТМ (608кПа)	12 АТМ (1216кПа)
H749 3940306325 / 08714729888451	6 мм / 3.25 мм	3	6 АТМ (608кПа)	12 АТМ (1216кПа)
H749 3940306350 / 08714729888468	6 мм / 3.50 мм	4	6 АТМ (608кПа)	12 АТМ (1216кПа)
H749 3940306375 / 08714729888475	6 мм / 3.75 мм	4	6 АТМ (608кПа)	12 АТМ (1216кПа)
H749 3940306400 / 08714729888482	6 мм / 4.00 мм	4	6 АТМ (608кПа)	12 АТМ (1216кПа)

ДЛИНА ЛЕЗВИЯ 10 ММ

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИННА / ДИАМЕТР	ЧИСЛО АТЕРОТОМ	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ
H749 3940310200 / 08714729888499	10 мм / 2.00 мм	3	6 АТМ (608кПа)	12 АТМ (1216кПа)
H749 3940310225 / 08714729888505	10 мм / 2.25 мм	3	6 АТМ (608кПа)	12 АТМ (1216кПа)
H749 3940310250 / 08714729888512	10 мм / 2.50 мм	3	6 АТМ (608кПа)	12 АТМ (1216кПа)
H749 3940310275 / 08714729888529	10 мм / 2.75 мм	3	6 АТМ (608кПа)	12 АТМ (1216кПа)
H749 3940310300 / 08714729888536	10 мм / 3.00 мм	3	6 АТМ (608кПа)	12 АТМ (1216кПа)
H749 3940310325 / 08714729888543	10 мм / 3.25 мм	3	6 АТМ (608кПа)	12 АТМ (1216кПа)
H749 3940310350 / 08714729888550	10 мм / 3.50 мм	4	6 АТМ (608кПа)	12 АТМ (1216кПа)
H749 3940310375 / 08714729888567	10 мм / 3.75 мм	4	6 АТМ (608кПа)	12 АТМ (1216кПа)
H749 3940310400 / 08714729888574	10 мм / 4.00 мм	4	6 АТМ (608кПа)	12 АТМ (1216кПа)

ДЛИНА ЛЕЗВИЯ 15 ММ

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИННА / ДИАМЕТР	ЧИСЛО АТЕРОТОМ	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ
H749 3940315200 / 08714729888581	15 мм / 2.00 мм	3	6 АТМ (608кПа)	12 АТМ (1216кПа)
H749 3940315225 / 08714729888598	15 мм / 2.25 мм	3	6 АТМ (608кПа)	12 АТМ (1216кПа)
H749 3940315250 / 08714729888604	15 мм / 2.50 мм	3	6 АТМ (608кПа)	12 АТМ (1216кПа)
H749 3940315275 / 08714729888611	15 мм / 2.75 мм	3	6 АТМ (608кПа)	12 АТМ (1216кПа)
H749 3940315300 / 08714729888628	15 мм / 3.00 мм	3	6 АТМ (608кПа)	12 АТМ (1216кПа)
H749 3940315325 / 08714729888635	15 мм / 3.25 мм	3	6 АТМ (608кПа)	12 АТМ (1216кПа)
H749 3940315350 / 08714729888642	15 мм / 3.50 мм	4	6 АТМ (608кПа)	12 АТМ (1216кПа)
H749 3940315375 / 08714729888659	15 мм / 3.75 мм	4	6 АТМ (608кПа)	12 АТМ (1216кПа)
H749 3940315400 / 08714729888666	15 мм / 4.00 мм	4	6 АТМ (608кПа)	12 АТМ (1216кПа)

Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атерэктомии


Хронические тотальные окклюзии



2

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЧРЕСКОЖНЫХ КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ (ЧКВ)

- Баллонные катетеры
- Микрокатетеры
- Проводниковые катетеры
- Удлиняющие проводниковые катетеры
- Диагностические катетеры
- Проводники
- Аксессуары
- Режущие баллоны
- Оборудование для атерэктомии
- Хронические тотальные окклюзии



Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атерэктомии

Хронические тотальные окклюзии

2. Оборудование для атерэктомии

Консоль системы ротационной атерэктомии ROTAPRO РЗН 2020/12803

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ОПИСАНИЕ
H749 3930903 0 / 08714729975151	Консоль ROTAPRO

Катетер с буром, предустановленный на рукоятку манипуляционную RotaPro РЗН 2020/12713

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДИАМЕТР
H749 39300125 0 / 08714729893356	1.25 мм
H749 39300150 0 / 08714729893363	1.50 мм
H749 39300175 0 / 08714729893370	1.75 мм
H749 39300200 0 / 08714729893387	2.0 мм
H749 39300215 0 / 08714729893394	2.15 мм
H749 39300225 0 / 08714729893400	2.25 мм
H749 39300238 0 / 08714729893417	2.38 мм
H749 39300250 0 / 08714729893424	2.5 мм


Проводник RotaWire РЗН 2020/12713

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ОПИСАНИЕ	ДЛИНА	ДЛИНА КОНЧИКА	МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
H802 22824002 2 / 08714729195566	Проводник RotaWire Floopy с манипулятором wireClip Torquer	330 см	2.2 см	.014" (0.36 мм)	5 шт/уп
H802 23239001 2 / 08714729195573	Проводник RotaWire с усиленной поддержкой (Extra Support) с манипулятором wireClip Torquer	330 см	2.8 см	.014" (0.36 мм)	5 шт/уп



Рукоятка манипуляционная RotaLink Advancer РЗН 2015/2364

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ОПИСАНИЕ
H802 22782001 A0 / 08714729317739	ROTALINK™ Advancer



Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атерэктомии

Хронические тотальные окклюзии



2. Оборудование для атерэктомии


Катетер с буром RotaLink Burr РЗН 2020/12713

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИНА	РАЗМЕР БУРА
H802 22768002 0 / 08714729185864	135 см	1.25 мм
H802 22768003 0 / 08714729185857	135 см	1.50 мм
H802 22768004 0 / 08714729185840	135 см	1.75 мм
H802 22768005 0 / 08714729126881	135 см	2.00 мм
H802 22768015 0 / 08714729185826	135 см	2.15 мм
H802 22768006 0 / 08714729185819	135 см	2.25 мм
H802 22768016 0 / 08714729185802	135 см	2.38 мм
H802 22768007 0 / 08714729185796	135 см	2.50 мм




Катетер с буром и рукояткой манипуляционной Rotablator RotaLink Plus РЗН 2015/2364

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ДЛИНА	РАЗМЕР БУРА
H749 23631002 0 / 08714729316411	135 см	1.25 мм
H749 23631003 0 / 08714729228363	135 см	1.50 мм
H749 23631004 0 / 08714729228370	135 см	1.75 мм
H749 23631005 0 / 08714729316442	135 см	2.00 мм
H749 23631015 0 / 08714729316473	135 см	2.15 мм
H749 23631006 0 / 08714729228394	135 см	2.25 мм
H749 23631016 0 / 08714729228424	135 см	2.38 мм
H749 23631007 0 / 08714729316466	135 см	2.50 мм



Консоль управления Rotablator Console РЗН 2014/2183

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	МОДЕЛЬ
H802 22020038 1 / 08714729353294	консоль Rotablator



Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводнико-
вые катетеры

Удлиняющие
проводнико-
вые катетеры

Диагности-
ческие
катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие
баллоны

Оборудование
для
атерэктомии

Хронические
тотальные
окклюзии



Аксессуары

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ
ЗАКАЗА (GTIN)

ОПИСАНИЕ

H802 21600003 1 / 08714729076964


Соединительная трубка Air Supply Hose (шланг снабжения газом)

H802 22436002 1 / 08714729353317

Педаля ножная Rotablator DynaGlide Foot Pedal



Соединительная
трубка Air Supply Hose
(шланг снабжения
газом)



Педаля ножная Rotablator
DynaGlide Foot Pedal

Баллонные
катетеры

Микрокатетеры

Проводнико-
вые катетеры

Удлиняющие
проводнико-
вые катетеры

Диагности-
ческие
катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие
баллоны

Оборудование
для
атерэктомии

Хронические
тотальные
окклюзии



2

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЧРЕСКОЖНЫХ КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ (ЧКВ)

Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атерэктомии

Хронические тотальные окклюзии

Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводниковые катетеры

Удлиняющие проводниковые катетеры

Диагностические катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атерэктомии

Хронические тотальные окклюзии



2. Хронические тотальные окклюзии

Инструменты для прохождения хронических тотальных окклюзий CrossBoss & Stingray, Stingray LP
P3H 2016/3970, P3H 2017/6627

Инструменты для прохождения и повторного ввода

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ОПИСАНИЕ	
H749 M2000B 0 / 08714729837466	Катетер CrossBoss	
H749 393130SR 0 / 08714729903369	Катетер Stingray LP	Требуется прохождение обеченя
H749 M3004B 0 / 08714729837473	Проводник Stingray, 300 см	Требуется прохождение обеченя
H749 M3012B 0 / 08714729837497	Проводник Stingray, 180 см	Требуется прохождение обеченя
H749 M3010B 0 / 08714729837480	Удлиняющий проводник Stingray	Требуется прохождение обеченя

Обратитесь, пожалуйста, к локальному представителю компании Boston Scientific для прохождения обучения

Баллонные катетеры

Микрокатетеры

Проводнико-вые катетеры

Удлиняющие проводнико-вые катетеры

Диагности-ческие катетеры

Проводники

Аксессуары

Режущие баллоны

Оборудование для атерэктомии

Хронические тотальные окклюзии



3 ВНУТРИСОСУДИСТОЕ УЗИ И АНАЛИЗ ФРАКЦИОННОГО РЕЗЕРВА КРОВОТОКА (ФРК)

Аксессуары

Внутрисосудистое УЗИ

Анализ фракционного резерва кровотока (ФРК)

Внутри-
сосудистое УЗИ

Анализ
фракционного
резерва
кровотока
(ФРК)



3 ВНУТРИСОСУДИСТОЕ УЗИ И АНАЛИЗ ФРАКЦИОННОГО РЕЗЕРВА КРОВОТОКА (ФРК)

Аксессуары

Внутрисосудистое УЗИ

Анализ фракционного резерва кровотока (ФРК)

Внутри-
сосудистое УЗИ

Анализ
фракционного
резерва
кровотока
(ФРК)

3. Аксессуары

Аксессуары

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ОПИСАНИЕ
H749 A7020 0 / 08714729228684	Салазки моторного привода
H749 MDU5PLUS / 08714729842279	Пакет стерильный MDU5 PLUS

Аксессуары

Внутри-
сосудистое УЗИ

Анализ
фракционного
резерва
кровотока
(ФРК)



3 ВНУТРИСОСУДИСТОЕ УЗИ И АНАЛИЗ ФРАКЦИОННОГО РЕЗЕРВА КРОВОТОКА (ФРК)

Аксессуары

Внутрисосудистое УЗИ

Анализ фракционного резерва кровотока (ФРК)

Внутри-
сосудистое УЗИ

Анализ
фракционного
резерва
кровотока
(ФРК)

3. Внутрисосудистое УЗИ

Катетер для коронарной визуализации OptiCross 40 МГц
РЗН 2016/4822

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ОПИСАНИЕ	ЭФФЕКТИВНАЯ ДЛИНА (СМ)	СОВМЕСТИМЫЙ ПРОВОДНИКОВЫЙ КАТЕТЕР
H749 51812 0 / 08714729841531	OPTICROSS™ 40Mhz Coronary Imaging Catheter	135 см	5F (1.6 мм)

Аксессуары

Внутри-
сосудистое УЗИ

Анализ
фракционного
резерва
кровотока
(ФРК)



3 ВНУТРИСОСУДИСТОЕ УЗИ И АНАЛИЗ ФРАКЦИОННОГО РЕЗЕРВА КРОВОТОКА (ФРК)

Аксессуары

Внутрисосудистое УЗИ

Анализ фракционного резерва кровотока (ФРК)

Внутри-
сосудистое УЗИ

Анализ
фракционного
резерва
кровотока
(ФРК)

3. Анализ фракционного резерва кровотока (ФРК)

Проводник Comet для определения давления в коронарных сосудах, Модуль обработки сигналов ФРК FFR Link
РЗН 2018/6989, РЗН 2019/8557

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ
ЗАКАЗА (GTIN)

H749 393243 0 / 08714729904397
H749 555100 0 / 08714729890010

ОПИСАНИЕ

Проводник Comet для определения давления в коронарных сосудах
Модуль обработки сигналов ФРК FFR Link



Аксессуары

Внутри-
сосудистое УЗИ

Анализ
фракционного
резерва
кровотока
(ФРК)



Внутрисосудистое УЗИ и анализ Фракционного
резерва кровотока (ФРК) - 74
Интервенционная Кардиология

**Boston
Scientific**

4 СТРУКТУРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА

Транскатетерная замена аортального клапана (TAVI)

Закрытие ушка левого предсердия (LAAC)

Транс-
катетерная
замена аор-
тального
клапана (TAVI)

Закрытие
ушка левого
предсердия
(LAAC)




4 СТРУКТУРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА

Транскатетерная замена аортального клапана (TAVI)

Закрытие ушка левого предсердия (LAAC)

Транс-
катетерная
замена аор-
тального
клапана (TAVI)



Закрытие
ушка левого
предсердия
(LAAC)

4. Транскатетерная замена аортального клапана (TAVI)

Биопротез аортального клапана ACURATE neo РЗН 2018/7488


СОВМЕСТИМ С СИСТЕМОЙ ТРАНСФЕМОРАЛЬНОЙ ДОСТАВКИ ACURATE NEO TF

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	ПЕРИМЕТР КОЛЬЦА АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА	ДИАМЕТР КОЛЬЦА АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА	ШТУКИ
SYM-SV23-002 / 07640168110062	Биопротез аортального клапана ACURATE neo, размер S	S 66 - 72 мм	S 21 - 23 мм	1
SYM-SV25-002 / 07640168110079	Биопротез аортального клапана ACURATE neo, размер M	M 72 - 79 мм	M 23 - 25 мм	1
SYM-SV27-002 / 07640168110086	Биопротез аортального клапана ACURATE neo, размер L	L 79 - 85 мм	L 25 - 27 мм	1



Система трансфеморальной доставки ACURATE neo TF РЗН 2018/7488

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	ШТУКИ
SYM-DS-002 / 07640168110055	Система трансфеморальной доставки ACURATE neo TF	1



Транс-
катетерная
замена аор-
тального
клапана (TAVI)

Закрытие
ушка левого
предсердия
(LAAC)



4. Транскатетерная замена аортального клапана (TAVI)

Интродьюсер Lotus Introducer Set РЗН 2016/3831

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ
ЗАКАЗА (GTIN)

H749 NTR180 / 05391526210109

РАЗМЕР ОБОЛОЧКИ ИНТРОДЬЮСЕРА

Малый (LIS-S)

* Интродьюсер Lotus Introducer Set производится компанией Creganna-Tactx Medical, дистрибьютируется компанией Boston Scientific Corporation

Транс-
катетерная
замена аор-
тального
клапана (TAVI)

Закрытие
ушка левого
предсердия
(LAAC)



4. Транскатетерная замена аортального клапана (TAVI)

Комплект интродьюсера расширяемого iSLEEVE 14F РЗН 2020/12422

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ
ЗАКАЗА (GTIN)
H74939349140

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Комплект интродьюсера расширяемого iSLEEVE

Проводник с заданной формой Safari2 для транскатетерного аортального протезирования РЗН 2017/6167

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ВНЕШНИЙ	ДИАМЕТР ДЛИНА	ТИП ИЗГИБА	МАТЕРИАЛ СЕРДЕЧНИКА	ТИП ПОКРЫТИЯ	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
H749 39406XS1 / 08714729887614	.035" / 0.889 мм	275 см	Сверхмалый	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	LUBRIGREEN™ PTFE	5 шт/уп
H749 39406S1 / 08714729887591	.035" / 0.889 мм	275 см	Малый	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	LUBRIGREEN™ PTFE	5 шт/уп
H749 39406L1 / 08714729887577	.035" / 0.889 мм	275 см	Большой	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	LUBRIGREEN™ PTFE	5 шт/уп
H749 39407XS0 / 08714729887638	.035" / 0.889 мм	275 см	Сверхмалый	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	LUBRIGREEN™ PTFE	1 шт/уп
H749 39407S0 / 08714729887652	.035" / 0.889 мм	275 см	Малый	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	LUBRIGREEN™ PTFE	1 шт/уп
H749 39407L0 / 08714729887645	.035" / 0.889 мм	275 см	Большой	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	LUBRIGREEN™ PTFE	1 шт/уп

* Проводник с заданной формой Safari2 производится компанией Lake Region Medical, дистрибутируется компанией Boston Scientific Corporation

Транс-
катетерная
замена аор-
тального
клапана (TAVI)

Закрытие
ушка левого
предсердия
(LAAC)




4 СТРУКТУРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА

Транскатетерная замена аортального клапана (TAVI)

Закрытие ушка левого предсердия (LAAC)

Транс-
катетерная
замена аор-
тального
клапана (TAVI)

Закрытие
ушка левого
предсердия
(LAAC)



4. Закрытие ушка левого предсердия (LAAC)

Окклюдер ушка левого предсердия с системой доставки Watchman FLX РЗН 2020/12165

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	РАЗМЕР	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР	ДЛИНА	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
M635WS50200 / 08714729860433	20 мм	12F	75.5 см	1
M635WS50240 / 08714729860440	24 мм	12F	75.5 см	1
M635WS50270 / 08714729860457	27 мм	12F	75.5 см	1
M635WS50310 / 08714729860464	31 мм	12F	75.5 см	1
M635WS50350 / 08714729860471	35 мм	12F	75.5 см	1

Система доступа Watchman TruSeal РЗН 2020/10196

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР
M635TS70010 / 08714729965732	Система доступа Watchman TruSeal, с одним изгибом	12F (4.2 мм)	14F (4.8 мм)
M635TS70020 / 08714729965749	Система доступа Watchman TruSeal, с двумя изгибами	12F (4.2 мм)	14F (4.8 мм)
M635TS70040 / 08714729965756	Система доступа Watchman TruSeal, с передним изгибом	12F (4.2 мм)	14F (4.8 мм)

Устройство для закрытия ушка левого предсердия WATCHMAN LAA Closure Technology ФСЗ 2012/12161

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР / НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (GTIN)	РАЗМЕР	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР	ДЛИНА	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
M635 WS21060 / 08714729797685	21 мм	12F	75.5 см	1
M635 WS24060 / 08714729797692	24 мм	12F	75.5 см	1
M635 WS27060 / 08714729797708	27 мм	12F	75.5 см	1
M635 WS30060 / 08714729797715	30 мм	12F	75.5 см	1
M635 WS33060 / 08714729797722	33 мм	12F	75.5 см	1

Транс-
катетерная
замена аор-
тального
клапана (TAVI)

Закрытие
ушка левого
предсердия
(LAAC)

