



### Высокое давление разрыва

- + Расчетное давление разрыва 24 атмосферы (2431 кПа) при низком профиле баллона
- + Материал баллона NuVax™ обеспечивает прекрасную гибкость и в то же время высокое давление разрыва

### Широкий размерный ряд

- + Длина баллона 20-200 мм
- + Диаметр баллона 3-12 мм
- + Длина катетера 40 см, 75 см, 135 см

### Низкий профиль

- + Профиль кончика превышает диаметр проводника на 15%
- + Баллон 7x200 совместим с интродьюсером 5 F (1,67 мм)
- + Баллон 10x80 совместим с интродьюсером 6 F (2,00 мм)

## Всего один баллон необходим для достижения Вашей цели

Mustang™ является широко используемым баллоном на платформе 0,035 дюймов (0,89 мм). Баллонный катетер Mustang™ обладает превосходной проходимостью и гибкостью, обеспечивает мощную дилатацию и имеет широкий размерный ряд, что делает его совершенным во всех показателях.