

ACCENT M320

Уникальная конструкция анализатора позволила, несмотря на компактный размер, оснастить его множеством современных функций, которые отсутствуют в аналогичных устройствах на рынке.



Технические характеристики

- До 360 Т/Ч и до 540 Т/Ч с ISE модулем
- Реакционный объем: 100-360 мкл
- 100 позиций для реагентов
- Охлаждаемая карусель
- 8 ступенчатая промывка кювет
- Автоматическая очистка пробоотборника
- Размеры: 860 мм x 660 мм x 550 мм
- Вес: 93 кг
- ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА с 3 открытыми каналами
- "УМНЫЕ ПРОБООТБОРНИКИ" (определение: столкновения, уровня жидкости, контроль запаса реагентов, предварительный прогрев реагента)
- До 100 позиций для образцов
- 80 многоразовых кювет
- 12 длин волн: 340-800 нм

Основные преимущества



Непрерывный рабочий цикл



Экономия расходов за счет минимального объема реакции (100 мкл)



Расширенное программное обеспечение



Закрытая клиническая биохимическая диагностическая система из анализатора, высококачественных реагентов, контролей и калибраторов.