



# ACCENT S120

Оптимальный выбор для небольших химических лабораторий, сочетающий в себе множество современных технологий.

## Технические характеристики

- до 200 Т/Ч и до 400 Т/Ч с ISE модулем
- Реакционный объем: 100-360 мкл
- 80 позиций для реагентов
- охлаждаемая карусель
- Автоматическая очистка пробоотборника
- Размеры: 695 мм x 585 мм x 600 мм
- Вес: 71 кг
- ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА с 3 открытыми каналами
- "УМНЫЕ ПРОБООТБОРНИКИ" (определение: столкновения, уровня жидкости, контроль запаса реагентов, предварительный прогрев реагента)
- до 80 позиций для образцов
- 40 одноразовых кювет

## Основные преимущества



Расширенное программное обеспечение



Экономия расходов за счет минимального объема реакции (100 мкл)



Закрытая полноценная клиническая биохимическая диагностическая система из анализатора, высококачественных реагентов, контролей и калибраторов.