



CORMAY


Orphée



ВЕТЕРИНАРИЯ



УКРЕПЛЯЕМ ЗДОРОВЬЕ

Мы неустанно разрабатываем инновационные решения для диагностики *in vitro*, чтобы устанавливать истинное положение дел всего лишь по одной капле крови. Наши приборы помогают понять известные факты и выявлять неизвестные сведения, чтобы как можно раньше диагностировать, лечить и контролировать нарушения здоровья пациентов по всему миру. Благодаря передовым решениям для диагностики *in vitro* мы предоставляем врачам и медицинским работникам инструменты для улучшения состояния здоровья их пациентов.



ВЕТЕРИНАРИЯ



Мы помогаем ветеринарным врачам по всему миру получить широкий спектр высококачественных диагностических тестов для контроля за здоровьем животных.



ГЕМАТОЛОГИЯ



КЛИНИЧЕСКАЯ
БИОХИМИЯ



АНАЛИЗ МОЧИ



ПАРАЗИТОЛОГИЯ



ГЕМАТОЛОГИЯ



Mythic 5VET PRO и Mythic 18 VET

Компактный гематологический анализатор True 5-DIFF + RET и 3-DIFF

Состояние здоровья	3-DIFF	5-DIFF + RET
Общая практика / Здоровые пациенты	✓	✓
Рост	✓	✓
Вирусные инфекции	✓	✓
Бактериальные инфекции	✓	✓
Состояние гидратации	✓	✓
Свертывание крови	✓	✓
Аллергические реакции		✓
Паразиты		✓
Онкология		✓
Дифференциация анемий		✓

✓ **Быстрый** — до 34 параметров менее чем за 1 мин

✓ **Небольшие объемы образца** < 20 мкл

✓ **Простой в использовании**

До 13 предустановленных настроек для разных видов животных плюс 3 пользовательских настройки

Предварительная обработка образцов не требуется

Режим предварительного разбавления для образцов от мелких и молодых животных

Сенсорный экран

✓ **Низкая стоимость одного теста**



НОВИНКА
5-DIFF MYTHIC 5VET PRO



3-DIFF MYTHIC 18VET

Домашние животные

собака, кошка, кролик, мышь

Сельскохозяйственные животные

лошадь, свинья, корова, овца, коза

Дикие животные

буйвол, обезьяна, крыса, верблюд



КЛИНИЧЕСКАЯ
БИОХИМИЯ

ACCENT S120, M320

Компактный, высокоэффективный прибор для комплексной клинической биохимической диагностики

- ✓ **Быстрый** — от 120 до 320 тестов/ч
- ✓ **Небольшие объемы образца** < 100 мкл
- ✓ **Простой в использовании**

Периодический медицинский осмотр и специализированное тестирование

Полностью автоматизированный

Оптимизированные приложения для максимум 67 параметров

Предварительная обработка образцов не требуется

Интеллектуальное программное обеспечение

- ✓ **Низкая стоимость одного теста**



Состояние здоровья	Тестируемые параметры
Периодический медицинский осмотр	АЛЬБУМИН, АМИЛАЗА, ЩФ, АЛАТ, АСАТ, КАЛЬЦИЙ, КФК, ФОСФОР, ТРИГЛИЦЕРИДЫ, ХОЛЕСТЕРИН, ГЛЮКОЗА, КРЕАТИНИН, ОБЩИЙ БИЛИРУБИН, ОБЩИЙ БЕЛОК, МОЧЕВАЯ КИСЛОТА, МОЧЕВИНА
Тесты перед анестезией	ЩФ, АЛАТ, АСАТ, КФК, КРЕАТИНИН, ГЛЮКОЗА, ЛДГ, ОБЩИЙ БЕЛОК, МОЧЕВИНА
Кардиологические тесты	КФК-МВ, АСАТ, ЛДГ, ФОСФОР, КАЛЬЦИЙ, КРЕАТИНИН, МОЧЕВИНА
Диабет	ГЛЮКОЗА, ТРИГЛИЦЕРИДЫ, ХОЛЕСТЕРИН
Показатели функции печени	АЛЬБУМИН, ЩФ, АЛАТ, АСАТ, ГГТ, ЖЕЛЧНЫЕ КИСЛОТЫ, ОБЩИЙ БИЛИРУБИН, ХОЛЕСТЕРИН, ОБЩИЙ БЕЛОК
Показатели функции поджелудочной железы	ОБЩИЙ БЕЛОК, АЛЬБУМИН, АМИЛАЗА, ГЛЮКОЗА, КАЛЬЦИЙ
Показатели функции почек	АЛЬБУМИН, КАЛЬЦИЙ, КРЕАТИНИН, ГЛЮКОЗА, ФОСФОР, МОЧЕВАЯ КИСЛОТА, МОЧЕВИНА
Метаболизм костной ткани	КАЛЬЦИЙ, ФОСФОР, ЩФ
Электролиты	КАЛЬЦИЙ, ХЛОРИД, КАЛИЙ, МАГНИЙ, НАТРИЙ, ФОСФОР
Липиды	ХОЛЕСТЕРИН, ТРИГЛИЦЕРИДЫ, ЛПВП, ЛПНП



ПАРАЗИТОЛОГИЯ



Концентратор для кишечных паразитов Paraclin S (Параклин С)

Удобная одноразовая паразитологическая система «все-в-одном»

- ✓ **Быстрый** — результаты в течение 4 минут
- ✓ **Безопасный** — предварительно заполнен экологичным фиксатором для неопасной утилизации
- ✓ **Простой в использовании**

Простой и интуитивно понятный 3-этапный процесс
Проверенное качество получаемого материала
для микроскопического исследования

- ✓ **Низкая стоимость одного теста**



Причины паразитоза	Тестируемые микроорганизмы
Нематоды (аскариды)	Toxocara, Trichuris, Ancylostomatidae
Нематоды (на личиночной стадии инвазии бронхов и легких)	Aelurostrongylus
Внутриклеточные простейшие — кишечные паразиты	Coccidian oocysts
Жгутиковые кишечные простейшие	Giardia duodenalis



АНАЛИЗ МОЧИ

АНАЛИЗ МОЧИ URI TEX VET

Компактный и портативный анализатор мочи

- ✓ **Быстрый** — 10 параметров менее чем за 1 мин
- ✓ **Небольшие объемы образца** < 2 мл
- ✓ **Простой в использовании**

Многopараметрические тест-полоски, готовые к использованию
Предварительная обработка образцов не требуется
Сенсорный экран

- ✓ **Низкая стоимость одного теста**



ПАРАМЕТРЫ	КЛИНИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ
Высокая относительная плотность (> 1,035)	Нефротический синдром, обезвоживание, острый гломерулонефрит, сердечная недостаточность, печеночная недостаточность, шок
Низкая относительная плотность (< 1,035)	Несахарный диабет, нефрогенный несахарный диабет, острый канальцевый некроз, пиелонефрит
Белок, микроальбумин, креатинин	Заболевания почек, лихорадка, застойная сердечная недостаточность (ЗСН), гипертония, опухоли
Глюкоза и белок в моче	Уровень сахара имеет очевидно важное значение для диагностики диабета
Кетоновые тела в моче	Кетонурия возникает при сахарном диабете и при голодании
Билирубин	Поражение или заболевание печени
Кровь	Присутствует гемоглобин или миоглобин. Поражение почек, инфекция, камни в почках или мочевом пузыре,
Эритроциты	рак почек или мочевого пузыря, или заболевания крови
Лейкоциты	Гематурия

Присоединяйтесь к тысячам
ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ



КЛИНИЧЕСКАЯ
БИОХИМИЯ



ГЕМАТОЛОГИЯ



ВЕТЕРИНАРИЯ



ИММУНОЛОГИЯ



АНАЛИЗ МОЧИ



ПАРАЗИТОЛОГИЯ



ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ

