

Mythic 18

Автоматический гематологический 3-diff анализатор



Производитель
ORPHEE SA
(Швейцария)

Габариты: 35x25x34 см
Вес: 9 кг

Производительность:	60 тестов/час
Объем пробы:	< 10 мкл
Тип образца:	Венозная кровь Капиллярная кровь
Измеряемые параметры:	20; RDW-SD, P-LCR NEW
Технология:	Импедансометрия
Флаги:	17
Контроль качества:	6 x 100 файлов
Опция:	Паковая версия

Реагенты для анализатора **Mythic 18**

Наименование реагента	Фасовка	Кат. №
Изотонический разбавитель в упаковке - DILUENT	10 л / 20 л	8-882 / 8-879
Лизирующий раствор без цианида - Lysing Reagent CN FREE	1,0 л	8-883
Чистящий раствор в упаковке - CLEANER	1,0 л	8-868
Концентрированный чистящий раствор для жесткой промывки в упаковке - FLUSH	0,5 л	8-891
Контрольная кровь (L/N/H)	2,5 мл/фл	8-604 / 8-605 / 8-606
Калибровочная кровь MYT-CAL	2 x 2,5 мл	MYTCAL2