

SINGLE LUMEN OOCYTE ASPIRATION NEEDLE

- ↳ Unique grip design with bevel marker ensures effective control and comfort
- ↳ 17G and 18G Single Lumen Needle maximize the quality of oocytes retrieved along with minimized operating time
- ↳ Echo marked tip gives extreme ultrasound definition
- ↳ Sharp needle tip ensures minimum trauma
- ↳ Silicone tap fits test tubes securely
- ↳ With 3 way stopcock for flushing line is also available



- ↳ Özel sapı efektif kontrol ve rahatlık sağlar
- ↳ 17G ve 18G ölçülerinde tek lümen ile toplu alınan yumurta kalitesini artırırken, operasyon süresini kısaltır
- ↳ Ekojenik iğne ucu ultrason altında mükemmel görünüm sağlar
- ↳ Keskin iğne ucu travmaları minimuma indirir
- ↳ Silikon stopper test tüplerine güvenli şekilde oturur
- ↳ Folikülü yıkamak için 3 yollu musluk ile birlikte ekstra line

Ref. No	Needle (G x cm)	Aspiration (cm)	Suction Tube (cm)	Flushing Tube w/stopcock
GOA1730	17 x 30	93.5	62.5	-
GOA1730-F	17 x 30	93.5	62.5	+

Официальный эксклюзивный дистрибьютор
компании GEOTEK в России

Asfarma

125167, Россия, Москва
4я улица 8 Марта, д.6А
Бизнес-центр "Аэропорт"

e-mail: moscow.office@asfarma.com
телефон: +7 (495) 987-20-90
моб.тел.: +7 (928) 618-69-88

DISPOSABLE NEEDLE GUIDES



- ✓ Used with under ultrasound guided procedures for Transrectal prostate biopsies, Transvaginal biopsies and Transvaginal oocyte retrieval.
- ✓ The disposable designs reduce the risks of cross contamination and infection.
- ✓ All guides accept 16G -18G sizes instruments.
- ✓ Compatible with well-known endocavity ultrasound probes in the market. See table below.

DISPOSABLE NEEDLE GUIDES

COMPATIBLE USG PROBES	REFERENCE CODE	NEEDLE GUIDE
HITACHI EUP-V33, EUP-V33W, EUP-CC331, EUP-CC531, EUP-V53W, EUP-V12	GTK01	
BK 8808	GTK02	
BK 8818	GTK13	
TOSHIBA PVF-620ST, PVL-625RT, PVM-620ST	GTK03	
TOSHIBA PVT-661VT, PVM-651VT, PVQ-641V, PVG-630V	GTK04	
TOSHIBA PVM-740-RT PVT-770-RT	GTK07	
TOSHIBA SSA-790A (AplioXG)	GTK08	
TOSHIBA PVT-781VT, PVU-781VT, PVT-781VTE, PVU-781VTE	GTK130	
TOSHIBA PVU770-ST (11C4)	GTK14	
ESAOTE EC123, EC1123, SE3123	GTK08	
ESAOTE E8-5R10	GTK11	
ALOKA UST-670P, UST-675P, UST-676P	GTK06	
ALOKA UST-984-5, UST-9112-5	GTK100	
ALOKA UST-9118, UST-9124	GTK101	
SHIMADZU UBR10R-65U	GTK05	
PHILIPS BP10-5EC, C9-4EC	GTK08-R	
PHILIPS C8-4V, C9-3V, C9-4V	GTK110	
PHILIPS C10-4ec	GTK16	

COMPATIBLE USG PROBES	REFERENCE CODE	NEEDLE GUIDE
GE IC5-9RS	GTK08	
GE E8CS, IC5-9-D, E72, E8C, IC5-9H	GTK09	
GE 6.5MHz, E721	GTK09-S	
GE BE9C, BE9CS	GTK10	
GE E7C-RC	GTK11-R	
GE RIC-9W-RS (Voluson S), RIC6-12-D, RIC5-9D, RIC5-9-H	GTK140	
GE IC9-RS (Voluson S10)	GTK141	
ALPINION E3-10	GTK08	
ALPINION EV3-10, EV3-10H	GTK09-RS	
SIEMENS BE9-4,	GTK08	
SIEMENS EC7, EC10C5, 6.5EC10, EC9-4 (Sonoline G20)	GTK11	
SIEMENS EC9-4W (Acuson S3000), MC9-4	GTK12	
SIEMENS Endo-V II (Sonoline G50)	GTK120	
SIEMENS Endo V	GTK121	
SIEMENS EC9-4 (Sonoline G40, Acuson X150, Acuson X300), EV9-4 (Sonoline G40, Acuson X300)	GTK122	
SAMSUNG MEDISON EC4-9IS, EC4-9ES, ER4-9ES	GTK11	
SAMSUNG MEDISON EV4-9/10ED	GTK15	
MINDRAY V10-4B, V10-4, CB10-4, 6CV1s, 65EC10EA	GTK11	

DOUBLE LUMEN OOCYTE ASPIRATION NEEDLE



- ↳ 16G Double Lumen Needle maximize the quality of oocytes
- ↳ Echo marked tip gives extreme ultrasound definition
- ↳ Sharp needle tip ensures minimum trauma
- ↳ Silicone tap fits test tubes securely



Ref. No	Needle (G x cm)	Aspiration Line (cm)	Suction Line (cm)	Flushing Line (cm)
GOA1632	16 x 32	100	20	100
GOA1635	16 x 35	100	20	100



- ↳ 16G Çift Lümen İğne toplu alınan yumurta kalitesini artırır
- ↳ Ekolojik iğne ucu ultrason altında mükemmel görünüm sağlar
- ↳ Keskin iğne ucu travmaları minimuma indirir
- ↳ Silikon stoper, test tüplerine güvenli şekilde oturur