

# STRATAFIX® PDO\* (Полидиоксанон)

Монофиламентный синтетический  
рассасывающийся шовный материал с  
насечками для безузловой фиксации тканей



# STRATAFIX® PDO (Полидиоксанон)

STRATAFIX® – инновационный шовный материал с насечками для безузловоего сопоставления тканей

## Надежность

Насечки, расположенные по длине всей нити, являются дополнительными точками фиксации в тканях, что обеспечивает непревзойденную прочность и надежность шва без осложнений, связанных с наличием узлов.<sup>43</sup>

## Равномерное натяжение

STRATAFIX® обеспечивает равномерное контролируемое натяжение и аппроксимацию во время закрытия раны, что способствует хорошей регенерации тканей благодаря оптимальному кровоснабжению.

## Быстрее без узлов

Благодаря насечкам, которые обеспечивают дополнительные точки фиксации, STRATAFIX® позволяет осуществить закрытие раны значительно быстрее, чем при наложении узлового или непрерывного шва традиционным шовным материалом.

## Две конфигурации для соответствия выбранной технике

STRATAFIX® доступен в двух конфигурациях: однонаправленный и двунаправленный дизайн.




Однонаправленный дизайн имеет регулируемую петлю на конце для быстрой и удобной фиксации без применения узла.

Двунаправленный дизайн позволяет регулировать натяжение в тканях от середины раны для контроля закрытия обширных, изогнутых или нестандартных разрезов, а также анастомозов. Двунаправленный дизайн особенно эффективен для двурядного закрытия раны.

Срок полной абсорбции 180 дней.

| Нить 4/0 и тоньше |                      | Нить 3/0 и толще |                      |
|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Срок имплантации  | Остаточная прочность | Срок имплантации | Остаточная прочность |
| 2 недели          | 67%                  | 4 недели         | 80%                  |
| 4 недели          | 50%                  | 6 недель         | 40-70%               |
| 6 недель          | 37%                  |                  |                      |

## КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

| Длина и описание иглы                                                                                        | Длина нити, см | Толщина нити* |           |           |          |            |            | Кол-во в коробке |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|------------|------------|------------------|
|                                                                                                              |                | 1 (M4)        | 0 (M3,5)  | 2-0 (M3)  | 3-0 (M2) | 4-0 (M1,5) | 5-0 (M0,7) |                  |
| ⦿ <b>CT-3</b> (22 мм)<br>   | 14x14          |               | SXPD2B404 |           |          |            |            | 12               |
| ⦿ <b>SH</b> (26 мм)<br>     | 10x10          |               |           | SXPD2B413 |          |            |            | 12               |
|                                                                                                              | 14x14          |               |           | SXPD2B414 |          |            |            | 12               |
| ⦿ <b>MH</b> (36 мм)<br>     | 7x7            |               |           | SXPD2B406 |          |            |            | 12               |
|                                                                                                              | 14x14          |               | SXPD2B409 | SXPD2B407 |          |            |            | 12               |
|                                                                                                              | 24x24          |               |           | SXPD2B408 |          |            |            | 12               |
| ⦿ <b>CT-1</b> (36 мм)<br>  | 20             |               |           | SXPD1B400 |          |            |            | 12               |
|                                                                                                              | 30             |               |           | SXPD1B401 |          |            |            | 12               |
| ⦿ <b>CT-1</b> (36 мм)<br> | 14x14          | SXPD2B401     |           |           |          |            |            | 12               |
| ⦿ <b>MO-4</b> (36 мм)<br> | 36x36          | SXPD2B400     |           |           |          |            |            | 12               |
| ⦿ <b>CTX</b> (48 мм)<br>  | 36x36          | SXPD2B405     |           |           |          |            |            | 12               |

## КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ




| Длина и описание иглы                                                                                        | Длина нити, см | Толщина нити* |          |          |          |            |            | Кол-во в коробке |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------------|
|                                                                                                              |                | 1 (M4)        | 0 (M3,5) | 2-0 (M3) | 3-0 (M2) | 4-0 (M1,5) | 5-0 (M0,7) |                  |
| ▼ <b>V-4</b> (17 мм)<br>  | 24x24          |               |          |          |          | SXPD2B426  |            | 12               |
| ▼ <b>V-26</b> (26 мм)<br> | 14x14          |               |          |          |          | SXPD2B425  |            | 12               |
|                                                                                                              | 24x24          |               |          |          |          | SXPD2B424  |            | 12               |

\*размер соответствует прочности нити

## ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

| Длина и описание иглы                                                                               | Длина нити, см | Толщина нити* |          |           |           |            |            | Кол-во в коробке |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------------|
|                                                                                                     |                | 1 (M4)        | 0 (M3,5) | 2-0 (M3)  | 3-0 (M2)  | 4-0 (M1,5) | 5-0 (M0,7) |                  |
| ▼ PS-1 (24 мм)<br> | 45             |               |          |           | SXPD1B100 | SXPD1B101  |            | 12               |
| ▼ FS-2 (19 мм)<br> | 7x7            |               |          |           |           | SXPD2B422  | SXPD2B421  | 12               |
|                                                                                                     | 14x14          |               |          |           |           | SXPD2B423  |            | 12               |
| ▼ FS (26 мм)<br>   | 14x14          |               |          | SXPD2B418 | SXPD2B417 |            |            | 12               |
|                                                                                                     | 24x24          |               |          | SXPD2B420 |           |            |            | 12               |

## ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

| Длина и описание иглы                                                                                 | Длина нити, см | Толщина нити* |           |          |          |            |            | Кол-во в коробке |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|----------|----------|------------|------------|------------------|
|                                                                                                       |                | 1 (M4)        | 0 (M3,5)  | 2-0 (M3) | 3-0 (M2) | 4-0 (M1,5) | 5-0 (M0,7) |                  |
| ▼ CP-2 (26 мм)<br> | 75             | SXPD2B416     | SXPD2B415 |          |          |            |            | 12               |
| ▼ OS-6 (36 мм)<br> | 24x24          | SXPD2B200     |           |          |          |            |            | 12               |
|                                                                                                       | 30x30          | SXPD2B201     |           |          |          |            |            | 12               |
| ▼ CP-2 (26 мм)<br> | 36x36          | SXPD2B202     |           |          |          |            |            | 12               |

\*размер соответствует прочности нити