

Haftelast® безлатексный*

Когезивный (самосцепляющийся) бинт, повторяющий контуры тела



Когезивный (самосцепляющийся): фиксация и перевязка

Haftelast безлатексный* — универсальный бинт, используется для тонких нескользких повязок в клинической и амбулаторной практике. Самофиксирующийся бинт имеет преимущества за счёт своих улучшенных свойств, например в отношении поддержки и разгрузки суставов. Подходит для надёжной и долговечной фиксации гипса и синтетических шин, или для компрессии.

Бинт легко разворачивается, быстро и просто накладывается. Синтетическое покрытие

позволяет турам бинта сцепляться друг с другом, оставляя конечность подвижной. Даже после долгого использования бинт легко снимается.

Мягкий материал легок в использовании и обеспечивает удобство при ношении. Качественные кромки препятствуют осыпанию бинтов по краям. Бинт Haftelast не содержит латекс, оптимален для кожи, подходит для людей с аллергией на латекс.

* Без натурального каучукового латекса

Области применения

- фиксация (например, повязок на рану, подкладочного материала, шин и канюль)
- поддержка и разгрузка суставов
- компрессия

Рекомендуемые комбинации

Фиксация гипса и синтетических шин, например Cellacast Splint

Свойства

- эластичность в продольном направлении
- когезивность (самофиксация)
- не содержит натуральный латекс
- воздухопроницаемость
- мягкий материал, легко придавать форму
- лёгкость в использовании
- надёжно остаётся на своём месте
- с кромками



Haftelast® безлатексный

Ширина (см)	КОД	Единицы отгрузки (шт.)
4 м (длина в растянутом виде), в индивидуальной упаковке в складной коробке, цвет бежевый		
4	30 820	1 / 120
6	30 821	1 / 100
8	30 822	1 / 120
10	30 823	1 / 120
12	30 824	1 / 100
20 м (длина в растянутом виде), в индивидуальной упаковке в складной коробке, цвет бежевый		
6	30 825	1 / 18
8	30 826	1 / 18
10	30 827	1 / 18
12	30 828	1 / 18
20 м (длина в растянутом виде), в индивидуальной упаковке в складной коробке, цвет синий		
6	30 829	1 / 18
8	30 830	1 / 18
20 м (длина в растянутом виде), в индивидуальной упаковке в складной коробке, цвет красный		
6	30 831	1 / 18
8	30 832	1 / 18
20 м (длина в растянутом виде), в индивидуальной упаковке в складной коробке, цвет желтый		
6	30 833	1 / 18
8	30 834	1 / 18
20 м (длина в растянутом виде), упаковано по 6 шт. в картонной коробке, цвет синий		
6	30 835	6 / 24
8	30 836	6 / 24
20 м (длина в растянутом виде), упаковано по 6 шт. в картонной коробке, цвет красный		
6	30 837	6 / 24
8	30 838	6 / 24
20 м (длина в растянутом виде), упаковано по 6 шт. в картонной коробке, цвет желтый		
6	30 839	6 / 24
8	30 840	6 / 24



ООО «НДА ДЕЛОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»
190121, Санкт-Петербург, ул.Перевозная, д.6 (Матисов остров)
Тел./факс: (812) 714-06-14 (многоканальный)
Электронная почта: nda@nda.ru



ООО «Фирма Финко»
127083, г. Москва,
Ул. 4-я Магистральная, д. 5, стр. 5, офис 406
Тел./факс: +7 (495) 640-34-55
Электронная почта: info@finco-med.com · www.fincomed.com