

ТАМПОНЫ ДЛЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ СЕПАК ТОПТЕКС ЛАЙТ

Прошитые, предварительно выстиранные для придания мягкости материалу и увеличения гигроскопичности.

КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО В УПАК.	
10921 10916	Нестерильные ТОПТЕКС ЛАЙТ 4-слойн. 8 x 90 см, белые, с р/к пластиной, с петлей 30 см	100 шт./компл.	
	4-слойн. 8 x 90 см, зеленые, с р/к пластиной, с петлей 30 см	100 шт./компл.	
15010 15009	Стерильные ТОПТЕКС ЛАЙТ 4-слойн. 8 x 90 см, белые, с р/к пластиной, с петлей 30 см	2 шт./компл.	
	4-слойн. 8 x 90 см, зеленые, с р/к пластиной, с петлей 30 см	2 шт./компл.	
10922 10917	Нестерильные ТОПТЕКС ЛАЙТ 4-слойн. 20 x 30 см, белые, с р/к пластиной, с петлей 30 см	80 шт./компл.	
	4-слойн. 20 x 30 см, зеленые, с р/к пластиной, с петлей 30 см	80 шт./компл.	
15011 15007 15017 15005	Стерильные ТОПТЕКС ЛАЙТ 4-слойн. 20 x 30 см, белые, с р/к пластиной, с петлей 30 см	2 шт./компл.	
	4-слойн. 20 x 30 см, белые, с р/к пластиной, с петлей 30 см	5 шт./компл.	
	4-слойн. 20 x 30 см, зеленые, с р/к пластиной, с петлей 30 см	2 шт./компл.	
	4-слойн. 20 x 30 см, зеленые, с р/к пластиной, с петлей 30 см	5 шт./компл.	
10923 10918 10915 10924 10919	Нестерильные ТОПТЕКС ЛАЙТ 4-слойн. 40 x 40 см, белые, с р/к пластиной, с петлей 30 см	90 шт./компл.	
	4-слойн. 40 x 40 см, зеленые, с р/к пластиной, с петлей 30 см	90 шт./компл.	
	4-слойн. 40 x 40 см, синие, с р/к пластиной, с петлей 30 см	90 шт./компл.	
	6-слойн. 40 x 40 см, белые, с р/к пластиной, с петлей 30 см	75 шт./компл.	
	6-слойн. 40 x 40 см, зеленые, с р/к пластиной, с петлей 30 см	75 шт./компл.	
	15004 15001 15012 15003 15006 15002 15008 15000 15016 15015	Стерильные ТОПТЕКС ЛАЙТ 4-слойн. 40 x 40 см, белые, с р/к пластиной, с петлей 30 см	2 шт./компл.
		4-слойн. 40 x 40 см, белые, с р/к пластиной, с петлей 30 см	5 шт./компл.
		6-слойн. 40 x 40 см, белые, с р/к пластиной, с петлей 30 см	2 шт./компл.
		6-слойн. 40 x 40 см, белые, с р/к пластиной, с петлей 30 см	5 шт./компл.
		4-слойн. 40 x 40 см, зеленые, с р/к пластиной, с петлей 30 см	2 шт./компл.
4-слойн. 40 x 40 см, зеленые, с р/к пластиной, с петлей 30 см		5 шт./компл.	
6-слойн. 40 x 40 см, зеленые, с р/к пластиной, с петлей 30 см		2 шт./компл.	
6-слойн. 40 x 40 см, зеленые, с р/к пластиной, с петлей 30 см		5 шт./компл.	
10925 10920	Нестерильные ТОПТЕКС ЛАЙТ 4-слойн. 50 x 60 см, белые, с р/к пластиной, с петлей 30 см	60 шт./компл.	
	4-слойн. 50 x 60 см, зеленые, с р/к пластиной, с петлей 30 см	60 шт./компл.	
15014 15013 15018	Стерильные ТОПТЕКС ЛАЙТ 4-слойн. 50 x 60 см, белые, с р/к пластиной, с петлей 30 см	2 шт./компл.	
	4-слойн. 50 x 60 см, зеленые, с р/к пластиной, с петлей 30 см	2 шт./компл.	
	6-слойн. 50 x 60 см, зеленые, с р/к пластиной, с петлей 30 см	2 шт./компл.	

МАРЛЕВЫЕ ТУРУНДЫ ГАЗИН С ТКАНОЙ КРОМКОЙ

Благодаря особому плетению края турунды не осыпаются.

13470 13471 13473	Газин турунда 1 см x 5 м в пластик. диспенсере, 1-слойные, стерильные
	Газин турунда 2 см x 5 м в пластик. диспенсере, 1-слойные, стерильные
	Газин турунда 5 см x 5 м в пластик. диспенсере, 1-слойные, стерильные

МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ ГАЗИН

17002	Газин марля, плотность марли 20 нитей/см ² , ширина 80 см, длина 40 м, 4-слойное сложение	5 шт.
-------	--	-------

«НДА ДЕЛОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»
190121, Санкт-Петербург,
Английский пр., 44

Тел./факс (многоканальный) (812) 714-0614
e-mail: nda@nda.ru
www.nda.ru

LOHMANN & RAUSCHER






ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ МАРЛИ



- **САЛФЕТКИ МАРЛЕВЫЕ** для тампонирования и обработки ран, как компресс на рану. Изготовлены из высококачественной марли с подвернутой кромкой, при разворачивании края салфетки не осыпаются; плотность марли 17 нитей/см².
- **ШАРИКИ МАРЛЕВЫЕ** для остановки кровотечения, очищения ран и обработки операционного поля; плотность марли 20 нитей/см².
- **ТАМПОНЫ ДЛЯ ПРЕПАРИРОВАНИЯ** для выделения тканей, диссекции анатомических структур, плотноскрученные; плотность марли 24 нити/см².
- **ТАМПОНЫ ДЛЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ** для механической остановки кровотечения, для ограничения зоны операции, защиты внутренних органов и впитывания биологических жидкостей, для лапароскопической и открытой хирургии; плотность марли 20 нитей/см².
- **ТУРУНДЫ МАРЛЕВЫЕ** для тампонирования небольших раневых полостей; плотность марли 20 нитей/см².
- **ОТРЕЗ МАРЛЕВЫЙ** для изготовления индивидуального перевязочного материала; плотность марли 20 нитей/см².



САЛФЕТКИ ГАЗИН И СЕТПАК

	КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО В УПАК.	
	18500	Нестерильные ГАЗИН Салфетки 8-слойн. 5 x 5 см	100 шт./уп.	
	18501	Салфетки 12-слойн. 5 x 5 см	100 шт./уп.	
	18502	Салфетки 16-слойн. 5 x 5 см	100 шт./уп.	
	10972	Салфетки 16-слойн. 5 x 5 см, с р/к* нитью	100 шт./уп.	
	15110 15117	Стерильные СЕТПАК Салфетки 16-слойн. 5 x 5 см, с р/к нитью Салфетки 16-слойн. 5 x 5 см, с р/к нитью	10 шт./компл. 20 шт./компл.	
	18503	Нестерильные ГАЗИН Салфетки 8-слойн. 7,5 x 7,5 см	100 шт./уп.	
	18504	Салфетки 12-слойн. 7,5 x 7,5 см	100 шт./уп.	
	18505	Салфетки 16-слойн. 7,5 x 7,5 см	100 шт./уп.	
	18511	Салфетки 12-слойн. 7,5 x 7,5 см, с р/к нитью	100 шт./уп.	
	18512	Салфетки 16-слойн. 7,5 x 7,5 см, с р/к нитью	100 шт./уп.	
	15114 15106 15119 15118	Стерильные СЕТПАК Салфетки 12-слойн. 7,5 x 7,5 см, с р/к нитью Салфетки 16-слойн. 7,5 x 7,5 см, с р/к нитью Салфетки 12-слойн. 7,5 x 7,5 см, с р/к нитью Салфетки 16-слойн. 7,5 x 7,5 см, с р/к нитью	10 шт./компл. 10 шт./компл. 20 шт./компл. 20 шт./компл.	
		18506	Нестерильные ГАЗИН Салфетки 8-слойн. 10 x 10 см	100 шт./уп.
		18507	Салфетки 12-слойн. 10 x 10 см	100 шт./уп.
		18508	Салфетки 16-слойн. 10 x 10 см	100 шт./уп.
		10942	Салфетки 32-слойн. 10 x 10 см	50 шт./уп.
10947		Салфетки 8-слойн. 10 x 10 см, с р/к нитью	100 шт./уп.	
18514		Салфетки 12-слойн. 10 x 10 см, с р/к нитью	100 шт./уп.	
18515		Салфетки 16-слойн. 10 x 10 см, с р/к нитью	100 шт./уп.	
10943		Салфетки 32-слойн. 10 x 10 см, с р/к нитью	50 шт./уп.	
15100 15101 15104 15103 15105		Стерильные СЕТПАК Салфетки 12-слойн. 10 x 10 см, с р/к нитью Салфетки 16-слойн. 10 x 10 см, с р/к нитью Салфетки 32-слойн. 10 x 10 см, с р/к нитью Салфетки 12-слойн. 10 x 10 см, с р/к нитью Салфетки 16-слойн. 10 x 10 см, с р/к нитью	10 шт./компл. 10 шт./компл. 10 шт./компл. 20 шт./компл. 20 шт./компл.	
		18509	Нестерильные ГАЗИН Салфетки 12-слойн. 10 x 12,5 см	100 шт./уп.
		10956	Салфетки 16-слойн. 10 x 12,5 см	100 шт./уп.
		18516	Салфетки 12-слойн. 10 x 12,5 см, с р/к нитью	100 шт./уп.
		10957	Салфетки 16-слойн. 10 x 12,5 см, с р/к нитью	100 шт./уп.
		15116 15111 15109 15112	Стерильные СЕТПАК Салфетки 12-слойн. 10 x 12,5 см, с р/к нитью Салфетки 16-слойн. 10 x 12,5 см, с р/к нитью Салфетки 12-слойн. 10 x 12,5 см, с р/к нитью Салфетки 16-слойн. 10 x 12,5 см, с р/к нитью	10 шт./компл. 10 шт./компл. 20 шт./компл. 20 шт./компл.
		18510	Нестерильные ГАЗИН Салфетки 12-слойн. 10 x 20 см	100 шт./уп.
	18517	Салфетки 12-слойн. 10 x 20 см, с р/к нитью	100 шт./уп.	
	10943	Салфетки 32-слойн. 10 x 10 см, с р/к нитью	50 шт./уп.	
	10943	Салфетки 32-слойн. 10 x 10 см, с р/к нитью	50 шт./уп.	
	15108	Стерильные СЕТПАК Салфетки 12-слойн. 10 x 20 см, с р/к нитью	20 шт./компл.	

* р/к – рентгеноконтрастный



ШАРИКИ ГАЗИН И СЕТПАК

	КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО В УПАК.
	15175	Нестерильные ГАЗИН Шарики с грецкий орех	1000 шт./уп.
	15183	Шарики с грецкий орех, с р/к нитью	1000 шт./уп.
	22801	Стерильные СЕТПАК Шарики с грецкий орех, с р/к нитью	10 шт./компл.
	15176 15184	Нестерильные ГАЗИН Шарики со сливу Шарики со сливу, с р/к нитью	1000 шт./уп. 1000 шт./уп.
	22802 22805 22808	Стерильные СЕТПАК Шарики со сливу, с р/к нитью Шарики со сливу, с р/к нитью Шарики со сливу, с р/к нитью	10 шт./компл. 15 шт./компл. 20 шт./компл.
		15177 15185	Нестерильные ГАЗИН Шарики с яйцо Шарики с яйцо, с р/к нитью
22806 22809		Стерильные СЕТПАК Шарики с яйцо, с р/к нитью Шарики с яйцо, с р/к нитью	15 шт./компл. 20 шт./компл.
	15179 15186	Нестерильные ГАЗИН Шарики экстрабольшие Шарики экстрабольшие, с р/к нитью	500 шт./уп. 500 шт./уп.
	22804 22807 22810	Стерильные СЕТПАК Шарики экстрабольшие, с р/к нитью Шарики экстрабольшие, с р/к нитью Шарики экстрабольшие, с р/к нитью	10 шт./компл. 15 шт./компл. 20 шт./компл.
		15180 15223	Нестерильные ГАЗИН Шарики с кулак Шарики с кулак, с р/к нитью
22800		Стерильные СЕТПАК Шарики с кулак, с р/к нитью	5 шт./компл.
ТАМПОНЫ ДЛЯ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ГАЗИН И СЕТПАК			
	15155	Нестерильные ГАЗИН Тампоны для препарирования, малые, с р/к нитью	1000 шт./уп.
	12780 12783	Стерильные СЕТПАК Тампоны для препарирования, малые, с р/к нитью Тампоны для препарирования, малые, с р/к нитью	10 шт./уп. 20 шт./уп.
	15156	Нестерильные ГАЗИН Тампоны для препарирования, средние, с р/к нитью	1000 шт./уп.
	12781 12784	Стерильные СЕТПАК Тампоны для препарирования, средние, с р/к нитью Тампоны для препарирования, средние, с р/к нитью	10 шт./уп. 20 шт./уп.
	15157	Нестерильные ГАЗИН Тампоны для препарирования, большие, с р/к нитью	500 шт./уп.
	12782 12785	Стерильные СЕТПАК Тампоны для препарирования, большие, с р/к нитью Тампоны для препарирования, большие, с р/к нитью	10 шт./уп. 20 шт./уп.