

Mollelast®

Эластичный бинт, повторяющий контуры тела



Для всех типов фиксирующих повязок

Комфортная и эластичная текстурированная поверхность для всех типов фиксации. При бинтовании Mollelast накладывается равномерно, надежно фиксирует перевязочные средства, не перетягивая их, особенно на конечностях и в области суставов. Эластичные фиксирующие бинты используются, главным образом, для фиксации перевязочных средств

и раневых повязок. Это изделие может также использоваться для слабой компрессии, главным образом, для повязок на пальцах рук и ног в лимфологии. Благодаря специальной технологии производства, этот бинт хорошо держится, пропускает воздух, легок в использовании и удобен при ношении.

Области применения

- иммобилизация конечностей
- фиксация перевязочных средств
- компрессия

Рекомендуемые комбинации

Фиксация гипса и синтетических шин, например Cellacast Splint

На заметку

- стерилизуется паром (134 °C)

Свойства

- растяжимость в продольном направлении (около 100 %)
- воздухопроницаем и текстурирован
- при бинтовании накладывается равномерно
- надёжная фиксация на конечностях и в области суставов
- имеет кромки
- белый

Состав изделия

56 % вискозы, 44 % полиамида.



Lohmann & Rauscher

Mollelast®

4 м (длина в растянутом виде)

Ширина (см)	КОД	Единицы отгрузки (шт.)
индивидуальная п/э упаковка		
4	14 410	20 / 520
6	14 411	20 / 360
8	14 412	20 / 500
10	14 413	20 / 360
12	14 414	20 / 320
упаковано в картонную коробку без индивидуальной упаковки		
4	19 410	20 / 520
6	19 411	20 / 360
8	19 412	20 / 500
10	19 413	20 / 360
12	19 414	20 / 320
упаковано в картонную коробку без индивидуальной упаковки		
6	19 427	100 / 400
8	19 428	100 / 400
10	19 429	100 / 300



ООО «НДА ДЕЛОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»
190121, Санкт-Петербург, ул.Перевозная, д.6 (Матисов остров)
Тел./факс: (812) 714-06-14 (многоканальный)
Электронная почта: nda@nda.ru



ООО «Фирма Финко»
127083, г. Москва,
Ул. 4-я Магистральная, д. 5, стр. 5, офис 406
Тел./факс: +7 (495) 640-34-55
Электронная почта: info@finco-med.com · www.fincomed.com