

Mollelast® haft, Mollelast® haft color, Mollelast® haft безлатексный

Когезивный (самосцепляющийся) бинт, повторяющий контуры тела, с растяжимостью в двух направлениях



Качественная кромка

Когезивный (самосцепляющийся) бинт, с растяжимостью в двух направлениях, может увеличиваться в размере, при этом туры бинта прочно сцепляются друг с другом, не приклеиваясь к коже или волосам. Mollelast haft, растягиваясь в продольном и поперечном направлении, при бинтовании хорошо прилегает. Поэтому данный бинт можно эффективно использовать на конечностях. Превосходное сцепление туров бинта надёжно фиксирует перевязочные средства, даже в области суставов. Это изделие также очень надёжно во время движения: не перетягивает и не сползает.

Отличные когезивные свойства обеспечиваются микропокрытием. Кромки обеспечивают лёгкость наложения и предотвращают осыпание. Тонкий трикотажный материал очень хорошо пропускает воздух и приятен для кожи. Бинт рекомендован для фиксации повязок, канюль и синтетических шин (таких как Cellacast Splint), а также для поддержки в случае незначительных спортивных травм.

Mollelast haft производится в разных цветах, а также в безлатексном исполнении — с синтетическим микропокрытием (без натурального каучукового латекса). Проверенные на практике преимущества Mollelast haft безлатексного гарантируют благоприятный для кожи бинт, повторяющий контуры тела.

Области применения

- иммобилизация конечностей
- фиксация повязок и канюль
- компрессия

Рекомендуемые комбинации

Фиксация гипса и синтетических шин, например Cellacast Splint

Свойства

- продольное растяжение
- поперечное растяжение
- когезивность благодаря частицам латекса
- воздухопроницаемость
- удобен при ношении
- туры бинта надёжно остаются на своём месте
- экономное использование материалов
- качественные кромки

Mollelast® haft

упаковано индивидуально в картонной коробке, цвет белый

Ширина (см)	КОД	Единицы отгрузки (шт.)
4 м (длина в растянутом виде)		
4	30 063	1 / 120
6	30 064	1 / 100
8	30 065	1 / 120
10	30 066	1 / 120
12	30 067	1 / 100
20 м (длина в растянутом виде)		
4	30 068	1 / 18
6	30 069	1 / 18
8	30 070	1 / 18
10	30 071	1 / 18
12	30 072	1 / 18

Mollelast® haft color

20 м (длина в растянутом виде), упаковано индивидуально в картонной коробке

Ширина (см)	КОД	Единицы отгрузки (шт.)
красный		
6	30 073	1 / 18
8	30 074	1 / 18
10	30 075	1 / 18
синий		
6	30 076	1 / 18
8	30 077	1 / 18
10	30 078	1 / 18

Mollelast® haft безлатексный*

белый, упаковано индивидуально

Ширина (см)	КОД	Единицы отгрузки (шт.)
4 м (длина в растянутом виде)		
4	89 590	1 / 120
6	89 591	1 / 100
8	89 592	1 / 120
10	89 593	1 / 120
12	89 594	1 / 100
20 м (длина в растянутом виде)		
4	89 595	1 / 18
6	89 596	1 / 18
8	89 597	1 / 18
10	89 598	1 / 18
12	89 599	1 / 18

*в России не представлен



ООО «НДА ДЕЛОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»
190121, Санкт-Петербург, ул.Перевозная, д.6 (Матисов остров)
Тел./факс: (812) 714-06-14 (многоканальный)
Электронная почта: nda@nda.ru



ООО «Фирма Финко»
127083, г. Москва,
Ул. 4-я Магистральная, д. 5, стр. 5, офис 406
Тел./факс: +7 (495) 640-34-55
Электронная почта: info@finco-med.com · www.fincomed.com