



ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ

Каталог продукции



HEALTHCARE
MADE IN USA
DISTRIBUTED IN CANADA
TORONTO ONTARIO

АНЕСТЕЗИЯ	5
Дыхательные контуры взрослые	8
Дыхательные контуры детские	12
Дыхательные контуры неонатальные	13
Дыхательные контуры Мейплсона - Бейна.....	14
Дыхательные контуры коаксиальные	16
Принадлежности	18
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ВЗРОСЛАЯ	21
Дыхательные контуры взрослые стандартные	22
Дыхательный контур стандартный взрослый с 1 влагосборником.....	24
Дыхательный контур стандартный взрослый с 2 влагосборниками.....	25
Дыхательные контуры ПВХ термоизолированные с гладким каналом	27
Дыхательные контуры взрослые с обогревом.....	28
Адаптеры для проводов обогрева.....	31
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ДЕТСКАЯ/НЕОНАТАЛЬНАЯ	33
Дыхательные контуры детские стандартные	34
Дыхательные контуры детские с влагосборниками.....	34
Дыхательные контуры детские с обогревом	35
Дыхательные контуры неонатальные с влагосборниками	35
Дыхательные контуры неонатальные с обогревом	36
Адаптеры для проводов обогрева.....	37
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ДЛЯ ДОМАШНИХ, АВТОМОБИЛЬНЫХ, ПОРТАТИВНЫХ И НЕИВАЗИВНЫХ АППАРАТОВ ИВЛ	39
ТРУБКИ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ	43
Взрослые.....	44
Автоклавируемые из полиэстера (Hytrel*).....	45
Детские и неонатальные	45
КОННЕКТОРЫ ГИБКИЕ	47
ПВХ	49
Полипропиленовые (растяжимые)	51
Полиэтиленовые	52
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АНАСТЕЗИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ	53
ИНДЕКСНЫЕ УКАЗАТЕЛИ	57

Компания Medtronic – мировой лидер в производстве медицинского оборудования и материалов, рентгеноконтрастных веществ, фармацевтической и другой продукции для здравоохранения.

Наша цель заключается в создании и внедрении в систему здравоохранения инновационных решений, разработанных в сотрудничестве с медицинскими специалистами. Наша продукция помогает медицинским специалистам повышать качество лечения пациентов.

За десятилетия наши торговые марки стали определяющими в своих областях здравоохранения, и сегодня мы поддерживаем работу медицинских специалистов в более чем 130 странах мира.

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ DAR

Под торговой маркой DAR компания Medtronic предлагает полный диапазон дыхательных контуров и других принадлежностей для ИВЛ в операционных, палатах пробуждения, палатах интенсивной терапии и при нахождении пациента в домашних условиях. Контур Dar помогают практикующим врачам достичь высоких результатов в применении различных дыхательных техник, требуемых в конкретных специфических условиях.

Одноразовые дыхательные контуры DAR удовлетворяют всем требованиям медицинского персонала и пациентов. Некоторые системы не имеют аналогов и являются эксклюзивной продукцией DAR, например, контуры со встроенным проводом обогрева или коаксиальный контур DAR 3-в-1 для анестезии.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Дыхательные контуры DAR выпускаются трех различных диаметров:

- Взрослые (ø 22 мм)
- Детские (ø 15 мм)
- Неонатальные (ø 10 мм)

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАС

Благодаря великолепной конструкции и высоким стандартам контроля качества, наши расходные материалы для искусственной вентиляции легких сочетают в себе инновационные и эффективные решения с исключительной надежностью.

Процесс контроля качества продуктов DAR включает в себя всесторонний контроль на каждом этапе производства.

Производство осуществляется в помещениях со строго контролируруемыми условиями стерильности.

Помимо контроля используемых материалов на всех этапах производства, все продукты проходят испытание под давлением 100 см H₂O для обнаружения возможных утечек и слабых мест.

Продукты имеют маркировку CE в соответствии с Европейской Директивой для медицинских устройств (MDD 93/42/EEC) и производятся в соответствии с ISO 13485.

Вся продукция DAR совместима с другими товарными группами компании Medtronic, в частности, с эндотрахеальными трубками Mallinckrodt, трахеостомическими трубками Shiley, продуктами для кислородной терапии Mallinckrodt, аппаратами ИВЛ Puritan Bennett, в совокупности делая продукцию Medtronic полноценным комплексом для решения всех задач искусственной вентиляции легких.



АНЕСТЕЗИЯ

Анестезиологические системы

Компания Medtronic предлагает широкий спектр дыхательных контуров для анестезии, позволяющих решать любые повседневные задачи в операционных и палатах пробуждения.


Базовые дыхательные контуры подходят для использования с большинством вентиляторов или систем адсорбции углекислого газа и в нескольких вариантах конфигурации контуров Мейпелсона.

Контуры доступны во взрослом, детском и неонатальном размерах.

Возможна поставка нестандартных конфигураций дыхательных систем по желанию заказчика.

По просьбам заказчиков компания Medtronic начала производство контуров многоразового использования. Данные контуры можно использовать до семи суток и для нескольких пациентов, при условии замены дыхательного фильтра для каждого нового пациента. Такие контуры имеют обозначения "R" или "NP" в коде продукта

Все изделия не содержат латекса.




ПВХ



Полиэтилен



Полипропилен



Автоклавируемые шланги из полиэстера (Hytrel*)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- ПВХ гладкоствольные (высокое механическое сопротивление и низкая податливость)
- Растяжимые из полипропилена (требуют минимального места для хранения)
- Полиэтиленовые (малый вес и низкая стоимость)
- Автоклавируемые трубки из полиэстера (Hytrel*)

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ИЗ ПВХ С ГЛАДКИМ КАНАЛОМ

Дыхательные контуры DAR с гладким каналом обеспечивают оптимальные функции вентиляции благодаря следующим достоинствам:

- Полностью прозрачная трубка обеспечивает постоянный контроль состояния контура
- Гладкая внутренняя поверхность обеспечивает отвод конденсата, уменьшая опасность размножения бактерий
- Армирующая внешняя спираль сохраняет постоянным диаметр трубки даже при изгибе
- Гибкая и прочная трубка уменьшает опасность нарушения процесса вентиляции
- Трубка обладает очень низкой податливостью
- Мягкие коннекторы, защищенные от утечки, гарантируют прочное соединение
- Контур одноразовый

РАСТЯЖИМЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

- Полипропиленовые растяжимые дыхательные контуры могут быть растянуты до трех раз от их длины в упакованном виде. Это решает проблему хранения - даже контуры большой длины требуют малого пространства для хранения
- Свойство "памяти": после растяжения до нужного размера, дыхательный контур сохраняет установленный размер, уменьшая нагрузку на эндотрахеальную трубку
- Выпускаются только во взрослом размере (диаметр 22 мм)

ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ

- Малый вес и низкая цена
- Коннекторы впаяны непосредственно в трубку для обеспечения их непроницаемости и предотвращения утечки дыхательной смеси
- Выпускаются также в рулонах по 50 м
- Для использования в качестве газоотводной трубки выпускаются контуры, окрашенные в синий цвет
- Выпускаются стерильными или клинически чистыми


АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ ШЛАНГИ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА (HYTREL)

Автоклавируемые контуры DAR Hytrel* представляют идеальную альтернативу многократным контурам из резины и силикона.

- Гладкий канал, предотвращающий накопление конденсата
- Внешняя армирующая спираль обеспечивает гибкость и предотвращает перегиб
- Гибкие коннекторы, приваренные к трубке, исключают угрозу случайного отсоединения
- В отличие от систем из силикона, контуры Hytrel* непроницаемы для газов, прозрачны и имеют малый вес
- Могут быть стерилизованы паром без разрушения при температуре 121-123°C до 20 раз

Дыхательные контуры для анестезии взрослые
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ПВХ С ГЛАДКИМ КАНАЛОМ ВЗРОСЛЫЕ

300/6043



Код	Описание	Стер	Примечания
300/6043	150 см	■	
300/6044	180 см	■	
301/6130	180 см, порты с крышкой на Y-обр. тройнике	■	
301/6326	150 см, порты на Y-обр. тройнике	■	










Количество в коробке: 10

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ПВХ С ГЛАДКИМ КАНАЛОМ ВЗРОСЛЫЕ
С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

300/6365



Код	Описание	Стер	Примечания
300/6365	Дыхательный контур ПВХ 120 см, доп. шланг 60 см	■	Рез. мешок 2 л


ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ

300S14269	180 см, доп. шланг 120 см, угловой разъем с капнографическим портом	■	Рез. мешок 2 л
-----------	---	---	----------------

Количество в коробке: 10

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТЯЖИМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ

300/13316




Код	Описание	Стер.	Примечания
300/13316	Дыхательный контур полипропиленовый растяжимый, 60/180 см		
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
300/13315	60/180 см, угловой разъем с капнографическим портом на Y-обр. тройнике		



Количество в коробке: 10

300/13330




Код	Описание	Стер.	Примечания
300/13330	Дыхательный контур полипропиленовый растяжимый 60/180 см, доп. шланг 45/120 см, угловой разъем с капнографическим портом на Y-обр. тройнике		Рез. мешок 2 л

Количество в коробке: 10


ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ

300NP14344




Код	Описание	Стер.	Примечания
300NP14344	Дыхательный контур полиэтилен., 150 см, без портов, крышка на Y-обр. тройнике		
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
300NP14345	190 см		
Количество в коробке: 10			

300NP14348



Код	Описание	Стер.	Примечания
300NP14348	190 см, угловой разъем с капнографическим портом на Y-обр. тройнике		
Количество в коробке: 10			


301NP14321



Код	Описание	Стер.	Примечания
301NP14321	150 см, порты и крышка на Y-обр. тройнике		
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
301NP14322	190 см		
Количество в коробке: 10			

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ


301NP14324



Код	Описание	Стер.	Примечания
301NP14324	Дыхательный контур полиэтиленовый 150 см, порты на Y-обр. тройнике, угловой разъем с капнографическим портом и крышкой на Y-обр. тройнике		
301NP14326	240 см		Многоразовый

Количество в коробке: 10

301NP14330




Код	Описание	Стер.	Примечания
301NP14330	Дыхательный контур полиэтиленовый 150 см, резервный мешок 2 л, доп. шланг 92 см, угловой разъем с капнографическим портом и крышкой на Y-обр. тройнике		Многоразовый
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
301NP14331	190 см, доп. шланг 92 см, резервный мешок 2 л		Многоразовый
301NP14332	240 см, доп. шланг 92 см, резервный мешок 2 л		Многоразовый
301NP14333	150 см, доп. шланг 92 см, резервный мешок 2 л, малый электростатический фильтр		Многоразовый
301NP14334	190 см, доп. шланг 92 см, резервный мешок 2 л, малый электростатический фильтр		Многоразовый

Количество в коробке: 10

Дыхательные контуры для анестезии детские

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ПВХ С ГЛАДКИМ КАНАЛОМ


305/6713



Код	Описание	Стер.	Примечания
305/6713	150 см	■	

Количество в коробке: 10


305/8773



Код	Описание	Стер.	Примечания
305/8773	120 см, резервный мешок 1 л, доп. шланг 120 см	■	

Количество в коробке: 10


305/8804



Код	Описание	Стер.	Примечания
305/8804	180 см, порты на Y-обр. тройнике	■	

Количество в коробке: 10

Дыхательные контуры для анестезии неонатальные

305/8173 			
Код	Описание	Стер.	Примечания
305/8173	Контур ПВХ с гладким каналом неонатальный 150 см, порты на Y-обр. тройнике	■	22 flex на стороне вентилятора
Количество в коробке: 10			

Дыхательные контуры Мейплсона-Бейна взрослые, детские, неонатальные

Наша линейка компактных одноразовых контуров Мейплсона предлагает широкий выбор открытых дыхательных контуров для анестезии.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ КЛАПАН APL

Регулируемый клапан предельного давления поддерживает постоянное давление в дыхательном контуре.

При подаче свежей дыхательной смеси с помощью ручной подкачки резервного мешка давление внутри контура возрастает, и избыточная дыхательная смесь через клапан APL выпускается в патрубок для подачи свежей дыхательной смеси, не допуская попадания внешнего воздуха в дыхательный контур в момент вдоха.

Клапан APL также предотвращает чрезмерное наполнение резервного мешка, тем самым снижая сопротивление выдоху и предотвращая повреждение дыхательных путей.

Уникальная конструкция без пружины уменьшает возможность блокировки клапана из-за механических неполадок и хорошо управляет дыхательными давлениями. Клапан оснащен скрытым магнитным устройством сброса давления для предотвращения баротравм.

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ МЕЙПЛСОНА С

Компактные и легкие контуры DAR Мейплсона С позволяют вручную управлять газовыми смесями, вследствие чего они предназначены для использования в процессе анестезии, при проведении искусственного дыхания, перевозке пациента, замене дыхательных шлангов и использовании резервного дыхательного мешка. Данные контуры могут быть представлены как альтернатива самозаполняющимся дыхательным мешкам в отделениях интенсивной терапии, восстановления и неотложной помощи.

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ МЕЙПЛСОНА D – БЕЙНА

Взрослые коаксиальные контуры для анестезии с угловым 90° коннектором на стороне пациента идеальны для пациентов как со спонтанным дыханием, так и с подключенными к аппарату ИВЛ.

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МЛАДЕНЦЕВ MAPLESON F

Контур Мейплсона F имеет малый объем мертвого пространства, так как свежая дыхательная смесь поступает непосредственно в съемный угловой 90° коннектор. Благодаря этому, контуры Мейплсона F являются наиболее предпочтительными в анестезиологических системах для детей и младенцев, давая возможность ручного управления газовыми смесями в отделениях интенсивной терапии, восстановления и неотложной помощи.

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ МЕЙПЛСОНА С, ВЗРОСЛЫЕ

309/14059

2 л

Не содержит латекса

15F 30M

180 см

15M

APL

22M/15F

15 flex 5-8 flex

15 flex 8-11 flex

15F 22F

Код	Описание	Стер.	Примечания
309/14059	Контур Мейплсона С взрослый с латеральной подачей газа, шланг 180 см, рез.мешок 2 л, угловой коннектор и клапан APL с защитой от избыточного давления	■	

Количество в коробке: 10

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ МЕЙПЛСОНА F ДЛЯ ДЕТЕЙ И НОВОРОЖДЕННЫХ

286/7660

15M

180 см

Не содержит латекса

30M

APL

22M

1/2 л

50 см

22M/15F

15 flex 5-8 flex

15 flex 8-11 flex

15F 22F

Код	Описание	Стер.	Примечания
286/7660	Контур Мейплсона F, резервный мешок 1/2 л на Т-обр. тройнике, патрубок для подачи свежей дыхательной смеси 180 см		Клапан APL с защитой от избыт. давления


Количество в коробке: 10

Дыхательные контуры коаксиальные

Коаксиальный контур 3-в-1 представляет собой дыхательный контур, в котором линии вдоха и линии мониторинга CO₂ расположены внутри канала выдоха большего диаметра. Свежая дыхательная смесь, проходя через внутренний шланг, согревается выдыхаемыми газами, выходящими через внешнюю трубку.


ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Позволяет отказаться от параллельного рукава контура, делая его менее громоздким и упрощая обслуживание
- Линия, предназначенная для мониторинга CO₂, заключена внутри внешней трубки, что дает возможность забора пробы CO₂ без дополнительной трубки
- Доступны также в качестве коаксиальных дыхательных контуров без линии мониторинга CO₂
- Могут использоваться с системами адсорбции углекислого газа
- Коаксиальные дыхательные контуры могут быть использованы в интенсивной терапии, при условии подключения теплообменника или фильтра с ТВО на стороне пациента



ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ КОАКСИАЛЬНЫЕ 3-В-1


285/25408



Код	Описание	Стер.	Примечания
285/25408	130 см, с портом давления	■	
285/25446	260 см, с портом давления	■	
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
285/25417	200 см, с портом давления	■	
Количество в коробке: 10			

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ КОАКСИАЛЬНЫЕ

285S25677



Код	Описание	Стер.	Примечания
285S25677	130 см, с портом давления	■	
285/25557	200 см, с портом давления	■	
Количество в коробке: 10			

Принадлежности - Маски анестезиологические лицевые

- Стандартные маски и маски с подкачиваемой манжетой позволяют подобрать решения для любых пациентов
- Доступны размеры от неонатального до большого взрослого
- Прозрачный корпус упрощает визуальное определение признаков жизни
- Цветовая кодировка для быстрого определения типа и размера маски
- Сверхмягкая лицевая подушка обеспечивает более плотное прилегание
- Выпускаются стерильными или клинически чистыми
- Не содержат латекса
- Индивидуальная упаковка, по 10 штук в коробке

МАСКИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИЦЕВЫЕ СТАНДАРТНЫЕ

Большая взросл. размер 5 синее кольцо  22F 8800DAR Кол-во в кор.: 10	Средняя взросл. размер 4 желтое кольцо  22F 8801DAR Кол-во в кор.: 10	Малая взросл. размер 3 белое кольцо  22F 8802 Кол-во в кор.: 10	Детская размер 2 зеленое кольцо  22F 8803 Кол-во в кор.: 10	Для младенцев размер 1  15M 8804 Кол-во в кор.: 10	Неонатальная размер 0  15M 8805 Кол-во в кор.: 10
Большая взросл. размер 5 синее кольцо  22F 8806 Кол-во в кор.: 10	Средняя взросл. размер 4 желтое кольцо  22F 8807 Кол-во в кор.: 10	Малая взросл. размер 3 белое кольцо  22F 8808 Кол-во в кор.: 10	Большая взросл. размер 5 синее кольцо стерильная  22F 8809 Кол-во в кор.: 10	Средняя взросл. размер 4 желтое кольцо стерильная  22F 8810 Кол-во в кор.: 10	

Воздуховоды орофарингеальные (типа Guedel)

Выпускаются с применением различных материалов с цветовой кодировкой или с жесткой канюлей (без цветовой кодировки)



ВОЗДУХОВОДЫ ОРОФАРИНГЕАЛЬНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

Код	Длина см	Размер	Цветовой код	Стерил.
287/7839	3	000		■
287/7838	4	00		■
287/7636	5	0		■
287/7634	7	2		■
287/7631	10	5		■
287/7843	11	6		■
287P7633SP	8	3		
287P7632SP	9	4		
287P7631SP	10	5		

Количество в коробке: 10

ВОЗДУХОВОДЫ ОРОФАРИНГЕАЛЬНЫЕ АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ

Код	Длина см	Размер	Цветовой код	Стерил.
287/25004	7	2		

Количество в коробке: 10

Резервные мешки

РЕЗЕРВНЫЕ МЕШКИ С ЖЕСТКИМ КОННЕКТОРОМ 22F

3 л, нестерильный	2 л, нестерильный	1 л, нестерильный	0.5 л, нестерильный
			
10907	10906	10905	10904
Количество в коробке: 10	Количество в коробке: 10	Количество в коробке: 10	Количество в коробке: 10



ИНТЕНСИВНАЯ
ТЕРАПИЯ
ВЗРОСЛАЯ

Системы для интенсивной терапии

Medtronic предлагает широкий ассортимент дыхательных систем для решения любых повседневных задач в отделениях интенсивной терапии.

Доступны как стандартные варианты контуров, подходящие для работы с тепловлагообменниками, так и несколько видов контуров с обогревом и без, для работы с наиболее популярными моделями увлажнителей.

Контуров выпускаются во взрослом, детском и неонатальном размерах.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:


- ПВХ с гладким каналом (высокое механическое сопротивление и низкая податливость)
- Растяжимые из полипропилена (требуют минимального места для хранения)
- Полиэтилен (малый вес и низкая стоимость)

Возможна поставка нестандартных конфигураций дыхательных систем по предварительному заказу.

Все изделия не содержат латекса.


Дыхательные контуры стандартные взрослые

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ПВХ С ГЛАДКИМ КАНАЛОМ

301/6326  22 flex 150 см 22M/15F 150 см 22 flex			
Код	Описание	Стер.	Примечания
301/6326	Дыхательный контур ПВХ 150 см, порты на Y-обр. тройнике	■	22 flex на стороне вентилятора
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
301/6130	180 см, крышка на Y-обр. тройнике	■	22 flex на стороне вентилятора
Количество в коробке: 10			


ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ

301NP14321



Код	Описание	Стер.	Примечания
301NP14321	150 см, порты на Y-обр. тройнике, крышка на Y-обр. тройнике		Многоразовый
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
301NP14322	190 см		Многоразовый
Количество в коробке: 10			

301NP14324




Код	Описание	Стер.	Примечания
301NP14324	Дыхательный контур полиэтиленовый 150 см, порты на Y-обр. тройнике, угловой разъем с капнографическим портом и крышкой на Y-обр. тройнике		Многоразовый
Количество в коробке: 10			

Дыхательный контур стандартный взрослый
с 1 влагосборником

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ПВХ С ГЛАДКИМ КАНАЛОМ

304/6486




Код	Описание	Стер.	Примечания
304/6486	160 см, порты на Y-обр. тройнике, доп. шланг 60 см	■	22 flex на стороне вентилятора

Количество в коробке: 10

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТЯЖИМЫЕ

303/13609




Код	Описание	Стер.	Примечания
303/13609	Дыхательный контур растяжимый полипропиленовый с портами на Y-обр. тройнике, линия вдоха 60/180 см, линия выдоха 90/240 см с влагосборником, доп. шланг 30/70 см		22 flex на стороне вентилятора

Количество в коробке: 10


Дыхательный контур стандартный взрослый
с 2 влагосорбиками

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ПВХ С ГЛАДКИМ КАНАЛОМ

304/13686 			
Код	Описание	Стер.	Примечания
304/13686	Дыхательный контур ПВХ, порты на Y-обр. тройнике, линии вдоха и выдоха 160 см, доп. шланг 100 см	■	22 flex на стороне вентилятора
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
304/13693	160 см, доп. шланг 60 см, отсоединяемый Y-обр. тройник	■	22 flex на стороне вентилятора
303/6376	200 см, без портов на Y-обр. тройнике, доп. шланг 60 см, прямой коннектор 22М-22М/19F	■	22 flex на стороне вентилятора
Количество в коробке: 10			

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ

304/13565



Код	Описание	Стер.	Примечания
304/13565	Дыхательный контур полиэтиленовый, порты и крышка на Y-обр. тройнике, 158 см, доп. шланг 79 см, прямые коннекторы 22M-22M/19F		22F на стороне вентилятора

Количество в коробке: 10

Дыхательные контуры ПВХ термоизолированные с гладким каналом

Для поддержания постоянной температуры дыхательной смеси внутри контура, во взрослом диаметре трубок доступен ряд термоизолированных ПВХ контуров с гладким каналом. В данных контурах внешняя спираль трубки покрыта дополнительным слоем пластичного материала, который создает изолирующую воздушную полость.

ТЕРМОИЗОЛИРОВАННАЯ ТРУБКА ПВХ С ГЛАДКИМ КАНАЛОМ



1. Внутренняя поверхность с гладким каналом


2. Армирующая спираль

3. Внешняя стенка

4. Изолирующее воздушное пространство



304/6085



Код	Описание	Стер.	Примечания
304/6085	Дыхательный контур ПВХ термоизолированный, порты на Y-обр. тройнике, 160 см, доп. шланг 60 см	■	22 flex на стороне вентилятора

Количество в коробке: 10

27

Дыхательный контуры ПВХ с обогревом взрослые для увлажнителей

При использовании активного увлажнителя, в контуре образуется большое количество конденсата, что увеличивает вероятность заражения пациента.

Раньше проблема решалась оснащением контура нагревательным элементом, проходящим внутри самого контура. Дыхательные контуры ПВХ со встроенным нагревательным элементом DAR используют инновационное и эксклюзивное решение этой проблемы.

В дополнение ко всем преимуществам систем из ПВХ, эти контуры имеют нагревательный элемент, встроенный во внешнюю армирующую спираль. Контуры производятся для большинства активных увлажнителей.



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Нагрев детали равномерный, без «холодных пятен», что предотвращает образование конденсата (основной причины загрязнения контура)
- Встроенный нагревательный элемент повышает безопасность как для персонала, так и для пациента, и уменьшает угрозы, связанные с перегревом контура
- Доступны в детском, взрослом и неонатальном размерах
- Встроенный провод обогрева легко подключается к источнику питания через специальный адаптер

Контуры с обогревом взрослые для увлажнителей Kendall Aerodyne 2000




Активный увлажнитель Aerodyne 2000 идеально подходит для работы с современными аппаратами ИВЛ, такими как Bennett 840, и использует закрытую водную систему Mallinckrodt, что эффективно снижает опасность заражения и повышает безопасность.

Aerodyne 2000 является универсальной системой, которая может использоваться для различных режимов работы вентилятора, поэтому вместе с обогреваемыми контурами DAR служит экономичным решением для систем ИВЛ.

Дыхательные контуры ПВХ с обогревом взрослые
для увлажнителя Fisher & Paykel MR730


ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ С ОДНИМ ПРОВОДОМ ОБОГРЕВА

304/13031			
			
Код	Описание	Стер.	Примечания
304/13031	Дыхательный контур с обогревом, порты на отсоединяемом Y-обр. тройнике, линия вдоха 120 см с проводом обогрева, линия выдоха 160 см, доп. шланг 30 см	■	22 flex на стороне вентилятора
Количество в коробке: 10			

Дыхательные контуры ПВХ с обогревом взрослые для увлажнителя Fisher & Paykel MR850

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ С ОДНИМ ПРОВОДОМ ОБОГРЕВА

304S14292




Код	Описание	Стер.	Примечания
304S14292	Дых. контур с обогревом, порты и крышка на отсоединяемом Y-обр. тройнике, линия вдоха 120 см с проводом обогрева, линия выдоха 160 см, доп. шланг 30 см	■	22 flex на стороне вентилятора
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
304S14291	Линия вдоха 150 см с проводом обогрева, линия выдоха 160 см, доп. шланг 60 см	■	22 flex на стороне вентилятора

Количество в коробке: 10

ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР С ДВУМЯ ПРОВОДАМИ ОБОГРЕВА

304S14300



Код	Описание	Стер.	Примечания
304S14300	Дыхательный контур с двумя проводами обогрева, отсоединяемый Y-обр. тройник с портами и угловым коннектором с крышкой, линия вдоха 150 см с проводом обогрева, линия выдоха 180 см с проводом обогрева, доп. шланг 40 см	■	22 flex на стороне вентилятора

Количество в коробке: 10

АДАПТЕРЫ ДЛЯ ПРОВОДОВ ОБОГРЕВА



111/1146


Код	Описание	Стер.	Примечания
111/1146	Адаптер для контура с одним пр. обогрева к увлажнителю Fisher & Paykel MR850		
Количество в коробке: 1			



ИНТЕНСИВНАЯ
ТЕРАПИЯ ДЕТСКАЯ/
НЕОНАТАЛЬНАЯ

Дыхательные контуры стандартные детские


305/8804



Код	Описание	Стер.	Примечания
305/8804	Дыхательный контур базовый детский 180 см, порты на Y-обр. тройнике	■	22 flex на стороне вентилятора
Количество в коробке: 10			

Дыхательные контуры детские с влагосборниками


306/8787



Код	Описание	Стер.	Примечания
306/8787	Дыхательный контур детский 160 см, доп. шланг 80 см	■	22 flex на стороне вентилятора
Количество в коробке: 10			

Дыхательные контуры с одним проводом обогрева детские для увлажнителей Fisher & Paykel MR730 и/или MR850

306/6843




Код	Описание	Стер.	Примечания
306/6843	Дыхательный контур с одним проводом обогрева, порты на отсоединяемом Y-обр. тройнике, линия вдоха 135 см с проводом обогрева, линия выдоха 120 см, доп. шланг 60 см	■	22 flex на стороне вентилятора, совместимые с увлажнителями Fisher & Paykel MR730 и MR850

Количество в коробке: 10

Дыхательные контуры неонатальные с влагосборниками


307/8448



Код	Описание	Стер.	Примечания
307/8448	160 см, порты и линия мониторинга 180 см на Y-обр. тройнике, доп. шланг 60 см	■	22 flex на стороне вентилятора
307/6981	120 см, порты на Y-обр. тройнике, доп. шланг 50 см	■	22 flex на стороне вентилятора

Количество в коробке: 10

Дыхательные контуры с одним проводом обогрева
неонатальные для увлажнителей
Fisher & Paykel MR730 и MR850

307/8446			
			
Код	Описание	Стер.	Примечания
307/8446	Дыхательный контур с одним проводом обогрева, без Y-обр. тройника, линия вдоха 135 см с проводом обогрева с доп. сегментом 40 см, линия выдоха 160 см, доп. шланг 60 см, комплект прямых коннекторов	■	Совместим с вентилат. Dräger Babylog* 8000
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
307/8447	Y-обр. тройник с портами и линией давления 180 см, линия вдоха 135 см с проводом обогрева с доп. сегментом 40 см, линия выдоха 160 см, доп. шланг 60 см, комплект прямых коннекторов	■	22 flex на стороне вентилатора
307/8442	Y-обр. тройник с портами и линией давления 180 см, линия вдоха 135 см с проводом обогрева с доп. сегментом 40 см, линия выдоха 160 см, доп. шланг 60 см, комплект прямых коннекторов	■	10 flex на стороне вентилатора
Количество в коробке: 10			

АДАПТЕР ДЛЯ ПРОВОДОВ ОБОГРЕВА



111/1146

Код	Описание	Стер.	Примечания
111/1146	Адаптер для контура с одним пр. обогрева к увлажнителю Fisher & Paykel MR850		
Количество в коробке: 1			




ДЫХАТЕЛЬНЫЕ
КОНТУРЫ ДЛЯ
ДОМАШНИХ,
АВТОМОБИЛЬНЫХ,
ПОРТАТИВНЫХ И
НЕИВАЗИВНЫХ
АППАРАТОВ ИВЛ


ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ДЛЯ ДОМАШНИХ, АВТОМОБИЛЬНЫХ, ПОРТАТИВНЫХ И НЕИВАЗИВНЫХ АППАРАТОВ ИВЛ

Дыхательные контуры для аппаратов ИВЛ Airox и Puritan Bennett

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ОДНОЛИНЕЙНЫЕ С КЛАПАНОМ ВЫДОХА

			
Код	Описание	Стер.	Примечания
5093500	Контур пациента ПВХ однолинейный детский с клапаном выдоха, 180 см		
5093600	Контур пациента ПВХ однолинейный взрослый с клапаном выдоха, 180 см		
Количество в коробке: 10			
КЛАПАН			
111P1161	Трехсторонний клапан для использования на однолинейных контурах		
Количество в коробке: 5			
ЛИНИЯ МОНИТОРИНГА			
291/25539	Линия мониторинга 200 см диаметром 5x7.5, на концах Луер Лок «папа» - угловой гибкий разъем		За подробностями подключения клапана обратитесь к представителю Medtronic
Количество в коробке: 10			

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ДВУХЛИНЕЙНЫЕ С КЛАПАНОМ ВЫДОХА


			
Код	Описание	Стер.	Примечания
5093900	Контур пациента ПВХ двулинейный детский с отдельным клапаном выдоха, 180 см		
5094000	Контур пациента ПВХ двулинейный взрослый с отдельным клапаном выдоха, 180 см		
Количество в коробке: 10			
КЛАПАН			
111P1160	Двухсторонний клапан для использования на двухлинейных контурах		
Количество в коробке: 5			
ЛИНИЯ МОНИТОРИНГА			
291/25539	Линия мониторинга 200 см диаметром 5x7.5, на концах Луер Лок «папа» - угловой гибкий разъем		За подробностями подключения клапана обратитесь к представителю Medtronic
Количество в коробке: 10			




ТРУБКИ ДЛЯ
АНЕСТЕЗИИ И
ИНТЕНСИВНОЙ
ТЕРАПИИ

ТРУБКИ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ


Трубки ПВХ взрослые

285/5062 			
Код	Описание	Стер.	Примечания
285/5062	120 см	■	
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
285/5058	40 см	■	
285/5059	60 см	■	
285/5060	80 см	■	
285/5063	150 см	■	
285/5064	180 см	■	
Количество в коробке: 10			

Трубки растяжимые полипропиленовые взрослые

285/7770 			
Код	Описание	Стер.	Примечания
285/7770	60/180 см	■	
Количество в коробке: 25			


Трубки полиэтиленовые взрослые

290/5035 			
Код	Описание	Стер.	Примечания
290/5035	50 м со вставкой 22F через каждые 16,5 см		Упак. по 1 рулону (50 м) в коробке
Количество в коробке: 10			


ТРУБКИ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

Трубки полиэстеровые (Hytrel*) автоклавируемые

ТРУБКИ ПОЛИЭСТЕРОВЫЕ (HYTREL*) АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ

280/7975 			
Код	Описание	Стер.	Примечания
280/7975	150 см		
Количество в коробке: 10			

Трубки ПВХ детские

286/5066 			
Код	Описание	Стер.	Примечания
286/5066	60 см, разъемы 22 flex-22 flex	■	
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
286/5070	150 см, разъемы 22 flex-22 flex	■	
Количество в коробке: 10			





КОННЕКТОРЫ
ГИБКИЕ

Коннекторы гибкие

Гибкие коннекторы используются для соединения дыхательной системы с эндотрахеальной или трахеостомической трубкой и помогают обеспечить оптимальную подачу дыхательной смеси, при необходимости управлять вводом лекарственных препаратов и осуществлять эндотрахеальную аспирацию. Они позволяют провести изменения в дыхательной системе не затрагивая эндотрахеальную трубку. Ассортимент выпускаемых нами гибких коннекторов содержит широкий выбор коннекторов ПВХ с гладким каналом, а также изделий полипропилена и полиэтилена.


ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Легкие, нетоксичные, светопроницаемые гибкие коннекторы с податливостью менее 2%
- Армирующая спираль предотвращает закупоривание при скручивании или перегибе
- Малый объем мертвого пространства
- Гладкий внутренний канал препятствует образованию конденсата, что уменьшает опасность размножения бактерий
- Растяжимый полипропилен позволяет персоналу установить и зафиксировать гибкие коннекторы в любом положении, а также сокращает пространство, необходимое для их хранения
- Разъемы впаяны непосредственно в коннектор
- Выпускаются с разъемами 15М или 22F
- Стерильные, в индивидуальной упаковке, 25 штук в коробке

КОННЕКТОРЫ ГИБКИЕ

Коннекторы гибкие угловые вертлюжные ПВХ

331/5389




Вертлюжный угловой разъем с портом для аспирации и бронхоскопии под резиновой крышкой.

Код	Описание	Стер.	Примечания
331/5389	10 см, разъемы: 15M на стороне вентилятора - 22M/15F на стороне пациента	■	
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
331/5390	15 см, разъем 15M на стороне вентилятора	■	
331/5391	10 см, разъем 22F на стороне вентилятора	■	
331/5385	15 см, разъем 22F на стороне вентилятора	■	
331/5395	20 см, разъем 22F на стороне вентилятора	■	
331/5626	5 см, разъем 22F на стороне вентилятора	■	
Количество в коробке: 25			

Коннекторы гибкие угловые 120° ПВХ

331/5113




Порт для аспирации под резиновой крышкой


Код	Описание	Стер.	Примечания
331/5113	15 см, разъем 22F на стороне вентилятора	■	
Количество в коробке: 25			

КОННЕКТОРЫ ГИБКИЕ


Коннекторы гибкие угловые 90° ПВХ

330/5110			
			
Код	Описание	Стер.	Примечания
330/5110	15 см, разъем 22F на стороне вентилятора	■	
Количество в коробке: 25			

Коннекторы гибкие угловые 90° с капнографическим портом ПВХ


330/5321			
			
Код	Описание	Стер.	Примечания
330/5321	10 см, разъемы: 15M на стороне вентилятора - 22M/15F на стороне пациента	■	
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
330/5646	15 см, разъем 22F на стороне вентилятора	■	
Количество в коробке: 25			

Коннекторы гибкие прямые ПВХ

332/5310			
			
Код	Описание	Стер.	Примечания
332/5310	15 см, разъемы 22F-15F	■	
Количество в коробке: 25			

КОННЕКТОРЫ ГИБКИЕ

Коннекторы гибкие угловые вертлюжные растяжимые полипропиленовые

331/5661 Вертлюжный угловой разъем с портом для аспирации и бронхоскопии под резиновой крышкой.			
			
Код	Описание	Стер.	Примечания
331/5661	7/16 см, разъемы: 15М на стороне вентилятора - 22М/15F на стороне пациента	■	
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
331/5669	7/16 см, разъем 22F на стороне вентилятора	■	
Количество в коробке: 25			

Коннекторы гибкие угловые 120° растяжимые полипропиленовые

331/5662 Порт для аспирации под резиновой крышкой			
			
Код	Описание	Стер.	Примечания
331/5662	7/16 см, разъемы: 15М на стороне вентилятора - 22М/15F на стороне пациента	■	
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
331/5670	7/16 см, разъем 22F на стороне вентилятора	■	
Количество в коробке: 25			

Коннекторы гибкие угловые 90° растяжимые полипропиленовые

330/5337			
			
Код	Описание	Стер.	Примечания
330/5337	7/16 см, разъемы: 15М на стороне вентилятора - 22М/15F на стороне пациента	■	
ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ			
330/5678	7/16 см, разъем 22F на стороне вентилятора	■	
Количество в коробке: 25			

КОННЕКТОРЫ ГИБКИЕ

Коннекторы гибкие угловые 90° с капнографическим портом растяжимые полипропиленовые

330/5667



Код	Описание	Стер.	Примечания
330/5667	7/16 см, разъем 22F на стороне вентилятора	■	

Количество в коробке: 25

Коннекторы гибкие прямые полиэтиленовые

332/5684



Код	Описание	Стер.	Примечания
332/5684	Коннектор гибкий полиэтиленовый 16.5 см, разъемы 22F-15F	■	


Количество в коробке: 25





ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ
И ИНТЕНСИВНОЙ
ТЕРАПИИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ


Y-образные тройники



Коннекторы прямые короткие



Коннекторы прямые длинные



Влагосборники



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

Резервные мешки

С ЖЕСТКИМ РАЗЪЕМОМ 22F

3 л, нестерильный	2 л, нестерильный	1 л, нестерильный	0.5 л, нестерильный
			
10907	10906	10905	10904
Количество в коробке: 10	Количество в коробке: 10	Количество в коробке: 10	Количество в коробке: 10

Линии забора пробы газов

Код	Описание	Стер.	Примечания
291/7565	Линия ПВХ 200 см, Ø 1.2 x 2.5 мм, разъемы Луер-Лок «папа»	■	
Количество в коробке: 25			

Линии мониторинга давления ПВХ

Код	Описание	Диаметр шланга	Стер.
291/25539	200 см разъем Луер-Лок «папа» - угловой разъем	5x7,5	
Количество в коробке: 10			



ИНДЕКСНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

Оглавление

Введение	4
Анестезия	5
Дыхательные контуры взрослые	8
Дыхательные контуры детские	12
Дыхательные контуры неонатальные	13
Дыхательные контуры Мейплсона-Бейна	14
Дыхательные контуры коаксиальные	16
Лицевые маски для анестезии	18
Воздуховоды орофарингеальные (типа Guedel)	19
Резервные мешки	20
Интенсивная терапия взрослая	21
Дыхательные контуры ПВХ с гладким каналом взрослые	22
Дыхательные контуры ПВХ термоизолированные взрослые	27
Дыхательные контуры ПВХ с проводом обогрева взрослые для:	
увлажнителя Fisher & Paykel MR730	29
увлажнителя Fisher & Paykel MR850	30
Адаптеры для проводов обогрева	31
Интенсивная терапия детская/неонатальная	33
Дыхательные контуры стандартные детские	34
Дыхательные контуры с проводом обогрева детские для:	
увлажнителей Fisher & Paykel MR730/MR850	35
Дыхательные контуры стандартные неонатальные	35
Дыхательные контуры с проводом обогрева неонатальные для:	
увлажнителей Fisher & Paykel MR730/MR850	36
Адаптеры для проводов обогрева	37
Дыхательные контуры для домашних, автомобильных, портативных и неинвазивных аппаратов ИВЛ	39
Для аппаратов ИВЛ Airox* и Puritan Bennett :	
Контуры однолинейные с клапаном выдоха (Smartair Plus, Legendair SB/ DB, Supportair)	40
Контуры двухлинейные с клапаном выдоха (Legendair DB, Supportair)	40
Для аппаратов ИВЛ серии LP, Achieva, Puritan Bennett Companion 2801, Breas PV 401, Lifecare PLV-100, Nippi Mark 1, Monnal D, Dräger Medical EV800/1	41

Трубки для анестезии и интенсивной терапии 43

Трубки взрослые:	
ПВХ взрослые	44
Растяжимые полипропиленовые	44
Полиэтиленовые взрослые	44
Трубки детские	45
Трубки из полиэстера (Hytrel*) автоклавируемые	45

Коннекторы гибкие 47

Коннекторы гибкие ПВХ	
Коннекторы угловые	49
Коннекторы с капнографическим портом	50
Коннекторы прямые	50
Коннекторы гибкие растяжимые	
Коннекторы угловые	51
Коннекторы с капнографическим портом	52
Коннекторы прямые	52

Принадлежности для анестезии и интенсивной терапии 53

Коннекторы	54
Влагосборники	54
Резервные мешки	55
Линии забора пробы газов	55
Линии мониторинга давления	55

Индексный указатель кодов

КОД	СТРАНИЦА	КОД	СТРАНИЦА	КОД	СТРАНИЦА	КОД	СТРАНИЦА	КОД	СТРАНИЦА
10904	20	286/5066	45	301/6130	8	305/6713	12	331/5662	51
10904	55	286/5070	45	301/6130	22	305/8173	13	331/5669	51
10905	20	286/7660	15	301/6326	8	305/8773	12	331/5670	51
10905	55	287/25004	19	301/6326	22	305/8804	12	332/5310	50
10906	20	287/7631	19	301NP14321	10	305/8804	34	332/5684	52
10906	55	287/7634	19	301NP14321	23	306/6843	35	5093500	40
10907	20	287/7636	19	301NP14322	10	306/8787	34	5093600	40
10907	55	287/7838	19	301NP14322	23	307/6981	35	5093900	40
111/1146	31	287/7839	19	301NP14324	11	307/8442	36	5094000	40
111/1146	37	287/7843	19	301NP14324	23	307/8446	36	601/5089	54
111P1160	40	287P7631SP	19	301NP14325	11	307/8447	36	608/5094	54
111P1161	40	287P7632SP	19	301NP14326	11	307/8448	35	609/5244	54
280/7975	45	287P7633SP	19	301NP14330	11	309/14059	15	609/5252	54
285/25035	41	290/5035	44	301NP14331	11	330/5110	50	652/5406	54
285/25038	41	291/25539	40	301NP14332	11	330/5321	50	8800DAR	18
285/25408	17	291/25539	55	301NP14333	11	330/5337	51	8801DAR	18
285/25417	17	291/7565	55	301NP14334	11	330/5646	50	8802	18
285/25446	17	300/13315	9	303/13609	24	330/5667	52	8803	18
285/25557	17	300/13316	9	303/6376	25	330/5678	51	8804	18
285/5058	44	300/13330	9	304/13031	29	331/5113	49	8805	18
285/5059	44	300/6043	8	304/13565	26	331/5385	49	8806	18
285/5060	44	300/6044	8	304/13686	25	331/5389	49	8807	18
285/5062	44	300/6365	8	304/6085	27	331/5390	49	8808	18
285/5063	44	300NP14344	10	304/6486	24	331/5391	49	8809	18
285/5064	44	300NP14345	10	304S14291	30	331/5395	49	8810	18
285/7770	44	300NP14348	10	304S14292	30	331/5626	49		
285S25677	17	300S14269	8	304S14300	30	331/5661	51		

Использование неонатальных дыхательных контуров для интенсивной терапии с аппаратами ИВЛ

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ С РАЗЪЕМАМИ 11 FLEX НА СТОРОНЕ ВЕНТИЛЯТОРА, СОВМЕСТИМЫЕ С АППАРАТОМ ИВЛ DRÄGER BABYLOG* 8000.

Остальные контуры с подобными разъемами см. в разделе на стр. 42

Совместимый аппарат ИВЛ	Код	Описание	Стр.
DRÄGER BABYLOG* 8000	307/8446	Контур неонатальный с обогревом, без Y-обр. тройника, линия вдоха 135 см с пр. обогрева с доп. сегментом 40 см, линия выдоха 160 см, доп. шланг 60 см, набор прямых коннекторов	48

ВСЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ С РАЗЪЕМАМИ 22 FLEX НА СТОРОНЕ ВЕНТИЛЯТОРА СОВМЕСТИМЫ С PURITAN BENNETT 840 И PURITAN BENNETT 840+

Остальные контуры с подобными разъемами см. в разделе на стр. 42

Совместимый аппарат ИВЛ	Код	Описание	Стр.
PURITAN BENNETT 840/840+	307/6981	Дыхательный контур неонатальный, 120 см, порты на Y-обр. тройнике, доп. шланг 50 см	47
PURITAN BENNETT 840/840+	307/8447	Дыхательный контур неонатальный с обогревом для увлажнителей Fisher & Paykel 730 и 850, Y-обр. тройник с портами и линией мониторинга 180 см, линия вдоха с проводом обогрева 135 см с доп. сегментом 40 см, линия выдоха 160 см, доп. шланг 60 см, комплект прямых коннекторов	48
PURITAN BENNETT 840/840+	307/8448	Дыхательный контур неонатальный 160 см, с влагосборниками, Y-обр. тройник с портами и линией мониторинга 180 см, доп. шланг 60 см	47

[illegible]

© 2021 Medtronic. Все права защищены. Medtronic, логотип Medtronic и слоган Further, Together являются торговыми марками компании Medtronic. Все бренды, обозначенные™, являются собственностью компании Medtronic.

Medtronic

Только для медицинских специалистов. Вся продукция сертифицирована.
Изделия медицинские для анестезиологии и вентиляции легких. РУ № ФСЗ 2011/11170 от 19.05.2020

ООО "Медтроник"
123112, г. Москва,
Пресненская наб., д.10,
эт.9, пом. III, ком. 41
Тел.: +7 (495) 580-73-77
Факс: +7 (495) 580-73-78
E-mail: info.russia@medtronic.ru
www.medtronic.ru