




РАСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ОПЕРАЦИОННОЙ

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
РЕШЕНИЙ, КОТОРОМУ
ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ



ШОВНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Каталог продукции 2018/2019

Medtronic
Further. Together

NOVAFIL™

Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал
из полибутэстера








Эластичный и гибкий.












Эластичный и гибкий.
Контролируемое растяжение в
ваших руках.

Описание материала	Нерассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал Novafil™ состоит из полибутестера - кополимера бутилена терефталата и политетраметилена-гликолиевого эфира.
Показания	Монофиламентный не рассасывающийся шовный материал Novafil™ применяется для сопоставления тканей и/или для лигирования, включая использование в сердечно-сосудистой и офтальмохирургии. Применение в микрохирургии и на нервных тканях не рекомендуется.
Применение	Монофиламентный не рассасывающийся шовный материал Novafil™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется. Шовный материал Novafil™ устойчив к воздействию тканевых ферментов.
Срок поддержки раны	Монофиламентный шовный материал Novafil™ не рассасывается и не меняет прочности in vivo.
Стерилизация	Гамма облучение.
Упаковка	<p>Полибутестеровый шовный материал NOVAFIL™ производится в бесцветном варианте или окрашенным в синий цвет фталоцианином меди. Возможные варианты размеров от 1 USP (4 EP) до 7-0 USP (0.5 EP). Стерильный шовный материал NOVAFIL™ поставляется различной длины, диаметра и с разным количеством отрезков в индивидуальной упаковке, в безыгольном исполнении или с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми.</p> <p>Формируется в коробках по 12, 24 или 36 штук.</p> <p>Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.</p>


Novafil™ - шовный материал, которому вы доверяете около 30 лет, имеющий доказанную временем эффективность.

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING								
Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 12 мм		6-0	0.7	45	Синий	12		8886441913
		5-0	1	45	Синий	12		8886441923
		4-0	1.5	45	Синий	12		8886441933
3/8 круга 19 мм		5-0	1	45	Синий	12		8886442023
		4-0	1.5	45	Синий	12		8886442033
		3-0	2	45	Синий	12		8886442043
		3-0	2	75	Синий	36		8886455441
3/8 круга 24 мм		4-0	1.5	45	Синий	12		8886442233
		3-0	2	45	Синий	12		8886442243
		3-0	2	90	Синий	36		8886400241
		2-0	3	45	Синий	12		8886442253
		2-0	3	75	Синий	12		8886442153
3/8 круга 30 мм		3-0	2	75	Синий	36		8886442441
		2-0	3	75	Синий	36		8886442451
		0	3.5	75	Синий	36		8886442461
3/8 круга 39 мм		2-0	3	75	Синий	36		8886442651
3/8 круга 48 мм		1	4	75	Синий	36		8886443671
Прямая 60 мм		3-0	2	75	Синий	36		8886449041
		2-0	3	75	Синий	36		8886449051



КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 11 мм		7-0	0.5	45	Синий	12	Surgalloy™	8886441003
		6-0	0.7	45	Синий	12	Surgalloy™	8886441013
		5-0	1	45	Синий	12	Surgalloy™	8886441023
3/8 круга 13 мм		5-0	1	75	Синий	36	Surgalloy™	8886402721
		4-0	1.5	45	Синий	12	Surgalloy™	SPB-1233G
3/8 круга 13 мм		5-0	1	45	Синий	12		8886440023
3/8 круга 16 мм		4-0	1.5	45	Синий	12	Surgalloy™	SPB-5143G
3/8 круга 16 мм		5-0	1	45	Синий	12		8886440123
		4-0	1.5	45	Синий	12		8886440133
3/8 круга 19 мм		4-0	1.5	45	Синий	12	Surgalloy™	SPB-5633G
3/8 круга 19 мм		4-0	1.5	45	Синий	12		8886440233
		3-0	2	45	Синий	12		8886440243
3/8 круга 24 мм		3-0	2	45	Синий	12	Surgalloy™	SPB-5843G
		3-0	2	75	Синий	36	Surgalloy™	8886458243
		2-0	3	45	Синий	12	Surgalloy™	8886441853
3/8 круга 24 мм		3-0	2	45	Синий	12		8886440343







КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
1/2 круга 16 мм		4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SPB-5433G

КОСМЕТИЧЕСКАЯ РЕЖУЩАЯ / COSMETIC CONVENTIONAL CUTTING

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 16 мм		6-0	0.7	45	Синий	12	Dermax™	XNF-1966
		5-0	1	45	Синий	12	Dermax™	XNF-1965
		4-0	1.5	45	Синий	12	Dermax™	XNF-1964
3/8 круга 19 мм		5-0	1	45	Синий	12	Dermax™	XNF-1995
		4-0	1.5	45	Синий	12	Dermax™	XNF-1994
		3-0	2	45	Синий	12	Dermax™	XNF-1993

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
1/2 круга 26 мм		3-0	2	75	Синий	36	Surgalloy™	8886445241
		2-0	3	75	Синий	36	Surgalloy™	8886445251
		0	3.5	75	Синий	36	Surgalloy™	8886445261
1/2 круга 27 мм		2-0	3	75	Синий	36		8886445951
1/2 круга 37 мм		3-0	2	75	Синий	36		8886445041
1/2 круга 37 мм		0	3.5	75	Синий	36		8886445561
		1	4	75	Синий	36		8886445571
1/2 круга 40 мм		1	4	75	Синий	36		8886446371
1/2 круга, петля 48 мм		0	3.5	200	Синий	12	Петля	8886453863