



РАСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ОПЕРАЦИОННОЙ

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
РЕШЕНИЙ, КОТОРОМУ
ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ



ШОВНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Каталог продукции 2018/2019

Medtronic
Further. Together

POLYSORB™

Плетёный синтетический рассасывающийся покрытый шовный материал

Максимальная поддержка во время критического периода заживления раны.



Прочность материала Polysorb™, обусловленная большим количеством более тонких моноволокон в составе нити, обеспечивает надежную поддержку раны на протяжении всего критического периода заживления раны.

Описание материала	Покрытый, плетеный синтетический рассасывающийся шовный материал Polysorb™ состоит из Lactomer™ 9-1 кополимера гликолид/лактида, который представляет собой синтетический полиэфир, состоящий из гликолида и лактида, полученного из гликолиевой и молочной кислоты. Шовный материал Polysorb™ при изготовлении покрывается составом из кополимера капролактона, гликолида и стеаройл лактилата кальция.
Показания	Шовный материал Polysorb™ предназначен для сшивания или для лигирования тканей в общей, торакальной хирургии, урологии и гинекологии, офтальмохирургии. Однако применение в сердечно-сосудистой хирургии и на нервных тканях ограничено.
Применение	Синтетический рассасывающийся шовный материал Polysorb™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется. Прогрессирующая потеря прочности и окончательное рассасывание шовного материала Polysorb™ происходит путем гидролиза, когда Lactomer™9-1 распадается на гликолиевую и молочную кислоту, которые впоследствии метаболизируются в организме и выводятся почками.
Срок поддержки раны	Проведенные исследования в области подкожной имплантации шовного материала Polysorb™ определили, что его первоначальная прочность в узле оценивается как 140% стандарта USP и EP. Около 80% прочности сохраняется в первые 2 недели и более 30% сохраняется по истечению 3 недель после имплантации шовного материала.
Стерилизация	Окись этилена.
Рассасывание	Процесс рассасывания начинается как потеря прочности без потери массы и заканчивается между 56 и 70 днями.
Упаковка	Шовный материал Polysorb™ производится в бесцветном варианте или окрашенном в фиолетовый цвет. Возможные варианты размеров от 2 USP (5 EP) до 8-0 USP (0.4 EP). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках, катушках, безыгольном исполнении или с различными видами игл, как перманентно зафиксированных, так и отсоединяемых. Формируется в коробках по 12, 24 и 36 шт.

Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.

Polysorb™ - шовный материал, которому вы доверяете более 20 лет, имеющий свою историю усовершенствования качества.

ЛИГАТУРЫ / PRE-CUT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
	4-0	1.5	12x45	Фиолетовый	24		L-11
	3-0	2	12x45	Фиолетовый	24		L-12
	3-0	2	6x75	Фиолетовый	24		L-38
	2-0	3	12x45	Неокрашенный	24		L-3
	2-0	3	12x45	Фиолетовый	24		L-13
	2-0	3	3x45	Фиолетовый	36		L-73
	2-0	3	6x45	Фиолетовый	24		L-23
	2-0	3	12x60	Фиолетовый	24		L-33
	2-0	3	3x75	Фиолетовый	24		L-403
	2-0	3	6x75	Фиолетовый	24		L-39
	0	3.5	12x45	Фиолетовый	24		L-27
	0	3.5	6x45	Фиолетовый	24		L-14
	0	3.5	3x75	Фиолетовый	24		L-404
	0	3.5	6x75	Фиолетовый	24		L-40
	1	4	6x45	Фиолетовый	24		L-15
	1	4	12x60	Фиолетовый	24		L-36
	1	4	3x75	Фиолетовый	24		L-405
	1	4	6x75	Фиолетовый	24		L-41
	2	5	12x45	Неокрашенный	24		L-26
	2	5	12x45	Фиолетовый	24		L-28
	2	5	3x45	Фиолетовый	36		L-76
	2	5	6x75	Фиолетовый	24		L-42




ОТРЕЗКИ СТАНДАРТНОЙ ДЛИНЫ / STANDARD LENGTH

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
Отрезки стандартной длины	4-0	1.5	150	Фиолетовый	36		L-111
	3-0	2	150	Фиолетовый	36		L-112
	2-0	3	150	Фиолетовый	36		L-113
	0	3.5	150	Фиолетовый	36		L-114
	1	4	150	Фиолетовый	36		L-115
	2	5	150	Фиолетовый	36		L-116




КАТУШКИ / REEL

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
Катушки	4-0	1.5	150	Неокрашенный	24		LL-101
	4-0	1.5	250	Фиолетовый	24		LL-221
	3-0	2	150	Фиолетовый	24		LL-112
	3-0	2	250	Неокрашенный	24		LL-322
	3-0	2	250	Фиолетовый	24		LL-222
	2-0	3	150	Фиолетовый	24		LL-113
	2-0	3	250	Фиолетовый	24		LL-223
	0	3.5	150	Фиолетовый	24		LL-114
	0	3.5	250	Фиолетовый	24		LL-224
	1	4	150	Фиолетовый	24		LL-115
	1	4	250	Фиолетовый	24		LL-225
	2	5	150	Фиолетовый	24		LL-116
	2	5	250	Фиолетовый	24		LL-226





ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 16 мм 	5-0	1	75	Фиолетовый	36		SL-630
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36		SL-607
	3-0	2	75	Фиолетовый	36		SL-608
3/8 круга 19 мм 	5-0	1	75	Неокрашенный	36		SL-690
	5-0	1	75	Фиолетовый	36		SL-634
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		SL-691
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36		SL-635
	3-0	2	45	Неокрашенный	36		SL-637
	3-0	2	75	Неокрашенный	36		SL-822
	3-0	2	75	Фиолетовый	36		SL-636
3/8 круга 24 мм 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		SL-692
	3-0	2	75	Неокрашенный	36		SL-693
	3-0	2	75	Фиолетовый	36		SL-694
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		SL-823
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		CL-823








ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
3/8 круга 26 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	36	SL-586
	0	3.5	75	Неокрашенный	36	SL-587
3/8 круга 30 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SL-696
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	SL-611
	0	3.5	90	Фиолетовый	36	SL-712
1/2 круга 24 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SL-613
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	SL-632
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	SL-612
1/2 круга 26 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36	CL-868
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	CL-869
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	CL-769
	0	3.5	75	Неокрашенный	36	CL-870
	1	4	75	Неокрашенный	36	CL-867
1/2 круга 30 мм 	2-0	3	75	Фиолетовый	36	SL-622
	0	3.5	90	Неокрашенный	36	SL-721
	1	4	90	Фиолетовый	36	SL-722
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	150	Фиолетовый	36	CL-992
1/2 круга 37 мм 	1	4	75	Фиолетовый	36	CL-528



ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа	
	USP	Метрик						
1/2 круга 37 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36		CL-815	
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		CL-543	
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		CL-816	
	2-0	3	90	Фиолетовый	36		CL-916	
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		CL-544	
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-817	
	0	3.5	90	Неокрашенный	36		CL-534	
	0	3.5	90	Фиолетовый	36		CL-917	
	1	4	75	Фиолетовый	36		CL-818	
	1	4	90	Фиолетовый	36		CL-918	
	2	5	90	Неокрашенный	36		CL-533	
	2	5	90	Фиолетовый	36		CL-919	
	1/2 круга 40 мм 	2-0	3	75	Фиолетовый	36		CL-833
		0	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-804
0		3.5	90	Фиолетовый	36		CL-933	
1		4	75	Фиолетовый	36		CL-805	
1		4	90	Фиолетовый	36		CL-936	
2		5	90	Фиолетовый	36		CL-937	
1/2 круга 48 мм 		0	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-568
	0	3.5	90	Фиолетовый	36		CL-927	
	1	4	75	Фиолетовый	36		CL-569	
	1	4	90	Фиолетовый	36		CL-928	
	2	5	90	Фиолетовый	36		CL-929	
	Прямая 60 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36		SL-643
3-0		2	75	Фиолетовый	36		SL-653	
2-0		3	75	Неокрашенный	36		SL-642	






КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
3/8 круга 11 мм 	6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™ SL-1625
	5-0	1	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™ SL-1689
3/8 круга 13 мм 	6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™ SL-5688
	5-0	1	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™ SL-5687
	5-0	1	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™ SL-5687G
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™ SL-5690
3/8 круга 16 мм 	5-0	1	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™ SL-5626
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™ SL-5686
3/8 круга 19 мм 	5-0	1	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™ SL-5636
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™ SL-5627
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™ SL-5637
	3-0	2	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™ SL-5628
	3-0	2	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™ SL-5628G
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™ SL-5638
3/8 круга 24 мм 	4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™ SL-5641
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™ SL-5678
	3-0	2	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™ SL-5640
	3-0	2	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™ SL-5640G
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™ SL-5679
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™ SL-5680
1/2 круга 13 мм 	4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™ SL-1615
1/2 круга 16 мм 	4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™ SL-5633









КОСМЕТИЧЕСКАЯ РЕЖУЩАЯ / COSMETIC CONVENTIONAL CUTTING

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 16 мм		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36		SL-1657
3/8 круга 19 мм		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36		SL-1653






КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 13 мм		6-0	0.7	75	Фиолетовый	36		GL-889
		5-0	1	75	Фиолетовый	36		GL-890
3/8 круга 17 мм		4-0	1.5	75	Фиолетовый	36		GL-881
3/8 круга 22 мм		3-0	2	75	Фиолетовый	36		GL-303
		2-0	3	75	Фиолетовый	36		GL-302
3/8 круга 26 мм		2-0	3	75	Фиолетовый	36		CL-457
3/8 круга 32 мм		3-0	2	75	Фиолетовый	36		GL-522
		2-0	3	75	Фиолетовый	36		GL-523
		0	3.5	75	Фиолетовый	36		GL-524




КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
1/2 круга 12 мм		6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UL-101
		6-0	0.7	45	Фиолетовый	36	Surgalloy™	UL-102
		5-0	1	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-432
1/2 круга 13 мм		5-0	1	75	Неокрашенный	36		GL-885
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		GL-884
1/2 круга 17 мм		6-0	0.7	75	Фиолетовый	36		UL-201
		5-0	1	75	Фиолетовый	36		UL-202
		3-0	2	75	Неокрашенный	36		UL-215
		3-0	2	75	Фиолетовый	36		UL-204
		2-0	3	75	Фиолетовый	36		UL-205
1/2 круга 17 мм		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UL-214
		4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	UL-203
1/2 круга 20 мм		4-0	1.5	75	Фиолетовый	36		CL-460
		3-0	2	75	Фиолетовый	36		CL-461
1/2 круга 22 мм		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		GL-191
		4-0	1.5	75	Фиолетовый	36		GL-181
		3-0	2	75	Неокрашенный	36		GL-192
		3-0	2	75	Фиолетовый	36		GL-182
		2-0	3	75	Фиолетовый	36		GL-183
1/2 круга 22 мм		3-0	2	90	Фиолетовый	36		GL-282
1/2 круга 22 мм		3-0	2	75	Фиолетовый	36		CL-892
		2-0	3	75	Фиолетовый	36		CL-893
		0	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-894


КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 26 мм 	5-0	1	75	Фиолетовый	36		GL-120
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		GL-321
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GLS-121
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36		GL-121
	3-0	2	75	Неокрашенный	36		GL-322
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GLS-122
	3-0	2	75	Фиолетовый	36		GL-122
	3-0	2	90	Фиолетовый	36		GL-226
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	GLS-323
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		GL-323
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GLS-123
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		GL-123
	2-0	3	90	Фиолетовый	36		GL-125
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		GL-124
	1/2 круга 26 мм 	3-0	2	90	Фиолетовый	36	
1/2 круга 27 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36		CL-882
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	CL-883
	0	3.5	90	Фиолетовый	36		CL-330
	1	4	75	Фиолетовый	36		CL-885
	2	5	75	Фиолетовый	36		CL-232
1/2 круга 27 мм 	1	4	75	Фиолетовый	36		CL-871
1/2 круга 30 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36		GL-222
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		GL-223
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		GL-224
	1	4	75	Фиолетовый	36		GL-225





КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 37 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36		GL-126
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		GL-127
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		GL-128
	1	4	75	Фиолетовый	36		GL-129
1/2 круга 37 мм 	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36		CL-809
	3-0	2	75	Неокрашенный	36		CL-842
	3-0	2	75	Фиолетовый	36		CL-810
	3-0	2	90	Фиолетовый	36		CL-922
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		CL-811
	2-0	3	90	Неокрашенный	36		CL-953
	2-0	3	90	Фиолетовый	36		CL-923
	0	3.5	5x45	Фиолетовый	12	D-Tach™	CL-10-MG
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		CL-844
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-812
	0	3.5	5x75	Фиолетовый	12	D-Tach™	CL-5-M
	0	3.5	90	Неокрашенный	36		CL-954
	0	3.5	90	Фиолетовый	36		CL-924
	1	4	5x45	Фиолетовый	12	D-Tach™	CL-11-MG
	1	4	75	Фиолетовый	36		CL-813
	1	4	5x75	Фиолетовый	12	D-Tach™	CL-6-M
	1	4	90	Неокрашенный	36		CL-955
	1	4	90	Фиолетовый	36		CL-925
	2	5	75	Фиолетовый	36		CL-814
	2	5	90	Фиолетовый	36		CL-926
1/2 круга 37 мм 	0	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-931
	0	3.5	90	Фиолетовый	36		CL-971
	1	4	5x45	Фиолетовый	12	D-Tach™	CL-201-M
	1	4	75	Фиолетовый	36		CL-932
	1	4	90	Фиолетовый	36		CL-239


КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 40 мм 	2-0	3	75	Фиолетовый	36		CL-801
	2-0	3	90	Фиолетовый	36		CL-913
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-802
	0	3.5	90	Неокрашенный	36		CL-964
	0	3.5	90	Фиолетовый	36		CL-914
	1	4	5x45	Фиолетовый	12	D-Tach™	CL-21-MG
	1	4	75	Неокрашенный	36		CL-855
	1	4	75	Фиолетовый	36		CL-803
	1	4	90	Фиолетовый	36		CL-915
	2	5	5x60	Фиолетовый	12	D-Tach™	CL-622-M
	2	5	75	Фиолетовый	36		CL-779
	2	5	90	Фиолетовый	36		CL-911
	1/2 круга 48 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36	
2-0		3	75	Фиолетовый	36		CL-863
2-0		3	90	Фиолетовый	36		CL-903
0		3.5	75	Фиолетовый	36		CL-864
0		3.5	90	Неокрашенный	36		CL-974
0		3.5	90	Фиолетовый	36		CL-904
1		4	5x45	Фиолетовый	12	D-Tach™	CL-31-MG
1		4	75	Фиолетовый	36		CL-865
1		4	5x75	Фиолетовый	12	D-Tach™	CL-64-M
1		4	90	Фиолетовый	36		CL-905
2		5	5x45	Фиолетовый	6	D-Tach™	CL-633-M
2		5	75	Фиолетовый	36		CL-866
2		5	5x75	Фиолетовый	6	D-Tach™	CL-665-M
2		5	90	Фиолетовый	36		CL-906
1/2 круга 65 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	24		CL-63
	1	4	90	Фиолетовый	36		CL-968
	1	4	150	Фиолетовый	24		CL-824
	2	5	150	Фиолетовый	24		CL-825
1/2 круга, петля 65 мм 	1	4	120	Фиолетовый	24	Петля	CL-824-L
	2	5	240	Фиолетовый	24	Петля	CL-835-L

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
5/8 круга 27 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36	UL-879
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	UL-878
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	UL-877
	1	4	75	Фиолетовый	36	UL-876
5/8 круга 37 мм 	2-0	3	75	Фиолетовый	36	UL-245
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	UL-246
J-Игла 32 мм 	1	4	75	Фиолетовый	12	CL-673-G
Лыжа 23 мм 	3-0	2	18	Фиолетовый	36	Эндоскопия EL-415
	3-0	2	120	Фиолетовый	24	Эндоскопия EL-450


МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ КОЛЮЩАЯ / MICROSURGERY TAPER POINT

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
3/8 круга 6 мм 	8-0	0.4	13	Фиолетовый	12	Surgalloy™ L-2800





ТУПОКОНЕЧНАЯ КОЛЮЩАЯ / BLUNT TAPER

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 26 мм 	3-0	2	5x45	Неокрашенный	12	Protect-Point™ - D-Tach™	GLT-69-MG
1/2 круга 37 мм 	3-0	2	90	Неокрашенный	36	Protect-Point™	CLT-952
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	Protect-Point™	CLT-259
	0	3.5	90	Неокрашенный	36	Protect-Point™	CLT-954
1/2 круга 37 мм 	0	3.5	90	Фиолетовый	36	Protect-Point™	CL-957
1/2 круга 40 мм 	0	3.5	90	Фиолетовый	36	Protect-Point™	CL-950
	1	4	90	Фиолетовый	36	Protect-Point™	CL-951
1/2 круга 48 мм 	0	3.5	90	Фиолетовый	36	Protect-Point™	CL-948
	1	4	90	Фиолетовый	36	Protect-Point™	CL-949
1/2 круга 65 мм 	2	5	2x90	Фиолетовый	24	Protect-Point™	2-CL-852



ТУПОКОНЕЧНАЯ / BLUNT POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 64 мм 	1	4	90	Фиолетовый	36		CL-271
	2	5	90	Фиолетовый	36		CL-270



КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPERCUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
1/2 круга 22 мм 	1	4	75	Неокрашенный	36	CL-513
1/2 круга 26 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™ CL-510
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™ CL-511
1/2 круга 37 мм 	3-0	2	90	Фиолетовый	36	CL-942
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	CL-837
	2-0	3	90	Неокрашенный	36	CL-946
	2-0	3	90	Фиолетовый	36	CL-943
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	CL-838
	0	3.5	90	Фиолетовый	36	CL-944
	1	4	75	Фиолетовый	36	CL-839
	1	4	90	Неокрашенный	36	CL-516
	1	4	90	Фиолетовый	36	CL-945
	2	5	90	Фиолетовый	36	CL-517
	1/2 круга 40 мм 	2-0	3	75	Фиолетовый	36
0		3.5	75	Фиолетовый	36	CL-602



КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPERCUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
1/2 круга 48 мм 	0	3.5	90	Фиолетовый	36	CL-739
	1	4	75	Фиолетовый	36	CL-840
	2	5	75	Фиолетовый	36	CL-841
	2	5	90	Фиолетовый	36	CL-941
1/2 круга, петля 48 мм 	1	4	150	Фиолетовый	24	Петля CL-740-L
	2	5	150	Фиолетовый	24	Петля CL-741-L

ШПАТЕЛЬ / SPATULA

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа	
							USP
1/4 круга 8 мм  Кривизна 90°	6-0	0.7	30	Фиолетовый	12	Surgalloy™	L-1742K
	6-0	0.7	30	Неокрашенный	12	Surgalloy™	L-1745K
	6-0	0.7	45	Неокрашенный	24	Surgalloy™	L-2752K
	5-0	1	30	Фиолетовый	12	Surgalloy™	L-1785K
1/4 круга 8,6 мм  Кривизна 115°	5-0	1	45	Неокрашенный	12		L-1669-K
	5-0	1	45	Фиолетовый	12		L-1792-K

ПРЕМИУМ ШПАТЕЛЬ / PREMIUM SPATULA

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа	
							USP
3/8 круга 6 мм  Кривизна 140°	8-0	0.4	30	Фиолетовый	12	Surgalloy™	L-2748-K
1/2 круга 5,5 мм  Кривизна 160°	7-0	0.5	45	Фиолетовый	12	Surgalloy™	L-1787-K

МНОГОЦЕЛЕВАЯ / MULTIPURPOSE

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа	
							USP
1/2 круга 30 мм  4.31	0	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-030
	1	4	75	Фиолетовый	36		UL-046
1/2 круга 40 мм  4.41	0	3.5	75	Фиолетовый	36		UL-046
	1	4	75	Фиолетовый	36		CL-047
1/2 круга 50 мм  4.50	2	5	90	Фиолетовый	36		CL-055