


Covidien ClosureRFG™

Радиочастотный генератор

Процедура Venefit™ выполняется при помощи генератора ClosureRFG™.



Venefit™

Эндовенозная радиочастотная абляция

Радиочастотный генератор Covidien ClosureRFG™

Современный генератор для радиочастотной абляции Venefit™

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Непрерывная обратная связь

- Контроль температуры в реальном времени
- Отображение мощности энергии, подаваемой для достижения заданной температуры

Интуитивно понятный интерфейс

- Простое и быстрое отображение параметров процедуры
- Разноцветные шкалы с указанием диапазона параметров процедуры

Большой цветной экран

- Интуитивно понятное расположение функций на экране
- Виден на расстоянии

Эргономичная панель управления

- Подсветка кнопок управления обеспечивает хорошую видимость в темной комнате
- Встроенные рукоятки для удобства подъема и переноски
- Удобное крепление для кабеля питания

Звуковые сигналы

- Звуковые сигналы тревоги с регулируемой громкостью
- Различные тоны обозначают различные функции



Экран монитора при использовании катетеров для эндовенозной радиочастотной абляции (РЧА) Covidien ClosureFast™ и Covidien ClosureFast™ 3 см



ClosureFast™ катетер и ClosureFast™ 3 см катетер



Экран монитора при использовании эндовенозного радиочастотного стилета Covidien ClosureRFS™



ClosureRFS™ стилет

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Код	Описание	Напряжение питания
RFG3	ClosureRFG™ Радиочастотный Генератор	Универсальное (100-240 В)



COVIDIEN, COVIDIEN с логотипом и логотип Covidien являются товарными знаками компании Covidien AG. Другие торговые марки являются товарными знаками компании Covidien. ©2014 Covidien.

ИМПОРТЕР ПРОДУКЦИИ
КОРПОРАЦИИ «КОВИДИЕН» В РОССИИ
ООО «КОВИДИЕН ЕВРАЗИЯ»

105120, Москва,
2-й Сыромятнический
пер., д.1

+7 (495) 933 64 69 [Т]
+7 (495) 933 64 68 [Ф]

RUS@COVIDIEN.COM
WWW.COVIDIEN.COM/RUSSIA
WWW.VENEFITPROCEDURE.COM