




РАСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ОПЕРАЦИОННОЙ

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
РЕШЕНИЙ, КОТОРОМУ
ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ



ШОВНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Каталог продукции 2018/2019

Medtronic
Further. Together

VASCUFIL™









Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из полибутестера с рассасывающимся покрытием из Polytribolate™

Инновация в кардиохирургии.




| | |
|----------------------------|--|
| Описание материала | Vascufil™ - покрытый нерассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал, состоящий из полибутестера, кополимера бутилен терефталата и политераметилена гликоля. Шовный материал имеет покрытие из POLYTRIBOLATE™- рассасывающийся полимер из ε-капролактона-гликолида-полоксамера 188. |
| Показания | Монофиламентный шовный материал Vascufil™ применяется как нерассасывающийся шовный материал для сопоставления тканей и/или для лигирования в сердечно-сосудистой хирургии и офтальмохирургии. Применение данного шовного материала на нервных тканях и в микрохирургии не рекомендуется. |
| Применение | Монофиламентный шовный материал Vascufil™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется. |
| Срок поддержки раны | Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал Vascufil™ не теряет прочность in vivo. Выведение рассасывающегося покрытия полностью завершается в течение 30 дней. |
| Стерилизация | Гамма облучение. |
| Упаковка | <p>Стерильный шовный материал Vascufil™ производится различной длины, диаметра и с разным количеством в индивидуальной упаковке. Возможные варианты размеров от 2-0 USP (3 EP) до 7-0 USP (0.5 EP).</p> <p>Шовный материал VASCUFIL™ окрашен в синий цвет фталоцианином меди.</p> <p>Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.</p> |


КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

| Описание | Размер | Длина (см) | Цвет | Кол-во в упаковке | Комментарии | Код для заказа | |
|---|--------|------------|------|-------------------|-------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | USP |
| 3/8 круга 9 мм  | 7-0 | 0.5 | 45 | Синий | 36 | Surgalloy™ | 88864703-01V |
| | 7-0 | 0.5 | 60 | Синий | 36 | Surgalloy™ | 88864705-01V |
| | 7-0 | 0.5 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | 88864704-01V |
| | 6-0 | 0.7 | 45 | Синий | 36 | Surgalloy™ | 88864703-11V |
| | 6-0 | 0.7 | 60 | Синий | 36 | Surgalloy™ | 88864705-11V |
| | 6-0 | 0.7 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | 88864704-11V |
| 3/8 круга 11 мм  | 6-0 | 0.7 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | 88864756-11V |
| 3/8 круга 13 мм  | 5-0 | 1 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | 88864722-21V |
| 3/8 круга 13 мм  | 6-0 | 0.7 | 60 | Синий | 36 | Surgalloy™ | 88864709-11V |
| | 6-0 | 0.7 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | 88864710-11V |
| | 5-0 | 1 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | 88864710-21V |
| | 5-0 | 1 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | 88864711-21V |
| 3/8 круга 17 мм  | 5-0 | 1 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | 88864739-21V |
| | 4-0 | 1.5 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | 88864739-31V |
| 3/8 круга 17 мм  | 4-0 | 1.5 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | 88864716-31V |
| | | | | | | | |
| 1/2 круга 13 мм  | 6-0 | 0.7 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | 88864741-11V |
| | 6-0 | 0.7 | 4x75 | Синий | 12 | Surgalloy™ | 88864742-15V |
| | 5-0 | 1 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | 88864741-21V |
| 1/2 круга 17 мм  | 5-0 | 1 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | 88864719-21V |
| | 4-0 | 1.5 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | 88864719-31V |





КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

| Описание | Размер | | Длина (см) | Цвет | Кол-во в упаковке | Комментарии | Код для заказа |
|---|------------|--------|------------|-------|-------------------|-------------|----------------|
| | USP | Метрик | | | | | |
| 1/2 круга 26 мм  | 4-0 | 1.5 | 90 | СИНИЙ | 36 | Surgalloy™ | 88864750-31V |
| | 3-0 | 2 | 90 | СИНИЙ | 36 | Surgalloy™ | 88864750-41V |
| | 2-0 | 3 | 90 | СИНИЙ | 36 | Surgalloy™ | 88864750-51V |

МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ КОЛЮЩАЯ / MICROSURGERY TAPER POINT

| Описание | Размер | | Длина (см) | Цвет | Кол-во в упаковке | Комментарии | Код для заказа |
|--|------------|--------|------------|-------|-------------------|-------------|----------------|
| | USP | Метрик | | | | | |
| 3/8 круга 8 мм  | 7-0 | 0.5 | 60 | СИНИЙ | 36 | Surgalloy™ | 88864794-01V |

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPERCUTTING

| Описание | Размер | | Длина (см) | Цвет | Кол-во в упаковке | Комментарии | Код для заказа |
|---|------------|--------|------------|-------|-------------------|-------------|----------------|
| | USP | Метрик | | | | | |
| 3/8 круга 9 мм  | 6-0 | 0.7 | 60 | Синий | 36 | Surgalloy™ | 88864714-11V |
| 3/8 круга 13 мм  | 6-0 | 0.7 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | 88864734-11V |
| | 5-0 | 1 | 75 | Синий | 36 | Surgalloy™ | 88864734-21V |
| 1/2 круга 26 мм  | 2-0 | 3 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | 88864730-51V |
| 1/2 круга 26 мм  | 4-0 | 1.5 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | 88864731-31V |
| | 3-0 | 2 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | 88864731-41V |
| | 2-0 | 3 | 90 | Синий | 36 | Surgalloy™ | 88864731-51V |