




PERIPHERAL INTERVENTION

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЭМБОЛИЗАЦИИ

THINK EMBOLICS. **DISCOVER MERIT.**™

www.MeritEMEA.com



Merit Medical обеспечивает безопасность, эффективность и надежность эмболотерапии благодаря большой линейке **клинически апробированной** продукции для упрощения процедур **эмболизации**. Наш ассортимент продукции для эмболизации включает клинические **решения**, необходимые для наилучшего лечения пациентов.



PERIPHERAL INTERVENTION


ВМЕШАТЕЛЬСТВО

EMBOSPHERE®

EMBOGOLD®

HEPASPHERE™

BEARING nsPVA®



300-500 мкм

500-700 мкм

700-900 мкм

900-1200 мкм

КЛИНИЧЕСКИ АПРОБИРОВАННЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ЭМБОЛЫ

Микросферы Embosphere - это **наиболее изученные клинические** сферические эмболы, которые обеспечивают **предсказуемый** результат, тем самым увеличивая эффективность вмешательства и безопасность пациента. Микросферы Embosphere изготавливаются из молекул триакрила, связанного с желатином, что предотвращает дистальную миграцию и проксимальную окклюзию. Микросферы предназначены для **лечения** фибромиомы и доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Микросферы Embosphere отличаются **сжимаемостью** (до 33%) и отсутствием агрегации, что облегчает их прохождение по микрокатетеру в сосуды.

¹Архивные данные.

EMBOGOLD®



EMBOSPHERE®



40-120 MKM

100-300 MKM



300-500 мкм

500-700 мкм

700-900 мкм

900-1200 мкм

ПРЕВОСХОДНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Микросферы EmboGold® увеличивают **видимость** микросфер благодаря окрашиванию триакрил-желатиновых эмболизационных частиц, что обеспечивает максимальное удобство манипуляции и надежный контроль. Молекулы золота улучшают визуализацию невооруженным глазом, являясь рентгенопрозрачными. Предварительно заполненный шприц обеспечивает **удобство в использовании**, эффективность и безопасность процедуры.

HEPASPHERE™



 HepaSpheres™
MICROSPHERES

30 - 60 μm

CE 0459 #140

Qty

REF

LOT

STER




ПРЕВОСХОДНАЯ КОНФОРМНОСТЬ

Доксорубициновые микросферы HepaSphere™ имеют **успешный опыт применения** для лечения гепатоклеточной карциномы (ГЦК) с высокой частотой объективного ответа, минимально затрагивая сохраненную функцию печени.¹ Эти микросферы **с высоким уровнем сжатия** обеспечивают превосходный контакт с внутренней оболочкой сосудов, вызывая аноксию и тем самым максимально способствуя переносу высвобождаемого препарата.

¹Архивные данные.

BEARING nsPVA®






ПРЕВОСХОДНАЯ ТОЧНОСТЬ

Эмболизационные частицы Bearing nsPVA® (несферические гранулы поливинилового спирта) имеют неправильную форму, биосовместимость, гидрофильные, нерассасывающиеся. Они используются для лечения артериовенозных мальформаций, гиперваскулярных опухолей и манифестации фибромиом.

Точно калиброванные частицы Bearing nsPVA имеют более равномерную гранулометрию по сравнению с аналогами. Эмболизационные частицы Bearing nsPVA имеют срок годности 36 месяцев. Легко отвинчивающийся колпачок и удобный размер ампулы облегчают манипуляции и улучшают контроль. Цветовая кодировка облегчает определение размеров частиц (45-1180 мкм).



СРЕДСТВА
ДОСТАВКИ
ПРИ ЭМБОЛИЗАЦИИ



ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ КАТЕТЕРЫ IMPRESS®

МИКРОКАТЕТЕР MERIT MAESTRO®


УПРАВЛЯЕМЫЙ ПРОВОДНИК TENOR®



ДОСТАВКА

Impress®

Диагностические периферические катетеры





Tenor®
Управляемый
микропроводник

УЛУЧШЕННАЯ ДОСТАВКА

Дополняет линейку стандартных микрокатетеров Merit Maestro® дизайн **SWAN NECK**, который облегчает установку катетера в сосуд, улучшает проведение и доставку эмбол. Интервенционный проводник Tenor® объединяет в себе исключительную **проталкиваемость** и **управляемость**, обеспечивая точность проведения по сложным участкам. Отличительными особенностями диагностических периферических катетеров Impress® zfkz.ncz - сужающийся кончик для плавности перехода, гофрированная втулка для профилактики изломов, shaft собственной разработки для гибкости без ущерба управляемости.

Merit Maestro®
Микрокатетер





Understand. Innovate. Deliver.™



Европейская штаб-квартира, Маастрихт (Нидерланды)

THINK EMBOLICS. DISCOVER MERIT.™

www.MeritEMEA.com

Merit Medical Europe, Middle East & Africa

Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport, Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.

Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
+35 39 170 37 33

Merit Medical France

136 Ave. Joseph Kessel, 78960 Voisins Le Bretonneux, France
+33 (0)1 30 57 24 24

Merit Medical Systems, Inc.

1600 West Merit Parkway, South Jordan, UT, 84095 USA
+1 801 253 1600

Asia, Pacific Rim, Latin America, Caribbean & Canada

+1 801 208 4438

Free phone for specific country

Austria
0800 295 374

Belgium
0800 72 906 (Dutch)
0800 73 172 (French)

Denmark
80 88 00 24

Finland
0800 770 586

France
0800 91 60 30

Germany
0800 182 0871

Ireland (Republic)
1800 553 163

Italy
800 897 005

Luxembourg
8002 25 22

Netherlands
0800 022 81 84

Norway
800 11629

Sweden
020 792 445

Sweden
020 792 445

Switzerland
00800 9000 5060

UK
0800 973 115