

Нагрузочные спирометры Coach[®]2 и CliniFLO[®] Улучшаем качество жизни



РЕСПИРАТОРНАЯ ТЕРАПИЯ

PORTEX



Объемный нагрузочный спирометр Coach®2

Coach® 2 делает нагрузочную спирометрию легче, как для пациентов, так и для медицинского персонала. Одноходовой клапан способствует тому, чтобы пациент именно вдыхал, а не выдыхал с устройством. Яркие наглядные поршни, универсальные графические изображения (для индикации правильного уровня инспираторного потока) и доступная инструкция позволяют пациентам самостоятельно контролировать свои послеоперационные дыхательные упражнения без необходимости постоянного наблюдения медперсонала. Комплект дополняют такие полезные функции, как соединение для подачи кислорода, удобная ручка, гибкая трубка и крепление на спинку кровати.

Преимущества:

- Способствует вдоху, а не выдоху пациента в устройство.
- Легко подстраивается к индивидуальным потребностям.
- Может использоваться пациентами, приходящими в себя после наркоза.
- Не требует сложного обучения.
- Остается с пациентом, способствуя соблюдению режима лечения.
- Подходит для пациентов, которым нужна кислородная терапия.
- Эргономичный.
- Детский вариант (Kids) с картинками из подводного мира, играми и наклейками.



Нагрузочный спирометр CliniFLO® низкого потока

CliniFLO® идеален для пожилых, педиатрических и ослабленных пациентов. Благодаря регулировке скорости потока от 100 до 600 мл/сек практически любой пациент способен создать минимальное инспираторное усилие, необходимое для эффективной терапии. Медленный вдох улучшает коллатеральную вентиляцию и минимизирует дискомфорт у больных при проведении послеоперационных дыхательных упражнений. Специальный порт позволяет легко подавать кислород во время реабилитационной терапии. CliniFLO® поставляется с присоединенной гибкой трубкой, мундштуком и инструкцией по эксплуатации.

Преимущества:

- Подходит практически для всех типов пациентов.
- Снижает вероятность заражения.
- Позволяет отслеживать результаты в реальном времени.
- Не требует сложного обучения.
- Снижает вероятность случайного изменения настроек.

Информация для заказа

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ОБЪЕМ
22-4000	Coach®2 с одноходовым клапаном	4000 мл
22-4001	Coach®2	4000 мл
22-2500	Coach®2 с одноходовым клапаном	2500 мл
22-2501	Coach®2	2500 мл
22-2000	Coach®2 Kids (детский) с одноходовым клапаном	2000 мл

Информация для заказа

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
22-1200	CliniFLO®

Дополнительная информация на:

www.smiths-medical.com/respiratorycare

Информация в данном проспекте является точной на момент печати. Компания оставляет за собой право вносить улучшения в представленные товары.

Smiths Medical International Ltd.
Hythe, Kent CT21 6JL UK (Великобритания)
Тел.: +44 (0)1303 260551 Факс: +44 (0)1303 266761

Smiths Medical North
160 Weymouth Street,
Rockland, MA 02370, USA (США)
www.smiths-medical.com

Smiths Medical, часть глобальной технологической группы компаний Smiths Group
Графический знак Smiths Medical и Portex; Coach и CliniFLO являются торговыми марками группы компаний Smiths Medical. Символ © означает, что торговая марка зарегистрирована в Патентном ведомстве США и некоторых других стран. Публикация № LIT/AM3005

smiths medical