




# Каталог продукции направления Medical Solutions



**CardinalHealth**

*Essential to care™*

## Вступление

Компания Cardinal Health предлагает разноплановую и комплексную линейку изделий медицинского назначения для оказания помощи пациентам, которая позволяет сократить расходы, повысить эффективность и улучшить качество работы. Наша продукция, представленная качественным ассортиментом изделий ведущих брендов, - от компрессии до хирургических перчаток, - обеспечивает медицинских работников решениями полного цикла.

Наши янкауэры и трубки Argyle™ выпускаются в различном исполнении для разных видов применения.

### Хирургические перчатки

Наши хирургические перчатки Protexis™ созданы для защиты рук врача, который выполняет хирургическое вмешательство. Поэтому мы заботимся о качестве, оптимизируем проведение клинической деятельности и всецело уверены в каждой хирургической перчатке Protexis™, что позволяет вам получать совершенные средства для проведения процедур любого типа.

### Компрессия

Компания Cardinal Health поддерживает сотрудничество с медицинскими работниками в направлении профилактики венозной тромбоэмболии (ВТЭ). В клинических условиях получены подтверждения того, что наши продукты снижают частоту случаев тромбоза глубоких вен (ТГВ) и тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) без возрастания риска кровотечения, о чем свидетельствуют данные клинических исследований, опубликованных в рецензируемых изданиях.

### Электрокардиология

Большинству лечебных учреждений, принимающих больных в острых состояниях, необходимы различные медицинские устройства для проведения электрокардиографии. Cardinal Health предлагает электроды разных размеров, материалов и областей применения, которые помогают медицинским работникам оптимизировать рабочий процесс и более эффективно распределять средства.

### Операционный блок

Компания Cardinal Health предлагает комплексный ассортимент продуктов и принадлежностей различного назначения - от защиты против перфорации иглой до предотвращения перекрестного заражения пациента, - чтобы гарантировать безопасность врача и пациента в операционной. Наш полный спектр изделий первой необходимости для операционной, с различными размерами и вариантами исполнения, способствует выполнению поставленных в клинике задач и гарантирует удобство в уходе за пациентом.

### Кардиоторакальная хирургия

Компания Cardinal Health предлагает полный ассортимент изделий и принадлежностей для дренирования грудной клетки, торакальных катетеров и процедурных наборов, включая перфузионные изделия, для удовлетворения потребностей врачей в любой клинической ситуации.

### Энтеральное питание

Ассортимент продуктов представлен линейкой наших универсальных комплектов для энтерального питания и средств обеспечения кратковременного и долгосрочного энтерального доступа.

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Биопсия костного мозга     | 4  |
| Кардиоторакальная хирургия | 6  |
| Компрессия                 | 12 |
| Стоматология               | 16 |
| Электроды                  | 18 |
| Энтеральное питание        | 24 |
| Перинатология              | 35 |
| Операционный блок          | 37 |
| Хирургические перчатки     | 43 |
| Хирургическая аспирация    | 46 |
| Урология                   | 60 |
| Обработка раны             | 66 |

# Содержание

# БИОПСИЯ КОСТНОГО МОЗГА



Иглы для биопсии и  
аспирации костного мозга



## Иглы для биопсии и аспирации костного мозга

Моноject™ Иглы для биопсии костного мозга / аспирационные иглы

| Код иглы   | Калибр и длина | Тип   | Количество |
|------------|----------------|-------|------------|
| 8881247087 | 8G × 10,2 см   | Тип J | 10 × 1 шт. |
| 8881247111 | 11G × 10,2 см  | Тип J | 10 × 1 шт. |
| 8881247137 | 13G × 8,9 см   | Тип J | 10 × 1 шт. |
| 8881247129 | 13G × 6,4 см   | Тип J | 10 × 1 шт. |



Моноject™ Аспирационные иглы для стерильной пункции из подвздошной кости

| Код иглы   | Калибр и длина                        | Тип   | Количество |
|------------|---------------------------------------|-------|------------|
| 8881245164 | 16G × регулируется в пределах 5–48 мм | Тип I | 10 × 1 шт. |

# Кардиоторакальная хирургия



Sentinel Seal™ Система для дренирования грудной клетки

Altitude™ Система для дренирования грудной клетки

Aqua-Seal™ Система для дренирования грудной клетки

Thora-Seal™ Система для дренирования грудной клетки

Катетеры и троакары для торакальной хирургии

Принадлежности для кардио-торакальной хирургии





## Sentinel Seal™, системы для дренирования грудной клетки

### Четырехкамерная система для сухого дренирования грудной клетки

Четырехкамерная система для дренирования грудной клетки Sentinel Seal™ с манометром для оценки состояния пациента позволяет осуществлять постоянный мониторинг давления в плевральной полости пациента.

| Код        | Описание  | Камера для сбора отделяемого | Количество |
|------------|---|------------------------------|------------|
| 8888571562 | Sentinel Seal™, система для дренирования грудной клетки   | 2500 мл                      | 5          |
| 8888571513 | Sentinel Seal™, система для дренирования грудной клетки с двойной камерой для сбора отделяемого | 1370 мл и 1030 мл            | 5          |
| 8888571489 | Sentinel Seal™, система для дренирования грудной клетки с зажимом и соединителем для трубок     | 2500 мл                      | 5          |



## Altitude™, системы для дренирования грудной клетки

### Altitude™, трехкамерная система для сухого дренирования грудной клетки

Одноразовая система для сухого кардио-торакального дренирования с тремя камерами для гравитационной и активной аспирации с механическим регулятором аспирации.

| Код        | Описание   | Камера для сбора отделяемого | Количество |
|------------|--|------------------------------|------------|
| 8888571370 | Altitude™, система для дренирования грудной клетки   | 2500 мл                      | 5          |
| 8888571371 | Altitude™, система для дренирования грудной клетки с двойной камерой для сбора отделяемого | 1370 мл и 1030 мл            | 5          |



## Aqua-Seal™, системы для дренирования грудной клетки

### Трехкамерная система

Одноразовая система для кардиоторакального дренирования с тремя камерами для гравитационной и активной аспирации.

| Код        | Описание  | Камера для сбора отделяемого | Количество |
|------------|---|------------------------------|------------|
| 8888571299 | Aqua-Seal™, система для дренирования грудной клетки   | 2300 мл                      | 5          |
| 8888571406 | Aqua-Seal™, система для дренирования грудной клетки с двойной камерой для сбора отделяемого | 1265 мл и 1050 мл            | 5          |
| 8888571315 | Aqua-Seal™ с возможностью присоединения блока для аутоотрансфузии                           | 2300 мл                      | 5          |



## Thora-Seal™, система для дренирования грудной клетки

### Трехкамерная система

Трехкамерная система для дренирования грудной клетки с камерой водяного замка и отдельной камерой для сбора отделяемого.

| Код        | Описание  | Камера для сбора отделяемого | Количество |
|------------|---|------------------------------|------------|
| 8884713308 | Thora-Seal™, трехкамерная система                 | 2500 мл                      | 4          |
| 8884713900 | Thora-Seal™, сменная камера для сбора отделяемого | 2500 мл                      | 6          |



### Двухкамерная система

Двухкамерная система для дренирования грудной клетки с камерой водяного замка и отдельной камерой для сбора отделяемого.

| Код        | Описание                          | Камера для сбора отделяемого | Количество |
|------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|
| 1180571570 | Thora-Seal™, двухкамерная система | 2600 мл                      | 5          |



### Однокамерная система

Однокамерная система для дренирования грудной клетки.

| Код        | Описание  | Камера для сбора отделяемого | Количество |
|------------|---|------------------------------|------------|
| 8884713100 | Thora-Seal™, полная система                                     | 2000 мл                      | 6          |
| 1814713105 | Thora-Seal™, только аспирационная емкость                       | 2000 мл                      | 6          |
| 8884729500 | Регулируемая трубка для аспирационной емкости Thora-Seal™ Basic | -                            | 12         |



## Торакальные катетеры и троакары

Применяются для отвода воздуха и жидкости из грудной или брюшной полости.

### Turkel™, безопасная система для торакоцентеза и парацентеза



Безопасная система Turkel™ состоит из затупленной безопасной канюли, закрепленной в острой, скошенной полый игле.

| Код        | Описание  | Количество |
|------------|---|------------|
| 8888566067 | Turkel™, безопасная система для торакоцентеза и парацентеза, безопасная игла и катетер 8 Fr/Ch — 12,5 см Шприц на 50 мл Мопоject™ с винтовым люэровским наконечником, дренажный мешок 2000 мл | 10         |



### Argyle™, торакальные катетеры

Одноразовые тонкостенные катетеры для максимальной дренажной способности в соответствии с внешним диаметром (50 см) с рентгеноконтрастной контрольной полосой, не содержащие латекса.

| Код                                | Описание  | Диаметр Fr/Ch | Кол-во отверстий | Количество |
|------------------------------------|---|---------------|------------------|------------|
| Торакальные катетеры               |   |               |                  |            |
| 8888572537                         | Прямой из силикона                                  | 20            | 5                | 10         |
| 8888572545                         | Прямой из силикона                                  | 24            | 6                | 10         |
| 8888572552                         | Прямой из силикона                                  | 28            | 6                | 10         |
| 8888572560                         | Прямой из силикона                                  | 32            | 6                | 10         |
| 8888572578                         | Прямой из силикона                                  | 36            | 6                | 10         |
| 8888572586                         | Прямой из силикона                                  | 40            | 6                | 10         |
| 8888573048                         | Изогнутый из силикона                               | 28            | 6                | 10         |
| 8888573055                         | Изогнутый из силикона                               | 32            | 6                | 10         |
| 8888573063                         | Изогнутый из силикона                               | 36            | 6                | 10         |
| Y-образный коннектор для катетеров |   |               |                  |            |
| 8884714200                         | Y-образный коннектор для двух торакальных катетеров |               |                  | 10         |



## Торакальные катетеры и троакары

### Argyle™, торакальные катетеры

Одноразовые тонкостенные катетеры со скользящей поверхностью и рентгенопрозрачной полосой, не содержат латекса.

| Код                     | Описание                          | Диаметр Fr/Ch | Количество |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|
| <b>Троакар-катетеры</b> |                                   |               |            |
| 210-16                  | Прямой из ПВХ                     | 16            | 10         |
| 210-20                  | Прямой из ПВХ                     | 20            | 10         |
| 210-24                  | Прямой из ПВХ                     | 24            | 10         |
| 210-28                  | Прямой из ПВХ                     | 28            | 10         |
| 210-32                  | Прямой из ПВХ                     | 32            | 10         |
| 209-16                  | Изогнутый под прямым углом из ПВХ | 16            | 10         |
| 209-20                  | Изогнутый под прямым углом из ПВХ | 20            | 10         |
| 209-24                  | Изогнутый под прямым углом из ПВХ | 24            | 10         |
| 209-28                  | Изогнутый под прямым углом из ПВХ | 28            | 10         |
| 209-32                  | Изогнутый под прямым углом из ПВХ | 32            | 10         |
| 209-36                  | Изогнутый под прямым углом из ПВХ | 36            | 10 Троакар |



### Argyle™, троакар-катетеры

Термопластичный катетер из ПВХ с предустановленным троакаром и готовый к использованию, с гладкими отверстиями в форме эллипса и рентгеноконтрастной полосой, не содержит латекса.

| Код                     | Описание                     | Диаметр Fr/Ch | Длина | Количество |
|-------------------------|------------------------------|---------------|-------|------------|
| <b>Троакар-катетеры</b> |                              |               |       |            |
| 8888560805              | Остроконечный                | 8             | 23 см | 10         |
| 8888561019              | Остроконечный                | 10            | 23 см | 10         |
| 8888561035              | Остроконечный                | 16            | 25 см | 10         |
| 8888561043              | Остроконечный                | 20            | 40 см | 10         |
| 8888561050              | Остроконечный                | 24            | 40 см | 10         |
| 8888561068              | Остроконечный                | 28            | 40 см | 10         |
| 8888561076              | Остроконечный                | 32            | 40 см | 10         |
| 1180561415              | Скошенный наконечник         | 10            | 20 см | 10         |
| 1180561423              | Скошенный наконечник         | 12            | 23 см | 10         |
| 1180561431              | Скошенный наконечник         | 16            | 25 см | 10         |
| 1180561449              | Скошенный наконечник         | 20            | 40 см | 10         |
| 1180561456              | Скошенный наконечник         | 24            | 40 см | 10         |
| 1180561464              | Скошенный наконечник         | 28            | 40 см | 10         |
| 1180561472              | Скошенный наконечник         | 32            | 40 см | 10         |
| 1180562009              | Двухпросветный остроконечный | 12            | 25 см | 10         |
| 1180562017              | Двухпросветный остроконечный | 16            | 30 см | 10         |
| 1180562025              | Двухпросветный остроконечный | 20            | 40 см | 10         |
| 1180562033              | Двухпросветный остроконечный | 24            | 40 см | 10         |
| 1180562041              | Двухпросветный остроконечный | 28            | 40 см | 10         |



## Торакальные катетеры и троакары

### Argyle™ Suture Rib, троакар-катетеры

Термопластичный катетер из ПВХ со скользящей поверхностью и рентгеноконтрастной полосой, не содержит латекса.

| Код    | Описание                   | Диаметр Fr/Ch | Длина | Количество |
|--------|----------------------------|---------------|-------|------------|
| 211-10 | Троакар-катетер Suture Rib | 10            | 22 см | 10         |
| 211-12 | Троакар-катетер Suture Rib | 12            | 25 см | 10         |
| 211-16 | Троакар-катетер Suture Rib | 16            | 25 см | 10         |
| 211-20 | Троакар-катетер Suture Rib | 20            | 40 см | 10         |
| 211-24 | Троакар-катетер Suture Rib | 24            | 40 см | 10         |
| 211-28 | Троакар-катетер Suture Rib | 28            | 40 см | 10         |
| 211-32 | Троакар-катетер Suture Rib | 32            | 40 см | 10         |



### Argyle™, набор сосудистых турникетов

Включает 2 оболочки с заглушкой, 1 обтуратор и 2 фиксирующие ленты × 3,2 мм × 61 см, не содержит латекса.

| Код        | Описание         | Количество |
|------------|------------------|------------|
| 8888585000 | Набор турникетов | 10         |

# Компрессия



Манжеты Kendall SCD™ Comfort  
и аппарат Kendall SCD™ 700

Манжеты Kendall SCD™ Express

Противоэмболические чулки T.E.D.™



74022

## Манжеты Kendall SCD™ Comfort и система пневматической компрессии Kendall SCD™ 700

Манжеты Comfort к системе пневматической компрессии Kendall SCD™ серии 700, до бедра

| Код   | Описание | Окружность бедра | Размер | Количество |
|-------|----------|------------------|--------|------------|
| 74010 | До бедра | До 40,6 см       | XS     | 5 пар      |
| 74011 | До бедра | 40,6–55,9 см     | S      | 5 пар      |
| 74012 | До бедра | 55,9–71,1 см     | M      | 5 пар      |
| 74013 | До бедра | 71,1–91,4 см     | L      | 3 пары     |

Манжеты Comfort к системе пневматической компрессии Kendall SCD™ серии 700, до колена

| Код   | Описание  | Окружность голени | Размер | Количество |
|-------|-----------|-------------------|--------|------------|
| 74021 | До колена | До 35,6 см        | S      | 5 пар      |
| 74022 | До колена | 35,6–53,3 см      | M      | 5 пар      |
| 74023 | До колена | 53,3–66,0 см      | L      | 5 пар      |

Манжеты Comfort к системе пневматической компрессии Kendall SCD™ серии 700, с отрывной секцией, до бедра

| Код   | Описание | Окружность бедра | Размер | Количество |
|-------|----------|------------------|--------|------------|
| 74041 | До бедра | 40,6–55,9 см     | S      | 5 пар      |
| 74042 | До бедра | 55,9–71,1 см     | M      | 5 пар      |
| 74043 | До бедра | 71,1–91,4 см     | L      | 3 пары     |

Система пневматической компрессии Kendall SCD™ серии 700

| Код    | Описание | Количество |
|--------|----------|------------|
| 295250 |          | 1          |

## Манжеты Kendall SCD™ Express

Манжеты Kendall SCD™ Express



73012

| Код   | Описание  | Размер | Количество |
|-------|-----------|--------|------------|
| 73022 | До колена | M      | 5 пар      |
| 73023 | До колена | L      | 5 пар      |
| 73011 | До бедра  | S      | 5 пар      |
| 73012 | До бедра  | M      | 5 пар      |
| 73013 | До бедра  | L      | 3 пары     |

## Манжеты Kendall SCD™ Express

### Манжеты с отрывной секцией Kendall SCD™ Express

| Код   | Описание | Размер | Количество |
|-------|----------|--------|------------|
| 73041 | До бедра | S      | 5 пар      |
| 73042 | До бедра | M      | 5 пар      |
| 73043 | До бедра | L      | 3 пары     |

### Стерильная манжета Kendall SCD™ Express

| Код  | Описание | Размер | Количество         |
|------|----------|--------|--------------------|
| 9736 | До бедра | M      | 5 отдельных единиц |

### Манжета Kendall SCD™ Express на стопу

| Код   | Описание         | Размер      | Количество          |
|-------|------------------|-------------|---------------------|
| 73032 | Манжета на стопу | Стандартная | 10 отдельных единиц |
| 73033 | Манжета на стопу | L           | 10 отдельных единиц |

### Соединительные трубки для Kendall SCD™ Express

| Код  | Описание  | Количество |
|------|---|------------|
| 9528 | Комплект соединительных трубок для компрессионной системы | 1          |





3310LF

## T.E.D.™ Противоэмболические чулки

Длина до бедра

| Окружность бедра | Размер голени | Код    | Длина ноги  | Размер      | Цветовая маркировка длины | Количество |       |
|------------------|---------------|--------|-------------|-------------|---------------------------|------------|-------|
| Менее 63,5 см    | S             | 3071LF | Короткая    | A           | Желтый                    | 6 пар      |       |
|                  |               | 3130LF | Стандартная | B           | Белый                     | 6 пар      |       |
|                  |               | 3222LF | Длинная     | C           | Желтый                    | 6 пар      |       |
|                  | M             | M      | 3310LF      | Короткая    | D                         | Белый      | 6 пар |
|                  |               |        | 3416LF      | Стандартная | E                         | Желтый     | 6 пар |
|                  |               |        | 3549LF      | Длинная     | F                         | Белый      | 6 пар |
|                  |               | L      | 3634LF      | Короткая    | G                         | Желтый     | 6 пар |
|                  |               |        | 3728LF      | Стандартная | H                         | Белый      | 6 пар |
|                  |               |        | 3856LF      | Длинная     | J                         | Желтый     | 6 пар |
| 63,5–81,3 см     | XL            | 4010LF | Короткая    | K           | Белый                     | 6 пар      |       |
|                  |               | 4114LF | Стандартная | L           | Желтый                    | 6 пар      |       |
|                  |               | 4216LF | Длинная     | M           | Белый                     | 6 пар      |       |
|                  |               | 3180LF | Короткая    | N           | Желтый                    | 6 пар      |       |
|                  |               | 3181LF | Стандартная | P           | Белый                     | 6 пар      |       |
|                  |               | 3182LF | Длинная     | Q           | Желтый                    | 6 пар      |       |
| 81,3–91,4 см     | XXL           | 3183LF | Короткая    | R           | Белый                     | 6 пар      |       |
|                  |               | 3184LF | Стандартная | S           | Желтый                    | 6 пар      |       |
|                  |               | 3185LF | Длинная     | T           | Белый                     | 6 пар      |       |



3144

Длина до бедра в исполнении с поясом

| Окружность бедра | Размер голени | Код     | Длина ноги  | Размер | Цветовая маркировка длины | Количество |
|------------------|---------------|---------|-------------|--------|---------------------------|------------|
| Менее 63,5 см    | XS            | 3306    | Стандартная | AA+    | Белый                     | 6 пар      |
|                  |               | 3320    | Длинная     | BB+    | Синий                     | 6 пар      |
|                  | S             | 3039    | Стандартная | A+     | Белый                     | 6 пар      |
|                  |               | 3364    | Длинная     | B+     | Синий                     | 6 пар      |
|                  |               | 3144    | Стандартная | C+     | Белый                     | 6 пар      |
|                  | M             | 3449    | Длинная     | D+     | Синий                     | 6 пар      |
|                  |               | 3221    | Стандартная | E+     | Белый                     | 6 пар      |
|                  |               | 3523    | Длинная     | F+     | Синий                     | 6 пар      |
|                  | L             | 3922    | Стандартная | G+     | Белый                     | 6 пар      |
| 3995             |               | Длинная | H+          | Синий  | 6 пар                     |            |
| XL               |               | 3995    | Длинная     | H+     | Синий                     | 6 пар      |



7115

## T.E.D.™ Противоэмболические чулки

Исполнение с длиной до колена

| Окружность бедра | Размер голени | Код    | Длина ноги  | Размер | Цветовая маркировка длины | Количество |
|------------------|---------------|--------|-------------|--------|---------------------------|------------|
| Менее 30,5 см    | S             | 7071   | Стандартная | A-     | Белый                     | 12 пар     |
|                  |               | 7339   | Длинная     | B-     | Синий                     | 12 пар     |
| 30,5–38 см       | M             | 7115   | Стандартная | C-     | Белый                     | 12 пар     |
|                  |               | 7480   | Длинная     | D-     | Синий                     | 12 пар     |
| 38–44,5 см       | L             | 7203   | Стандартная | E-     | Белый                     | 12 пар     |
|                  |               | 7594   | Длинная     | F-     | Синий                     | 12 пар     |
| 44,5–51 см       | XL            | 7604   | Стандартная | G-     | Белый                     | 12 пар     |
|                  |               | 7802   | Длинная     | H-     | Синий                     | 12 пар     |
| 51–58,4 см       | XXL           | 7470LF | Стандартная | J-     | Белый                     | 12 пар     |
|                  |               | 7471LF | Длинная     | K-     | Синий                     | 12 пар     |
| 58,4–66 см       | XXXL          | 7472LF | Стандартная | L-     | Белый                     | 12 пар     |
|                  |               | 7473LF | Длинная     | M-     | Синий                     | 12 пар     |

# Стоматология



Эндодонтические иглы

Стоматологические иглы

Стоматологические принадлежности



## Эндодонтические иглы

Моноject™ Эндодонтические иглы стерильные

| Код        | Калибр и длина иглы | Цвет      | Количество       |
|------------|---------------------|-----------|------------------|
| 8881471232 | 23G × 32 мм         | Оранжевый | 4 × (25 × 1 шт.) |
| 8881471273 | 27G × 32 мм         | Желтый    | 4 × (25 × 1 шт.) |

Моноject™ Эндодонтические шприцы с иглой для ирригации корневых каналов, стерильные

| Код         | Размер шприца | Калибр и длина иглы       | Количество    |
|-------------|---------------|---------------------------|---------------|
| 1180323114E | 3 мл          | 23G × 32 мм (1,25 дюймов) | 800 (8 × 100) |
| 1180327114E | 3 мл          | 27G × 32 мм (1,25 дюймов) | 800 (8 × 100) |



## Стоматологические иглы

Моноject™ Пластиковый переходник для стоматологических игл, стерильный

| Код        | Калибр и длина иглы | Цвет      | Количество       |
|------------|---------------------|-----------|------------------|
| 8881471232 | 23G × 32 мм         | Оранжевый | 4 × (25 × 1 шт.) |
| 8881471273 | 27G × 32 мм         | Желтый    | 4 × (25 × 1 шт.) |



Моноject™ Пластиковый переходник для стоматологических игл, стерильный

| Код        | Калибр и длина иглы | Цвет    | Количество        |
|------------|---------------------|---------|-------------------|
| 8881401031 | 25G × 32 мм         | Красный | 10 × (100 × 1 шт) |
| 8881401049 | 25G × 25 мм         | Красный | 10 × (100 × 1 шт) |
| 8881401056 | 27G × 32 мм         | Желтый  | 10 × (100 × 1 шт) |
| 8881401064 | 27G × 25 мм         | Желтый  | 10 × (100 × 1 шт) |
| 8881401072 | 30G × 25 мм         | Синий   | 10 × (100 × 1 шт) |
| 8881401171 | 30G × 13 мм         | Синий   | 10 × (100 × 1 шт) |

## Стоматологические принадлежности

| Код        | Спецификации  | Стерильно                              | Количество |
|------------|---|--|------------|
| 8881444015 | Argyle™, наконечник хирургического аспиратора         | Стерильно, для одноразового применения | 4 × 25 шт. |
| 8881412012 | Моноject™, шприц с изогнутым наконечником, 12 куб. см | Чистый, для одноразового применения    | 1 × 50 шт. |



# Электроды



Электроды ЭКГ для взрослых

Электроды ЭКГ для новорожденных

Электроды ЭКГ для младенцев


Многофункциональные электроды для дефибрилляции



# Kendall™, электроды ЭКГ для взрослых

## Одноразовые электроды ЭКГ

С сенсором Ag/AgCl и основой из вспененного материала.



31.1946.21



31.1925.21



31.1355.21

| Код        | Код поиска | Описание   | Количество |
|------------|------------|--|------------|
| 31.1946.21 | H34SG      | Рентгенопрозрачные, подходят для рентгенографии, КТ и МРТ, твёрдый проводящий гидрогель с прочной адгезией (возможность ношения в течение 72 часов, устойчивый к водным процедурам), с интегрированным иристрателем для подготовки кожи, диаметр 50 × 45 мм, с кнопочным коннектором | 30/300     |
| 31.1925.21 | H92SG      | С твердым проводящим гидрогелем для длительного применения, 57 × 34 мм, с кнопочным коннектором  | 50/500     |
| 31.1355.21 | H135SG     | С твердым проводящим гидрогелем для длительного применения, также подходят для применения в неврологии и педиатрии, диаметр 43 × 35 мм, кнопочный коннектор  | 50/500     |
| 31.1355821 | H135TSG    | Как и H135SG, но рентгенопрозрачные, совместимые с КТ и МРТ  | 50/500     |
| 31.1245.21 | H124SG     | Со специальным гидрогелем для длительного применения, также подходит для применения в неврологии и педиатрии, диаметр 30 × 24 мм, с кнопочным коннектором  | 50/500     |
| 31.1917.21 | H91SSG     | Как и H92SG, но с сильным адгезивом (рекомендовано для длительного ЭКГ-мониторинга и стресс-тестов), 57 × 34 мм, с кнопочным коннектором   | 50/500     |
| 31.1915821 | H91TSG     | Как и H91SSG, но рентгенопрозрачные, совместимые с рентгенографией, КТ и МРТ, 57 × 34 мм, с кнопочным коннектором  | 50/500     |
| 31.1935.21 | H93SG      | Как и H92SG, но только в исполнении 42 × 24 мм   | 50/500     |
| 31050522   | 200        | С проводящим адгезивным гидрогелем, упакованные в перфорированные ленты по 5 штук, 36,5 мм, каплевидной формы, с кнопочным коннектором   | 100/1000   |
| 31118733   | 100        | С проводящим адгезивным гидрогелем, упакованные в перфорированные ленты по 5 штук, диаметром 30 мм, с кнопочным коннектором  | 100/1000   |
| 31013926-  | 530        | С проводящим адгезивным гидрогелем, по 30 отдельных электродов в упаковке, 45 мм, каплевидной формы, с кнопочным коннектором   | 30/600     |
| 31.1914.21 | H914SG     | С твердым проводящим гидрогелем для длительного применения, 57 × 34 мм, с 4 мм коннектором типа «банан»  | 30/300     |
| 31.1345.21 | H34LG      | С жидким проводящим гидрогелем с возможностью ношения в течение 72 часов, устойчивые к душу и мытью, особенно подходят для диагностики и стресс-тестов, диаметр 50 × 45 мм, с кнопочным коннектором  | 30/300     |
| 31.1663.21 | H66LG      | С жидким проводящим гидрогелем, диаметр 55 мм, с кнопочным коннектором   | 30/300     |



31.1345.21



31.1996.21



31.1995.21



30807732

## Kendall™, электроды ЭКГ для взрослых

### Одноразовые электроды ЭКГ

Электроды с датчиком с покрытием Ag/AgCl, а также с микропористым нетканым, тканым или прозрачным материалом или с полиэфирной основой.

| Код        | Код поиска | Описание  | Количество |
|------------|------------|---|------------|
| 31.1985.21 | H98LG      | Микропористый нетканый материал, с жидким гелем, диаметр 55 мм, с кнопочным коннектором   | 30/300     |
| 31.1986.21 | H98SG      | Микропористый нетканый материал, с твердым гелем, диаметр 55 мм, с кнопочным коннектором  | 30/300     |
| 31.1995.21 | H99LG      | Нетканый материал, с жидким гелем, диаметр 55 мм, с кнопочным коннектором   | 30/300     |
| 31.1996.21 | H99SG      | Нетканая основа, с твердым гелем, диаметром 55 мм, с переходником-шпилькой  | 30/300     |
| 22700      | 700        | Электрод из нетканого материала с проводящим адгезивным гидрогелем, упакованный в перфорированные ленты по 10 штук, 45 мм, каплевидной формы, с кнопочным коннектором | 50/1000    |
| 22733      | 733        | Прозрачные ленточные электроды с проводящим клейким гидрогелем  | 3/600      |
| 22735      | 735        | Прозрачные ленточные электроды с проводящим клейким гидрогелем  | 5/600      |
| 22750      | 750        | Прозрачные ленточные электроды с проводящим клейким гидрогелем, рентгенопрозрачные  | 50/1000    |


## Kendall™, электроды ЭКГ для взрослых

### Одноразовые электроды для ЭКГ с контактным язычком

С проводящим и клейким гидрогелем

| Код       | Код поиска | Описание   | Количество |
|-----------|------------|--|------------|
| 30807732- | 5500       | 5500, диагностические электроды с контактным язычком | 100/2000   |






31424780

## Kendall™, электроды ЭКГ для новорожденных

### Одноразовые электроды для ЭКГ с прозрачной подложкой

С проводящим и клейким гидрогелем, а также прозрачной ленточной подложкой.

| Код      | Код поиска /<br>Длина провода | Цветовой код                  | Тип соединителя           | Форма         | Размер, мм | Особые характеристики  | Количество |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|------------|--|------------|
| 31424780 | 1041PTS/60 см                 | AAMI (белый, черный, зеленый) | Предохранитель 1,5 мм DIN | Круглая       | 25 Ø       | Совместимы с кувезами, рентгенопрозрачные, переустанавливаемые | 3/300      |
| 31424785 | 1042PTS/60 см                 | AAMI (белый, черный, зеленый) | Предохранитель 1,5 мм DIN | Прямоугольная | 25 x 30    | Совместимы с кувезами, рентгенопрозрачные, переустанавливаемые | 3/300      |




31424743

### Одноразовые электроды для ЭКГ с основой из тканого материала

С проводящим и клейким гидрогелем, а также основой из тканого материала.

| Код      | Код поиска /<br>Длина провода | Цветовой код                  | Тип соединителя           | Форма   | Размер, мм | Особые характеристики  | Количество |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------|------------|--|------------|
| 31424768 | 1050NPSM/60 см                | AAMI (белый, черный, зеленый) | Предохранитель 1,5 мм DIN | Круглая | 30 Ø       | Совместимы с кувезами, переустанавливаемые                     | 3/300      |
| 31424743 | 1051NPSM/60 см                | AAMI (белый, черный, зеленый) | Предохранитель 1,5 мм DIN | Круглая | 25 Ø       | Совместимы с кувезами, рентгенопрозрачные, переустанавливаемые | 3/300      |
| 31424735 | 1052NPSM/60 см                | AAMI (белый, черный, зеленый) | Предохранитель 1,5 мм DIN | Круглая | 28 Ø       | Совместимы с кувезами, переустанавливаемые                     | 3/300      |
| 31424719 | 1053NPSM/60 см                | AAMI (белый, черный, зеленый) | Предохранитель 1,5 мм DIN | Круглая | 28 Ø       | Совместимы с кувезами, рентгенопрозрачные, переустанавливаемые | 3/300      |




31368072


### Одноразовые электроды для ЭКГ с основой из вспененного материала

С проводящим и клейким гидрогелем, а также основой из вспененного материала.

| Код      | Код поиска /<br>Длина провода | Цветовой код                  | Тип соединителя           | Форма    | Размер, мм | Особые характеристики                      | Количество |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|------------|--|------------|
| 30710001 | 4103/45,7 см                  | AAMI (белый, черный, зеленый) | Предохранитель 1,5 мм DIN | Круглая  | 23 Ø       | Совместимы с кувезами, переустанавливаемые | 3/300      |
| 31368072 | 4203/45,7 см                  | IEC (красный, желтый, черный) | Предохранитель 1,5 мм DIN | Круглая  | 23 Ø       | Совместимы с кувезами, переустанавливаемые | 3/300      |
| 31086575 | 4105/45,7 см                  | AAMI (белый, черный, зеленый) | Предохранитель 1,5 мм DIN | Овальная | 20 x 30    | Совместимы с кувезами, переустанавливаемые | 3/300      |



31.58724.02



31.5072.03

## Kendall™, электроды ЭКГ для новорожденных

Одноразовые электроды для ЭКГ с основой из нетканого материала

С проводящим и клейким гидрогелем, а также основой из нетканого материала.

| Код        | Код поиска /<br>Длина провода | Цветовой<br>код   | Тип соединителя              | Форма    | Размер,<br>мм | Особые характеристики  | Количество |
|------------|-------------------------------|---|------------------------------|----------|---------------|--|------------|
| 31.5872.04 | H87PG/F/60 см                 | IEC (красный,<br>желтый, черный)                                | Предохранитель<br>1,5 мм DIN | Круглая  | 30 Ø          | Совместимы с кувезами,<br>переустанавливаемые                        | 3/120      |
| 31.5072.03 | H207PG/F/60 см                | IEC (красный,<br>желтый, черный)                                | Предохранитель<br>1,5 мм DIN | Круглая  | 22 x 30       | Совместимы с кувезами,<br>переустанавливаемые                        | 3/120      |
| 31.5032.26 | H203PG/60 см                  | Белый   | 4 мм гнездо типа<br>«банан»  | Овальная | 22 x 30       | Совместимы с кувезами,<br>переустанавливаемые                        | 15/120     |
| 31.5072824 | H207PGT/90 см                 | Углеродные<br>электроды,<br>прозрачная<br>оболочка<br>электрода | Предохранитель<br>1,5 мм DIN | Овальная | 22 x 30       | Совместимы с кувезами,<br>рентгенопрозрачные,<br>переустанавливаемые | 3/90       |



EP30016

## Kendall™, электроды ЭКГ для младенцев

Электроды ЭКГ для младенцев, для недоношенных детей, а также для применения в особых случаях


С проводящим и клейким гидрогелем, а также основой из тканого материала.

| Код     | Код поиска /<br>Длина провода | Цветовой<br>код                     | Тип<br>соединителя           | Форма         | Размер,<br>мм | Особые характеристики   | Количество |
|---------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---|------------|
| EP30016 | LB36-LB/45,7 см               | AAMI (белый,<br>черный,<br>зеленый) | Предохранитель<br>1,5 мм DIN | Прямоугольная | 17 x 22       | Совместимы с кувезами,<br>с интегрированной<br>фиксирующей лентой,<br>переустанавливаемые | 3/300      |



31319281

31177721



31469219

31177705



40000006

## Многофункциональные электроды для дефибрилляции

### Medi-Trace™ Classic

| Код       | Код поиска | Может использоваться вместо:   | Количество/ пауч | Пары/ упаковка |
|-----------|------------|--|------------------|----------------|
| 31319281* | 1310P      | Электроды Medtronic Physio-Control Quik-Combo™   | 1 пара           | 10             |
| 31177721  | 1210H      | Многофункциональные электроды для взрослых пациентов с цилиндрическим соединителем Philips™ (Hewlett Packard) M3501A и M3502A  | 1 пара           | 10             |
| 31469219* | 1410Z      | Многофункциональные электроды для взрослых пациентов Zoll Stat-Padz™ 8900-2100-01, 8900-2303-01 и 8900-2055  | 1 пара           | 10             |
| 31177705* | 1010P      | Электроды для дефибрилляции, мониторингования ЭКГ Medtronic Physio-Control Fast Patch*   | 1 пара           | 10             |
| 40000006  | 1710H      | Многофункциональный электрод для взрослого пациента Philips™ DP2, DP6, Agilent* M3713A и многофункциональные электроды для взрослого пациента Laerdal Medical™ DP2 & DP6 | 1 пара           | 10             |

\* для использования на пациентах с массой тела более 10 кг



22550PC

22661PC

22770PC

22660PC

## Многофункциональные электроды для дефибрилляции

### Medi-Trace™ Cadence PC (предварительно соединенные)

| Код     | Может использоваться вместо:                   | Количество/ пауч | Пары/ упаковка |
|---------|--|------------------|----------------|
| 22550PC | Physio-Control Redi-Pak™ 11996-000017          | 1 пара           | 10             |
| 22660PC | Philips™ 989803166021                          | 1 пара           | 10             |
| 22661PC | Philips™ (HP) Barrel Connector M3501A & M3502A | 1 пара           | 5              |
| 22770PC | Zoll Stat-Padz™ 8900-4003                      | 1 пара           | 10             |



22550R-

22770R-

22550A-

### Medi-Trace™ Cadence RTS (рентгенопрозрачные)

| Код     | Может использоваться вместо:               | Количество/ пауч | Пары/ упаковка |
|---------|--|------------------|----------------|
| 22770P  | ZOLL Pedi-Padz™ 8900-2065, 8900-3000-01    | 1 пара           | 5              |
| 22660R- | Philips™ M3713A, M3716A & M3718A, DP2, DP6 | 1 пара           | 10             |
| 22660P  | Philips™ M3717A, M3719A                    | 1 пара           | 10             |
| 22661R  | Philips™ (HP) Pediatric M3501A, M3502A     | 1 пара           | 10             |
| 22661P  | 22661P Philips™ (HP) Pediatric M3503A      | 1 пара           | 5              |

# Энтеральное питание (нутритивная поддержка)

- Помпы и комплекты для энтерального питания
- Кратковременный доступ – назогастральные зонды для питания
- Кратковременный доступ – назоюнальные зонды
- Гастроинтестинальный доступ – двухпросветные зонды
- Гастроинтестинальный доступ – однопросветные зонды
- Гастроинтестинальный доступ – зонды для желудочного лаважа
- Начальный продолжительный доступ – ЧЭГ-зонды
- Сменные приспособления для продолжительного доступа – устройства на уровне кожи
- Сменные приспособления для долговременного доступа – гастростомические зонды



## Зонды для питания в педиатрии

Kangaroo™, зонды для питания новорожденных и детей, полиуретановые (ПУР), стерильные

| Код    | Fr/Ch | Длина                          | Количество |
|--------|-------|--------------------------------|------------|
| 461355 | 3,5   | 31 см, с метками глубины 1 см  | 10         |
| 461412 | 5     | 51 см, с метками глубины 1 см  | 10         |
| 461420 | 6,5   | 51 см, с метками глубины 1 см  | 10         |
| 461438 | 6,5   | 91 см, с метками глубины 1 см  | 10         |
| 461701 | 8     | 51 см, с метками глубины 1 см  | 10         |
| 461503 | 5     | 91 см, с метками глубины 1 см  | 10         |
| 461800 | 8     | 107 см, с метками глубины 1 см | 10         |
| 461042 | 10    | 107 см, с метками глубины 1 см | 10         |

Argyle™, зонды для питания новорожденных и детей, поливинилхлорид (ПВХ) без содержания ДЭГФ, стерильные

| Код    | Fr/Ch | Длина  | Количество |
|--------|-------|--------|------------|
| 461206 | 3,5   | 31 см  | 10         |
| 460802 | 5     | 41 см  | 50         |
| 461008 | 5     | 91 см  | 50         |
| 460711 | 6,5   | 41 см  | 50         |
| 460604 | 8     | 41 см  | 50         |
| 460406 | 8     | 107 см | 50         |
| 460208 | 10    | 107 см | 50         |






## KANGAROO™, назогастральные зонды для питания с разъемами ENFit и без них™

| Код        | Описание | Длина  | Масса | Стилет | Количество |
|------------|----------|--------|-------|--------|------------|
| 8884720817 | 8 Fr/Ch  | 91 см  | 3 г   | НЕТ    | 10         |
| 8884720825 | 8 Fr/Ch  | 91 см  | 3 г   | ДА     | 10         |
| 8884720841 | 8 Fr/Ch  | 109 см | 3 г   | НЕТ    | 10         |
| 8884720858 | 8 Fr/Ch  | 109 см | 3 г   | ДА     | 10         |
| 8884710859 | 8 Fr/Ch  | 109 см | 7 г   | ДА     | 10         |
| 8884710867 | 8 Fr/Ch  | 109 см | 5 г   | ДА     | 10         |
| 8884710826 | 8 Fr/Ch  | 140 см | 7 г   | ДА     | 10         |
| 8884721088 | 10 Fr/Ch | 109 см | 5 г   | ДА     | 10         |
| 8884721096 | 10 Fr/Ch | 109 см | 5 г   | НЕТ    | 10         |
| 8884711006 | 10 Fr/Ch | 109 см | 7 г   | ДА     | 10         |
| 8884721055 | 10 Fr/Ch | 140 см | 5 г   | ДА     | 10         |
| 8884721211 | 12 Fr/Ch | 91 см  | 5 г   | НЕТ    | 10         |
| 8884721237 | 12 Fr/Ch | 109 см | 5 г   | НЕТ    | 10         |
| 8884721252 | 12 Fr/Ch | 109 см | 5 г   | НЕТ    | 10         |
| 8884711246 | 12 Fr/Ch | 109 см | 7 г   | НЕТ    | 10         |
| 8884711253 | 12 Fr/Ch | 109 см | 7 г   | ДА     | 10         |
| 8884721255 | 12 Fr/Ch | 140 см | 5 г   | ДА     | 10         |






## Кратковременный доступ — назоюнальные зонды для питания

Kangaroo™, назоюнальные зонды для питания, полиуретановые (ПУР), нестерильные

| Код          | Fr/Ch | Длина  | Масса | Проводник/<br>провод | Количество |
|--------------|-------|--------|-------|----------------------|------------|
| 8884752505   | 12    | 152 см | 7 г   | ДА                   | 2          |
| 8884752505E* | 12    | 152 см | 7 г   | ДА                   | 2          |

\* E обозначает вариант ENFit™



Kangaroo™, назоюнальные зонды для питания и декомпрессии желудка, полиуретановые (ПУР), нестерильные

| Код          | Fr/Ch | Длина                                | Масса | Проводник/<br>провод | Количество |
|--------------|-------|--------------------------------------|-------|----------------------|------------|
| 8884752513   | 16    | Сечение желудочного зонда -          | -     | ДА                   | 2          |
|              | 9     | Сечение еюнального зонда -<br>170 см | 7 г   | -                    | -          |
| 8884752513E* | 16    | Сечение желудочного зонда -          | -     | ДА                   | 2          |
|              | 9     | Сечение еюнального зонда -<br>170 см | 7 г   | -                    | -          |


\* E обозначает вариант ENFit™

## Гастроинтестинальный доступ, двухпросветные зонды



Желудочный зонд Salem Sump с многофункциональным разъемом, силиконовый, стерильный

| Код     | Fr/Ch | Длина  | Количество |
|---------|-------|--------|------------|
| 7771211 | 12    | 118 см | 10         |
| 7771411 | 14    | 118 см | 10         |
| 7771611 | 16    | 118 см | 10         |
| 7771811 | 18    | 118 см | 10         |



Желудочный зонд Salem Sump, силиконовый, стерильный

| Код        | Fr/Ch | Длина  | Количество |
|------------|-------|--------|------------|
| 8888265108 | 10    | 90 см  | 10         |
| 8888265116 | 12    | 120 см | 10         |
| 8888265124 | 14    | 120 см | 10         |
| 8888265132 | 16    | 120 см | 10         |
| 8888265140 | 18    | 120 см | 10         |



## Гастроинтестинальный доступ, двухпросветные зонды

Желудочный зонд Salem Sump с антирефлюксным клапаном, силиконовый, стерильный

| Код        | Fr/Ch | Длина  | Количество |
|------------|-------|--------|------------|
| 8888266221 | 12    | 120 см | 10         |
| 8888266247 | 14    | 120 см | 10         |
| 8888266262 | 16    | 120 см | 10         |
| 8888266288 | 18    | 120 см | 10         |



Гастродуоденальный зонд Salem Sump, полиуретановый, стерильный

| Код        | Fr/Ch | Длина  | Количество |
|------------|-------|--------|------------|
| 1180264523 | 14    | 120 см | 25         |
| 1180264531 | 16    | 120 см | 25         |
| 1180264549 | 18    | 120 см | 25         |
| 1180264556 | 20    | 120 см | 25         |



Гастродуоденальный зонд Salem Sump, поливинилхлоридный (ПВХ) без содержания ДЭФГ, стерильный

| Код        | Fr/Ch | Длина  | Количество |
|------------|-------|--------|------------|
| 8888264804 | 10    | 90 см  | 25         |
| 8888264846 | 14    | 120 см | 25         |
| 8888264861 | 16    | 120 см | 25         |
| 8888264887 | 18    | 120 см | 25         |
| 1180264895 | 20    | 120 см | 25         |



Гастродуоденальный зонд Salem Sump с формованным разъемом, поливинилхлоридный (ПВХ) без содержания ДЭФГ, стерильный

| Код        | Fr/Ch | Длина  | Количество |
|------------|-------|--------|------------|
| 1180264408 | 10    | 90 см  | 25         |
| 1180264416 | 12    | 120 см | 25         |
| 1180264424 | 14    | 120 см | 25         |
| 1180264432 | 16    | 120 см | 25         |
| 1180264440 | 18    | 120 см | 25         |
| 1180264457 | 20    | 120 см | 25         |



## Гастроинтестинальный доступ, двухпросветные зонды

Желудочный зонд Salem Sump с антирефлюксным клапаном, поливинилхлоридный (ПВХ) без содержания ДЭФГ, стерильный

| Код     | Fr/Ch | Длина  | Количество |
|---------|-------|--------|------------|
| 264929* | 12    | 120 см | 50         |
| 266122  | 14    | 120 см | 50         |
| 266130  | 16    | 120 см | 50         |
| 266148  | 18    | 120 см | 50         |

\*12Fr не включает антирефлюксного клапана



Argyle™ Ventrol, дуоденальный зонд, поливинилхлоридный (ПВХ), стерильный

| Код    | Fr/Ch | Длина  | Количество |
|--------|-------|--------|------------|
| 150-12 | 12    | 120 см | 50         |
| 150-14 | 14    | 120 см | 50         |
| 150-18 | 18    | 120 см | 50         |
| 150-20 | 20    | 120 см | 50         |



## Гастроинтестинальный доступ, однопросветные зонды

Argyle™, зонд типа Левина. Однопросветные зонды, поливинилхлоридные (ПВХ) без содержания ДЭФГ, стерильные

| Код        | Fr/Ch | Длина  | Разъем     | Количество |
|------------|-------|--------|------------|------------|
| 1180265066 | 10    | 120 см | Воронка    | 50         |
| 8888265017 | 12    | 120 см | Воронка    | 50         |
| 8888265025 | 14    | 120 см | Воронка    | 50         |
| 1180265074 | 16    | 120 см | Воронка    | 50         |
| 8888265033 | 18    | 120 см | Воронка    | 50         |
| 8888265215 | 12    | 120 см | Конический | 50         |
| 8888265223 | 14    | 120 см | Конический | 50         |
| 8888265231 | 18    | 120 см | Конический | 50         |

## Гастроинтестинальный доступ, зонды для желудочного лаважа



Argyle™ Edlich, зонд для желудочного лаважа,  
поливинилхлоридный (ПВХ), нестерильный

| Код        | Fr/Ch | Длина  | Количество |
|------------|-------|--------|------------|
| 1180755009 | 16    | 150 см | 10         |
| 1180755017 | 24    | 150 см | 10         |
| 1180755025 | 34    | 150 см | 10         |
| 1180755033 | 40    | 150 см | 10         |
| 1180755041 | 40    | 180 см | 10         |



Argyle™ Lavacuator, зонд для желудочного лаважа,  
поливинилхлоридный (ПВХ), нестерильный

| Код    | Fr/Ch | Длина                  | Количество |
|--------|-------|------------------------|------------|
| 157-18 | 18    | 120 см, двухпросветный | 10         |
| 157-22 | 22    | 120 см, двухпросветный | 10         |
| 157-28 | 28    | 120 см, двухпросветный | 10         |
| 157-32 | 32    | 120 см, двухпросветный | 10         |
| 157-36 | 36    | 120 см, двухпросветный | 10         |



## Начальный продолжительный доступ, ЧЭГ-зонды

Kangaroo™, комплект для выполнения ЧЭГ, полиуретановый (ПУР), стерильный

| Код        | Fr/Ch | Длина  | Количество |
|------------|-------|--|------------|
| 8884751648 | 16    | Комплект для начального введения в ходе ЧЭГ, 80 см | 2          |
| 8884752075 | 20    | Комплект для начального введения в ходе ЧЭГ, 80 см | 2          |



Kangaroo™, комплект для еюнотомии, полиуретановый (ПУР), стерильный

| Код        | Fr/Ch | Длина  | Количество |
|------------|-------|--|------------|
| 1180263004 | 8     | Комплект для введения с катетером 80 см, троакаром и канюлей | 10         |



## Сменные системы для продолжительного доступа, устройства на уровне кожи

Kangaroo™, набор для баллонной гастростомии на уровне кожи, силиконовый, стерильный

| Код    | Fr/Ch | Длина  | Количество |
|--------|-------|--------|------------|
| 712080 | 12    | 0,8 см | 1          |
| 712100 | 12    | 1,0 см | 1          |
| 712120 | 12    | 1,2 см | 1          |
| 712150 | 12    | 1,5 см | 1          |
| 712170 | 12    | 1,7 см | 1          |
| 712200 | 12    | 2,0 см | 1          |
| 712230 | 12    | 2,3 см | 1          |
| 712250 | 12    | 2,5 см | 1          |
| 712270 | 12    | 2,7 см | 1          |
| 712300 | 12    | 3,0 см | 1          |
| 712350 | 12    | 3,5 см | 1          |
| 712400 | 12    | 4,0 см | 1          |
| 712450 | 12    | 4,5 см | 1          |
| 712500 | 12    | 5,0 см | 1          |
| 714080 | 14    | 0,8 см | 1          |
| 714100 | 14    | 1,0 см | 1          |
| 714120 | 14    | 1,2 см | 1          |
| 714150 | 14    | 1,5 см | 1          |
| 714170 | 14    | 1,7 см | 1          |
| 714200 | 14    | 2,0 см | 1          |
| 714230 | 14    | 2,3 см | 1          |
| 714250 | 14    | 2,5 см | 1          |
| 714270 | 14    | 2,7 см | 1          |
| 714300 | 14    | 3,0 см | 1          |
| 714350 | 14    | 3,5 см | 1          |
| 714400 | 14    | 4,0 см | 1          |
| 714450 | 14    | 4,5 см | 1          |
| 714500 | 14    | 5,0 см | 1          |
| 716080 | 16    | 0,8 см | 1          |
| 716100 | 16    | 1,0 см | 1          |
| 716120 | 16    | 1,2 см | 1          |
| 716150 | 16    | 1,5 см | 1          |
| 716170 | 16    | 1,7 см | 1          |
| 716200 | 16    | 2,0 см | 1          |
| 716230 | 16    | 2,3 см | 1          |
| 716250 | 16    | 2,5 см | 1          |
| 716270 | 16    | 2,7 см | 1          |
| 716300 | 16    | 3,0 см | 1          |
| 716350 | 16    | 3,5 см | 1          |
| 716400 | 16    | 4,0 см | 1          |
| 716450 | 16    | 4,5 см | 1          |
| 716500 | 16    | 5,0 см | 1          |
| 718080 | 18    | 0,8 см | 1          |
| 718100 | 18    | 1,0 см | 1          |
| 718120 | 18    | 1,2 см | 1          |
| 718150 | 18    | 1,5 см | 1          |



## Сменные системы для продолжительного доступа, устройства на уровне кожи

Kangaroo™, набор для баллонной гастростомии на уровне кожи, силиконовый, стерильный

| Код    | Fr/Ch | Длина  | Количество |
|--------|-------|--------|------------|
| 718170 | 18    | 1,7 см | 1          |
| 718200 | 18    | 2,0 см | 1          |
| 718230 | 18    | 2,3 см | 1          |
| 718250 | 18    | 2,5 см | 1          |
| 718270 | 18    | 2,7 см | 1          |
| 718300 | 18    | 3,0 см | 1          |
| 718350 | 18    | 3,5 см | 1          |
| 718400 | 18    | 4,0 см | 1          |
| 718450 | 18    | 4,5 см | 1          |
| 718500 | 18    | 5,0 см | 1          |
| 720080 | 20    | 0,8 см | 1          |
| 720100 | 20    | 1,0 см | 1          |
| 720120 | 20    | 1,2 см | 1          |
| 720150 | 20    | 1,5 см | 1          |
| 720170 | 20    | 1,7 см | 1          |
| 720200 | 20    | 2,0 см | 1          |
| 720230 | 20    | 2,3 см | 1          |
| 720250 | 20    | 2,5 см | 1          |
| 720270 | 20    | 2,7 см | 1          |
| 720300 | 20    | 3,0 см | 1          |
| 720350 | 20    | 3,5 см | 1          |
| 720400 | 20    | 4,0 см | 1          |
| 720450 | 20    | 4,5 см | 1          |
| 720500 | 20    | 5,0 см | 1          |
| 724080 | 24    | 0,8 см | 1          |
| 724100 | 24    | 1,0 см | 1          |
| 724120 | 24    | 1,2 см | 1          |
| 724150 | 24    | 1,5 см | 1          |
| 724170 | 24    | 1,7 см | 1          |
| 724200 | 24    | 2,0 см | 1          |
| 724230 | 24    | 2,3 см | 1          |
| 724250 | 24    | 2,5 см | 1          |
| 724270 | 24    | 2,7 см | 1          |
| 724300 | 24    | 3,0 см | 1          |
| 724350 | 24    | 3,5 см | 1          |
| 724400 | 24    | 4,0 см | 1          |
| 724450 | 24    | 4,5 см | 1          |
| 724500 | 24    | 5,0 см | 1          |



### Вспомогательные принадлежности для гастростомии на уровне кожи

| Код        | Fr/Ch | Длина   | Количество |
|------------|-------|---|------------|
| 8884741813 |       | Комплект для болюсного кормления, нестерильный                                      | 10         |
| 8884761126 |       | Комплект для болюсного кормления, стерильный  | 5          |
| 8884741821 |       | Комплект для непрерывного кормления, нестерильный                                   | 10         |
| 8884761100 |       | Комплект для непрерывного кормления, стерильный                                     | 5          |
| 8884761118 |       | Комплект для непрерывного кормления, соединитель типа «люэр» с выступом, стерильный | 5          |



### Принадлежности

| Код         | Описание                       | Количество |
|-------------|--------------------------------|------------|
| 8884752042E | Сменный ENFit™ Y-видный разъем | 20         |

# Перинатология



Принадлежности для неонатологии



## Принадлежности для неонатологии

### Argyle™ Средство защиты глаз при фототерапии

Средство защиты глаз при фототерапии новорожденных и младенцев.

- Мягкий материал
- Клейкий гидрогель
- С наголовником и клейкими гелевыми подушечками
- Срок хранения: 24 месяца

| Код     | Описание               | Размер           | Количество |
|---------|------------------------|------------------|------------|
| MI00575 | Маленький (до 1500 г)  | 2,9 см × 11,4 см | 50         |
| MI00625 | Большой (более 1500 г) | 3,8 см × 14 см   | 50         |



### Argyle™ Система фиксации для руки при в/в доступе

- Шинная фиксация для внутривенного доступа и стабилизации сустава новорожденных и младенцев
- Гибкая алюминиевая сердцевина

| Код     | Описание               | Размер           | Количество |
|---------|------------------------|------------------|------------|
| MI00880 | Для недоношенных детей | 2,5 см × 7,6 см  | 50         |
| MI00775 | Маленький (до 1500 г)  | 2,5 см × 16 см   | 50         |
| MI00850 | Большой (более 1500 г) | 4,5 см × 11,4 см | 50         |



### Argyle™ Гидрогелевые адгезивные ленты для младенцев

- Полоски со сплошным гидрогелевым покрытием разной длины
- Одиночная упаковка
- Предназначены для фиксации канюль, трубок и электродов на коже пациента
- Простота применения

| Код     | Описание                | Количество                                |
|---------|-------------------------|---|
| MI00677 | Полоски 1,9 см × 5,1 см | 1 коробка содержит 10 упаковок по 50 штук |



### Argyle™ Replogle Аспирационные катетеры

Специальная конструкция с открытой двухпросветной трубкой и четкой разметкой от 5 см до 25 см для измерения глубины введения.

- Открытая двухпросветная трубка
- Рентгеноконтрастная контрольная линия с катетером с контрольным глазком
- Латексные, не содержат ДЭГФ

| Код        | Размер Fr | Длина | Количество      |
|------------|-----------|-------|-----------------|
| 8888256545 | 6         | 61 см | 10 шт./упаковка |
| 8888256529 | 8         | 61 см | 10 шт./упаковка |





# Операционный блок

Devon™ Средства для перемещения инструментов без участия рук

Devon™ Хирургические маркеры

Devon™ Вспомогательные маркеры

Devon™ Устройства учета игл

Devon™ Мини-комплекты

Devon™ Предметы первой необходимости в операционной





## Devon™ Средства для перемещения инструментов без участия рук

### Devon™ Магнитные коврики

Магнитные коврики представляют собой эффективный способ свести к минимуму вероятность поражения, проникающего через кожу и случайные уколы при переносе инструментов в операционной.

- Одноразовые магнитные коврики притягивают и удерживают хирургические инструменты в стерильной зоне
- Гибкие коврики принимают любую форму и надежно фиксируются на поверхности за счет нескользящей вспененной подкладки
- Исполняются в различном виде и в двух размерах
- Стерильно
- Экономичные нескользящие коврики удерживают инструмент на месте без применения магнитов с обратной стороны
- Приподнятые магниты обеспечивают удерживающую способность, при этом облегчая захват инструмента рукой

| Код      | Описание                    | Размер            | Количество |
|----------|-----------------------------|-------------------|------------|
| 31140570 | Магнитный коврик            | 25,4 см × 40,6 см | 30         |
| 31140562 | Магнитный коврик            | 40,6 см × 50,8 см | 20         |
| 31140596 | Магнитный коврик с загибами | 25,4 см × 40,6 см | 30         |
| 31140547 | Магнитный коврик с загибами | 40,6 см × 50,8 см | 20         |



### Devon™ Магнитные коврики с нейтральной зоной

Немагнитная нейтральная зона может использоваться для фиксации или переноса острых инструментов в стерильной зоне.

- Стерильно

| Код      | Описание                    | Нейтральная зона | Размер            | Количество |
|----------|-----------------------------|------------------|-------------------|------------|
| 31140612 | Магнитный коврик с загибами | 1                | 25,4 см × 40,6 см | 30         |
| 31140539 | Магнитный коврик с загибами | 1                | 40,6 см × 50,8 см | 20         |
| 31140505 | Магнитный коврик            | 2                | 25,4 см × 40,6 см | 26         |
| 31140430 | Магнитный коврик            | 2                | 40,6 см × 50,8 см | 16         |



## Devon™ Магнитный иглоискатель

Роликовый магнитный многоразовый иглоискатель - это удобный и эффективный способ поиска игл или лезвий на полу в операционной.


- Изготовлен из легкого алюминия
- Имеет синий цвет, анодированный, не бликует
- Непроводящие колесики обеспечивают дополнительную безопасность
- Нестерильно

| Код      | Описание               | Длина  | Количество |
|----------|------------------------|--------|------------|
| 31140422 | Иглоискатель магнитный | 110 см | 1          |



## Devon™ Хирургические маркеры

| Код      | Описание   | Количество                  |
|----------|--|-----------------------------|
| 31145819 | Стандартный наконечник                               | 25 упаковок / 100 в коробке |
| 31145785 | Стандартный наконечник с гибкой линейкой             | 25 упаковок / 100 в коробке |
| 31145777 | Стандартный наконечник с 9 метками и гибкой линейкой | 25 упаковок / 100 в коробке |





## Devon™ Устройства учета игл

Устройство для учета игл Devon™ представляет собой эффективное решение, позволяющее безопасно размещать, хранить и вести учет игл после применения в ходе операции. Также доступна система для быстрого и простого снятия лезвия.

Простые в эксплуатации устройства для учета игл совмещают нужные функции в различных сочетаниях:

- Магнитные и вспененные поверхности
- Половинки устройства могут быть разъединены для использования на различных участках
- Клейкая задняя поверхность надежно фиксирует вспененный блок на любой поверхности
- Наружные клейкие подушечки фиксируют половинки контейнера на любой рабочей поверхности
- Функция блокировки доступа к контейнеру гарантирует надежность закрытия, но с возможностью повторного открытия для учета
- Устойчивость к проникающим повреждениям: контейнер закрыт со всех сторон
- Варианты подсчета от 10 до 100 игл в стандартной конфигурации



### Devon™ Устройство для учета игл со вспененным блоком и системой блокировки доступа



| Код      | Описание                               | Подсчитываемое количество | Количество                 |
|----------|--|---------------------------|----------------------------|
| 31142352 | Снятие лезвия, двойной черный магнит   | 100/100                   | 8 упаковок / 64 в коробке  |
| 31142360 | Снятие лезвия, клейкая поверхность     | 20/40                     | 12 упаковок / 96 в коробке |
| 31142386 | Снятие лезвия, одиночный черный магнит | 20/40                     | 12 упаковок / 96 в коробке |
| 31142394 | Снятие лезвия, одиночный черный магнит | 10/20                     | 12 упаковок / 96 в коробке |
| 31142469 | Двойной вспененный слой                | 80/80                     | 8 упаковок / 64 в коробке  |
| 31142402 | Клейкая поверхность                    | 40/70                     | 8 упаковок / 64 в коробке  |
| 31142311 | Одиночный черный магнит                | 40/70                     | 8 упаковок / 64 в коробке  |
| 31142501 | Клейкая поверхность                    | 20/40                     | 12 упаковок / 96 в коробке |
| 31142493 | Одиночный черный магнит                | 20/40                     | 12 упаковок / 96 в коробке |



## Devon™ Устройства учета игл

### Devon™ Двойная система для снятия лезвия

| Код      | Описание                             | Подсчитываемое количество | Количество                 |
|----------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 31181459 | Одиночный вспененный блок с магнитом | 30/30                     | 12 упаковок / 96 в коробке |
| 31181467 | Двойной магнит                       | 25/25                     | 12 упаковок / 96 в коробке |



### Devon™ Магнитное устройство учета игл

| Код      | Описание   | Подсчитываемое количество | Количество                  |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------|
| 31142238 | Блокировка доступа, снятие лезвия, двойной белый магнит      | 30/30                     | 12 упаковок / 96 в коробке  |
| 31142113 | Блокировка доступа, снятие лезвия, двойной черный магнит     | 30/30                     | 12 упаковок / 96 в коробке  |
| 31142154 | Блокировка доступа, двойной черный магнит                    | 60/60                     | 8 упаковок / 64 в коробке   |
| 31142147 | Блокировка доступа, двойной черный магнит                    | 30/30                     | 12 упаковок / 96 в коробке  |
| 31142196 | Двойной черный магнит  | 20/20                     | 21 упаковка / 168 в коробке |
| 31142139 | Прозрачный верх, блокировка доступа, одиночный черный магнит | 30/30                     | 8 упаковок / 64 в коробке   |
| 31142410 | Прозрачный верх, одиночный черный магнит                     | 10/10                     | 21 упаковка / 168 в коробке |




## Devon™ Устройства учета игл

Devon™ Устройство для учета игл со вспененным блоком и системой блокировки доступа

| Код      | Описание                               | Подсчитываемое количество | Количество                 |
|----------|--|---------------------------|----------------------------|
| 31142451 | Снятие лезвия, двойной вспененный слой | 30/30                     | 12 упаковок / 96 в коробке |
| 31142295 | Снятие лезвия, черный магнит           | 15/30                     | 12 упаковок / 96 в коробке |
| 31142303 | Двойной вспененный слой                | 30/30                     | 12 упаковок / 96 в коробке |
| 31142188 | Черный магнит                          | 30/60                     | 8 упаковок / 64 в коробке  |
| 31142212 | Прозрачный верх                        | 15/15                     | 12 упаковок / 96 в коробке |

## Devon™ Устройства учета игл нестерильные

| Код      | Описание   | Подсчитываемое количество | Количество |
|----------|--|---------------------------|------------|
| 31155370 | Устройство для учета игл, пластиковый контейнер, одиночный магнит, прозрачный верх                                     | 10                        | 200        |
| 31155362 | Устройство для учета игл, пластиковый контейнер, одиночный вспененный слой, прозрачный верх                            | 15                        | 200        |
| 31155487 | Устройство для учета игл, пластиковый контейнер, двойной магнит  | 20                        | 200        |
| 31155263 | Система удаления лезвия BladeGuard, пластиковый контейнер, двойной белый магнит  | 30                        | 200        |
| 31155552 | Пластиковый контейнер Pop'n Count, вспененный блок и магнит, средний   | 10                        | 200        |
| 31155503 | Пластиковый контейнер Pop'n Count, вспененный блок и клейкий слой, средний   | 10                        | 200        |
| 31155537 | Пластиковый контейнер Pop'n Count, вспененный блок и клейкий слой, большой   | 20                        | 200        |
| 31155545 | Пластиковый контейнер Pop'n Count, система удаления лезвия BladeGuard, вспененный блок и магнит, средний               | 10                        | 200        |
| 31155107 | Пластиковый контейнер Pop'n Count, система удаления лезвия BladeGuard, вспененный блок и двойной магнит, экстрабольшой | 80                        | 100        |



## Devon™ Предметы первой необходимости для операционной

Devon™ Очиститель абразивный для активных электродов

Эффективно очищает электроды электрохирургических ручек, крепкий адгезивный нижний слой, рентгеноконтрастная полоса.

| Код      | Описание   | Количество                  |
|----------|--|-----------------------------|
| 31142790 | Очиститель абразивный для активных электродов (5 × 5 см) | 25 упаковок / 100 в коробке |
| 31142717 | Очиститель абразивный для активных электродов (5 × 5 см) | 80 упаковок / 240 в коробке |

# Хирургические перчатки

Protexis™ Латексные  
перчатки неопудренные





## Protexis™ Латексные перчатки неопудренные

### Protexis™, латексные хирургические перчатки



| Код       | Размер | Материал | Цвет              | Категория | Толщина на кончике пальца | Покрытие | Количество                       |
|-----------|--------|----------|-------------------|-----------|---------------------------|----------|----------------------------------|
| 2D72NS55X | 5½     | Латекс   | Светло-коричневый | Стандарт  | 0,25 мм                   | Нитрил   | 50 пар/коробка<br>4 коробки/кейс |
| 2D72NS60X | 6      |          |                   |           |                           |          |                                  |
| 2D72NS65X | 6½     |          |                   |           |                           |          |                                  |
| 2D72NS70X | 7      |          |                   |           |                           |          |                                  |
| 2D72NS75X | 7½     |          |                   |           |                           |          |                                  |
| 2D72NS80X | 8      |          |                   |           |                           |          |                                  |
| 2D72NS85X | 8½     |          |                   |           |                           |          |                                  |
| 2D72NS90X | 9      |          |                   |           |                           |          |                                  |



### Protexis™, латексные микрохирургические перчатки

| Код       | Размер | Материал | Цвет              | Категория | Толщина на кончике пальца | Покрытие | Количество                        |
|-----------|--------|----------|-------------------|-----------|---------------------------|----------|-----------------------------------|
| 2D72NT55X | 5½     | Латекс   | Светло-коричневый | Тонкие    | 0,17 мм                   | Нитрил   | 50 пар/упаковка<br>4 коробки/кейс |
| 2D72NT60X | 6      |          |                   |           |                           |          |                                   |
| 2D72NT65X | 6½     |          |                   |           |                           |          |                                   |
| 2D72NT70X | 7      |          |                   |           |                           |          |                                   |
| 2D72NT75X | 7½     |          |                   |           |                           |          |                                   |
| 2D72NT80X | 8      |          |                   |           |                           |          |                                   |
| 2D72NT85X | 8½     |          |                   |           |                           |          |                                   |
| 2D72NT90X | 9      |          |                   |           |                           |          |                                   |



### Protexis™, латексные хирургические перчатки с покрытием Neu-Thera™

| Код      | Размер | Материал | Цвет              | Категория | Толщина на кончике пальца | Покрытие                                    | Количество                       |
|----------|--------|----------|-------------------|-----------|---------------------------|---|----------------------------------|
| 2D73TP55 | 5½     | Латекс   | Светло-коричневый | Стандарт  | 0,25 мм                   | Нитрильное и Neu-Thera™ смягчающее покрытие | 50 пар/коробка<br>4 коробки/кейс |
| 2D73TP60 | 6      |          |                   |           |                           |   |                                  |
| 2D73TP65 | 6½     |          |                   |           |                           |   |                                  |
| 2D73TP70 | 7      |          |                   |           |                           |   |                                  |
| 2D73TP75 | 7½     |          |                   |           |                           |   |                                  |
| 2D73TP80 | 8      |          |                   |           |                           |   |                                  |
| 2D73TP85 | 8½     |          |                   |           |                           |   |                                  |
| 2D73EB90 | 9      |          |                   |           |                           |   |                                  |

## Protexis™, латексные синие хирургические перчатки с покрытием Neu-Thera™



| Код      | Размер | Материал | Цвет  | Категория       | Толщина на кончике пальца | Покрытие                                    | Количество                       |
|----------|--------|----------|-------|-----------------|---------------------------|---|----------------------------------|
| 2D72LU55 | 5½     | Латекс   | Синий | Нижняя перчатка | 0,19 мм                   | Нитрильное и Neu-Thera™ смягчающее покрытие | 50 пар/коробка<br>4 коробки/кейс |
| 2D72LU60 | 6      |          |       |                 |                           |   |                                  |
| 2D72LU65 | 6½     |          |       |                 |                           |   |                                  |
| 2D72LU70 | 7      |          |       |                 |                           |   |                                  |
| 2D72LU75 | 7½     |          |       |                 |                           |   |                                  |
| 2D72LU80 | 8      |          |       |                 |                           |   |                                  |
| 2D72LU85 | 8½     |          |       |                 |                           |   |                                  |
| 2D72LU90 | 9      |          |       |                 |                           |   |                                  |

# Хирургическая аспирация



Medi-Vac™ Системы для аспирации  
и сбора жидкостей

Argyle™ Хирургические аспирационные  
системы Янкауэра

Argyle™ Соединительные трубки

Argyle™ Трахеобронхиальные  
аспираторные катетеры

Argyle™ Система сбора

## Оборудование Medi-Vac™ Flex Advantage™

**Стойки на колесиках.** Стойки на колесиках (роликах) обеспечивают маневренность при выборе места установки и конфигурации емкостей Medi-Vac™ Flex Advantage™.

**Емкости.** Внешние емкости многоразового применения, в которых устанавливаются одноразовые гибкие стаканы.

### Оборудование / стойки на колесиках



| Код        | Описание  | Количество |
|------------|---|------------|
| 65652-586A | Стойки универсальные на колесиках, 76 см  | 1 шт/уп    |
| 65652-596A | Мобильная тележка аспирационной системы с регулятором — приспособление, которое планируется включить в комплектацию | 1 шт/уп    |
| 65652-145A | Пластина настенная с отверстиями  | 60 шт/уп   |
| 65652-002A | Распределитель на две емкости   | 10 шт/уп   |
| 65652-003A | Распределитель на три емкости   | 10 шт/уп   |
| 65652-004A | Распределитель на четыре емкости  | 10 шт/уп   |

### Емкости

| Код        | Описание  | Количество |
|------------|---|------------|
| 65652-611A | Емкость Medi-Vac™ Flex на 1000 мл со встроенным отсечным клапаном | 10 шт/уп   |
| 65652-616A | Емкость Medi-Vac™ Flex на 1500 мл со встроенным отсечным клапаном | 10 шт/уп   |
| 65652-631A | Емкость Medi-Vac™ Flex на 3000 мл со встроенным отсечным клапаном | 8 шт/уп    |
| 65652-916A | Емкость Medi-Vac™ Flex на 1000 мл с Т-образным тройником          | 10 шт/уп   |
| 65652-915A | Емкость Medi-Vac™ Flex на 1500 мл с Т-образным тройником          | 10 шт/уп   |
| 65652-914A | Емкость Medi-Vac™ Flex на 3000 мл с Т-образным тройником          | 8 шт/уп    |

### Прочие варианты комплектации оборудования



| Код        | Описание   | Количество |
|------------|--|------------|
| 65652-913A | Стойка опорная Flex Advantage™ для одной емкости на 3000 мл                | 10 шт/уп   |
| 65652-924A | Стойка Flex Advantage™ на колесиках для одной емкости на 1000 мл / 1500 мл | 3 шт/уп    |
| 65652-928A | Стойка Flex Advantage™ на колесиках для двух емкостей на 1500 мл / 3000 мл | 10 шт/уп   |
| 65652-686A | Стойка на колесиках с двумя муфтами  | 1 шт/уп    |

### Варианты комплектации для нестандартных объемов



| Код        | Описание  | Количество |
|------------|---|------------|
| 65651-120  | Системы аспирационные с емкостями большого объема Medi-Vac™ Guardian™       | 4 шт/уп    |
| 65652-583A | Стойка на колесиках Guardian™ для систем с емкостями большого объема, 96 см | 1 шт/уп    |
| 1-700CE    | Емкость мерная универсальная, отвечающая международным стандартам, 300 мл   | 50 шт/уп   |

## Стаканы одноразовые Medi-Vac™ Flex Advantage™

**Стаканы одноразовые.** Одноразовые стаканы Flex Advantage™ применяются для сбора биологических жидкостей путем аспирации; они разработаны и изготовлены с расчетом на применение в условиях высокой скорости потока и глубокого вакуума (EN ISO 10079-3).



### Стаканы одноразового применения

| Код        | Описание   | Количество |
|------------|--|------------|
| 65651910   | Стакан гибкий, 1000 куб. см  | 50 шт/уп   |
| 65651920   | Стакан гибкий, 1500 куб. см  | 50 шт/уп   |
| 65651930   | Стакан гибкий, 3000 куб. см  | 50 шт/уп   |
| 65651910PG | Стакан гибкий, 1000 куб. см + Gel Vac                                      | 45 шт/уп   |
| 65651920PG | Стакан гибкий, 1500 куб. см + Gel Vac                                      | 45 шт/уп   |
| 65651930PG | Стакан гибкий, 3000 куб. см + Gel Vac                                      | 45 шт/уп   |
| 65651916   | Стакан гибкий 1000 куб. см + трубка 6 мм × 1,8 м                           | 50 шт/уп   |
| 65651926   | Стакан гибкий 1500 куб. см + трубка 6 мм × 1,8 м                           | 50 шт/уп   |
| 65651929   | Стакан гибкий 1500 куб. см + трубка 6 мм × 2,7 м                           | 50 шт/уп   |
| 65651936   | Стакан гибкий 3000 куб. см + трубка 6 мм × 1,8 м                           | 50 шт/уп   |
| 65651939   | Стакан гибкий 3000 куб. см + трубка 6 мм × 2,7 м                           | 50 шт/уп   |
| 65653916   | Стакан гибкий 1000 куб. см + трубка 6 мм × 1,8 м + Medistor для взрослых   | 50 шт/уп   |
| 65653926   | Стакан гибкий 1500 куб. см + трубка 6 мм × 1,8 м + Medistor для взрослых   | 50 шт/уп   |
| 65653929   | Стакан гибкий 1500 куб. см + трубка 6 мм × 2,7 м + Medistor для взрослых   | 50 шт/уп   |
| 65654916A  | Стакан гибкий 1000 куб. см + трубка 6 мм × 1,8 м + Medistor с наконечником | 50 шт/уп   |
| 65654926A  | Стакан гибкий 1500 куб. см + трубка 6 мм × 1,8 м + Medistor с наконечником | 50 шт/уп   |

## Принадлежности Medi-Vac™ Flex Advantage™


**Трубки.** Гибкие соединительные трубки, позволяющие приспособить вашу систему к любому оборудованию.

### Трубки аспирационные настенные

| Код              | Описание   | Количество |
|------------------|--|------------|
| 516500CE         | Трубки сборные вакуумные универсальные Medi-Vac™, внутр. диам. 8 мм × 30,5 м | 4 шт/уп    |
| <b>СДВОЕННЫЕ</b> |  |            |
| 2-620CE          | Трубки сдвоенные Flex Advantage™   | 30 шт/уп   |

### Рукава для образца

| Код     | Описание                                 | Количество |
|---------|--|------------|
| 2-122CE | Рукав для образца стандартный            | 10 шт/уп   |
| 2-123CE | Рукав для образца укороченный            | 10 шт/уп   |
| 2-124CE | Рукав для образца с увеличенным штуцером | 10 шт/уп   |
| 2-169CE | Рукав для образца с втулкой              | 10 шт/уп   |





### Устройство регулирования вакуума

| Код   | Описание  | Количество |
|-------|---|------------|
| NS366 | Регулятор вакуум-аспирации Medistor для взрослых + трубки 1,8 м | 30 шт/уп   |
| NS369 | Регулятор вакуум-аспирации Medistor для взрослых + трубки 2,7 м | 30 шт/уп   |



### Гелеобразующий агент

| Код        | Описание  | Количество                                       |
|------------|---|--|
| GELVAC15   | Агент гелеобразующий Medivac™ — 15 г на пакетик | В 1 упаковке содержится 2 пачки по 100 пакетиков |
| SOLID500E  | Отвердитель Medivac™, на флакон до 500 куб. см  | 96 шт/уп   |
| SOLID1200E | Отвердитель Medivac™, на флакон до 1200 куб. см | 96 шт/уп   |
| SOLID1500E | Отвердитель Medivac™, на флакон до 1500 куб. см | 96 шт/уп   |
| SOLID2000E | Отвердитель Medivac™, на флакон до 2000 куб. см | 96 шт/уп   |
| SOLID3000E | Отвердитель Medivac™, на флакон до 3000 куб. см | 96 шт/уп   |



## Хирургические аспирационные наборы Янкауэра Argyle™

Широкий перечень аспирационных канюль, позволяющих решать различные задачи в операционных.

### Argyle™, системы Янкауэра

Полный перечень жестких и гибких одноразовых систем Янкауэра для аспирации жидкостей

### Наборы Янкауэра гибкие Argyle™

- Стерильные, одноразового применения
- Гибкие наборы Янкауэра дают пользователю возможность изменить их форму, чтобы выставить угол и приспособить к определенным хирургическим участкам

| Код   | Описание  | Устройство регулирования вакуума | Fr/Ch | Длина  | Количество (коробок/упаковок) |
|---|---|----------------------------------|-------|--------|-------------------------------|
| <b>ARGYLE™, МИНИ-НАБОРЫ ЯНКАУЭРА, БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ДЭГФ, ДЛИНОЙ 16 СМ</b>   |   |                                  |       |        |                               |
| 1180113001  | Без отверстий с боков                                   | Нет                              | 16    | 16 см  | 100                           |
| 1180113050  | 4 отверстия с боков                                     | Да                               | 16    | 16 см  | 100                           |
| 1180113100  | Без отверстий с боков                                   | Да                               | 16    | 16 см  | 100                           |
| <b>ARGYLE™, ГИБКИЕ НАБОРЫ ЯНКАУЭРА, БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ДЭГФ, ДЛИНОЙ 25 СМ</b> |   |                                  |       |        |                               |
| 8888504001  | Тонкий наконечник                                       | Нет                              | 12    | 25 см  | 50                            |
| 8888504019  | Тонкий наконечник                                       | Да                               | 12    | 25 см  | 50                            |
| 8888501007  | Средний наконечник                                      | Нет                              | 18    | 25 см  | 50                            |
| 8888501023  | Средний наконечник                                      | Да                               | 18    | 25 см  | 50                            |
| 8888501015  | Средний наконечник со стоком                            | Нет                              | 18    | 25 см  | 50                            |
| 1180501205  | Средний наконечник с улучшенной фиксацией               | Нет                              | 18    | 25 см  | 50                            |
| 8888502005  | Крупный наконечник                                      | Нет                              | 22    | 25 см  | 50                            |
| 8888502013  | Крупный наконечник со стоком                            | Да                               | 22    | 25 см  | 50                            |
| 1180502039  | Крупный наконечник с улучшенной фиксацией               | Нет                              | 22    | 25 см  | 50                            |
| 1180504018  | Плоский наконечник                                      | Нет                              | 22    | 25 см  | 50                            |
| 1180503003  | Экстра-крупный наконечник                               | Нет                              | 30    | 25 см  | 50                            |
| <b>ARGYLE™, ГИБКИЕ НАБОРЫ ЯНКАУЭРА С НЕПРОВОДЯЩИМИ ГИБКИМИ ТРУБКАМИ</b>   |   |                                  |       |        |                               |
| 1180504613  | Трубка диаметром 5 мм с тонким наконечником             | Нет                              | 12    | 2,2 м* | 25                            |
| 1180504639  | Трубка диаметром 5 мм с тонким наконечником             | Нет                              | 12    | 3,0 м* | 25                            |
| 1180504621  | Трубка диаметром 5 мм с тонким наконечником             | Нет                              | 12    | 4,0 м* | 25                            |
| 1180501619  | Трубка со средним наконечником диаметром 7 мм           | Нет                              | 18    | 2,2 м* | 25                            |
| 1180501635  | Трубка со средним наконечником диаметром 7 мм           | Нет                              | 18    | 3,0 м* | 25                            |
| 1180501700  | Трубка со средним наконечником диаметром 7 мм           | Да                               | 18    | 3,0 м* | 25                            |
| 1180502617  | Трубка с крупным наконечником диаметром 7 мм            | Нет                              | 22    | 2,2 м* | 25                            |
| 1180502625  | Трубка с крупным наконечником диаметром 7 мм            | Нет                              | 22    | 3,0 м* | 25                            |
| 1180502618  | Трубка с крупным наконечником диаметром 7 мм            | Нет                              | 22    | 2,2 м* | 25                            |
| 1180502658  | Трубка с крупным наконечником диаметром 7 мм            | Нет                              | 22    | 3,0 м* | 25                            |
| 8888501502  | Трубка со средним наконечником диаметром 7 мм           | Нет                              | 18    | 1,8 м* | 50                            |
| 8888501528  | Трубка со средним наконечником со стоком диаметром 7 мм | Да                               | 18    | 1,8 м* | 50                            |
| 8888502518  | Трубка с крупным наконечником со стоком диаметром 7 мм  | Да                               | 22    | 1,8 м* | 50                            |

## Наборы Янкауэра жесткие Argyle™

- Стерильные, одноразового применения



| Код        | Описание                | Устройство регулирования вакуума | Fr/Ch | Длина | Количество (коробок/упаковок) |
|------------|-------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------------------------------|
| 8888505115 | Крупный наконечник      | Нет                              | 22    | 25 см | 50                            |
| 8888505123 | Крупный наконечник      | Да                               | 22    | 25 см | 50                            |
| 8888505016 | Наконечник с утолщением | Нет                              | 34    | 26 см | 50                            |
| 8888505024 | Наконечник с утолщением | Да                               | 34    | 26 см | 50                            |

## Наборы Янкауэра Argyle™ Selec-Trol™

- Стерильные, одноразового применения
- Доступны в вариантах с крупным открытым наконечником, наконечником с утолщением или тонким наконечником
- Открытый наконечник и наконечник с утолщением изготовлены из прозрачного качественного ПВХ с отверстиями по бокам, скругленными дистальными концами и скошенными краями для контролируемой атравматической аспирации



| Код        | Описание                | Устройство регулирования вакуума | Fr/Ch | Длина | Количество (коробок/упаковок) |
|------------|-------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------------------------------|
| 1180505172 | Крупный наконечник      | Выключатель                      | 24    | 27 см | 20                            |
| 1180505164 | Наконечник с утолщением | Выключатель                      | 32    | 27 см | 20                            |

## Инструменты аспирационные Argyle™ Poole

- Стерильные, одноразовые
- Фиксированная конструкция из двух элементов: прозрачный внутренний и внешний слой с возможностью ручного контроля аспирации



| Код | Описание | Fr/Ch | Длина | Количество (коробок/упаковок) |
|-----|----------|-------|-------|-------------------------------|
|-----|----------|-------|-------|-------------------------------|

### ИНСТРУМЕНТЫ ARGYLE™ POOLE

|            |                           |       |       |    |
|------------|---------------------------|-------|-------|----|
| 8888508002 | Гибкие инструменты Poole  | 34    | 27 см | 50 |
| 8888509703 | Жесткие инструменты Poole | 14-28 | 25 см | 50 |

### НАБОРЫ ARGYLE™ POOLE

|            |  |       |         |    |
|------------|--|-------|---------|----|
| 1180508515 | Гибкие инструменты Poole с непроводящей трубкой диаметром 5 мм | 34    | 2,2 м** | 25 |
| 8888509729 | Жесткие инструменты Poole с проводящей трубкой диаметром 5 мм  | 14-28 | 1,8 м** | 50 |

## Соединительные трубки Argyle™

Соединительные трубки Argyle™ для аспирационных систем

Стерильные соединительные трубки из ПВХ для медицинского применения



| Код   | Диаметр и длина | Количество<br>(коробок/упаковок) |
|---|-----------------|----------------------------------|
| <b>СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ С КОННЕКТОРАМИ МЕЖДУ ВОРОНКАМИ ARGYLE™</b>                     |                 |                                  |
| 8888284505  | 5 мм × 50 см    | 50                               |
| 8888284539  | 5 мм × 3,1 м    | 50                               |
| 8888284547  | 5 мм × 3,7 м    | 20                               |
| 8888284554  | 5 мм × 6,1 м    | 10                               |
| 8888284604  | 6 мм × 1,8 м    | 50                               |
| 8888284612  | 6 мм × 3,1 м    | 50                               |
| 8888284620  | 6 мм × 3,7 м    | 20                               |
| 8888284638  | 6 мм × 6,1 м    | 10                               |
| 8888284703  | 7 мм × 1,8 м    | 50                               |
| 8888284737  | 7 мм × 3,7 м    | 20                               |
| 8888284745  | 7 мм × 6,1 м    | 10                               |
| <b>СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ С КОННЕКТОРАМИ МЕЖДУ ВОРОНКАМИ И КОНИЧЕСКИМ КОНЦОМ ARGYLE™</b> |                 |                                  |
| 8888284521  | 5 мм × 1,8 м    | 50                               |
| 8888284711  | 7 мм × 1,8 м    | 50                               |

## Трубки соединительные Argyle™ для хирургических аспирационных систем

Трубка с полостями Argyle™


Можно легко обрезать до нужной длины. Доступна в проводящем и непроводящем вариантах



| Код        | Диаметр и длина                                      | Количество |
|------------|--|------------|
| 8888290213 | Трубка с полостями Argyle™ 5 мм × 30,5 м, проводящая | 1          |
| 8888280602 | Трубка с полостями Argyle™ 5 мм × 30 м, непроводящая | 1          |
| 1180839035 | Трубка с полостями Argyle™ 6 мм × 50 м               | 1          |
| 8888290619 | Трубка с полостями Argyle™ 7 мм × 30,5 м, проводящая | 1          |
| 8888280206 | Трубка с полостями Argyle™ 7 мм × 30 м, непроводящая | 1          |

## Аспирационные катетеры Argyle™

Широкий ассортимент аспирационных катетеров для различных типов процедур, с возможностью выбора формы наконечника и дополнительными разъемами для подсоединения к различным вакуумным системам. Матовая поверхность и необходимый уровень жесткости для предотвращения изломов.



### ПРОСТАТА ИДЕНТИФИКАЦИИ

Универсальное цветовое кодирование размеров для наконечников и разъемов в пределах всей линейки продуктов.

BS EN ISO 8836; 2009

### Размер катетера: система цветового кодирования

| CH/FR   | Цвет           | Трубка  | Диаметр  |
|---------|----------------|--|--|
| 05CH/FR | Серая          |         | 1,7 мм    |
| 06CH/FR | Светло-зеленая |         | 2,0 мм    |
| 07CH/FR | Фиолетовая     |         | 2,3 мм    |
| 08CH/FR | Синяя          |         | 2,7 мм    |
| 10CH/FR | Черная         |        | 3,3 мм   |
| 12CH/FR | Белая          |       | 4,0 мм  |
| 14CH/FR | Зеленая        |       | 4,7 мм  |
| 16CH/FR | Оранжевая      |       | 5,3 мм  |
| 18CH/FR | Красная        |       | 6,0 мм  |
| 20CH/FR | Желтая         |       | 6,7 мм  |

## Трахеобронхиальные аспирационные катетеры

### Аспирационный катетер Argyle™ Gentle Flow

Катетер аспирационный трахеобронхиальный с атравматическим\* наконечником



Наконечник



Конус формованный



Наконечник



Устройство  
регулирования вакуума

| Код   | Описание  | Цветовой код   | Fr/Ch | Длина | Количество<br>(коробок/упаковок) |
|---|---|----------------|-------|-------|----------------------------------|
| <b>АСПИРАЦИОННЫЕ КАТЕТЕРЫ GENTLE FLOW С ВОРОНКООБРАЗНЫМ ИЛИ ВАКУУМНЫМ КОННЕКТОРОМ</b> |   |                |       |       |                                  |
| 2058  | Аспирационный катетер с воронкообразным коннектором       | Серый          | 5     | 39 см | 100                              |
| 2068  |   | Светло-зеленый | 6     | 39 см | 100                              |
| 2088  |   | Синий          | 8     | 39 см | 100                              |
| 2108  |   | Черный         | 10    | 50 см | 100                              |
| 2128  |   | Белый          | 12    | 50 см | 100                              |
| 2148  |   | Темно-зеленый  | 14    | 50 см | 100                              |
| 2168  |   | Оранжевый      | 16    | 50 см | 100                              |
| 2188  |   | Красный        | 18    | 50 см | 100                              |
| 2108L   |   | Черный         | 10    | 61 см | 100                              |
| 2128L   |   | Белый          | 12    | 61 см | 100                              |
| 2148L   | Темно-зеленый   | 14             | 61 см | 100   |                                  |
| 2168L   | Оранжевый   | 16             | 61 см | 100   |                                  |
| 2188L   | Красный   | 18             | 61 см | 100   |                                  |
| 2051  | Катетеры аспирационные с коннектором-прерывателем вакуума | Серый          | 5     | 39 см | 100                              |
| 2061  |   | Светло-зеленый | 6     | 39 см | 100                              |
| 2081  |   | Синий          | 8     | 39 см | 100                              |
| 2121  |   | Белый          | 12    | 50 см | 100                              |
| 2141  |   | Темно-зеленый  | 14    | 50 см | 100                              |
| 2161  |   | Оранжевый      | 16    | 50 см | 100                              |
| 2181  |   | Красный        | 18    | 50 см | 100                              |
| 2101L   |   | Черный         | 10    | 61 см | 100                              |
| 2121L   |   | Белый          | 12    | 61 см | 100                              |
| 2141L   |   | Светло-серый   | 14    | 61 см | 100                              |
| 2161L   | Оранжевый   | 16             | 61 см | 100   |                                  |
| 2181L   | Красный   | 18             | 61 см | 100   |                                  |

\* гладкий наконечник для сведения к минимуму вероятности травмы

## Трахеобронхиальные аспирационные катетеры

Аспирационные катетеры Argyle™ Aero Flow с атравматичным\* наконечником  
Трахеобронхиальные аспирационные катетеры

| Код   | Описание  | Цветовой код Fr/Ch | Длина | Количество<br>(коробок/упаковок) |    |
|---|---|--------------------|-------|----------------------------------|----|
| <b>КАТЕТЕРЫ АСПИРАЦИОННЫЕ: АЕРО ФЛОУ ДЛЯ АТРАВМАТИЧЕСКОЙ* АСПИРАЦИИ</b> |   |                    |       |                                  |    |
| 8888250092  |   | Лавандовый         | 5     | 25 см                            | 50 |
| 8888250118  |   | Синий              | 8     | 40 см                            | 50 |
| 8888250126  | Катетер аспирационный с коннектором-прерывателем вакуума                      | Черный             | 10    | 52 см                            | 50 |
| 8888250134  |   | Белый              | 12    | 52 см                            | 50 |
| 8888250142  |   | Зеленый            | 14    | 52 см                            | 50 |
| 1180250159  |   | Оранжевый          | 16    | 52 см                            | 50 |
| 1180250415  |   | Синий              | 8     | 48 см                            | 50 |
| 1180250423  | Аспирационный катетер с интегрированным воронкообразным коннектором           | Черный             | 10    | 48 см                            | 50 |
| 1180250431  |   | Белый              | 12    | 48 см                            | 50 |
| 1180250449  |   | Зеленый            | 14    | 48 см                            | 50 |
| 1180250464  |   | Оранжевый          | 16    | 48 см                            | 50 |
| 1180250472  |   | Оранжевый          | 16    | 63 см                            | 50 |
| 1180251736  | Катетер аспирационный с коннектором-прерывателем вакуума и наконечником Coudé | Черный             | 10    | 51 см                            | 50 |
| 1180251744  |   | Белый              | 12    | 51 см                            | 50 |
| 1180251751  |   | Зеленый            | 14    | 51 см                            | 50 |
| 1180250811  | Аспирационный катетер с воронкообразным коннектором и наконечником Coudé      | Синий              | 8     | 40 см                            | 50 |
| 1180250829  |   | Черный             | 10    | 52 см                            | 50 |
| 1180250837  |   | Белый              | 12    | 52 см                            | 50 |
| 1180250845  |   | Зеленый            | 14    | 52 см                            | 50 |
| 1180250860  |   | Зеленый            | 14    | 65 см                            | 50 |
| 1180250852  |   | Оранжевый          | 16    | 52 см                            | 50 |
| 1180250514  | Катетер аспирационный с прерывателем вакуума и извитым наконечником           | Белый              | 12    | 53 см                            | 50 |
| 1180250522  |   | Зеленый            | 14    | 53 см                            | 50 |
| 1180250001  | Аспирационный катетер с воронкообразным коннектором и извитым наконечником    | Черный             | 10    | 53 см                            | 50 |
| 1180250019  |   | Белый              | 12    | 53 см                            | 50 |
| 1180250027  |   | Зеленый            | 14    | 53 см                            | 50 |



Наконечник Aero Flow



Устройство регулирования вакуума



Концевик конический



Наконечник Coudé



Увеличенное изображение наконечника



Извитой наконечник



Увеличенное изображение наконечника



Разъем соединительный конический

\* гладкий наконечник для сведения к минимуму вероятности травмы





Наконечник



Концевик конический

## Трахеобронхиальные аспирационные катетеры

### Катетер Argyle™ Aero-Jet

Катетер для аспирации трахеобронхиального лаважа

| Код        | Описание  | Цветовой код | Fr/Ch | Длина | Количество<br>(коробок/упаковок) |
|------------|---|--------------|-------|-------|----------------------------------|
| 1180250936 | Двухходовая трубка для аспирации содержимого бронхов и лаважа | Белый        | 12    | 47 см | 50                               |
| 1180250944 |   | Зеленый      | 14    | 47 см | 50                               |
| 1180250951 |   | Оранжевый    | 16    | 47 см | 50                               |

## Трахеобронхиальные аспирационные катетеры

### Катетер аспирационный Argyle™ SAF-T-MARK для применения в педиатрической практике

Трахеобронхиальный аспирационный катетер для применения в педиатрической практике

| Код   | Описание  | Цветовой код | Fr/Ch | Длина | Количество<br>(коробок/упаковок) |
|---|---|--------------|-------|-------|----------------------------------|
| <b>АСПИРАЦИОННЫЙ КАТЕТЕР ARGYLE™ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ</b> |   |              |       |       |                                  |
| 1180251801  | Аспирационный катетер для применения в педиатрической практике с коннектором и метками глубины в 1 см | Лавандовый   | 5     | 24 см | 50                               |
| 1180251819  |   | Зеленый      | 6     | 24 см | 50                               |
| 1180251827  |   | Синий        | 8     | 29 см | 50                               |

## Трахеобронхиальные аспирационные катетеры

### Аспирационные катетеры Argyle™

Трахеобронхиальный аспирационный катетер для предотвращения аспирационной травмы



| Код  | Описание  | Цветовой код | Fr/Ch | Длина | Количество<br>(коробок/упаковок) |
|--|---|--------------|-------|-------|----------------------------------|
| <b>КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ ARGYLE™ С ПЕРЕРЫВАТЕЛЕМ ВАКУУМА</b> |   |              |       |       |                                  |
| 1180851055   |   | Фиолетовый   | 5     | 30 см | 50                               |
| 1180851063   |   | Светло-серый | 6     | 44 см | 100                              |
| 1180851071   |   | Светло-серый | 6     | 30 см | 50                               |
| 1180851089   | Стандартный катетер аспирационный с коннектором-прерывателем вакуума и 2 отверстиями по бокам | Синий        | 8     | 45 см | 100                              |
| 1180851097   |   | Синий        | 8     | 30 см | 50                               |
| 1180851105   |   | Черный       | 10    | 45 см | 100                              |
| 1180851121   |   | Белый        | 12    | 50 см | 100                              |
| 1180851147   |   | Зеленый      | 14    | 50 см | 100                              |
| 1180851162   |   | Оранжевый    | 16    | 50 см | 100                              |
| 1180851188   |   | Красный      | 18    | 50 см | 100                              |

### Аспирационные катетеры Argyle™

Стандартный трахеобронхиальный аспирационный катетер



| Код  | Описание   | Цветовой код | Fr/Ch | Длина | Количество<br>(коробок/упаковок) |
|--|--|--------------|-------|-------|----------------------------------|
| <b>КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ ARGYLE™ С ФОРМОВАННЫМ ВОРОНКООБРАЗНЫМ КОННЕКТОРОМ</b>     |  |              |       |       |                                  |
| 1180853085   |  | Синий        | 8     | 50 см | 100                              |
| 1180853101   |  | Черный       | 10    | 50 см | 100                              |
| 1180853127   | Стандартный катетер аспирационный с формованным коннектором и 2 отверстиями по бокам                     | Белый        | 12    | 50 см | 100                              |
| 1180853143   |  | Зеленый      | 14    | 50 см | 100                              |
| 1180853168   |  | Оранжевый    | 16    | 50 см | 100                              |
| 1180853184   |  | Красный      | 18    | 50 см | 100                              |
| <b>КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ ARGYLE™ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ВОРОНКООБРАЗНЫМ КОННЕКТОРОМ</b> |  |              |       |       |                                  |
| 1180830067   | Стандартный катетер аспирационный с интегрированным воронкообразным коннектором и одним отверстием сбоку | Зеленый      | 6     | 45 см | 100                              |
| 1180830083   |  | Синий        | 8     | 45 см | 100                              |
| 1180830109   |  | Черный       | 10    | 50 см | 100                              |
| 1180830125   |  | Белый        | 12    | 50 см | 100                              |
| 1180830141   |  | Зеленый      | 14    | 50 см | 100                              |



## Емкость для захвата образцов Argyle™

Емкость для захвата образцов, не содержащая латекса, применяемая для бронхиального секрета

| Код   | Описание  | Вместимость | Количество<br>(коробок/упаковок) |
|---|---|-------------|----------------------------------|
| <b>ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАХВАТА ОБРАЗЦОВ ARGYLE™</b> |   |             |                                  |
| 8884724504                                  | Емкость для захвата образцов объемом 70 куб. см | 70 мл       | 50                               |
| 8884724500                                  | Емкость для захвата образцов объемом 40 куб. см | 40 мл       | 50                               |



Наконечник

## Устройство сбора слизи Argyle™ Lukens

Емкость для образцов Argyle™ Lukens выпускается с аспирационным катетером со скошенным наконечником и коническим разъемом, с гладким покрытием Slide-Tex.

Продукт содержит ДЭГФ.

### Устройство сбора слизи Argyle™ Lukens

| Код        | Описание  | Количество<br>(коробок/упаковок) |
|------------|---|----------------------------------|
| 8888258608 | Устройство сбора слизи Argyle™, катетер 14Fr, 20 мл | 50                               |



Разъем конический

## Коннекторы для трубок Argyle™

### Коннекторы/переходники Argyle™

Коннекторы дают возможность выбора различных соединяемых секций аспирационных систем с их объединением для использования в различных целях



| Код                        | Описание                                     | Адаптируемые к диаметрам трубок | Количество (коробок/упаковок) |
|----------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>ПЕРЕХОДНИКИ ARGYLE™</b> |  |                                 |                               |
| 8888271007                 | Виниловый для стерильных трубок, тип «5 в 1» | 5–11 мм                         | 100                           |
| 8888271411                 | Полипропиленовый стерильный, тип «5 в 1»     | 8–14 мм                         | 100                           |
| 8888271502                 | Стерильный нейлоновый, тип «5 в 1»           | 8–14 мм                         | 100                           |
| 8888272013                 | Полипропиленовый стерильный, тип «крупный Y» | 6–13 мм                         | 100                           |
| 8888270306                 | Виниловый для прозрачных трубок, тип SIMS    | 5–11 мм                         | 100                           |
| 8888271106                 | Виниловый для прозрачных трубок, тип «5 в 1» | 5–11 мм                         | 100                           |
| 8888271403                 | Полипропиленовый прозрачный, тип «5 в 1»     | 8–14 мм                         | 100                           |
| 8888271510                 | Прозрачный нейлоновый, тип «5 в 1»           | 8–14 мм                         | 100                           |
| 8888272005                 | Полипропиленовый прозрачный, тип «крупный Y» | 6–13 мм                         | 50                            |

# Урология



Временные катетеры

Латексные катетеры Фолея  
с силиконовым покрытием

Латексные катетеры Фолея

Мочеприемники

Уринометры

Совмещенные системы

Вспомогательные продукты

## Временные катетеры



### Argyle™ Временный урологический катетер

- Термочувствительный ПВХ
- Стандартный наконечник / наконечник Нелатона
- Стерильный

| Код    | Fr/Ch | Длина | Количество |
|--------|-------|-------|------------|
| NT0620 | 6     | 40 см | 25         |
| NT0820 | 8     | 40 см | 25         |
| NT1020 | 10    | 40 см | 25         |
| NT1220 | 12    | 40 см | 25         |
| NT1420 | 14    | 40 см | 25         |
| NT1620 | 16    | 40 см | 25         |
| NT1820 | 18    | 40 см | 25         |
| NT2020 | 20    | 40 см | 25         |



## Латексные катетеры Фолея с силиконовым покрытием

### Dover™ Латексный катетер Фолея с силиконовым покрытием

- Латексный с силиконовым покрытием
- Стандартный наконечник / наконечник Нелатона
- Стерильный

| Код                                | Fr/Ch | Длина | Количество |
|------------------------------------|-------|-------|------------|
| <b>2-ХОДОВОЙ, С БАЛЛОНОМ 3 МЛ</b>  |       |       |            |
| 2908-02                            | 8     | 28 см | 12         |
| 2910-02                            | 10    | 28 см | 12         |
| <b>2-ХОДОВОЙ, С БАЛЛОНОМ 10 МЛ</b> |       |       |            |
| 1125-02                            | 12    | 41 см | 12         |
| 1185-02                            | 14    | 41 см | 12         |
| 1213-02                            | 16    | 41 см | 12         |
| 1394-02                            | 18    | 41 см | 12         |
| 1440-02                            | 20    | 41 см | 12         |
| 1575-02                            | 22    | 41 см | 12         |
| 1620-02                            | 24    | 41 см | 12         |
| 1746-02                            | 26    | 41 см | 12         |
| <b>2-ХОДОВОЙ, С БАЛЛОНОМ 30 МЛ</b> |       |       |            |
| 26163                              | 16    | 41 см | 12         |
| 26183                              | 18    | 41 см | 12         |
| 26203                              | 20    | 41 см | 12         |
| 26223                              | 22    | 41 см | 12         |
| 26243                              | 24    | 41 см | 12         |
| <b>3-ХОДОВОЙ, С БАЛЛОНОМ 30 МЛ</b> |       |       |            |
| 9718-02                            | 18    | 41 см | 12         |
| 9720-02                            | 20    | 41 см | 12         |
| 9722-02                            | 22    | 41 см | 12         |
| 9724-02                            | 24    | 41 см | 12         |





## Dover™ Латексный катетер Фолея с силиконовым покрытием, тип Тиманн

- Латексный с силиконовым покрытием
- Наконечник типа Тиманн
- Стерильный

| Код                                | Fr/Ch | Длина | Количество |
|------------------------------------|-------|-------|------------|
| <b>2-ХОДОВОЙ, С БАЛЛОНОМ 10 МЛ</b> |       |       |            |
| 9812-02                            | 12    | 41 см | 12         |
| 9814-02                            | 14    | 41 см | 12         |
| 9816-02                            | 16    | 41 см | 12         |
| 9818-02                            | 18    | 41 см | 12         |
| 9820-02                            | 20    | 41 см | 12         |
| 9822-02                            | 22    | 41 см | 12         |
| 9824-02                            | 24    | 41 см | 12         |



## Силиконовые катетеры Фолея

### Dover™ Катетер Фолея на 100% из силикона

- 100% силикон
- Стандартный наконечник / наконечник Нелатона
- Стерильный

| Код   | Fr/Ch | Длина | Количество |
|---|-------|-------|------------|
| <b>2-ХОДОВОЙ, С БАЛЛОНОМ 1,5 МЛ</b>           |       |       |            |
| 8887603069                                    | 6     | 32 см | 10         |
| <b>2-ХОДОВОЙ, С БАЛЛОНОМ 3 МЛ</b>             |       |       |            |
| 8887603085                                    | 8     | 32 см | 10         |
| 8887603101                                    | 10    | 32 см | 10         |
| <b>2-ХОДОВОЙ, С БАЛЛОНОМ 5-10 МЛ</b>          |       |       |            |
| 8887605122                                    | 12    | 42 см | 10         |
| 8887605148                                    | 14    | 42 см | 10         |
| 8887605163                                    | 16    | 42 см | 10         |
| 8887605189                                    | 18    | 42 см | 10         |
| <b>2-ХОДОВОЙ, С БАЛЛОНОМ 30 МЛ</b>            |       |       |            |
| 8887630203                                    | 20    | 42 см | 10         |
| <b>3-ХОДОВОЙ, С БАЛЛОНОМ 30 МЛ</b>            |       |       |            |
| 8887665209                                    | 20    | 42 см | 10         |
| <b>2-ХОДОВОЙ, С БАЛЛОНОМ 5-10 МЛ, ЖЕНСКИЙ</b> |       |       |            |
| 8887615121                                    | 12    | 25 см | 10         |
| 8887615147                                    | 14    | 25 см | 10         |
| 8887615162                                    | 16    | 25 см | 10         |



## Силиконовые катетеры Фолея

### Dover™ Катетер Фолея на 100% из силикона

- 100% силикон
- Наконечник типа Тиманн
- Стерильный

| Код                                  | Fr/Ch | Длина | Количество |
|--------------------------------------|-------|-------|------------|
| <b>2-ХОДОВОЙ, С БАЛЛОНОМ 5-10 МЛ</b> |       |       |            |
| 8887205121                           | 12    | 44 см | 10         |
| 8887205147                           | 14    | 44 см | 10         |
| 8887205162                           | 16    | 44 см | 10         |
| 8887205188                           | 18    | 44 см | 10         |
| 8887205204                           | 20    | 44 см | 10         |
| 8887205220                           | 22    | 44 см | 10         |
| 8887205246                           | 24    | 44 см | 10         |



## Мочеприемники

### Mono-Flo™ Круглосуточный мочеприемник

- Антирефлюксный клапан Mono-Flo™
- Подкладка из мягкой вискозы
- Объем 1000 мл
- Стерильный

| Код  | Описание                          | Количество |
|------|-----------------------------------|------------|
| 5079 | Приводная трубка-выпускник, 30 см | 20         |
| 5081 | Приводная трубка-выпускник, 60 см | 20         |
| 5083 | Приводная трубка-выпускник, 90 см | 20         |



### Dover™ Уринометр

- Измерительная камера 200 мл
- Дренажный мешок 2000 мл
- Разъем для взятия образца
- Встроенное прикроватное крепление
- Стерильный

| Код  | Описание                           | Количество |
|------|------------------------------------|------------|
| 6500 | Приводная трубка-выпускник, 120 см | 20         |
| 6502 | Приводная трубка-выпускник, 150 см | 20         |



## Совмещенные системы

### Dover™ Катетер, совмещенный с мочеприемником

- Латексный катетер Фолея с силиконовым покрытием Dover™
- Объем 2000 мл
- Пломба с индикатором вскрытия
- Разъем для взятия образца
- Стерильный

| Код   | Описание         | Количество |
|-------|------------------|------------|
| 13712 | Катетер 12 Fr/Ch | 20         |
| 13714 | Катетер 14 Fr/Ch | 20         |
| 13716 | Катетер 16 Fr/Ch | 20         |
| 13718 | Катетер 18 Fr/Ch | 20         |



### Dover™ Катетер, совмещенный с мочеприемником

- Латексный катетер Фолея с гидрогелевым покрытием Dover™
- Объем 2000 мл
- Пломба с индикатором вскрытия
- Разъем для взятия образца
- Стерильный

| Код     | Описание         | Количество |
|---------|------------------|------------|
| FPP12UL | Катетер 12 Fr/Ch | 20         |
| FPP14UL | Катетер 14 Fr/Ch | 20         |
| FPP16UL | Катетер 16 Fr/Ch | 20         |
| FPP18UL | Катетер 18 Fr/Ch | 20         |
| FPP20UL | Катетер 20 Fr/Ch | 20         |



### Mono-Flo™ Катетер, совмещенный с мочеприемником

- Катетер Фолея на 100% из силикона Dover™
- Объем 2000 мл
- Пломба с индикатором вскрытия
- Разъем для взятия образца
- Антирефлюксный клапан Mono-Flo™
- Стерильный

| Код     | Описание         | Количество |
|---------|------------------|------------|
| 6209121 | Катетер 12 Fr/Ch | 20         |
| 6209141 | Катетер 14 Fr/Ch | 20         |
| 6209161 | Катетер 16 Fr/Ch | 20         |
| 6209181 | Катетер 18 Fr/Ch | 20         |



## Совмещенные системы

### Dover™ Катетер, совмещенный с уринометром

- Катетер Фолея на 100% из силикона
- Уринометр 200 мл
- Пломба с индикатором вскрытия
- Разъем для взятия образца

| Код     | Описание         | Количество |
|---------|------------------|------------|
| 6500121 | Катетер 12 Fr/Ch | 20         |
| 6500141 | Катетер 14 Fr/Ch | 20         |
| 6500161 | Катетер 16 Fr/Ch | 20         |
| 6500181 | Катетер 18 Fr/Ch | 20         |



### Dover™ Катетер, совмещенный с уринометром

- Катетер Фолея на 100% из силикона
- Уринометр 200 мл
- Пломба с индикатором вскрытия
- Разъем для взятия образца
- Стерильный

| Код     | Описание         | Количество |
|---------|------------------|------------|
| 8120121 | Катетер 12 Fr/Ch | 20         |
| 8120141 | Катетер 14 Fr/Ch | 20         |
| 8120161 | Катетер 16 Fr/Ch | 20         |
| 8120181 | Катетер 18 Fr/Ch | 20         |

# Обработка раны



Антимикробный перевязочный материал

Вспененный перевязочный материал

Альгинатный перевязочный материал

Гидрогелевый перевязочный материал

Гидроколлоидный перевязочный материал

Перевязочный материал без клеевого слоя – влажный

Перевязочный материал без клеевого слоя

## Антимикробный перевязочный материал

### Антимикробные вспененные перевязочные материалы Kendall™ AMD

Антимикробные вспененные перевязочные материалы Kendall™ AMD формируют влажную среду для заживления различных типов ран. Материал содержит антимикробное средство ПГМБ, которое препятствует проникновению бактерий через материал и предотвращает колонизацию и размножение бактерий в повязке в течение 7 дней. Антимикробные вспененные перевязочные материалы Kendall™ AMD предназначены для применения в лечении послеоперационных разрезов, пролежней, венозных трофических язв, диабетических язв, участков пересадки, ссадин, разрывов, ожогов 1 и 2 степени, дерматологических поражений, прочих ран, полученных в результате травмы, а также в качестве вторичной повязки или покровной повязки тампонированных ран.



| Код       | Описание  | Кол-во, коробка | Кол-во, упаковка |
|-----------|---|-----------------|------------------|
| 55522AMD  | 5,1 см × 5,1 см                                     | 25              | 100              |
| 55535AMD  | Перфорированные, 8,9 см × 7,6 см                    | 10              | 50               |
| 55544AMD  | 10,2 см × 10,2 см                                   | 10              | 50               |
| 55548AMD  | 10,2 см × 20,3 см                                   | 10              | 50               |
| 55566AMD  | 15,2 см × 15,2 см                                   | 10              | 50               |
| 55588AMD  | 20,3 см × 20,3 см                                   | 10              | 50               |
| 55535PAMD | 8,8 см × 7,5 см, перфорированные, с покровным слоем | 10              | 50               |
| 55544PAMD | 10 см × 10 см, с покровным слоем                    | 10              | 50               |

### Антимикробные вспененные перевязочные материалы Kendall™ AMD, диск



| Код      | Описание                        | Кол-во, коробка | Кол-во, упаковка |
|----------|---------------------------------|-----------------|------------------|
| 55511AMD | Диаметр 2,54 см, отверстие 4 мм | 10              | 40               |
| 55512AMD | Диаметр 2,54 см, отверстие 7 мм | 10              | 40               |



## Антимикробный перевязочный материал

Антимикробный перевязочный материал без клейкого слоя Telfa™ AMD



- Для использования в качестве первичной повязки для хирургических разрезов, рваных ран, ссадин, ожогов, участков пересадки, участков введения катетера, участков в/в доступа и центральных систем
- Антимикробное действие ПГМБ в перевязочных материалах Telfa™ AMD позволяет предотвратить колонизацию повязки бактериями и подавить проникновение бактерий через материал
- Стерильно

| Код                                     | Описание  | Кол-во, коробка | Кол-во, упаковка |
|---|---|-----------------|------------------|
| <b>ПОДКЛАДКИ TELFA™ AMD, СТЕРИЛЬНЫЕ</b> |   |                 |                  |
| 7662                                    | 7,6 см × 11,4 см                                  | 50              | 900              |
| <b>САМОКЛЕЮЩИЕСЯ ПОВЯЗКИ TELFA™ AMD</b> |   |                 |                  |
| 7667                                    | 10,2 см × 25,4 см (размер подкладки 5 см × 20 см) | 25              | 100              |

Антимикробные перевязочные материалы Excilon™ AMD



- Для использования в качестве первичной повязки для участков в/в доступа, участков введения трахеостомической трубки, участков введения плевральной трубки, участков введения катетера и дренажа
- Антимикробное действие ПГМБ в перевязочных материалах Excilon AMD позволяет предотвратить колонизацию повязки бактериями и подавить проникновение бактерий через материал
- Упаковано в пары для более эффективного покрытия и защиты раны
- Стерильно

| Код  | Описание  | Кол-во, коробка | Кол-во, упаковка |
|------|---|-----------------|------------------|
| 7089 | 5,1 см × 5,1 см, губчатая подкладка для в/в системы | 35 пар          | 700 пар          |

Kerlix™ AMD



- Для применения в качестве первичной или вторичной повязки для ран с экссудатом, хирургических разрезов, рваных ран, ссадин, ожогов, тампонируемых ран, участков пересадки, участков введения катетера, участков в/в доступа и центральных систем. Также допускается применение для фиксации первичной повязки
- Антимикробное действие ПГМБ в Kerlix AMD позволяет предотвратить колонизацию повязки бактериями и подавить проникновение бактерий через материал
- Стерильно

| Код  | Описание                               | Кол-во, коробка | Кол-во, упаковка |
|------|--|-----------------|------------------|
| 3331 | Рулон 11,4 см × 3,7 м                  | 1               | 60               |
| 3332 | Рулон 11,4 см × 3,7 м, мягкая упаковка | 1               | 100              |
| 6665 | Супергубка 15,2 см × 17,1 см           | 5               | 600              |



## Альгинатный перевязочный материал

### Кальций-альгинатный перевязочный материал Kendall™

- Впитывает раневые выделения, контролирует минимальные кровотечения и обеспечивает влажное окружение, благоприятствующее заживлению
- Стерильно
- Доступна версия «Plus» с усиленной впитывающей способностью

| Код  | Описание                 | Кол-во, коробка | Кол-во, упаковка |
|--|--------------------------|-----------------|------------------|
| <b>СТЕРИЛЬНО, 1 В УПАКОВКЕ «PEEL-BACK»</b> |                          |                 |                  |
| 9232                                       | 5,1 см × 5,1 см          | 10              | 100              |
| 9236                                       | 10,2 см × 10,2 см «Plus» | 10              | 50               |
| 9240                                       | 10,2 см × 14 см          | 10              | 50               |
| 9238                                       | 10,2 см × 20,3 см        | 5               | 50               |
| 9239                                       | 15,2 см × 25,4 см        | 10              | 50               |
| 9242                                       | 30,5 см × 61 см          | 5               | 5                |
| 9243                                       | Шнур 61 см               | 5               | 20               |
| 9244                                       | Шнур 91,4 см             | 5               | 20               |



### Цинк-кальций-альгинатный перевязочный материал Kendall™

- Улучшенная абсорбирующая кальций-альгинатная повязка с добавлением цинка

| Код  | Описание          | Кол-во, коробка | Кол-во, упаковка |
|--|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>СТЕРИЛЬНО, 1 В УПАКОВКЕ «PEEL-BACK»</b> |                   |                 |                  |
| 9355                                       | 10,2 см × 10,2 см | 10              | 50               |
| 9356                                       | 10,2 см × 20,3 см | 5               | 50               |



## Гидрогелевые повязки

### Гидрогелевый раневой перевязочный материал Kendall™

- Состав обладает абсорбирующими свойствами и не высыхает
- Форма диска увеличивает покрытие раны и позволяет заполнить мелкие полости
- Защищает рану за счет создания влажной среды
- Прозрачный гелевый диск позволяет проводить визуальный осмотр раны
- Стерильно

| Код        | Описание               | Кол-во, коробка | Кол-во, упаковка |
|------------|------------------------|-----------------|------------------|
| 8884476139 | Диск 7,6 см (диаметр)  | 5               | 50               |
| 8884476154 | Диск 12,1 см (диаметр) | 5               | 50               |



### Гидрогелевые подкладки для кормящих женщин Kendall™

- Применяются при травмах сосков, полученных в процессе кормления
- Характерная форма диска напоминает колпачок для контакта с соском

| Код  | Описание    | Кол-во, пачка | Кол-во, коробка | Кол-во, упаковка |
|------|-------------|---------------|-----------------|------------------|
| 9403 | Диск 7,6 см | 1 пара        | 5 пар           | 25 пар           |



## Перевязочные материалы без клеящегося слоя, влажные

### Окклюзионная марлевая повязка Xeroform™

- 3% трибромфенат висмута в специальной вазелиновой смеси на мелкоячеистой марле
- Без клеящегося слоя
- Применяется в качестве основного покрытия для ран с легкой экссудацией, где желательна защита от контаминации и/или дезодорирование
- Стерильная

| Код        | Размер            | Тип   | Кол-во, коробка | Кол-во, упаковка |
|------------|-------------------|---|-----------------|------------------|
| 8884431302 | 2,5 см × 20,3 см  | Ленты во внешней съемной упаковке из фольги               | 50              | 200              |
| 8884431605 | 12,7 см × 22,9 см | Ленты во внешней съемной упаковке из фольги               | 50              | 200              |
| 8884432000 | 10,2 см × 2,7 м   | Рулонная упаковка со съемной пленкой в упаковке из фольги | 6               | 36               |
| 8884433301 | 2,5 см × 20,3 см  | Повязка-патч со съемной пленкой в упаковке из фольги      | 50              | 200              |
| 8884433400 | 5,1 см × 5,1 см   | Повязка-патч со съемной пленкой в упаковке из фольги      | 25              | 150              |
| 8884433500 | 10,2 см × 10,2 см | Повязка-патч со съемной пленкой в упаковке из фольги      | 25              | 150              |
| 8884433605 | 12,7 см × 22,9 см | Ленты со съемным покрытием в упаковке из фольги           | 50              | 200              |



### Неокклюзионная марлевая повязка Xeroform™

- 3% трибромфенат висмута в эмульсии типа «вода-в-масле» на мелкоячеистой марле
- Для легкого экссудата
- Прилипает и повторяет форму
- Конструкция без клейкого слоя
- Гидрофильная мазь
- Применяется в качестве основного покрытия для ран с легкой экссудацией, где желательна защита от контаминации и/или дезодорирование
- Стерильная

| Код  | Размер            | Тип  | Кол-во, коробка | Кол-во, упаковка |
|--|-------------------|--|-----------------|------------------|
| 8884436400                                 | 5,1 см × 5,1 см   | Повязка-патч со съемной пленкой в упаковке из фольги | 50              | 300              |
| 8884437100                                 | 12,7 см × 22,9 см | Ленты во внешней съемной упаковке из фольги          | 12              | 72               |
| <b>ЛЕНТЫ ВО ВНЕШНЕЙ УПАКОВКЕ ИЗ ФОЛЬГИ</b> |                   |  |                 |                  |
| 8884437201                                 | 2,5 см × 20,3 см  | Ленты со съемным покрытием в упаковке из фольги      | 50              | 200              |
| 8884437305                                 | 10,2 см × 2,7 м   | Рулон  | 6               | 36               |



## Перевязочные материалы без клеящегося слоя, влажные

### Марля с вазелином

- Мелкоячеистая абсорбирующая марля, пропитанная белым вазелином
- Без клейкого слоя
- Вазелиновая пропитка не обладает сенсibiliзирующим или раздражающим действием
- Стерильно

| Код        | Размер            | Тип  | Кол-во, коробка | Кол-во, упаковка |
|------------|-------------------|--|-----------------|------------------|
| 8884412600 | 2,5 см × 91,4 см  | Лента со съёмным покрытием в упаковке из фольги                  | 12              | 72               |
| 8884413605 | 7,6 см × 22,9 см  | Лента со съёмным покрытием в упаковке из фольги                  | 50              | 200              |
| 8884415600 | 7,6 см × 91,4 см  | Лента со съёмным покрытием в упаковке из фольги                  | 12              | 72               |
| 8884416600 | 15,2 см × 91,4 см | Лента со съёмным покрытием в упаковке из фольги                  | 12              | 72               |
| 8884421600 | 1,3 см × 1,8 м    | Рулонная упаковка лент со съёмным покрытием в упаковке из фольги | 12              | 72               |
| 8884422600 | 2,5 см × 91,4 см  | Ленты во внешней съёмной упаковке из фольги                      | 12              | 72               |
| 8884423600 | 7,6 см × 22,9 см  | Ленты во внешней съёмной упаковке из фольги                      | 12              | 72               |
| 8884424600 | 7,6 см × 45,7 см  | Ленты во внешней съёмной упаковке из фольги                      | 12              | 72               |
| 8884425600 | 7,6 см × 91,4 см  | Ленты во внешней съёмной упаковке из фольги                      | 12              | 72               |
| 8884426600 | 15,2 см × 91,4 см | Ленты во внешней съёмной упаковке из фольги                      | 12              | 72               |

### Самоклеящаяся барьерная повязка Telfa™ Plus

- Неперфорированная пленка над подкладкой представляет собой барьер для жидкостей и бактерий
- Повязка без клейкого слоя Telfa™ не контактирует с заживающей тканью
- Повязка применяется при ожогах, хирургических разрезах, кожных трансплантатах, ссадинах и других поверхностных ранах
- Стерильно

| Код  | Описание   | Кол-во, коробка | Кол-во, упаковка |
|--|--|-----------------|------------------|
| <b>СТЕРИЛЬНО, 1 В УПАКОВКЕ «PEEL-BACK»</b> |  |                 |                  |
| 2562                                       | 10,2 см × 15,2 см (размер подкладки 5 см × 10 см)    | 25              | 100              |
| 2563                                       | 15,2 см × 17,8 см (размер подкладки 10 см × 12,5 см) | 25              | 100              |
| 2564                                       | 15,2 см × 25,4 см (размер подкладки 7,5 см × 20 см)  | 25              | 100              |



## Перевязочные материалы без клейкого слоя

Прозрачные раневые повязки без клейкого слоя Telfa™

- Удобные стерильные повязки, нарезанные по размеру
- Неабсорбирующая повязка без клейкого слоя
- Возможность выбрать вторичную повязку с оптимальной абсорбирующей способностью
- Можно использовать с различными типами мазей

| Код  | Описание          | Кол-во, коробка | Кол-во, упаковка |
|--|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>СТЕРИЛЬНО, 1 В УПАКОВКЕ «PEEL-BACK»</b> |                   |                 |                  |
| 1109                                       | 7,6 см × 7,6 см   | 25              | 50               |
| 1111                                       | 10,2 см × 12,7 см | 25              | 50               |
| 1113                                       | 30,5 см × 30,5 см | 25              | 50               |





## Каталог продукции направления Medical Solutions



Только для медицинских работников

CARDINAL HEALTH, ЛОГОТИП Cardinal Health, ESSENTIAL TO CARE, ALTITUDE, ARGYLE, A-V IMPULSE, CHEMOPLUS, CURITY, DEVON, DOVER, EXCILON, FLEX ADVANTAGE, FILAC, GENIUS, IMPAD, IN-ROOM, IVA, KANGAROO, KENDALL, KENDALL SCD, KERLIX, MAGELLAN, MEDI-VAC, MONO-FLO, MONOJECT, MEDI-TRACE, SENTINEL SEAL, TELFA, THORA-SEAL, T.E.D., TURKEL, Q-TRACE, WEBCOL, WEBRIL и XEROFORM являются товарными знаками компании Cardinal Health и могут быть зарегистрированы в США и/или других странах. Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Важная информация. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по применению, прилагаемой к устройству, для получения информации о показаниях, противопоказаниях, побочных эффектах, рекомендуемой процедуре, предупреждениях и мерах предосторожности. Изделия зарегистрированы на территории РФ.

© Cardinal Health, 2019. Все права защищены.

2SRV19-1035151-2 (11/2019)