




Каталог продукции направления Medical Solutions



CardinalHealth

Essential to care™

Вступление

Компания Cardinal Health предлагает разноплановую и комплексную линейку изделий медицинского назначения для оказания помощи пациентам, которая позволяет сократить расходы, повысить эффективность и улучшить качество работы. Наша продукция, представленная качественным ассортиментом изделий ведущих брендов, - от компрессии до хирургических перчаток, - обеспечивает медицинских работников решениями полного цикла.

Наши янкауэры и трубки Argyle™ выпускаются в различном исполнении для разных видов применения.

Хирургические перчатки

Наши хирургические перчатки Protexis™ созданы для защиты рук врача, который выполняет хирургическое вмешательство. Поэтому мы заботимся о качестве, оптимизируем проведение клинической деятельности и всецело уверены в каждой хирургической перчатке Protexis™, что позволяет вам получать совершенные средства для проведения процедур любого типа.

Компрессия

Компания Cardinal Health поддерживает сотрудничество с медицинскими работниками в направлении профилактики венозной тромбоэмболии (ВТЭ). В клинических условиях получены подтверждения того, что наши продукты снижают частоту случаев тромбоза глубоких вен (ТГВ) и тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) без возрастания риска кровотечения, о чем свидетельствуют данные клинических исследований, опубликованных в рецензируемых изданиях.

Электрокардиология

Большинству лечебных учреждений, принимающих больных в острых состояниях, необходимы различные медицинские устройства для проведения электрокардиографии. Cardinal Health предлагает электроды разных размеров, материалов и областей применения, которые помогают медицинским работникам оптимизировать рабочий процесс и более эффективно распределять средства.

Операционный блок

Компания Cardinal Health предлагает комплексный ассортимент продуктов и принадлежностей различного назначения - от защиты против перфорации иглой до предотвращения перекрестного заражения пациента, - чтобы гарантировать безопасность врача и пациента в операционной. Наш полный спектр изделий первой необходимости для операционной, с различными размерами и вариантами исполнения, способствует выполнению поставленных в клинике задач и гарантирует удобство в уходе за пациентом.

Кардиоторакальная хирургия

Компания Cardinal Health предлагает полный ассортимент изделий и принадлежностей для дренирования грудной клетки, торакальных катетеров и процедурных наборов, включая перфузионные изделия, для удовлетворения потребностей врачей в любой клинической ситуации.

Энтеральное питание

Ассортимент продуктов представлен линейкой наших универсальных комплектов для энтерального питания и средств обеспечения кратковременного и долгосрочного энтерального доступа.

Кардиоторакальная хирургия



Sentinel Seal™ Система для дренирования грудной клетки

Altitude™ Система для дренирования грудной клетки

Aqua-Seal™ Система для дренирования грудной клетки

Thora-Seal™ Система для дренирования грудной клетки

Катетеры и троакары для торакальной хирургии

Принадлежности для кардио-торакальной хирургии



Sentinel Seal™, системы для дренирования грудной клетки

Четырехкамерная система для сухого дренирования грудной клетки

Четырехкамерная система для дренирования грудной клетки Sentinel Seal™ с манометром для оценки состояния пациента позволяет осуществлять постоянный мониторинг давления в плевральной полости пациента.

Код	Описание	Камера для сбора отделяемого	Количество
8888571562	Sentinel Seal™, система для дренирования грудной клетки	2500 мл	5
8888571513	Sentinel Seal™, система для дренирования грудной клетки с двойной камерой для сбора отделяемого	1370 мл и 1030 мл	5
8888571489	Sentinel Seal™, система для дренирования грудной клетки с зажимом и соединителем для трубок	2500 мл	5



Altitude™, системы для дренирования грудной клетки

Altitude™, трехкамерная система для сухого дренирования грудной клетки

Одноразовая система для сухого кардио-торакального дренирования с тремя камерами для гравитационной и активной аспирации с механическим регулятором аспирации.

Код	Описание	Камера для сбора отделяемого	Количество
8888571370	Altitude™, система для дренирования грудной клетки	2500 мл	5
8888571371	Altitude™, система для дренирования грудной клетки с двойной камерой для сбора отделяемого	1370 мл и 1030 мл	5



Aqua-Seal™, системы для дренирования грудной клетки

Трехкамерная система

Одноразовая система для кардиоторакального дренирования с тремя камерами для гравитационной и активной аспирации.

Код	Описание	Камера для сбора отделяемого	Количество
8888571299	Aqua-Seal™, система для дренирования грудной клетки	2300 мл	5
8888571406	Aqua-Seal™, система для дренирования грудной клетки с двойной камерой для сбора отделяемого	1265 мл и 1050 мл	5
8888571315	Aqua-Seal™ с возможностью присоединения блока для аутоотранфузии	2300 мл	5



Thora-Seal™, система для дренирования грудной клетки

Трехкамерная система

Трехкамерная система для дренирования грудной клетки с камерой водяного замка и отдельной камерой для сбора отделяемого.

Код	Описание	Камера для сбора отделяемого	Количество
8884713308	Thora-Seal™, трехкамерная система	2500 мл	4
8884713900	Thora-Seal™, сменная камера для сбора отделяемого	2500 мл	6



Двухкамерная система

Двухкамерная система для дренирования грудной клетки с камерой водяного замка и отдельной камерой для сбора отделяемого.

Код	Описание	Камера для сбора отделяемого	Количество
1180571570	Thora-Seal™, двухкамерная система	2600 мл	5



Однокамерная система

Однокамерная система для дренирования грудной клетки.

Код	Описание	Камера для сбора отделяемого	Количество
8884713100	Thora-Seal™, полная система	2000 мл	6
1814713105	Thora-Seal™, только аспирационная емкость	2000 мл	6
8884729500	Регулируемая трубка для аспирационной емкости Thora-Seal™ Basic	-	12

Торакальные катетеры и троакары

Применяются для отвода воздуха и жидкости из грудной или брюшной полости.

Turkel™, безопасная система для торакоцентеза и парацентеза



Безопасная система Turkel™ состоит из затупленной безопасной канюли, закрепленной в острой, скошенной полый игле.


Код	Описание	Количество
8888566067	Turkel™, безопасная система для торакоцентеза и парацентеза, безопасная игла и катетер 8 Fr/Ch — 12,5 см Шприц на 50 мл Мопoject™ с винтовым люэровским наконечником, дренажный мешок 2000 мл	10



Argyle™, торакальные катетеры

Одноразовые тонкостенные катетеры для максимальной дренажной способности в соответствии с внешним диаметром (50 см) с рентгеноконтрастной контрольной полосой, не содержащие латекса.

Код	Описание	Диаметр Fr/Ch	Кол-во отверстий	Количество
Торакальные катетеры				
8888572537	Прямой из силикона	20	5	10
8888572545	Прямой из силикона	24	6	10
8888572552	Прямой из силикона	28	6	10
8888572560	Прямой из силикона	32	6	10
8888572578	Прямой из силикона	36	6	10
8888572586	Прямой из силикона	40	6	10
8888573048	Изогнутый из силикона	28	6	10
8888573055	Изогнутый из силикона	32	6	10
8888573063	Изогнутый из силикона	36	6	10
Y-образный коннектор для катетеров				
8884714200	Y-образный коннектор для двух торакальных катетеров			10



Торакальные катетеры и троакары

Argyle™, торакальные катетеры

Одноразовые тонкостенные катетеры со скользящей поверхностью и рентгенопрозрачной полосой, не содержат латекса.

Код	Описание	Диаметр Fr/Ch	Количество
Троакар-катетеры			
210-16	Прямой из ПВХ	16	10
210-20	Прямой из ПВХ	20	10
210-24	Прямой из ПВХ	24	10
210-28	Прямой из ПВХ	28	10
210-32	Прямой из ПВХ	32	10
209-16	Изогнутый под прямым углом из ПВХ	16	10
209-20	Изогнутый под прямым углом из ПВХ	20	10
209-24	Изогнутый под прямым углом из ПВХ	24	10
209-28	Изогнутый под прямым углом из ПВХ	28	10
209-32	Изогнутый под прямым углом из ПВХ	32	10
209-36	Изогнутый под прямым углом из ПВХ	36	10 Троакар



Argyle™, троакар-катетеры

Термопластичный катетер из ПВХ с предустановленным троакаром и готовый к использованию, с гладкими отверстиями в форме эллипса и рентгеноконтрастной полосой, не содержит латекса.

Код	Описание	Диаметр Fr/Ch	Длина	Количество
Троакар-катетеры				
8888560805	Остроконечный	8	23 см	10
8888561019	Остроконечный	10	23 см	10
8888561035	Остроконечный	16	25 см	10
8888561043	Остроконечный	20	40 см	10
8888561050	Остроконечный	24	40 см	10
8888561068	Остроконечный	28	40 см	10
8888561076	Остроконечный	32	40 см	10
1180561415	Скошенный наконечник	10	20 см	10
1180561423	Скошенный наконечник	12	23 см	10
1180561431	Скошенный наконечник	16	25 см	10
1180561449	Скошенный наконечник	20	40 см	10
1180561456	Скошенный наконечник	24	40 см	10
1180561464	Скошенный наконечник	28	40 см	10
1180561472	Скошенный наконечник	32	40 см	10
1180562009	Двухпросветный остроконечный	12	25 см	10
1180562017	Двухпросветный остроконечный	16	30 см	10
1180562025	Двухпросветный остроконечный	20	40 см	10
1180562033	Двухпросветный остроконечный	24	40 см	10
1180562041	Двухпросветный остроконечный	28	40 см	10



Торакальные катетеры и троакары

Argyle™ Suture Rib, троакар-катетеры

Термопластичный катетер из ПВХ со скользящей поверхностью и рентгеноконтрастной полосой, не содержит латекса.

Код	Описание	Диаметр Fr/Ch	Длина	Количество
211-10	Троакар-катетер Suture Rib	10	22 см	10
211-12	Троакар-катетер Suture Rib	12	25 см	10
211-16	Троакар-катетер Suture Rib	16	25 см	10
211-20	Троакар-катетер Suture Rib	20	40 см	10
211-24	Троакар-катетер Suture Rib	24	40 см	10
211-28	Троакар-катетер Suture Rib	28	40 см	10
211-32	Троакар-катетер Suture Rib	32	40 см	10



Argyle™, набор сосудистых турникетов

Включает 2 оболочки с заглушкой, 1 обтуратор и 2 фиксирующие ленты × 3,2 мм × 61 см, не содержит латекса.

Код	Описание	Количество
8888585000	Набор турникетов	10