

GE Healthcare

Электрокардиограф MAC 600

Анализ
ЭКГ
на экране

Отображение
12 отведений

Связь
с кардио-
логическим
информа-
ционным ПО
MUSE

Сохранение
данных
на SD-карте

Связь
с программой
просмотра
на ПК



GE imagination at work

Новый электрокардиограф компании GE Healthcare

MAC 600 легок и портативен, оснащен современной системой анализа ЭКГ 12SL.

- ▶ Один из самых легких кардиографов — всего 1,2 кг.
- ▶ Li-Ion батарея большой емкости обеспечивает 3 часа работы или регистрацию около 250 ЭКГ.
- ▶ Запись ЭКГ на SD-карту в формате PDF обеспечивает простой доступ к данным — возьмите SD-карту и распечатайте данные на ПК.
- ▶ Индикатор HookUp показывает качество сигнала.
- ▶ Интуитивная клавиатура.
- ▶ Четкий дисплей отображает ЭКГ, результаты измерения и интерпретации, избавляя от необходимости печати.

Больше возможностей для анализа ЭКГ в ваших руках. Меньше бумаги

- ▶ Отображение ЭКГ, результатов измерения и интерпретации на экране позволяет быстрее принять решение о необходимой терапии.
- ▶ Цветной экран с обзором всех 12 отведений позволяет оценить ЭКГ без печати.

Дополнительные возможности

Подключившись к программе просмотра ЭКГ CardioSoft ECG Viewer вы можете превратить ваш MAC 600 в полноценную систему сбора и хранения данных тысяч ЭКГ.

Использование просмотра данных на экране без печати в условиях городской клиники позволит в год сохранить 59 кг бумаги или спасти от вырубки 1 дерево.



GE imagination at work

GE Healthcare Россия и СНГ

123317, Россия, Москва, Пресненская наб., 10С, 12 этаж
Бизнес-центр «Башни на Набережной», Москва-Сити
Тел.: +7 495 739 69 31, факс: +7 495 739 69 32
www.gehealthcare.ru

