



GE Healthcare

Электрокардиограф MAC 2000¹

Новое воплощение точности и достоверности

Когда необходимы простые решения, на помощь приходят интеллектуальные технологии

- Интуитивно-понятный интерфейс: на цветном дисплее отображаются одновременно все 12 отведений. Полноразмерная клавиатура и горячие клавиши сделают работу простой и комфортной
- Действительно эффективный: наглядное отображение качества наложения электродов 12 отведений, анализ variability ритма сердца и возможность подключения сканера штрих-кода выводят диагностический процесс на самый высокий уровень



- Автоматическая регистрация ЭКГ в течение 10 секунд одним нажатием
- 7-дюймовый цветной дисплей позволяет контролировать качество получаемого сигнала и просматривать полный отчёт
- Фильтры для подавления помех, вызванных сетью питания или мышечными сокращениями, позволяют получить качественные данные, несмотря на наличие артефактов
- Внутренняя память позволяет безопасно хранить до 200 ЭКГ с последующей передачей на ПК



- Автоматическое измерение и интерпретация ЭКГ с помощью клинически проверенного алгоритма 12SL с учётом пола и возраста
- Гендерно-специфическая интерпретация ЭКГ обеспечивает повышенную диагностическую точность, особенно в случаях острого инфаркта миокарда у женщин
- Опции интерфейсов WiFi/LAN и экспорта полученных данных, в том числе в форматы PDF и XML, обеспечивают быстрый доступ и оптимальное хранение информации
- Подключение к ПК с сохранением полученных данных в общей папке, а также передача данных в локальную кардиологическую систему и кардиологическое информационное программное обеспечение MUUSE² позволяют обрабатывать и хранить данные в едином цифровом архиве
- Возможность двусторонней передачи данных пациента (bi-directional interface) позволяет улучшить диагностический процесс и исключить ручной ввод данных пациента

О компании GE Healthcare

GE Healthcare работает в России/СНГ более 30 лет. Полный портфель продуктов и услуг компании позволяет обеспечивать значительную часть потребностей местного рынка в сложном медицинском оборудовании. В Москве функционирует собственный тренинг-центр компании «GE Healthcare Academy», который предлагает современные управленческие решения для руководителей здравоохранения, клиническое обучение работе на диагностическом оборудовании компании, тренинги и семинары в области систем электронного здравоохранения и программы, направленные на повышение удовлетворенности пациентов. Стратегия GE Healthcare направлена на расширение присутствия во всех регионах России/СНГ для поддержки приоритетных задач здравоохранения — повышения качества и доступности медицинского обслуживания и снижения смертности.

Более подробную информацию можно получить на сайте www.gehealthcare.ru

© Компания General Electric, 2019 г. Все права защищены.

GE, монограмма GE являются товарными знаками компании General Electric.

¹ Электрокардиограф MAC 2000 с принадлежностями.

² Кардиологическое информационное программное обеспечение MUUSE с принадлежностями.

Запрещается воспроизводить документ в любом виде без предварительного письменного разрешения компании GE. Информацию в этом документе нельзя использовать для диагностики или лечения какой-либо болезни или состояния. Обращайтесь к квалифицированному врачу. Настройки и функции могут меняться в зависимости от региона.

Контактная информация:

GE Healthcare Россия и СНГ

Бизнес-центр «Башня на Набережной», Москва-Сити
123112 г. Москва, Пресненская наб., 10 С
Тел.: (495) 739 69 31, факс: (495) 739 69 32

www.gehealthcare.ru

Сервисный центр
Тел.: + 7 800 333 69 67
(бесплатный номер для звонков из регионов России)

