

BiliSoft™ Одноразовые чехлы и гнезда

Провести интенсивную терапию проще, чем завернуть ребенка в одеяло

Чехлы и гнезда BiliSoft разработаны для использования с системами фототерапии BiliSoft, предназначенными для лечения гипербилирубинемии у доношенных и недоношенных грудных детей.

Функции

- Ультратонкие одноразовые чехлы BiliSoft сделаны из огнестойкой благоприятной для кожи ткани
- Можно выбрать маленькие или большие в соответствии с размерами светового матраса
- Использованные материалы разработаны для того, чтобы свет, оказывающий терапевтическое действие, проходил через ткань
- Чехлы совместимы с рентгеновским оборудованием

**Наше оборудование.
Наши принадлежности.
Просто совместимо.**

Вы можете быть уверены, что принадлежности и расходные материалы GE Healthcare обеспечат эффективную работу клинических устройств.

- Упрощенный процесс заказа
- Быстрая доставка
- Одна точка контакта для получения экспертного совета
- Поддержка качества на каждом этапе



СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Использование продукта

Чехлы BiliSoft нежно касаются детской кожи и обеспечивают мягкое покрытие для всех продуктов BiliSoft.

Материалы

Верхний слой:	Нетканый полипропилен, без красителя
Внутренняя подкладка:	Ватная прокладка из полиэфирного волокна, без красителя
Задняя стенка:	Полиэфирная сетка, без красителя
Сшивка:	Полиэфирная нить

Состав материалов

Не содержит каких-либо БФА, ДЭГФ, натурального каучука, ПВХ или других фталатов.

Условия эксплуатации

Температура:	5° - 40°C (41 - 104°F)
Влажность:	до 95% RH (без образования конденсата)

Хранение

Температура:	-25° - 70°C (-13° - 158°F)
Влажность:	до 90% RH (без образования конденсата)

Порядок утилизации

Одноразовые чехлы BiliSoft предназначены только для использования у одного пациента. Утилизировать как клинические отходы, в соответствии с политикой больницы, локальными требованиями и регуляторными нормами.

Продукт может быть доступен не во всех странах и регионах. За дополнительной информацией обращайтесь к представителю компании GE Healthcare. Посетите веб-сайт www.gehealthcare.com

© 2020 General Electric Company — все права защищены.

Компания GE Healthcare оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и функции, описанные в данном документе, или снять с производства описанный продукт в любое время без предварительного уведомления или обязательств. Для получения актуальной информации обратитесь к представителю GE Healthcare. GE, GE Monogram и BiliSoft являются торговыми марками General Electric Company. GE Healthcare — подразделение General Electric Company. GE Medical Systems, Inc. осуществляет свою деятельность под именем GE Healthcare.

JB00139XE

Упаковочные материалы

Основной:	Полиэтиленовый мешок - Полиэтилен (ПЭ)
-----------	--

Регуляторные стандарты

Чехлы соответствуют следующим стандартам: ISO 10993-5 и ISO 10993-10 для требований в отношении биосовместимости и 16 CFR, часть 1632.6 для требований в отношении воспламеняемости.

Соответствие:

CE Mark, регламент (ЕС) 2017/745, регламент REACH в соответствии с 1907/2006 , включая поправки.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Артикул	Описание
2105422-001	BiliSoft 2.0 Одноразовые чехлы, плоские, малые, 20 шт/уп
2105418-001	BiliSoft 2.0 Одноразовые чехлы, плоские, малые, 50 шт/уп
2107201-001	BiliSoft Одноразовые чехлы, плоские, малые, 20 шт/уп
2107200-001	BiliSoft Одноразовые чехлы, плоские, малые, 50 шт/уп
2105423-001	BiliSoft 2.0 Одноразовые чехлы, плоские, большие, 20 шт/уп
2105419-001	BiliSoft 2.0 Одноразовые чехлы, плоские, большие, 50 шт/уп
2105420-001	BiliSoft 2.0 Одноразовые гнезда, плоские, малые, 15 шт/уп
2107202-001	BiliSoft Одноразовые гнезда, малые, 15 шт/уп
2105421-001	BiliSoft 2.0 Одноразовые гнезда, большие, 15 шт/уп

*Примечание: одноразовый чехол BiliSoft 2.0 (плоский и гнездо) большого размера также соответствует большому чехлу системы фототерапии BiliSoft (имеющемуся).

Дистрибьютер:

GE Healthcare

Производитель:

Lumitex Medical Devices Inc.

8443 Dow Circle

Strongsville, OH 44136

