

Medtronic

Сшивающие инструменты

Каталог продукции 2025-2026



Компания Medtronic plc, штаб-квартира которой находится в Дублине (Ирландия), является одной из крупнейших компаний в области медицинских технологий, услуг и решений, которые помогают облегчить боль, восстановить здоровье и продлить жизнь миллионам людей по всему миру. В Medtronic работают более 90 000 человек, которые сотрудничают с врачами, медицинскими учреждениями и пациентами в более чем 150 странах. Компания нацелена на сотрудничество с заинтересованными сторонами по всему миру, чтобы совместными усилиями развивать здравоохранение.

Посетите наш сайт, чтобы узнать больше:
www.medtronic.ru



Содержание

Интеллектуальные технологии наложения шва - малоинвазивная хирургия

Степлер Signia™ с принадлежностями	7-8
Одноразовая кассета Endo GIA™ с технологией Tri-Staple™	8
Смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0	9
Смарт-кассета с изогнутым концом Tri-Staple™ и интродьюсер	9-10
Упрочненная смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0	10
Электронный сменный картридж малого диаметра с изогнутым концом Signia™	11
Радиальная смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0	11

Сшивающие аппараты - малоинвазивный доступ

Степлер одноразовый универсальный	13
Одноразовая кассета Endo GIA™ с технологией Tri-Staple™	14
Одноразовая кассета Endo Gia™ с изогнутым кончиком и технологией Tri-Staple™	15

Сшивающие аппараты - открытый доступ

Степлер GIA™ с применением технологии Tri-Staple™	17
Картридж GIA™ с применением технологии Tri-Staple™	17
Степлер одноразовый GIA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series	18
Одноразовый загружаемый блок GIA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series	19
Одноразовый степлер TA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series	20
Одноразовый загружаемый блок TA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series	21
Циркулярный степлер EEA™ с применением технологии Tri-Staple™	22-23
Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series	24-25
Стержень EEA™ OrVil Auto Suture™ опорный одноразового автоматического циркулярного степлера для трансорального введения с улучшенным проксимальным направляющим швом, для использования с циркулярным степлером EEAT™ XL с технологией DST™ Series	26
Инструменты хирургические сшивающие с кассетами и сменными браншами для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств.	
Инструменты для наложения ниточного шва Purstring™	27

Сшивающие аппараты - кожные степлеры

Степлер Appose™ ULC Auto Suture™ одноразовый тонкокорпусный кожный	28
Одноразовый пластиковый экстрактор с металлическими браншами для удаления кожных сшивающих крепок	28



- Полностью электро-усиленные сгибание, вращение и прошивание обеспечивают точность и маневренность⁴

- Отражение информации на ЖК-дисплее в режиме реального времени

- Отлично сбалансирован в руке²

- Управление одной рукой, вторая освобождена для контроля операционного поля¹

Технологии будущего в вашей руке

Степлер Signia™ полностью электрифицирован. Это означает, что вращение, сгибание и прошивание осуществляется одной рукой, позволяя хирургу сосредоточиться на операционном поле.

Степлер Signia™ с адаптивной технологией прошивания (Adaptive Firing technology) определяет скорость наложения шва, основываясь на усилии сжатия и прошивания ткани для оптимального формирования скрепок, что позволяет получить **одинаково высокое качество механического шва** на разных тканях.^{2,3}

Степлер Signia™ не просто адаптируется к вариативности тканей. Вы начинаете получать обратную связь с помощью звуковых и визуальных сигналов, отражаемых на рукоятке инструмента, еще до начала прошивания. Это становится возможным благодаря технологии оценки тканей (tissue-sensing technology).¹⁻³

При наложении степлера Signia™ на ткани, происходит следующее:

- На дисплее в режиме реального времени отражается готовность инструмента к прошиванию⁵
- Настройка одного из трех вариантов скорости прошивания, в зависимости от плотности ткани^{2,3}
- Изменение скорости прошивания, основанное на оценке вариативности и плотности ткани¹⁻³

Используя степлер Signia™ с технологией кассет Tri-Staple™, вы дополнительно получаете:

- Меньшее повреждение тканей⁷
- Лучшее кровоснабжение рядов скрепочного шва⁸
- Высокое качество шва на разных тканях

¹ Основано на внутреннем отчете #RE00024826. Степлер Signia™, итоговый суммативный отчет. Пересмотр январь 2016

² Основано на внутреннем отчете #RE2146-151-0, Скорость электромеханического прошивания анализ DOE и параметры ASA, 2015

³ Основано на внутреннем отчете #RE2146-173-0 Тест верификации ASA на ограничения в режиме прошивания «медленно»

⁴ S. Drew, T. Tarek, P. Donald. UCONN Финальные результаты биодинамики по результатам биомеханических испытаний при применении лапароскопических степлеров. Отчет #00022065, 2012

⁵ PT00002451 Инструкция степлер Signia™, стр.13

⁶ Основано на внутреннем отчете #RE00027558. Степлер Signia™ Center of Mass, 2015

⁷ По сравнению с Echelon Flex кассеты зеленые, часть сравнительного анализа степлеров разного дизайна, результатов наложения шва, воздействия на ткани в состоянии компрессии, при использовании анализа двумерным расчетным методом конечных элементов, сент. 2, 2011. Отчет #PCG-007 rev 1.

⁸ Основано на внутреннем отчете инженеров #2128-002-2, Конечный отчет оценки васкуляризации линии механического шва с использованием технологии MicroCT. Апрель 27, 2015.

Интеллектуальные технологии наложения шва

Малоинвазивная хирургия

Регистрационные удостоверения:

Степлер Signia™ с принадлежностями. РЗН_2019/8385 от 21 августа 2020 года

Смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0 для использования с системой наложения скоб Signia™. РЗН_2020/9866 от 14 июня 2022 года

Смарт-кассета с изогнутым концом Tri-Staple™ 2.0 и интродьюсер, для использования с системой наложения скоб Signia™. РЗН_2019/8724 от 11 февраля 2022 года

Упрочненная смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0 для использования с системой наложения скоб Signia™. РЗН_2020/9867 от 03 апреля 2020 года

Одноразовая кассета Endo Gia™ с изогнутым кончиком и технологией Tri-Staple™ РЗН_2021/14594 от 17 июня 2021 года

Степлер одноразовый универсальный. РЗН_2020/10062 от 21 апреля 2020

Одноразовый универсальный загружаемый блок Endo Gia™ Auto Suture™. РЗН_2020/10125 от 07 сентября 2020 года

Кассеты к инструментам хирургическим сшивающим AutoSuture. ФСЗ_2011/10129 от 19 декабря 2017 года

Электронный сменный картридж малого диаметра с изогнутым концом Signia™ для использования с канюлей диаметром 8 мм. РЗН 2022/17245 от 18 мая 2022 года

Одноразовая кассета Endo GIA™ с технологией Tri-Staple™. РЗН 2021/15058 от 10 августа 2021 года

Интеллектуальные технологии наложения шва

Малоинвазивная хирургия

Степлер Signia™ с принадлежностями

Многоразовое использование	Одноразовое использование	Принадлежности
 Рукоятка с электропитанием 300 процедур 3000 прошиваний Нестерильно Многоразовое использование	 Корпус с электропитанием Стерильно	 Многоразовый направитель для введения Многоразовый Требуется стерилизации перед применением
 Линейный адаптер в трех вариантах исполнения: короткий, стандартный и удлиненный XL 50 процедур 450 прошиваний Многоразовый Требуется стерилизации перед использованием		 Ручной инструмент для отведения Многоразовый Требуется стерилизации перед применением
		 Зарядное устройство на одну ячейку

Интеллектуальные технологии наложения шва

Малоинвазивная хирургия



Степлер Signia™ с принадлежностями

Многоразовый аппарат с ресурсом 300 процедур; Адаптор с ресурсом 50 процедур. Совместим с кассетами к инструментам хирургическим сшивающим AutoSuture. Кассеты к инструментам сшивающим линейным Endo GIA™ Ultra Universal (Endo GIA™ Tri-Staple™) и Смарт-кассетами Tri-Staple™ 2.0

Внутренний номер	Описание	Кол-во в упаковке
SIGPHANDLE	Рукоятка с электропитанием	1
SIGADAPTSHORT	Короткий линейный адаптер Длина штока 11 см	1
SIGADAPTSTND	Линейный адаптер Длина штока 16 см	1
SIGADAPTXL	Линейный адаптер XL Длина штока 26 см	1
SIGMRET	Ручной инструмент для отведения	1
SIGRIG	Многоразовый направитель для введения	1
SIGSBCHGR	Зарядное устройство на одну ячейку	1
SIGPSHELL	Корпус с электропитанием Одноразовый. В стерильной упаковке.	6

Одноразовая кассета Endo GIA™ с технологией Tri-Staple™

Совместимы с многоразовым степлером Signia™ и универсальным одноразовым степлером Endo GIA™ Ultra

Внутренний номер	Цвет	Описание	Кол-во в упаковке
EGIA45AVM	●	Одноразовая изгибаемая кассета для сосудистой/ нормальной тканей Endo GIA™ 45 мм с технологией Tri-Staple™ Длина 45 мм Высота открытой скобы, мм: 2,0- 2,5-3,0	6
EGIA45AMT	●	Одноразовая изгибаемая кассета для нормальных/ утолщенных тканей Endo GIA™ 45 мм с технологией Tri-Staple™ Длина 45 мм Высота открытой скобы, мм: 3,0-3,5-4,0	6
EGIA60AVM	●	Одноразовая изгибаемая кассета для сосудистой/ нормальной тканей Endo GIA™ 60 мм с технологией Tri-Staple™ Длина 60 мм Высота открытой скобы, мм: 2,0- 2,5-3,0	6
EGIA60AMT	●	Одноразовая изгибаемая кассета для нормальных/ утолщенных тканей Endo GIA™ 60 мм с технологией Tri-Staple™ Длина 60 мм Высота открытой скобы, мм: 3,0-3,5-4,0	6



Интеллектуальные технологии наложения шва

Малоинвазивная хирургия

Смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0


Оснащена интеллектуальной микросхемой для обратной связи с пользователем в режиме реального времени во время использования с степлером Signia™. Совместимы с многоразовым степлером Signia™ и универсальным одноразовым степлером Endo Gia™ Ultra.



Внутренний номер	Цвет	Описание	Кол-во в упаковке
SIG30AV ¹	●	Серая сверхтонкая/сосудистая смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0 30 мм Высота открытой скобы, мм: 2,0-2,0-2,0	6
SIG30AVM	●	Сосудистая/средняя смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0 30 мм Высота открытой скобы, мм: 2,0-2,5-3,0	6
SIG30AMT	●	Средняя/толстая смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0 30 мм Высота открытой скобы, мм: 3,0-3,5-4,0	6
SIG45AXT	●	Черная утолщенная смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0 45 мм Высота открытой скобы, мм: 4,0-4,5-5,0 Троакар: 15 мм	6
SIG60AXT	●	Черная утолщенная смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0 60 мм Высота открытой скобы, мм: 4,0-4,5-5,0 Троакар: 15 мм	6

Смарт-кассета с изогнутым концом Tri-Staple™ и интродьюсер

Оснащена интеллектуальной микросхемой для обратной связи с пользователем в режиме реального времени во время использования с степлером Signia™. Совместимы с многоразовым степлером Signia™ и универсальным одноразовым степлером Endo Gia™ Ultra.



Внутренний номер	Цвет	Описание	Кол-во в упаковке
SIG30CTAV ¹	●	Серая сверхтонкая/сосудистая смарт-кассета с изогнутым концом Tri-Staple™ 2.0 30 мм и интродьюсер, для использования с системой наложения скоб Signia™ Высота открытой скобы, мм: 2,0-2,0-2,0	6
SIG30CTAVM	●	Сосудистая/средняя смарт-кассета с изогнутым концом Tri-Staple™ 2.0 30 мм и интродьюсер, для использования с системой наложения скоб Signia™ Высота открытой скобы, мм: 2,0-2,5-3,0	6
SIG45CTAV ¹	●	Серая сверхтонкая/сосудистая смарт-кассета с изогнутым концом Tri-Staple™ 2.0 45 мм и интродьюсер, для использования с системой наложения скоб Signia™ Высота открытой скобы, мм: 2,0-2,0-2,0	6

¹ SIG30AV, SIG30CTAV, SIG45CTAV - без технологии Tri-Staple™, высота скрепок фиксированная

Интеллектуальные технологии наложения шва

Малоинвазивная хирургия



SIG45CTAVM



Сосудистая/средняя смарт-кассета с изогнутым концом Tri-Staple™ 2.0 45 мм и интродьюсер, для использования с системой наложения скоб Signia™
Высота открытой скобы, мм: 2,0-2,5-3,0

6

SIG45CTAMT



Средняя/толстая смарт-кассета с изогнутым концом Tri-Staple™ 2.0 45 мм и интродьюсер, для использования с системой наложения скоб Signia™
Высота открытой скобы, мм: 3,0-3,5-4,0

6

SIG60CTAVM



Сосудистая/средняя смарт-кассета с изогнутым концом Tri-Staple™ 2.0 60 мм и интродьюсер, для использования с системой наложения скоб Signia™
Высота открытой скобы, мм: 2,0-2,5-3,0


6

SIG60CTAMT



Средняя/толстая смарт-кассета с изогнутым концом Tri-Staple™ 2.0 60 мм и интродьюсер, для использования с системой наложения скоб Signia™
Высота открытой скобы, мм: 3,0-3,5-4,0

6



Упрочненная смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0

Кассета с упрочняющим материалом. Оснащена интеллектуальной микросхемой для обратной связи с пользователем в режиме реального времени во время использования с степлером Signia™. Совместимы с многократным степлером Signia™ и универсальным одноразовым степлером Endo Gia™ Ultra



Внутренний номер	Цвет	Описание	Кол-во в упаковке
SIGTRSB45AMT		Средняя/толстая упрочненная смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0 45 мм для использования с системой наложения скоб Signia™ Высота открытой скобы, мм: 3,0-3,5-4,0	6
SIGTRSB45AXT		Черная утолщенная упрочненная смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0 45 мм для использования с системой наложения скоб Signia™ Высота открытой скобы, мм: 4,0-4,5-5,0	6
SIGTRSB60AMT		Средняя/толстая упрочненная смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0 60 мм для использования с системой наложения скоб Signia™ Высота открытой скобы, мм: 3,0-3,5-4,0	6
SIGTRSB60AXT		Черная утолщенная упрочненная смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0 60 мм для использования с системой наложения скоб Signia™ Высота открытой скобы, мм: 4,0-4,5-5,0	6

Интеллектуальные технологии наложения шва

Малоинвазивная хирургия

Электронный сменный картридж малого диаметра с изогнутым концом Signia™

Сменный картридж малого диаметра Signia™ (D носика: 6.3 мм) устанавливает два двурядных шва из титановых скоб по обеим сторонам линии разреза. Для удобства работы совместим с троакарами диаметром от 8 мм. Дизайн носика: изогнутый клювовидный.

Доступные варианты исполнения:

- с высотой открытой скобы: 2,0 мм; 2,5 мм
- с коротким (15 см.) и длинным штоком (24 см.) для открытого и лапароскопического доступа.

Совместимы с многоразовым степлером Signia™ и универсальным одноразовым степлером Endo Gia™ Ultra. Все сменные картриджи малого диаметра Signia™ оснащены интеллектуальной микросхемой для обратной связи с пользователем в режиме реального времени во время использования с степлером Signia™.



Внутренний номер	Цвет	Описание	Кол-во в упаковке
SIGSDS30CTV	●	Серый электронный сменный картридж малого диаметра с изогнутым концом Signia™ 30 мм для сшивания сосудов (короткий) Длина штока: 15 см. Высота открытой скобы, мм: 2,0	6
SIGSDS30CTVT	○	Электронный сменный картридж малого диаметра с изогнутым концом Signia™ 30 мм для сшивания сосудов или тонких тканей (короткий) Длина штока: 15 см. Высота открытой скобы, мм: 2,5	6
SIGSDL45CTVT	○	Электронный сменный картридж малого диаметра с изогнутым концом Signia™ 45 мм для сшивания сосудов (длинный) Длина штока: 24 см. Высота открытой скобы, мм: 2,5	6

Радиальная смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0.

Специально разработана для передней нижней резекции. Оснащена интеллектуальной микросхемой для обратной связи с пользователем в режиме реального времени во время использования с степлером Signia™. Совместимы с многоразовым степлером Signia™ и универсальным одноразовым степлером Endo Gia™ Ultra.



Внутренний номер	Цвет	Описание	Кол-во в упаковке
SIGRADMT	●	Средняя/толстая радиальная смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0 для использования с системой наложения скоб Signia™ Высота открытой скобы, мм: 3,0-3,5-4,0	6
SIGRADXT	●	Черная утолщенная радиальная смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0 для использования с системой наложения скоб Signia™ Высота открытой скобы, мм: 4,0-4,5-5,0	6

Сшивающие аппараты

Малоинвазивный доступ

Регистрационные удостоверения:

Степлер одноразовый универсальный. РЗН_2020/10062 от 21 апреля 2020

Одноразовая кассета Endo GIA™ с изогнутым кончиком и технологией Tri-Staple™ РЗН_2021/14594 от 17 июня 2021 года

Одноразовый универсальный загружаемый блок Endo GIA™ Auto Suture™. РЗН_2020/10125 от 07 сентября 2020 года

Кассеты к инструментам хирургическим сшивающим AutoSuture. ФСЗ_2011/10129 от 19 декабря 2017 года

Одноразовая кассета Endo GIA™ с технологией Tri-Staple™. РЗН 2021/15058 от 10 августа 2021 года

Степлер одноразовый универсальный


Угол изгиба в двух направлениях до 45°. Узел артикуляции интегрирован в ствол аппарата. Ресурс: 25 прошиваний. Совместим с кассетами к инструментам сшивающим линейным Endo Gia™ Ultra Universal (Endo Gia™ Tri-Staple™) и кассетами к инструментам сшивающим линейным Endo Gia™ Universal (Endo Gia™ Reticulator)



Внутренний номер	Описание	Кол-во в упаковке
EGIAUSHORT	Универсальный одноразовый короткий степлер Endo Gia™ Ultra 12мм Short Длина штока: 6 см. 12 мм В составе с инструкцией по применению	3
EGIAUSTND	Универсальный одноразовый степлер Endo Gia™ Ultra 12 мм Длина штока: 16 см. 12 мм В составе с инструкцией по применению	3
EGIAUXL	Универсальный одноразовый длинный степлер Endo Gia™ Ultra 12 мм XL Длина штока 26 см. 12 мм В составе с инструкцией по применению	3

Одноразовая кассета Endo GIA™ с технологией Tri-Staple™

Внутренний номер	Цвет	Описание	Кол-во в упаковке
EGIA30AVM	●	Одноразовая изгибаемая кассета для сосудистой/ нормальной тканей Endo GIA™ 30 мм с технологией Tri-Staple™ Длина 30 мм Высота открытой скобы, мм: 2,0- 2,5-3,0	6
EGIA30AMT	●	Одноразовая изгибаемая кассета для нормальных/ утолщенных тканей Endo GIA™ 30 мм с технологией Tri-Staple™ Длина 30 мм Высота открытой скобы, мм: 3,0- 3,5-4,0	6
EGIA45AV	●	Одноразовая шарнирно-сочлененная сменная кассета серого цвета для ультратонкой/сосудистой ткани Endo GIA™ 45 мм с технологией Tri-Staple™ Длина 45 мм Высота открытой скобы, мм: 2,0- 2,0-2,0	6
EGIA45AVM	●	Одноразовая изгибаемая кассета для сосудистой/ нормальной тканей Endo GIA™ 45 мм с технологией Tri-Staple™ Длина 45 мм Высота открытой скобы, мм: 2,0- 2,5-3,0	6
EGIA45AMT	●	Одноразовая изгибаемая кассета для нормальных/ утолщенных тканей Endo GIA™ 45 мм с технологией Tri-Staple™ Длина 45 мм Высота открытой скобы, мм: 3,0- 3,5-4,0	6
EGIA45AXT	●	Черная шарнирно-сочлененная кассета повышенной толщины с применением технологии Tri-Staple™ для одноразового использования Endo GIA™ 45 мм Длина 45 мм Высота открытой скобы, мм: 4,0- 4,5-5,0	6
EGIA60AVM	●	Одноразовая изгибаемая кассета для сосудистой/ нормальной тканей Endo GIA™ 60 мм с технологией Tri-Staple™ Длина 60 мм Высота открытой скобы, мм: 2,0- 2,5-3,0	6
EGIA60AMT	●	Одноразовая изгибаемая кассета для нормальных/ утолщенных тканей Endo GIA™ 60 мм с технологией Tri-Staple™ Длина 60 мм Высота открытой скобы, мм: 3,0- 3,5-4,0	6
EGIA60AXT	●	Черная шарнирно-сочлененная кассета повышенной толщины с применением технологии Tri-Staple™ для одноразового использования Endo GIA™ 60 мм Длина 60 мм Высота открытой скобы, мм: 4,0- 4,5-5,0	6



¹ Кассета EGIA45CTAV, сосудистая изгибаемая без технологии Tri-Staple™, высота скрепок фиксированная.

Одноразовая кассета Endo Gia™ с изогнутым кончиком и технологией Tri-Staple™

Внутренний номер	Цвет	Описание	Кол-во в упаковке
	EGIA30CTAVM	Одноразовая изгибаемая кассета для сосудистой/нормальной тканей с изогнутым кончиком Endo Gia™ 30 мм и технологией Tri-Staple™, в составе: - одноразовая изгибаемая кассета для сосудистой/нормальной тканей с изогнутым кончиком Endo Gia™ 30 мм и технологией Tri-Staple™; - гибкий интродьюсер Длина 30 мм Высота открытой скобы, мм: 2,0- 2,5-3,0	6
	EGIA45CTAV	Одноразовая шарнирно-сочлененная сменная кассета серого цвета с изогнутым наконечником для ультратонкой/сосудистой ткани Endo Gia™ 45 мм, в составе: - одноразовая шарнирно-сочлененная сменная кассета серого цвета с изогнутым наконечником для ультратонкой/сосудистой ткани Endo Gia™ 45 мм; - гибкий интродьюсер Длина 45 мм Высота открытой скобы, мм: 2,0- 2,0-2,0	6
	EGIA45CTAVM	Одноразовая изгибаемая кассета для сосудистой/нормальной тканей с изогнутым кончиком Endo Gia™ 45 мм и технологией Tri-Staple™, в составе: - одноразовая изгибаемая кассета для сосудистой/нормальной тканей с изогнутым кончиком Endo Gia™ 45 мм и технологией Tri-Staple™; - гибкий интродьюсер Длина 45 мм Высота открытой скобы, мм: 2,0- 2,5-3,0	6
	EGIA60CTAVM	Одноразовая изгибаемая кассета для сосудистой/нормальной тканей с изогнутым кончиком Endo Gia™ 60 мм и технологией Tri-Staple™, в составе: - одноразовая изгибаемая кассета для сосудистой/нормальной тканей с изогнутым кончиком Endo Gia™ 60 мм и технологией Tri-Staple™; - гибкий интродьюсер Длина 60 мм Высота открытой скобы, мм: 2,0- 2,5-3,0	6
	EGIA60CTAMT	Одноразовая изгибаемая кассета для нормальных/утолщенных тканей с изогнутым кончиком Endo Gia™ 60 мм и технологией Tri-Staple™, в составе: - одноразовая изгибаемая кассета для нормальных/утолщенных тканей с изогнутым кончиком Endo Gia™ 60 мм и технологией Tri-Staple™; - гибкий интродьюсер Длина 60 мм Высота открытой скобы, мм: 3,0- 3,5-4,0	6
	EGIA45CTAMT	Одноразовая изгибаемая кассета для нормальных/утолщенных тканей с изогнутым кончиком Endo Gia™ 45 мм и технологией Tri-Staple™, в составе: - одноразовая изгибаемая кассета для нормальных/утолщенных тканей с изогнутым кончиком Endo Gia™ 45 мм и технологией Tri-Staple™; - гибкий интродьюсер Длина 45 мм Высота открытой скобы, мм: 3,0- 3,5-4,0	6

¹ Кассета EGIA45CTAV, сосудистая изгибаемая без технологии Tri-Staple™, высота скопок фиксированная.

Сшивающие аппараты

Открытый доступ

Регистрационные удостоверения:

Инструменты хирургические сшивающие с кассетами и сменными браншами для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. ФСЗ_2011/10132 от 01 февраля 2018

Одноразовый степлер TA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series™. P3H_2019/9531 от 20 августа 2020 года

Одноразовый загружаемый блок TA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series. P3H_2020/9617 от 04 сентября 2020 года производства компании

Одноразовый загружаемый блок GIA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series™. P3H_2020/9563 от 20 августа 2020 года

Одноразовый степлер EEA™ Auto Suture™ с применением технологии DST™ Series для хирургических операций при геморрое и пролапсе. P3H_2020/9612 от 20 августа 2020 года

Кассеты к инструментам хирургическим сшивающим AutoSuture. ФСЗ_2011/10129 от 19 декабря 2017 года

Степлер Appose™ ULC Auto Suture™ одноразовый тонкокорпусный кожный. P3H_2021/14329 от 14 мая 2021 года

Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series™. P3H_2020/9610 от 20 августа 2020 года

Циркулярный степлер EEA™ с применением технологии Tri-Staple™. P3H_2019/8355 от 26 июня 2023 года

Стержень EEA™ OrVil Auto Suture™ опорный одноразового автоматического циркулярного степлера для трансорального введения с улучшенным проксимальным направляющим швом, для использования с циркулярным степлером EEAT™ XL с технологией DST Series, P3H_2021/14808 от 20 июля 2021 года


Степлер GIA™ с применением технологии Tri-Staple™. P3H_2022/16916 от 15 апреля 2022 года

Картридж GIA™ с применением технологии Tri-Staple™. P3H_2022/17195 от 17 мая 2022 года.

Степлер одноразовый GIA™ Auto Suture™ с технологией DST Series. P3H_2022/17761 от 15 июля 2022 года.

Степлер GIA™ с применением технологии Tri-Staple™


Степлер GIA™ с применением технологии Tri-Staple™ выпускается в нескольких вариантах для работы с тканями различной толщины. Степлеры (GIA60MTS, GIA80MTS) накладывают 2 трехрядных шва скобок с увеличением высоты скобы - 3,0 мм, 3,5 мм и 4,0 мм. Степлеры (GIA60XTS, GIA80XTS) накладывают 2 трехрядных шва скобок с увеличением высоты скобы - 4,0 мм, 4,5 мм и 5,0 мм. Ресурс: 8 прошиваний. Форма поставки: аппарат с предустановленной сменной кассетой в аппарате.



Внутренний номер	Цвет	Описание	Кол-во в упаковке
GIA60MTS	●	Степлер GIA™ с применением технологии Tri-Staple™ для картриджей средней/большой толщины, 60 мм Высота открытой скобы, мм: 3,0- 3,5-4,0	3
GIA60XTS	●	Степлер GIA™ с применением технологии Tri-Staple™ для черных сверхтолстых картриджей, 60 мм Высота открытой скобы, мм: 4,0- 4,5-5,0	3
GIA80MTS	●	Степлер GIA™ с применением технологии Tri-Staple™ для картриджей средней/большой толщины, 80 мм Высота открытой скобы, мм: 3,0- 3,5-4,0	3
GIA80XTS	●	Степлер GIA™ с применением технологии Tri-Staple™ для черных сверхтолстых картриджей, 80 мм Высота открытой скобы, мм: 4,0- 4,5-5,0	3

Картридж GIA™ с применением технологии Tri-Staple™

Одноразовые кассеты с титановыми скобами для использования с степлером GIA™ с применением технологии Tri-Staple™. Доступно несколько вариантов исполнения для тканей разной толщины. Количество рядов скобок: 6



Внутренний номер	Цвет	Описание	Кол-во в упаковке
GIA60MTC	●	Картридж GIA™ с применением технологии Tri-Staple™, средней/большой толщины, 60 мм Высота открытой скобы, мм: 3,0- 3,5-4,0	6
GIA60XTC	●	Картридж GIA™ с применением технологии Tri-Staple™, черный сверхтолстый, 60 мм Высота открытой скобы, мм: 4,0- 4,5-5,0	6
GIA80MTC	●	Картридж GIA™ с применением технологии Tri-Staple™, средней/большой толщины, 80 мм Высота открытой скобы, мм: 3,0- 3,5-4,0	6
GIA80XTC	●	Картридж GIA™ с применением технологии Tri-Staple™, черный сверхтолстый, 80 мм Высота открытой скобы, мм: 4,0- 4,5-5,0	6

Сшивающие аппараты

Открытый доступ



Технология направленного закрытия скоб с прямоугольным сечением DST™



Степлер одноразовый GIA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series

Степлер одноразовый GIA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series устанавливает два шва из титановых скоб, в каждом из которых два ряда скобок, расположенных в шахматном порядке, и одновременно рассекают ткань между этими рядами. Ресурс: 8 прошиваний. Форма поставки: аппарат с предустановленной сменной кассетой в аппарате.

Внутренний номер	Цвет	Описание	Кол-во в упаковке
GIA6025S	○	Степлер одноразовый GIA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series, длина шва 60 мм, со скобками 2,5 мм (64 шт.) Длина: 60 мм Высота открытой скобы, мм: 2,5 мм	3
GIA6038S	●	Степлер одноразовый GIA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series, длина шва 60 мм, со скобками 3,8 мм (64 шт.) Длина: 60 мм Высота открытой скобы, мм: 3,8 мм	3
GIA6048S	●	Степлер одноразовый GIA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series, длина шва 60 мм, со скобками 4,8 мм (64 шт.) Длина: 60 мм Высота открытой скобы, мм: 4,8 мм	3
GIA8038S	●	Степлер одноразовый GIA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series, длина шва 80 мм, со скобками 3,8 мм (84 шт.) Длина: 80 мм Высота открытой скобы, мм: 3,8 мм	3
GIA8048S	●	Степлер одноразовый GIA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series, длина шва 80 мм, со скобками 4,8 мм (84 шт.) Длина: 80 мм Высота открытой скобы, мм: 4,8 мм	3
GIA10038S	●	Степлер одноразовый GIA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series, длина шва 100 мм, со скобками 3,8 мм (104 шт.) Длина: 100 мм Высота открытой скобы, мм: 3,8 мм	3
GIA10048S	●	Степлер одноразовый GIA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series, длина шва 100 мм, со скобками 4,8 мм (104 шт.) Длина: 100 мм Высота открытой скобы, мм: 4,8 мм	3



Технология направленного закрытия скоб с прямоугольным сечением DST™

Одноразовый загружаемый блок GIA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series

Одноразовые кассеты с титановыми скобками для использования со сшивающими аппаратами GIA™ (Инструменты хирургические сшивающие с кассетами и сменными браншами для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. Инструменты сшивающие линейные GIA™). Количество рядов скобок: 4



GIA6025L ○ Одноразовый загружаемый блок GIA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series
60 мм - 2,5 мм 6



GIA6038L ● Одноразовый загружаемый блок GIA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series
60 мм - 3,8 мм 6



GIA6048L ● Одноразовый загружаемый блок GIA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series
60 мм - 4,8 мм 6

GIA8038L ● Одноразовый загружаемый блок GIA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series
80 мм - 3,8 мм 6

GIA8048L ● Одноразовый загружаемый блок GIA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series
80 мм - 4,8 мм 6

GIA10038L ● Одноразовый загружаемый блок GIA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series
100 мм - 3,8 мм 6

GIA10048L ● Одноразовый загружаемый блок GIA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series
100 мм - 4,8 мм 6

Сшивающие аппараты

Открытый доступ



Технология направленного закрытия скоб с прямоугольным сечением DST™

Одноразовый степлер TA™ Auto Suture™ с технологией DST Series™

Одноразовые сшивающие инструменты (внутренний номер компании TA3035S, TA3035S, TA3048S, TA4535S, TA4548S, TA6035S, TA6048S, TA9035S, TA9048S) устанавливают двойной ряд титановых скобок, расположенных в шахматном порядке, выпускаются с длиной скобочного шва (30, 45, 60, 90 мм).

Одноразовый сшивающий инструмент (внутренний номер компании TA30V3S) устанавливает тройной ряд титановых скобок, расположенных в шахматном порядке, выпускается с длиной скобочного шва 30 мм. и совместим только с соответствующей кассетой (внутренний номер компании TA30V3L).

Ресурс: 8 прошиваний. Форма поставки: аппарат с предустановленной сменной кассетой в аппарате.

Внутренний номер	Цвет	Описание	Кол-во в упаковке
TA30V3S	○	Инструменты хирургические сшивающие с кассетами и сменными браншами для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. Инструменты сшивающие линейные TA™ 30 мм - 2,5 мм	3
TA3035S	●	Одноразовый степлер TA™ Auto Suture с технологией DST™ Series с загружаемым блоком 30 мм - 3,5 мм	3
TA3048S	●	Одноразовый степлер TA™ Auto Suture с технологией DST™ Series с загружаемым блоком 30 мм - 4,8 мм	3
TA4535S	●	Одноразовый степлер TA™ Auto Suture с технологией DST™ Series с загружаемым блоком 45 мм - 3,5 мм	3
TA4548S	●	Одноразовый степлер TA™ Auto Suture с технологией DST™ Series с загружаемым блоком 45 мм - 4,8 мм	3
TA6035S	●	Одноразовый степлер TA™ Auto Suture с технологией DST™ Series с загружаемым блоком 60 мм - 3,5 мм	3
TA6048S	●	Одноразовый степлер TA™ Auto Suture с технологией DST™ Series с загружаемым блоком 60 мм - 4,8 мм	3
TA9035S	●	Одноразовый степлер TA™ Auto Suture с технологией DST™ Series с загружаемым блоком 90 мм - 3,5 мм	3
TA9048S	●	Одноразовый степлер TA™ Auto Suture с технологией DST™ Series с загружаемым блоком 90 мм - 4,8 мм	3





Технология направленного закрытия скоб с прямоугольным сечением DST™



Одноразовый загружаемый блок TA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series

Одноразовые кассеты с титановыми скобками для использования со сшивающими аппаратами TA DST™ (Одноразовый степлер TA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series).

Внутренний номер	Цвет	Описание	Кол-во в упаковке
TA30V3L	○	Кассеты к инструментам хирургическим сшивающим AutoSuture™. Кассеты к инструментам сшивающим линейным TA™ 30 мм - 2,5 мм для аппаратов TA30V3S	6
TA3035L	●	Одноразовый загружаемый блок TA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series 30 мм - 3,5 мм	6
TA3048L	●	Одноразовый загружаемый блок TA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series 30 мм - 4,8 мм	6
TA4535L	●	Одноразовый загружаемый блок TA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series 45 мм - 3,5 мм	6
TA4548L	●	Одноразовый загружаемый блок TA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series 45 мм - 4,8 мм	6
TA6035L	●	Одноразовый загружаемый блок TA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series 60 мм - 3,5 мм	6
TA6048L	●	Одноразовый загружаемый блок TA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series 60 мм - 4,8 мм	6
TA9035L	●	Одноразовый загружаемый блок TA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series 90 мм - 3,5 мм	6
TA9048L	●	Одноразовый загружаемый блок TA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series 90 мм - 4,8 мм	6

Сшивающие аппараты

Открытый доступ



Tri-Staple™
Технология

Все циркулярные степлеры EEA™ комплектуются складывающейся после прошивания головкой Tilt-Top

Циркулярный степлер EEA™ с применением технологии Tri-Staple™

Циркулярный степлер EEA™ с применением технологии Tri-Staple™ накладывает круговой шов из 3 рядов титановых скобок, располагаемых в шахматном порядке, и отсекает избыток ткани, формируя круговой анастомоз. Одноручный механизм прошивания и прорезания тканей. Диаметр скобочного шва определяется размером выбранного инструмента. Инструменты доступны с двумя вариантами высоты скобки. Степлеры с фиолетовой цветовой маркировкой накладывают три ряда титановых скобок с увеличением высоты скобы - 3,0 мм, 3,5 мм и 4,0 мм. Степлеры с черной цветовой маркировкой накладывают три ряда титановых скобок с увеличением высоты скобы - 4,0 мм, 4,5 мм и 5,0 мм. Все инструменты комплектуются низкопрофильной с механизмом складывания после прошивания головкой (Tilt-Top), смонтированной на отдельном держателе в комплекте с пластиковыми троакарами. Форма поставки: стерильно, в индивидуальной упаковке.

Внутренний номер	Цвет	Описание	Кол-во в упаковке
TRIEEA21MT	●	Циркулярный степлер EEA™ с применением технологии Tri-Staple™ для кассет средней/большой толщины, 21 мм Длина штока: 22 см Высота открытой скобы, мм: 4,0-4,5-5,0	3
		Циркулярный степлер EEA™ увеличенного размера (XL) с применением технологии Tri-Staple™ для кассет средней/большой толщины, 21 мм Длина штока: 35 см Высота открытой скобы, мм: 3,0-3,5-4,0	
TRIEEA21XT	●	Циркулярный степлер EEA™ с применением технологии Tri-Staple™ для черных сверхтолстых кассет, 21 мм Длина штока: 22 см Высота открытой скобы, мм: 4,0-4,5-5,0	3
		Циркулярный степлер EEA™ увеличенного размера (XL) с применением технологии Tri-Staple™ для черных сверхтолстых кассет, 21 мм Длина штока: 35 см Высота открытой скобы, мм: 4,0-4,5-5,0	
TRIEEA25MT	●	Циркулярный степлер EEA™ с применением технологии Tri-Staple™ для кассет средней/большой толщины, 25 мм Длина штока: 22 см Высота открытой скобы, мм: 3,0-3,5-4,0	3
		Циркулярный степлер EEA™ увеличенного размера (XL) с применением технологии Tri-Staple™ для кассет средней/большой толщины, 25 мм Длина штока: 35 см Высота открытой скобы, мм: 3,0-3,5-4,0	
TRIEEA25XT	●	Циркулярный степлер EEA™ с применением технологии Tri-Staple™ для черных сверхтолстых кассет, 25 мм Длина штока: 22 см Высота открытой скобы, мм: 4,0-4,5-5,0	3
		Циркулярный степлер EEA™ увеличенного размера (XL) с применением технологии Tri-Staple™ для черных сверхтолстых кассет, 25 мм Длина штока: 35 см Высота открытой скобы, мм: 4,0-4,5-5,0	



Внутренний номер	Цвет	Описание	Кол-во в упаковке
TRIEEA28MT	●	Циркулярный степлер EEA™ с применением технологии Tri-Staple™ для кассет средней/большой толщины, 28 мм Длина штока: 22 см Высота открытой скобы, мм: 3,0-3,5-4,0	3
TRIEEAXL28MT	●	Циркулярный степлер EEA™ увеличенного размера (XL) с применением технологии Tri-Staple™ для кассет средней/большой толщины, 28 мм Длина штока: 35 см Высота открытой скобы, мм: 3,0-3,5-4,0	3
TRIEEA28XT	●	Циркулярный степлер EEA™ с применением технологии Tri-Staple™ для черных сверхтолстых кассет, 28 мм Длина штока: 22 см Высота открытой скобы, мм: 4,0-4,5-5,0	3
TRIEEAXL28XT	●	Циркулярный степлер EEA™ увеличенного размера (XL) с применением технологии Tri-Staple™ для черных сверхтолстых кассет, 28 мм Длина штока: 35 см Высота открытой скобы, мм: 4,0-4,5-5,0	3
TRIEEA31MT	●	Циркулярный степлер EEA™ с применением технологии Tri-Staple™ для кассет средней/большой толщины, 31 мм Длина штока: 22 см Высота открытой скобы, мм: 3,0-3,5-4,0	3
TRIEEAXL31MT	●	Циркулярный степлер EEA™ увеличенного размера (XL) с применением технологии Tri-Staple™ для кассет средней/большой толщины, 31 мм Длина штока: 35 см Высота открытой скобы, мм: 3,0-3,5-4,0	3
TRIEEA31XT	●	Циркулярный степлер EEA™ с применением технологии Tri-Staple™ для черных, сверхтолстых кассет, 31 мм Длина штока: 22 см Высота открытой скобы, мм: 4,0-4,5-5,0	3
TRIEEAXL31XT	●	Циркулярный степлер EEA™ увеличенного размера (XL) с применением технологии Tri-Staple™ для черных сверхтолстых кассет, 31 мм Длина штока: 35 см Высота открытой скобы, мм: 4,0-4,5-5,0	3
TRIEEA33MT	●	Циркулярный степлер EEA™ с применением технологии Tri-Staple™ для кассет средней/большой толщины, 33 мм Длина штока: 22 см Высота открытой скобы, мм: 3,0-3,5-4,0	3
TRIEEAXL33MT	●	Циркулярный степлер EEA™ увеличенного размера (XL) с применением технологии Tri-Staple™ для кассет средней/большой толщины, 33 мм Длина штока: 35 см Высота открытой скобы, мм: 3,0-3,5-4,0	3
TRIEEA33XT	●	Циркулярный степлер EEA™ с применением технологии Tri-Staple™ для черных сверхтолстых кассет, 33 мм Длина штока: 22 см Высота открытой скобы, мм: 4,0-4,5-5,0	3
TRIEEAXL33XT	●	Циркулярный степлер EEA™ увеличенного размера (XL) с применением технологии Tri-Staple™ для черных сверхтолстых кассет, 33 мм Длина штока: 35 см Высота открытой скобы, мм: 4,0-4,5-5,0	3


Все циркулярные степлеры EEA™ комплектуются складывающейся после прошивания головкой Tilt-Top



Технология направленного закрытия скоб с прямоугольным сечением DST™

Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series

Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series накладывает круговой шов из 2 рядов скобок, расположенных в шахматном порядке, и отсекает избыток ткани, формируя круговой анастомоз. Диаметр скобочного шва определяется размером выбранного инструмента: 33 мм, 31 мм, 28 мм, 25 мм или 21 мм. Доступно 2 варианта длины штока: 22 см - стандартный размер и 35 см- удлиненный размер XL. Инструменты с диаметром 21, 25, 28 мм доступны с двумя вариантами высоты скобки (3,5 и 4,8 мм). Инструменты с диаметром 31, 33 мм доступны с высотой скобки 4,8 мм.



Внутренний номер	Цвет	Описание	Кол-во в упаковке
EEA21	●	Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series 21 мм - 4,8 мм Длина штока: 22 см	3
EEAXL21	●	Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series 21 мм - 4,8 мм XL Длина штока: 35 см	3
EEA2135	●	Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series 21 мм - 3,5 мм Длина штока: 22 см	3
EEAXL2135	●	Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series 21 мм - 3,5 мм XL Длина штока: 35 см	3
EEA25	○	Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series 25 мм - 4,8 мм Длина штока: 22 см	3
EEAXL25	○	Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series 25 мм - 4,8 мм XL Длина штока: 35 см	3
EEA2535	○	Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series 25 мм - 3,5 мм Длина штока: 22 см	3
EEAXL2535	○	Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series 25 мм - 3,5 мм XL Длина штока: 35 см	3


Сшивающие аппараты

Открытый доступ

Внутренний номер	Цвет	Описание	Кол-во в упаковке
EEA28		Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series 28 мм - 4,8 мм Длина штока: 22 см	3
EEAXL28		Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series 28 мм - 4,8 мм XL Длина штока: 35 см	3
EEA2835		Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series 28 мм - 3,5 мм Длина штока: 22 см	3
EEAXL2835		Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series 28 мм - 3,5 мм XL Длина штока: 35 см	3
EEA31		Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series 31 мм - 4,8 мм Длина штока: 22 см	3
EEAXL31		Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series 31 мм - 4,8 мм XL Длина штока: 35 см	3
EEA33		Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series 33 мм - 4,8 мм Длина штока: 22 см	3
EEAXL33		Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series 33 мм - 4,8 мм XL Длина штока: 35 см	3

Сшивающие аппараты

Открытый доступ



Возможность трансорального доступа для использования с одноразовым циркулярным степлером EEA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series

Оба устройства оснащены головкой циркулярного сшивающего аппарата, закрепленной на пищеводном зонде длиной 90 см, изготовленного из поливинилхлорида, что позволяет подать головку циркулярного степлера к проксимальной части пищеводного анастомоза при сложностях доступа. При использовании накладывается двойной ряд титановых скобок, располагаемых в шахматном порядке с отсечением избытка ткани и формированием кругового анастомоза. Применение как в открытых, так и в лапароскопических операциях для создания анастомозов типа "Конец- в- конец", "конец в бок" и "бок в бок" и хирургии ожирения. Для проведения процедур у одного пациента. Форма поставки: в индивидуальной, стерильной упаковке.

Внутренний номер	Цвет	Описание	Кол-во в упаковке
EEAORVIL21A	●	Стержень EEA™ OrViL™ Auto Suture™ опорный одноразового автоматического циркулярного степлера для трансорального введения с улучшенным проксимальным направляющим швом, для использования с циркулярным степлером EEA™ 21 мм XL с технологией DST Series™, с белой дополнительной насадкой - 3 шт. 1.2. Инструкция по применению - 1 шт.	3
EEAORVIL25A	○	Стержень EEA™ OrViL™ Auto Suture™ опорный одноразового автоматического циркулярного степлера для трансорального введения с улучшенным проксимальным направляющим швом, для использования с циркулярным степлером EEA™ 25 мм XL с технологией DST Series™, в составе: 2.1. Стержень EEA™ OrViL™ Auto Suture™ опорный одноразового автоматического циркулярного степлера для трансорального введения с улучшенным проксимальным направляющим швом, для использования с циркулярным степлером EEA™ 25 мм XL с технологией DST Series™, с белой дополнительной насадкой - 3 шт. 2.2. Инструкция по применению - 1 шт.	3

Инструменты хирургические сшивающие с кассетами и сменными браншами для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. Инструменты для наложения ниточного шва Purstring™

Аппарат применяется для наложения постоянного или временного кисетного шва в хирургии тонкой кишки, ободочной и прямой кишки, пищевода и желудка. Стальные скрепки накладываются по периметру кисетного шва. Форма поставки: стерильно, в индивидуальной упаковке. Предназначен для проведения процедур у одного пациента.



Внутренний номер	Описание	Кол-во в упаковке
020242	Инструменты хирургические сшивающие с кассетами и сменными браншами для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. Инструменты для наложения ниточного шва Purstring™ Инструмент прикрепляет циркулярно скрепками из нержавеющей стали плетеную нерассасывающуюся нить Monosof условным размером 2-0, длиной 65 мм.	3
020730	Инструменты хирургические сшивающие с кассетами и сменными браншами для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. Инструменты для наложения ниточного шва Purstring™ Инструмент прикрепляет циркулярно скрепками из нержавеющей стали плетеную нерассасывающуюся нить Surgidas условным размером 2-0, длиной 45 мм.	3

Сшивающие аппараты

Кожные степлеры

Степлер Appose™ ULC Auto Suture™ одноразовый тонкокорпусный кожный

Инструмент устанавливает одну скобку из нержавеющей стали при каждом нажатии подвижной рукоятки. Концы накладываемой скобки прокалывают кожу и удерживают края раны. Предназначен для ушивания кожной раны после различных операций. Форма поставки: стерильно, в индивидуальной упаковке.



Внутренний номер	Описание	Кол-во в упаковке
8886803512	Степлер Appose™ ULC Auto Suture™ одноразовый тонкокорпусный кожный 35, в составе: 1.1. Степлер Appose™ ULC Auto Suture™ одноразовый тонкокорпусный кожный 35 со стандартными скобками (35 шт.). 1.2. Инструкция по применению. Высота открытой скобы: 2,9 мм Длина спинки скобы в открытом виде: 10,87 мм	12
8886803712	Степлер Appose™ ULC Auto Suture™ одноразовый тонкокорпусный кожный 35W Высота открытой скобы: 3,25 мм Длина спинки скобы в открытом виде: 13,0 мм	12

Одноразовый пластиковый экстрактор с металлическими браншами для удаления кожных сшивающих скрепок

Инструменты хирургические сшивающие с кассетами и сменными браншами для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. Инструменты для удаления сшивающих скрепок Premium™ extractor



Внутренний номер	Описание	Кол-во в упаковке
150462	Инструменты хирургические сшивающие с кассетами и сменными браншами для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. Инструменты для удаления сшивающих скрепок Premium™ extractor	12

Medtronic

ООО "Медтроник"

123112, г. Москва,
Пресненская наб., д. 10,
эт. 9, пом. III, ком. 41
Тел.: +7 (495) 580-73-77
Факс: +7 (495) 580-73-78
E-mail: info.russia@medtronic.ru
www.medtronic.ru

#18007275-ru-emea