



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 21:01 27.02.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 196829;
2. Статус: Действует;
3. Регистрационный номер медицинского изделия: Г004-00110-00/04457457 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/04457457);
4. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 27.02.2026;
5. Дата внесения изменений в медицинское изделие: 27.02.2026;
6. Период действия версии: с 27.02.2026;
7. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
8. Наименование медицинского изделия: Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии
Модели:
 1. Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии BLUperc без трахеостомической трубки, в составе:
 - скальпель, 1 шт.
 - игла пункционная с канюлей, 1 шт.
 - игла-интродьюсер, 1 шт.
 - шприц 5 мл, 1 шт.
 - шприц 10 мл, 1 шт.
 - гель-смазка, 2 шт.
 - салфетка марлевая, 10 шт.
 - повязка для трахеостомы с вырезом, 1 шт.
 - проводник гибкий с J-образным кончиком в пластиковом направителе, не более 10 шт. (при необходимости)
 - дилататор короткий, 1 шт.

- дилататор одноступенчатый изогнутый с катетером-проводником, 1 шт.
- клин разъединительный, 1 шт.
- интродьюсеры гибкие для трахеостомической трубки размеров 7,0 мм, 8,0 мм и 9,0 мм, 3 шт.
- зажим, 1 шт.
- тесьма для фиксации трубки, 1 шт.
- ершик для очистки, 1 шт.
- устройство для безопасности игл, 1 шт.
- инструкция пользователя, 1 шт.

2. Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии BLUperc с трубкой трахеостомической BLUselect (размер 7,0 мм), в составе:

- скальпель, 1 шт.
- игла пункционная с канюлей, 1 шт.
- игла-интродьюсер, 1 шт.
- шприц 5 мл, 1 шт.
- шприц 10 мл, 1 шт.
- гель-смазка, 2 шт.
- салфетка марлевая, 10 шт.
- повязка для трахеостомы с вырезом, 1 шт.
- проводник гибкий с J-образным кончиком в пластиковом направителе, не более 10 шт. (при необходимости)
- дилататор короткий, 1 шт.
- дилататор одноступенчатый изогнутый с катетером-проводником, 1 шт.
- клин разъединительный, 1 шт.
- трубка трахеостомическая, 1 шт.
- интродьюсер, 1 шт.
- обтуратор, 1 шт.
- зажим, 1 шт.
- канюля внутренняя, 2 шт.
- тесьма для фиксации трубки, 1 шт.
- ершик для очистки, 1 шт.
- устройство для безопасности игл, 1 шт.
- наклейки информационные, 3 шт.
- инструкция пользователя, 2 шт.

3. Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии BLUperc с трубкой трахеостомической BLUselect (размер 8,0 мм), в составе:

- скальпель, 1 шт.
- игла пункционная с канюлей, 1 шт.
- игла-интродьюсер, 1 шт.
- шприц 5 мл, 1 шт.
- шприц 10 мл, 1 шт.

- гель-смазка, 2 шт.
- салфетка марлевая, 10 шт.
- повязка для трахеостомы с вырезом, 1 шт.
- проводник гибкий с J-образным кончиком в пластиковом направителе, не более 10 шт. (при необходимости)
- дилататор короткий, 1 шт.
- дилататор одноступенчатый изогнутый с катетером-проводником, 1 шт.
- клин разъединительный, 1 шт.
- трубка трахеостомическая, 1 шт.
- интродьюсер, 1 шт.
- обтуратор, 1 шт.
- зажим, 1 шт.
- канюля внутренняя, 2 шт.
- тесьма для фиксации трубки, 1 шт.
- ершик для очистки, 1 шт.
- устройство для безопасности игл, 1 шт.
- наклейки информационные, 3 шт.
- инструкция пользователя, 2 шт.

4. Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии BLUperc с трубкой трахеостомической BLUselect (размер 9,0 мм), в составе:

- скальпель, 1 шт.
- игла пункционная с канюлей, 1 шт.
- игла-интродьюсер, 1 шт.
- шприц 5 мл, 1 шт.
- шприц 10 мл, 1 шт.
- гель-смазка, 2 шт.
- салфетка марлевая, 10 шт.
- повязка для трахеостомы с вырезом, 1 шт.
- проводник гибкий с J-образным кончиком в пластиковом направителе, не более 10 шт. (при необходимости)
- дилататор короткий, 1 шт.
- дилататор одноступенчатый изогнутый с катетером-проводником, 1 шт.
- клин разъединительный, 1 шт.
- трубка трахеостомическая, 1 шт.
- интродьюсер, 1 шт.
- обтуратор, 1 шт.
- зажим, 1 шт.
- канюля внутренняя, 2 шт.
- тесьма для фиксации трубки, 1 шт.
- ершик для очистки, 1 шт.
- устройство для безопасности игл, 1 шт.

- наклейки информационные, 3 шт.
- инструкция пользователя, 2 шт.

5. Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии BLUperc с трубкой трахеостомической BLUselect Suctionaid (размер 7,0 мм), в составе:

- скальпель, 1 шт.
- игла пункционная с канюлей, 1 шт.
- игла-интродьюсер, 1 шт.
- шприц 5 мл, 1 шт.
- шприц 10 мл, 1 шт.
- гель-смазка, 2 шт.
- салфетка марлевая, 10 шт.
- повязка для трахеостомы с вырезом, 1 шт.
- проводник гибкий с J-образным кончиком в пластиковом направителе, не более 10 шт. (при необходимости)
- дилататор короткий, 1 шт.
- дилататор одноступенчатый изогнутый с катетером-проводником, 1 шт.
- клин разъединительный, 1 шт.
- трубка трахеостомическая с санацией, 1 шт.
- интродьюсер, 1 шт.
- obturator, 1 шт.
- зажим, 1 шт.
- канюля внутренняя, 2 шт.
- тесьма для фиксации трубки, 1 шт.
- ершик для очистки, 1 шт.
- клапан с вакуум-контролем, 1 шт.
- устройство для безопасности игл, 1 шт.
- наклейки информационные, 3 шт.
- инструкция пользователя, 2 шт.

6. Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии BLUperc с трубкой трахеостомической BLUselect Suctionaid (размер 8,0 мм), в составе:

- скальпель, 1 шт.
- игла пункционная с канюлей, 1 шт.
- игла-интродьюсер, 1 шт.
- шприц 5 мл, 1 шт.
- шприц 10 мл, 1 шт.
- гель-смазка, 2 шт.
- салфетка марлевая, 10 шт.
- повязка для трахеостомы с вырезом, 1 шт.
- проводник гибкий с J-образным кончиком в пластиковом направителе, не более 10 шт. (при необходимости)

- дилататор короткий, 1 шт.
- дилататор одноступенчатый изогнутый с катетером-проводником, 1 шт.
- клин разъединительный, 1 шт.
- трубка трахеостомическая с санацией, 1 шт.
- интродьюсер, 1 шт.
- обтуратор, 1 шт.
- зажим, 1 шт.
- канюля внутренняя, 2 шт.
- тесьма для фиксации трубки, 1 шт.
- ершик для очистки, 1 шт.
- клапан с вакуум-контролем, 1 шт.
- устройство для безопасности игл, 1 шт.
- наклейки информационные, 3 шт.
- инструкция пользователя, 2 шт.

7. Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии BLUperc с трубкой трахеостомической BLUselect Suctionaid (размер 9,0 мм), в составе:

- скальпель, 1 шт.
- игла пункционная с канюлей, 1 шт.
- игла-интродьюсер, 1 шт.
- шприц 5 мл, 1 шт.
- шприц 10 мл, 1 шт.
- гель-смазка, 2 шт.
- салфетка марлевая, 10 шт.
- повязка для трахеостомы с вырезом, 1 шт.
- проводник гибкий с J-образным кончиком в пластиковом направителе, не более 10 шт. (при необходимости)
- дилататор короткий, 1 шт.
- дилататор одноступенчатый изогнутый с катетером-проводником, 1 шт.
- клин разъединительный, 1 шт.
- трубка трахеостомическая с санацией, 1 шт.
- интродьюсер, 1 шт.
- обтуратор, 1 шт.
- зажим, 1 шт.
- канюля внутренняя, 2 шт.
- тесьма для фиксации трубки, 1 шт.
- ершик для очистки, 1 шт.
- клапан с вакуум-контролем, 1 шт.
- устройство для безопасности игл, 1 шт.
- наклейки информационные, 3 шт.
- инструкция пользователя, 2 шт.

8. Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии BLUgriggs с трубкой трахеостомической BLUselect (размер 7,0 мм) без зажима, в составе:

- скальпель, 1 шт.
- игла пункционная с канюлей, 1 шт.
- игла-интродьюсер, 1 шт.
- шприц 5 мл, 1 шт.
- шприц 10 мл, 1 шт.
- гель-смазка, 2 шт.
- салфетка марлевая, 10 шт.
- повязка для трахеостомы с вырезом, 1 шт.
- проводник гибкий с J-образным кончиком в пластиковом направителе, не более 10 шт. (при необходимости)
- дилататор короткий, 1 шт.
- клин разъединительный, 1 шт.
- трубка трахеостомическая, 1 шт.
- obturator, 1 шт.
- канюля внутренняя, 2 шт.
- тесьма для фиксации трубки, 1 шт.
- ершик для очистки, 1 шт.
- устройство для безопасности игл, 1 шт.
- наклейки информационные, 3 шт.
- инструкция пользователя, 2 шт.

9. Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии BLUgriggs с трубкой трахеостомической BLUselect (размер 8,0 мм) без зажима, в составе:

- скальпель, 1 шт.
- игла пункционная с канюлей, 1 шт.
- игла-интродьюсер, 1 шт.
- шприц 5 мл, 1 шт.
- шприц 10 мл, 1 шт.
- гель-смазка, 2 шт.
- салфетка марлевая, 10 шт.
- повязка для трахеостомы с вырезом, 1 шт.
- проводник гибкий с J-образным кончиком в пластиковом направителе, не более 10 шт. (при необходимости)
- дилататор короткий, 1 шт.
- клин разъединительный, 1 шт.
- трубка трахеостомическая, 1 шт.
- obturator, 1 шт.
- канюля внутренняя, 2 шт.
- тесьма для фиксации трубки, 1 шт.
- ершик для очистки, 1 шт.

- устройство для безопасности игл, 1 шт.
- наклейки информационные, 3 шт.
- инструкция пользователя, 2 шт.

10. Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии BLUgriggs с трубкой трахеостомической BLUselect (размер 9,0 мм) без зажима, в составе:

- скальпель, 1 шт.
- игла пункционная с канюлей, 1 шт.
- игла-интродьюсер, 1 шт.
- шприц 5 мл, 1 шт.
- шприц 10 мл, 1 шт.
- гель-смазка, 2 шт.
- салфетка марлевая, 10 шт.
- повязка для трахеостомы с вырезом, 1 шт.
- проводник гибкий с J-образным кончиком в пластиковом направителе, не более 10 шт. (при необходимости)
- дилататор короткий, 1 шт.
- клин разъединительный, 1 шт.
- трубка трахеостомическая, 1 шт.
- obturator, 1 шт.
- канюля внутренняя, 2 шт.
- тесьма для фиксации трубки, 1 шт.
- ершик для очистки, 1 шт.
- устройство для безопасности игл, 1 шт.
- наклейки информационные, 3 шт.
- инструкция пользователя, 2 шт.

11. Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии BLUgriggs с трубкой трахеостомической BLUselect (размер 7,0 мм) с зажимом, в составе:

- скальпель, 1 шт.
- игла пункционная с канюлей, 1 шт.
- игла-интродьюсер, 1 шт.
- шприц 5 мл, 1 шт.
- шприц 10 мл, 1 шт.
- гель-смазка, 2 шт.
- салфетка марлевая, 10 шт.
- повязка для трахеостомы с вырезом, 1 шт.
- проводник гибкий с J-образным кончиком в пластиковом направителе, не более 10 шт. (при необходимости)
- дилататор короткий, 1 шт.
- клин разъединительный, 1 шт.
- трубка трахеостомическая, 1 шт.

- obturator, 1 шт.
- зажим Григгса, 1 шт.
- канюля внутренняя, 2 шт.
- тесьма для фиксации трубки, 1 шт.
- ершик для очистки, 1 шт.
- устройство для безопасности игл, 1 шт.
- наклейки информационные, 3 шт.
- инструкция пользователя, 2 шт.

12. Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии BLUgriggs с трубкой трахеостомической BLUselect (размер 8,0 мм) с зажимом, в составе:

- скальпель, 1 шт.
- игла пункционная с канюлей, 1 шт.
- игла-интродьюсер, 1 шт.
- шприц 5 мл, 1 шт.
- шприц 10 мл, 1 шт.
- гель-смазка, 2 шт.
- салфетка марлевая, 10 шт.
- повязка для трахеостомы с вырезом, 1 шт.
- проводник гибкий с J-образным кончиком в пластиковом направителе, не более 10 шт. (при необходимости)
- дилататор короткий, 1 шт.
- клин разъединительный, 1 шт.
- трубка трахеостомическая, 1 шт.
- obturator, 1 шт.
- зажим Григгса, 1 шт.
- канюля внутренняя, 2 шт.
- тесьма для фиксации трубки, 1 шт.
- ершик для очистки, 1 шт.
- устройство для безопасности игл, 1 шт.
- наклейки информационные, 3 шт.
- инструкция пользователя, 2 шт.

13. Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии BLUgriggs с трубкой трахеостомической BLUselect (размер 9,0 мм) с зажимом, в составе:

- скальпель, 1 шт.
- игла пункционная с канюлей, 1 шт.
- игла-интродьюсер, 1 шт.
- шприц 5 мл, 1 шт.
- шприц 10 мл, 1 шт.
- гель-смазка, 2 шт.
- салфетка марлевая, 10 шт.

- повязка для трахеостомы с вырезом, 1 шт.
- проводник гибкий с J-образным кончиком в пластиковом направителе, не более 10 шт. (при необходимости)
- дилататор короткий, 1 шт.
- клин разъединительный, 1 шт.
- трубка трахеостомическая, 1 шт.
- obturator, 1 шт.
- зажим Григгса, 1 шт.
- канюля внутренняя, 2 шт.
- тесьма для фиксации трубки, 1 шт.
- ершик для очистки, 1 шт.
- устройство для безопасности игл, 1 шт.
- наклейки информационные, 3 шт.
- инструкция пользователя, 2 шт.

14. Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии BLUgriggs с трубкой трахеостомической BLUselect Suctionaid (размер 7,0 мм) без зажима, в составе:

- скальпель, 1 шт.
- игла пункционная с канюлей, 1 шт.
- игла-интродьюсер, 1 шт.
- шприц 5 мл, 1 шт.
- шприц 10 мл, 1 шт.
- гель-смазка, 2 шт.
- салфетка марлевая, 10 шт.
- повязка для трахеостомы с вырезом, 1 шт.
- проводник гибкий с J-образным кончиком в пластиковом направителе, не более 10 шт. (при необходимости)
- дилататор короткий, 1 шт.
- клин разъединительный, 1 шт.
- трубка трахеостомическая с санацией, 1 шт.
- obturator, 1 шт.
- канюля внутренняя, 2 шт.
- тесьма для фиксации трубки, 1 шт.
- клапан с вакуум-контролем, 1 шт.
- ершик для очистки, 1 шт.
- устройство для безопасности игл, 1 шт.
- наклейки информационные, 3 шт.
- инструкция пользователя, 2 шт.

15. Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии BLUgriggs с трубкой трахеостомической BLUselect Suctionaid (размер 8,0 мм) без зажима, в составе:

- скальпель, 1 шт.

- игла пункционная с канюлей, 1 шт.
- игла-интродьюсер, 1 шт.
- шприц 5 мл, 1 шт.
- шприц 10 мл, 1 шт.
- гель-смазка, 2 шт.
- салфетка марлевая, 10 шт.
- повязка для трахеостомы с вырезом, 1 шт.
- проводник гибкий с J-образным кончиком в пластиковом направителе, не более 10 шт. (при необходимости)
- дилататор короткий, 1 шт.
- клин разъединительный, 1 шт.
- трубка трахеостомическая с санацией, 1 шт.
- obturator, 1 шт.
- канюля внутренняя, 2 шт.
- тесьма для фиксации трубки, 1 шт.
- клапан с вакуум-контролем, 1 шт.
- ершик для очистки, 1 шт.
- устройство для безопасности игл, 1 шт.
- наклейки информационные, 3 шт.
- инструкция пользователя, 2 шт.

16. Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии BLUgriggs с трубкой трахеостомической BLUselect Suctionaid (размер 9,0 мм) без зажима, в составе:

- скальпель, 1 шт.
- игла пункционная с канюлей, 1 шт.
- игла-интродьюсер, 1 шт.
- шприц 5 мл, 1 шт.
- шприц 10 мл, 1 шт.
- гель-смазка, 2 шт.
- салфетка марлевая, 10 шт.
- повязка для трахеостомы с вырезом, 1 шт.
- проводник гибкий с J-образным кончиком в пластиковом направителе, не более 10 шт. (при необходимости)
- дилататор короткий, 1 шт.
- клин разъединительный, 1 шт.
- трубка трахеостомическая с санацией, 1 шт.
- obturator, 1 шт.
- канюля внутренняя, 2 шт.
- тесьма для фиксации трубки, 1 шт.
- клапан с вакуум-контролем, 1 шт.
- ершик для очистки, 1 шт.
- устройство для безопасности игл, 1 шт.

- наклейки информационные, 3 шт.
- инструкция пользователя, 2 шт.

17. Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии BLUgriggs с трубкой трахеостомической BLUselect Suctionaid (размер 7,0 мм) с зажимом, в составе:

- скальпель, 1 шт.
- игла пункционная с канюлей, 1 шт.
- игла-интродьюсер, 1 шт.
- шприц 5 мл, 1 шт.
- шприц 10 мл, 1 шт.
- гель-смазка, 2 шт.
- салфетка марлевая, 10 шт.
- повязка для трахеостомы с вырезом, 1 шт.
- проводник гибкий с J-образным кончиком в пластиковом направителе, не более 10 шт. (при необходимости)
- дилататор короткий, 1 шт.
- клин разъединительный, 1 шт.
- трубка трахеостомическая с санацией, 1 шт.
- obturator, 1 шт.
- зажим Григгса, 1 шт.
- канюля внутренняя, 2 шт.
- тесьма для фиксации трубки, 1 шт.
- клапан с вакуум-контролем, 1 шт.
- ершик для очистки, 1 шт.
- устройство для безопасности игл, 1 шт.
- наклейки информационные, 3 шт.
- инструкция пользователя, 2 шт.

18. Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии BLUgriggs с трубкой трахеостомической BLUselect Suctionaid (размер 8,0 мм) с зажимом, в составе:

- скальпель, 1 шт.
- игла пункционная с канюлей, 1 шт.
- игла-интродьюсер, 1 шт.
- шприц 5 мл, 1 шт.
- шприц 10 мл, 1 шт.
- гель-смазка, 2 шт.
- салфетка марлевая, 10 шт.
- повязка для трахеостомы с вырезом, 1 шт.
- проводник гибкий с J-образным кончиком в пластиковом направителе, не более 10 шт. (при необходимости)
- дилататор короткий, 1 шт.
- клин разъединительный, 1 шт.

- трубка трахеостомическая с санацией, 1 шт.
- obturator, 1 шт.
- зажим Григгса, 1 шт.
- канюля внутренняя, 2 шт.
- тесьма для фиксации трубки, 1 шт.
- клапан с вакуум-контролем, 1 шт.
- ершик для очистки, 1 шт.
- устройство для безопасности игл, 1 шт.
- наклейки информационные, 3 шт.
- инструкция пользователя, 2 шт.

19. Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии BLUgriggs с трубкой трахеостомической BLUselect Suctionaid (размер 9,0 мм) с зажимом, в составе:

- скальпель, 1 шт.
- игла пункционная с канюлей, 1 шт.
- игла-интродьюсер, 1 шт.
- шприц 5 мл, 1 шт.
- шприц 10 мл, 1 шт.
- гель-смазка, 2 шт.
- салфетка марлевая, 10 шт.
- повязка для трахеостомы с вырезом, 1 шт.
- проводник гибкий с J-образным кончиком в пластиковом направителе, не более 10 шт. (при необходимости)
- дилататор короткий, 1 шт.
- клин разъединительный, 1 шт.
- трубка трахеостомическая с санацией, 1 шт.
- obturator, 1 шт.
- зажим Григгса, 1 шт.
- канюля внутренняя, 2 шт.
- тесьма для фиксации трубки, 1 шт.
- клапан с вакуум-контролем, 1 шт.
- ершик для очистки, 1 шт.
- устройство для безопасности игл, 1 шт.
- наклейки информационные, 3 шт.
- инструкция пользователя, 2 шт.

9. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙНО-М";

10. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 109028, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯУЗСКАЯ, ДОМ 5, Э. 1 О.108 П. VI К16;

11. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 109028, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯУЗСКАЯ, ДОМ 5, Э. 1 О.108 П. VI К16;

12. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: ICU MEDICAL INC. («АйСиЮ МЕДИКАЛ ИНК.»);

13. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 6000 Nathan Lane North, Minneapolis, MN 55442, USA;

14. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 6000 Nathan Lane North, Minneapolis, MN 55442, USA;

15. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Соединенные Штаты;

16. ОКП/ОКПД2: 32.50.13.190;

17. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2а;

18. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Предназначен для дилатационной, минимально инвазивной установки трахеостомической трубки у взрослых пациентов. Набор создан для оказания помощи взрослым пациентам, которым требуется проведение искусственной вентиляции легких в результате травм, общего медицинского состояния и/или иных причин, требующих поддержания проходимости дыхательных путей свободными.;

19. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 173850;

20. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: 1. ICU Medical Czech Republic A.S. (АйСиЮ Медикал Чех Републик А.С.), Olomoucka 306, 753 01 Hranice, Czech Republic;. 2. Sterigenics Belgium (PetitRechain) SA («Стеридженикс Белджиум (Пети-Решэн) СА»), Zoning Industriel de PetitRechain Avenue Andre Ernst 21 Verviers, Liege B4800 Belgium;

21. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

22. Модели медицинского изделия:

173850	Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии, модели: 6. Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии BLUperc с трубкой трахеостомической BLUselect Suctionaid (размер 8,0 мм), в составе:
173850	Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии, модели: 5. Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии BLUperc с трубкой трахеостомической BLUselect Suctionaid (размер 7,0 мм), в составе:
173850	Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии, модели: 4. Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии BLUperc с трубкой трахеостомической BLUselect (размер 9,0 мм), в составе:
173850	Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии, модели: 3. Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии BLUperc с трубкой трахеостомической BLUselect (размер 8,0 мм), в составе:
173850	Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии, модели: 2. Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии BLUperc с трубкой трахеостомической BLUselect (размер 7,0 мм), в составе:
173850	Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии, модели: 1. Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии BLUperc без трахеостомической трубки, в составе:

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.

