



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 11:41 10.06.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 198102;
2. Сквозной идентификатор реестровой записи: 144068;
3. Статус: Действует;
4. Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2019/8965 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02920153);
5. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 26.09.2019;
6. Дата внесения изменений в медицинское изделие: 03.04.2026;
7. Период действия версии: с 03.04.2026;
8. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
9. Наименование медицинского изделия: Катетер поддерживающий Rubicon
варианты исполнения:
 1. Катетер поддерживающий Rubicon 14 с эффективной длиной: 135 см, 150 см, совместимый с проводником диаметром 0,014 дюйма (0,36 мм).
 2. Катетер поддерживающий Rubicon 18 с эффективной длиной: 90 см, 135 см, 150 см, совместимый с проводником диаметром 0,018 дюйма (0,46 мм).
 3. Катетер поддерживающий Rubicon 35 с эффективной длиной: 65 см, 90 см, 135 см, 150 см, совместимый с проводником диаметром 0,035 дюйма (0,89 мм).
10. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ";
11. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 117246, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ОКРУГ ЧЕРЕМУШКИ, ПРОЕЗД НАУЧНЫЙ, Д. 17, ПОМЕЩ. 35/3;

12. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 117246, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРЕМУШКИ, ПРОЕЗД НАУЧНЫЙ, Д. 17, ПОМЕЩ. 35/3;

13. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Boston Scientific Corporation («Бостон Сайентифик Корпорейшн»);

14. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 300 Boston Scientific Way, Marlborough, MA 01752, USA;

15. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 300 Boston Scientific Way, Marlborough, MA 01752, USA;

16. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Соединенные Штаты;

17. ОКП/ОКПД2: 32.50.13.110;

18. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 3;

19. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Катетер поддерживающий Rubicon предназначен для введения и поддержки проводников и других интервенционных изделий внутри периферической сосудистой системы и позволяет производить замену проводников, а также обеспечивает канал для доставки физиологического раствора или рентгеноконтрастных растворов.;

20. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 131670;

21. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: Boston Scientific Corporation («Бостон Сайентифик Корпорейшн»), Two Scimed Place, Maple Grove, MN 55311, USA;

22. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

23. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
131670	1. Катетер поддерживающий Rubicon 14 с эффективной длиной: 135 см, совместимый с проводником диаметром 0,014 дюйма (0,36 мм).

131670	1. Катетер поддерживающий Rubicon 14 с эффективной длиной: 150 см, совместимый с проводником диаметром 0,014 дюйма (0,36 мм).
131670	2. Катетер поддерживающий Rubicon 18 с эффективной длиной: 90 см, совместимый с проводником диаметром 0,018 дюйма (0,46 мм).
131670	2. Катетер поддерживающий Rubicon 18 с эффективной длиной: 135 см, совместимый с проводником диаметром 0,018 дюйма (0,46 мм).
131670	2. Катетер поддерживающий Rubicon 18 с эффективной длиной: 150 см, совместимый с проводником диаметром 0,018 дюйма (0,46 мм).
131670	3. Катетер поддерживающий Rubicon 35 с эффективной длиной: 65 см, совместимый с проводником диаметром 0,035 дюйма (0,89 мм).
131670	3. Катетер поддерживающий Rubicon 35 с эффективной длиной: 90 см, совместимый с проводником диаметром 0,035 дюйма (0,89 мм).
131670	3. Катетер поддерживающий Rubicon 35 с эффективной длиной: 135 см, совместимый с проводником диаметром 0,035 дюйма (0,89 мм).
131670	3. Катетер поддерживающий Rubicon 35 с эффективной длиной: 150 см, совместимый с проводником диаметром 0,035 дюйма (0,89 мм).

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.

