



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 17:34 25.12.2025 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 194038;
2. Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2021/14234 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02923343);
3. Дата государственной регистрации медицинского изделия/внесения изменений в медицинское изделие: 17.12.2025;
4. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
5. Наименование медицинского изделия: Канюля универсальная VersaOne. в вариантах исполнения:
 1. Канюля универсальная фиксирующая VersaOne, диаметр: 5 мм, длина: 70 мм короткая, в составе:
 - 1.1. Канюля универсальная фиксирующая VersaOne, диаметр: 5 мм, длина: 70 мм короткая.
 - 1.2. Инструкция по применению.
 2. Канюля универсальная фиксирующая VersaOne, диаметр: 5 мм, длина: 100 мм стандартная, в составе:
 - 2.1. Канюля универсальная фиксирующая VersaOne, диаметр: 5 мм, длина: 100 мм стандартная.
 - 2.2. Инструкция по применению.
 3. Канюля универсальная фиксирующая VersaOne, диаметр: 5 мм, длина: 150 мм длинная, в составе:
 - 3.1. Канюля универсальная фиксирующая VersaOne, диаметр: 5 мм, длина: 150 мм длинная.
 - 3.2. Инструкция по применению.
 4. Канюля универсальная фиксирующая VersaOne, диаметр: 11 мм, длина: 100 мм стандартная, в составе:
 - 4.1. Канюля универсальная фиксирующая VersaOne, диаметр: 11 мм, длина: 100 мм стандартная.
 - 4.2. Инструкция по применению.
 5. Канюля универсальная фиксирующая VersaOne, диаметр: 12 мм, длина: 100 мм стандартная,

в составе:

5.1. Канюля универсальная фиксирующая VersaOne, диаметр: 12 мм, длина: 100 мм стандартная.

5.2. Инструкция по применению.

6. Канюля универсальная фиксирующая VersaOne, диаметр: 12 мм, длина: 150 мм длинная, в составе:

6.1. Канюля универсальная фиксирующая VersaOne, диаметр: 12 мм, длина: 150 мм длинная.

6.2. Инструкция по применению.

7. Канюля универсальная гладкая VersaOne, диаметр: 12 мм, длина: 100 мм стандартная, в составе:

7.1. Канюля универсальная гладкая VersaOne, диаметр: 12 мм, длина: 100 мм стандартная.

7.2. Инструкция по применению.

6. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТРОНИК";

7. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10;

8. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10;

9. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Covidien LLC ("Ковидиен ЛЛС");

10. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 15 Hampshire Street, Mansfield MA 02048, USA;

11. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 15 Hampshire Street, Mansfield MA 02048, USA;

12. ОКП/ОКПД2: 32.50.13.190;

13. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2а;

14. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Предназначено для создания эндоскопического инструментального порта при гинекологических, общих абдоминальных, торакальных и урологических операциях;

15. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 268040;

16. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: Covidien (Davis & Geck Caribe, Ltd.), Zona Franca de San Isidro, Carretera San Isidro Km 17, Santo Domingo, Dominican Republic;

17. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

18. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
268040	7. Канюля универсальная гладкая VersaOne, диаметр: 12 мм, длина: 100 мм стандартная, в составе:
268040	6. Канюля универсальная фиксирующая VersaOne, диаметр: 12 мм, длина: 150 мм длинная, в составе:
268040	5. Канюля универсальная фиксирующая VersaOne, диаметр: 12 мм, длина: 100 мм стандартная, в составе:
268040	4. Канюля универсальная фиксирующая VersaOne, диаметр: 11 мм, длина: 100 мм стандартная, в составе:
268040	3. Канюля универсальная фиксирующая VersaOne, диаметр: 5 мм, длина: 150 мм длинная, в составе:
268040	2. Канюля универсальная фиксирующая VersaOne, диаметр: 5 мм, длина: 100 мм стандартная, в составе:
268040	1. Канюля универсальная фиксирующая VersaOne, диаметр: 5 мм, длина: 70 мм короткая, в составе:

Выписка выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и носит информационный характер.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: F671E30B77AF3D7D9A51F071091F24FAC690FB4A

Кому выдан: **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

Действителен с 2025-08-18 по 2026-11-11