



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 апреля 2023 года № РЗН 2016/4754

На медицинское изделие

**Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE для сосудистых вмешательств**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "Терумо Рус"**

**(ООО "Терумо Рус"), Россия,**

**123112, Москва, ул. Тестовская, д. 10, эт. 13, помещ. I, ком. 5**

Производитель

**"Терумо Корпорейшн", Япония,**

**Terumo Corporation, 44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0072, Japan**

Место производства медицинского изделия

**см.приложение**

Номер регистрационного досье № РД-53832/104568 от 26.12.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 32.50.13.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 6 листах

приказом Росздравнадзора от 04 апреля 2023 года № 2033  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.  
**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**Д.Ю. Павлюков**

**0070386**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 апреля 2023 года № РЗН 2016/4754

Лист 1

На медицинское изделие

**Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE для сосудистых вмешательств,**  
в вариантах исполнения:

I. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M:

- 1. RF\*GA35153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или
- RF\*GA35183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или
- RF\*GA35188M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или
- RF\*GA35263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или
- RF\*GA38153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или
- RF\*GB35153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или
- RF\*GE35185M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или
- RF\*GE35188M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или
- RF\*GR35183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или
- RF\*GS35153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или
- RF\*HN35183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или
- RF\*HR35183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или
- RF\*HR35303M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или
- RF\*PA35153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или
- RF\*PA35183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или
- RF\*PA35188M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или
- RF+GA18153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или
- RF\*GA18153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или
- RF+GA18183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или
- RF\*GA18183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или
- RF+GA18223M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или
- RF\*GA18223M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или
- RF+GA18263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или
- RF\*GA18263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или
- RF+GA25053M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или
- RF\*GA25053M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или
- RF+GA25123M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или
- RF\*GA25123M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или
- RF+GA25153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или
- RF\*GA25153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или
- RF+GA25183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или
- RF\*GA25183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или

**Заместитель руководителя Федеральной службы**  
**по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0118770

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 апреля 2023 года № РЗН 2016/4754

Лист 2

RF+GA25263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GA25263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GA32123M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GA32123M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GA32153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GA32153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GA32183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GA32183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GA32263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GA32263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GA35053M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GA35053M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GA35083M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GA35083M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GA35123M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GA35123M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GA35151M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GA35151M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GA35153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GA35155M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GA35155M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GA35158M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GA35158M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GA35181M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GA35181M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GA35183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GA35223M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GA35223M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GA35261M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GA35261M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GA35263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GA35303M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GA38151M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GA38151M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GA38153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GA38183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**Д.Ю. Павлюков**

0118771


**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 апреля 2023 года № РЗН 2016/4754

Лист 3

RF\*GA38183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GA38223M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GA38223M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GA38263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GA38263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GS18153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GS18153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GS18183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GS18183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GS18263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GS18263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GS25123M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GS25123M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GS25153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GS25153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GS25183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GS25183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GS25263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GS25263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GS32123M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GS32123M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GS32153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GS32153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GS32183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GS32183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GS32263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GS32263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GS35123M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GS35123M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GS35151M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GS35151M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GS35153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GS35155M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GS35155M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GS35158M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GS35158M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**Д.Ю. Павлюков**

0118772

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 апреля 2023 года № РЗН 2016/4754

Лист 4

RF+GS35181M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GS35181M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GS35183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GS35183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GS35223M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GS35223M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GS35261M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GS35261M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GS35263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GS35263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GS38151M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GS38151M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GS38153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GS38153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GS38183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GS38183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+GS38263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*GS38263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+PA18153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*PA18153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+PA18263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*PA18263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+PA25153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*PA25153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+PA25183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*PA25183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+PA25263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*PA25263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+PA35083M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*PA35083M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+PA35151M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*PA35151M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+PA35153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+PA35183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+PA35263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*PA35263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**Д.Ю. Павлюков**

0118773

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 апреля 2023 года № РЗН 2016/4754

Лист 5

RF+PA38153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*PA38153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+PA38183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*PA38183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+PA38263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*PA38263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+PS25153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*PS25153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+PS25263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*PS25263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+PS35083M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*PS35083M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+PS35153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*PS35153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+PS35183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*PS35183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+PS35263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*PS35263M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+PS38083M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*PS38083M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+PS38153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*PS38153M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF+PS38183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M, или  
RF\*PS38183M Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M.

2. Эксплуатационная документация.

II. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой:

1. RG\*GA1218SM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой, или  
RG\*GE1218SM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой, или  
RG\*GJ1218SM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой, или  
RG\*GW1218SM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой, или  
RG\*GA1618SM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой, или  
RG\*GA1618FM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой, или  
RG\*GE1618FM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой, или  
RG\*GW1618FM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой, или  
RG\*GV1618SM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой, или  
RG\*GA1220SM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой, или

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0118774

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 апреля 2023 года № РЗН 2016/4754

Лист 6

RG\*GE1220SM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой, или  
RG\*GJ1220SM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой, или  
RG\*GW1220SM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой, или  
RG\*GA1620FM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой, или  
RG\*GE1620FM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой, или  
RG\*GJ1620FM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой, или  
RG\*GW1620FM Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE GT с золотой оплеткой.

2. Эксплуатационная документация.

Место производства:

1. Terumo Corporation, Ashitaka Plant, 150, Maimaigi-cho, Fujinomiya-shi, Shizuoka,  
418-0015, Japan.

2. TERUMO VIETNAM CO., LTD., Lot 44A-44B-44C, Quang Minh Industrial Zone,  
Chi Dong Town, Me Linh District, Hanoi City, Vietnam.

2

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0118775



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 марта 2024 года № РЗН 2024/22172

На медицинское изделие  
Проводник RADIFOCUS® GUIGE WIRE M для сосудистых вмешательств

Настоящее регистрационное удостоверение выдано  
Общество с ограниченной ответственностью "Терумо Рус"  
(ООО "Терумо Рус"), Россия,  
123112, Москва, ул. Тестовская, д. 10, эт. 13, пом. I, ком. 5

Производитель  
"ТЕРУМО ЮРОП Н.В.", Бельгия,  
TERUMO EUROPE N.V., Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, Belgium

Место производства медицинского изделия  
TERUMO EUROPE N.V., Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, Belgium

Номер регистрационного досье № РД-58832/83980 от 03.11.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 32.50.13.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 7 листах

приказом Росздравнадзора от 06 марта 2024 года № 1195  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0078014



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 марта 2024 года

№ РЗН 2024/22172

Лист 1

На медицинское изделие

**Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M для сосудистых вмешательств,**  
в составе:

1. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M для сосудистых вмешательств - 5 шт., в вариантах исполнения:
  1. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA18053M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 50 см, длина гибкой части кончика 3 см.
  2. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA18153M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 3 см.
  3. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA18183M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 180 см, длина гибкой части кончика 3 см.
  4. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA18223M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 220 см, длина гибкой части кончика 3 см.
  5. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA18263M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 260 см, длина гибкой части кончика 3 см.
  6. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA25053M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 50 см, длина гибкой части кончика 3 см.
  7. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA25123M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 120 см, длина гибкой части кончика 3 см.
  8. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA25153M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 3 см.
  9. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA25183M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 180 см, длина гибкой части кончика 3 см.
  10. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA25263M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 260 см, длина гибкой части кончика 3 см.
  11. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA32123M, стандартный,

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0134197**

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 марта 2024 года № РЗН 2024/22172

Лист 2

кончик изогнутый, диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 120 см, длина гибкой части кончика 3 см.

12. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA32153M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 3 см.

13. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA32183M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 180 см, длина гибкой части кончика 3 см.

14. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA32263M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 260 см, длина гибкой части кончика 3 см.

15. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA35053M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 50 см, длина гибкой части кончика 3 см.

16. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA35083M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 80 см, длина гибкой части кончика 3 см.

17. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA35123M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 120 см, длина гибкой части кончика 3 см.

18. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA35151M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 1 см.

19. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA35155M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 5 см.

20. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA35158M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 8 см.

21. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA35181M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 180 см, длина гибкой части кончика 1 см.

22. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA35223M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 220 см, длина гибкой части кончика 3 см.

23. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA35261M, стандартный,

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0134198**

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 марта 2024 года

№ РЗН 2024/22172

Лист 3

кончик изогнутый, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 260 см, длина гибкой части кончика 1 см.

24. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA35303M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 300 см, длина гибкой части кончика 3 см.

25. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA38151M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 1 см.

26. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA38183M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 180 см, длина гибкой части кончика 3 см.

27. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA38223M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 220 см, длина гибкой части кончика 3 см.

28. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GA38263M, стандартный, кончик изогнутый, диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 260 см, длина гибкой части кончика 3 см.

29. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS18153M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 3 см.

30. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS18183M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 180 см, длина гибкой части кончика 3 см.

31. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS18263M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 260 см, длина гибкой части кончика 3 см.

32. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS25123M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 120 см, длина гибкой части кончика 3 см.

33. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS25153M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 3 см.

34. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS25183M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 180 см, длина гибкой части кончика 3 см.

35. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS25263M, стандартный,

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0134199**

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 марта 2024 года

№ РЗН 2024/22172

Лист 4

- кончик прямой, диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 260 см, длина гибкой части кончика 3 см.
36. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS32123M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 120 см, длина гибкой части кончика 3 см.
37. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS32153M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 3 см.
38. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS32183M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 180 см, длина гибкой части кончика 3 см.
39. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS32263M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 260 см, длина гибкой части кончика 3 см.
40. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS35123M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 120 см, длина гибкой части кончика 3 см.
41. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS35151M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 1 см.
42. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS35155M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 5 см.
43. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS35158M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 8 см.
44. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS35181M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 180 см, длина гибкой части кончика 1 см.
45. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS35183M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 180 см, длина гибкой части кончика 3 см.
46. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS35223M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 220 см, длина гибкой части кончика 3 см.
47. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS35261M, стандартный,

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0134200**

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 марта 2024 года

№ РЗН 2024/22172

Лист 5

кончик прямой, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 260 см, длина гибкой части кончика 1 см.

48. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS35263M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 260 см, длина гибкой части кончика 3 см.

49. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS38151M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 1 см.

50. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS38153M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 3 см.

51. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS38183M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 180 см, длина гибкой части кончика 3 см.

52. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-GS38263M, стандартный, кончик прямой, диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 260 см, длина гибкой части кончика 3 см.

53. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PA18153M, жесткий, кончик изогнутый, диаметр 0,020" (0,51 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 3 см.

54. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PA18263M, жесткий, кончик изогнутый, диаметр 0,020" (0,51 мм), длина 260 см, длина гибкой части кончика 3 см.

55. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PA25153M, жесткий, кончик изогнутый, диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 3 см.

56. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PA25183M, жесткий, кончик изогнутый, диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 180 см, длина гибкой части кончика 3 см.

57. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PA25263M, жесткий, кончик изогнутый, диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 260 см, длина гибкой части кончика 3 см.

58. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PA35083M, жесткий, кончик изогнутый, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 80 см, длина гибкой части кончика 3 см.

59. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PA35151M, жесткий,

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0137301**

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 марта 2024 года

№ РЗН 2024/22172

Лист 6

кончик изогнутый, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 1 см.

60. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PA35263M, жесткий, кончик изогнутый, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 260 см, длина гибкой части кончика 3 см.

61. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PA35303M, жесткий, кончик изогнутый, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 300 см, длина гибкой части кончика 3 см.

62. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PA38153M, жесткий, кончик изогнутый, диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 3 см.

63. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PA38183M, жесткий, кончик изогнутый, диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 180 см, длина гибкой части кончика 3 см.

64. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PA38263M, жесткий, кончик изогнутый, диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 260 см, длина гибкой части кончика 3 см.

65. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PS25153M, жесткий, кончик прямой, диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 3 см.

66. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PS25263M, жесткий, кончик прямой, диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 260 см, длина гибкой части кончика 3 см.

67. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PS35083M, жесткий, кончик прямой, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 80 см, длина гибкой части кончика 3 см.

68. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PS35153M, жесткий, кончик прямой, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 3 см.

69. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PS35183M, жесткий, кончик прямой, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 180 см, длина гибкой части кончика 3 см.

70. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PS35263M, жесткий, кончик прямой, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 260 см, длина гибкой части кончика 3 см.

71. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PS35303M, жесткий,

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0137302**

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 марта 2024 года

№ РЗН 2024/22172

Лист 7

кончик прямой, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 300 см, длина гибкой части кончика 3 см.

72. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PS35453M, жесткий, кончик прямой, диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 450 см, длина гибкой части кончика 3 см.

73. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PS38083M, жесткий, кончик прямой, диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 80 см, длина гибкой части кончика 3 см.

74. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PS38153M, жесткий, кончик прямой, диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 150 см, длина гибкой части кончика 3 см.

75. Проводник RADIFOCUS® GUIDE WIRE M артикул RF-PS38183M, жесткий, кончик прямой, диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 180 см, длина гибкой части кончика 3 см.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

W

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0137303