



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 15 февраля 2022 года № ФСЗ 2007/00742

На медицинское изделие

**Увлажнитель дыхательных смесей MR810 с принадлежностями**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**"Фишер энд Пейкел Хелскэр Лтд.", Новая Зеландия,**

**Fisher & Paykel Healthcare Ltd., 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland,  
2013, New Zealand**

Производитель

**"Фишер энд Пейкел Хелскэр Лтд.", Новая Зеландия,**

**Fisher & Paykel Healthcare Ltd., 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland,  
2013, New Zealand**

Место производства медицинского изделия

**см.приложение**

Номер регистрационного досье № РД-47557/4746 от 09.02.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 32.50.21.129

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 15 февраля 2022 года № 1084

допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**



0059690



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 15 февраля 2022 года № ФСЗ 2007/00742

Лист 1

На медицинское изделие

**Увлажнитель дыхательных смесей MR810 с принадлежностями:**

Принадлежности:

1. Камера увлажнителя MR225, MR225X, MR250, MR250X, MR290, MR290X, MR340, MR370 - 100 шт.
2. Абсорбционный фильтр для камеры увлажнителя 900MR065, 900MR066 - 100 шт.
3. Крепление BC510-01, RT028, 900MR030, 900MR083, 900MR086, 900MR087, 900MR088, 900MR167, 900MR170, 900MR301, 900MR302, 900MR303, 900MR304, 900MR081, 900MR082, 900MR305, 900MR306, 900MR307, 900MR308, 900RD301, 900RD302 - 100 шт.
4. Штатив для емкости с водой 900MR011, 900MR012, 900MR290, 900MR291, 900MR292, 900MR293, 900MR294 - 100 шт.
5. Кабель гибкого нагревателя для многоразовых контуров 900MR800, 900MR801, 900MR858, 900MR859 - 100 шт.
6. Дыхательный контур взрослый RT026, RT100, RT101, RT102, RT103, RT104, RT105, RT106, RT109, RT112, RT116, RT117, RT134, RT139, 900HC505, 900HC506, 900MR412, 900MR422, 900MR784 - 100 шт.
7. Дыхательный контур детский RT124, RT125, RT126, RT127 - 100 шт.
8. Дыхательный контур для новорожденных 900MR782, 900MR783 - 100 шт.
9. Дыхательный контур с камерой взрослый RT200, RT201, RT202, RT203, RT204, RT205, RT206, RT212, RT219, RT319, RT900 - 100 шт.
10. Дыхательный контур с камерой детский RT221, RT223, RT224, RT225, RT226, RT227, RT229, RT324, RT329 - 100 шт.
11. Дыхательный шланг 900MR017, 900MR024, 900MR025, 900MR026, 900MR045, 900MR050, 900MR051, 900MR061, 900MR062, 900MR067, 900MR068, 900MR072, 900MR074, 900MR526, 900MR528, 900MR529, 900MR540, 900MR591, 900MR592, 900MR593, 900MR594, 900MR595, 900MR596, 500RD103 - 100 шт.
12. Гибкий нагреватель 900MR711, 900MR712, 900MR715 - 100 шт.
13. Тройник пациента RT029, 900MR125, 900MR126, 900MR126C, 900MR126L, 900MR127, 900MR128, 900MR128L, 900MR136, 900MR138, 900MR145, 900MR145C - 100 шт.
14. Угольник 900MR052, 900MR052C, 900MR053, 900MR053C, 900MR130, 900MR130C, 900MR130L, 900MR131, 900MR131L, 900MR132, 900MR147, 500RD104 - 100 шт.
15. Заглушка 900MR124, 900MR164, 900MR164C - 100 шт.
16. Вламосборник 900MR139, 900MR139C - 100 шт.
17. Адаптер для температурного датчика 900MR132, 900MR143, 900MR144, 900MR146, 900MR146C, 900MR531, 900MR531C, 900MR531L, 900MR532, 900MR532C, 900MR532L, 900MR534 - 100 шт.
18. Адаптер BC420-10, BC450-01, RT010, RT030, 900MR148, 900MR156, 900MR157, 900MR158, 900MR159, 900MR177, 900MR178, 900MR405, 900MR406, 900MR530,

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0096421



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 15 февраля 2022 года № ФСЗ 2007/00742

Лист 2

- 900MR530L, 900MR533, 900MR533C, 900MR533L, 900MR534C, 900MR534L,  
900MR535 - 100 шт.
19. Воздушный адаптер RT001, RT008 - 100 шт.
20. Коллектор давления BC110-05 - 100 шт.
21. Фильтр RT019, RT020 - 100 шт.
22. Кислородная маска HC407NIV, HC431NIV, HC452NIV, RD806-10, RD807-10,  
900RT004, 900RT005, 900RT006 - 100 шт.
23. Кислородная трубка BC400-10, BC402-5, 500RD103, 500RD107, 500RD113,  
900RD008, 900RD009, 900RT003 - 100 шт.
24. Кабель для калибровки 185042345 - 100 шт.
25. Трубка измерения давления в контуре 900MR075, 900MR076, 900MR077 - 100 шт.
26. Система для измерения давления в контуре 900MR753 - 100 шт.
27. Система для кислородной терапии BW150-10, BC151-10, BC160-SK, BC161-10,  
BC162-10, BC163-10, BC164-10, BC171-10, BC461-SK, BC471-SK, RD900, RT307,  
RT308, RT407, RT408, RT333, 500RD002, 500RD050, 500RD052, 500RD106, 900RD010,  
900RT002, 900RT009, 900RT010 - 100 шт.
28. Коннектор BC180-05, BC181-05, BC182-05, BC190-05, BC191-05, BC192-05, BC260-  
SK, BC480-SK, BC481-SK, BC482-SK, BC490-SK, BC491-SK, BC492-SK, BC3020-10,  
BC3520-10, BC4030-10, BC4540-10, BC5040-10, BC5050-10, BC5550-10, BC5560-10,  
BC6060-10, BC6070-10, BC6570-10, RT021, RT022, RT023, RT024, RT091, RT092,  
RT093, RT094, RT095 - 100 шт.
29. Колпак BC300-05, BC303-05, BC306-05, BC309-05, BC360-SK - 100 шт.
30. Ремни на голову BC325-10, BC328-10, BC331-10 - 100 шт.
31. Ремни на подбородок BC351-10, BC353-10, BC355-10, BC357-10 - 100 шт.
32. Система для заправки воды 900MR190, 900MR191X - 100 шт.
33. Термометр 900MR033 - 100 шт.
34. Смеситель BC501-01, BC502-01 - 100 шт.
35. Шланги высокого давления 043041046, 043041047, 043041048, 043041049 - 100 шт.

Место производства:

1. Fisher & Paykel Healthcare Ltd., 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013,  
New Zealand.
2. Fisher & Paykel Healthcare S.A. de C.V., Ave. Todos Los Santos 12831 Parque Industrial  
Pacífico 22643 Tijuana, Baja California, Mexico.
3. Fisher & Paykel Healthcare S.A. de C.V., Blvd. La Encantada No. 24352-A, Colonia  
Fideicomiso El Florido 22245 Tijuana, Baja California, Mexico.

2

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0096420