



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31 августа 2023 года № РЗН 2023/21007

На медицинское изделие

**Ножницы электрохирургические биполярные BiZZER с принадлежностями**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"БОВА-электроник ГмбХ & Ко. КГ", Германия,

BOWA-electronic GmbH & Co. KG, Heinrich-Hertz-Strasse 4-10, 72810 Gomaringen,  
Germany

Производитель

"БОВА-электроник ГмбХ & Ко. КГ", Германия,

BOWA-electronic GmbH & Co. KG, Heinrich-Hertz-Strasse 4-10, 72810 Gomaringen,  
Germany

Место производства медицинского изделия

**см. приложение**

Номер регистрационного досье № РД-49721/95952 от 25.04.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 4 листах

приказом Росздравнадзора от 31 августа 2023 года № 5809  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

0073188



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 августа 2023 года № РЗН 2023/21007

Лист 1

На медицинское изделие

**Ножницы электрохирургические биполярные BiZZER с принадлежностями,**  
варианты исполнения:

1. Ножницы биполярные BiZZER, 145 мм, изогнутые, остроконечные в составе:

- ножницы биполярные BiZZER, 145 мм, изогнутые, остроконечные;
- инструкция по применению.

Принадлежности:

- кабель биполярный, BiZZER/TissueSeal, разъем 2-контактный 28 мм, 4,5 м;
- кабель биполярный, ножницы, разъем Erbe, 4,5 м;
- кабель биполярный, ножницы, разъем Martin, 4,5 м.

2. Ножницы биполярные BiZZER, 180 мм, изогнутые, остроконечные в составе:

- ножницы биполярные BiZZER, 180 мм, изогнутые, остроконечные;
- инструкция по применению.

Принадлежности:

- кабель биполярный, BiZZER/TissueSeal, разъем 2-контактный 28 мм, 4,5 м;
- кабель биполярный, ножницы, разъем Erbe, 4,5 м;
- кабель биполярный, ножницы, разъем Martin, 4,5 м.

3. Ножницы биполярные BiZZER, 145 мм изогнутые, остроконечные, COMFORT,  
кабель 4,5 м в составе:

- ножницы биполярные BiZZER, 145 мм изогнутые, остроконечные, COMFORT, кабель 4,5 м;
- инструкция по применению.

4. Ножницы биполярные BiZZER, 180 мм изогнутые, остроконечные, COMFORT,  
кабель 4,5 м в составе:

- ножницы биполярные BiZZER, 180 мм изогнутые, остроконечные, COMFORT, кабель 4,5 м;
- инструкция по применению.

5. Ножницы биполярные BiZZER, 170 мм, изогнутые в составе:

- ножницы биполярные BiZZER, 170 мм, изогнутые;
- инструкция по применению.

Принадлежности:

- кабель биполярный, BiZZER/TissueSeal, разъем 2-контактный 28 мм, 4,5 м;
- кабель биполярный, ножницы, разъем Erbe, 4,5 м;
- кабель биполярный, ножницы, разъем Martin, 4,5 м.

6. Ножницы биполярные BiZZER, 170 мм, изогнутые, COMFORT, кабель 4,5 м в  
составе:

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

0126321



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 августа 2023 года № РЗН 2023/21007

Лист 2

- ножницы биполярные BiZZER, 170 мм, изогнутые, COMFORT, кабель 4,5 м;
- инструкция по применению.

7. Ножницы биполярные BiZZER, 180 мм, изогнутые, тонкие в составе:

- ножницы биполярные BiZZER, 180 мм, изогнутые, тонкие
- инструкция по применению.

Принадлежности:

- кабель биполярный, BiZZER/TissueSeal, разъем 2-контактный 28 мм, 4,5 м;
- кабель биполярный, ножницы, разъем Erbe, 4,5 м;
- кабель биполярный, ножницы, разъем Martin, 4,5 м.

8. Ножницы биполярные BiZZER, 230 мм, изогнутые, тонкие в составе:

- ножницы биполярные BiZZER, 230 мм, изогнутые, тонкие;
- инструкция по применению.

Принадлежности:

- кабель биполярный, BiZZER/TissueSeal, разъем 2-контактный 28 мм, 4,5 м;
- кабель биполярный, ножницы, разъем Erbe, 4,5 м;
- кабель биполярный, ножницы, разъем Martin, 4,5 м.

9. Ножницы биполярные BiZZER, 280 мм, изогнутые, тонкие в составе:

- ножницы биполярные BiZZER, 280 мм, изогнутые, тонкие;
- инструкция по применению.

Принадлежности:

- кабель биполярный, BiZZER/TissueSeal, разъем 2-контактный 28 мм, 4,5 м;
- кабель биполярный, ножницы, разъем Erbe, 4,5 м;
- кабель биполярный, ножницы, разъем Martin, 4,5 м.

10. Ножницы биполярные BiZZER, 180 мм, изогнутые, тонкие, COMFORT, кабель 4,5 м в составе:

- ножницы биполярные BiZZER, 180 мм, изогнутые, тонкие, COMFORT, кабель 4,5 м;
- инструкция по применению.

11. Ножницы биполярные BiZZER, 230 мм, изогнутые, тонкие, COMFORT, кабель 4,5 м в составе:

- ножницы биполярные BiZZER, 230 мм, изогнутые, тонкие, COMFORT, кабель 4,5 м;
- инструкция по применению.

12. Ножницы биполярные BiZZER, 280 мм, изогнутые, тонкие, COMFORT, кабель 4,5 м в составе:

- ножницы биполярные BiZZER, 280 мм, изогнутые, тонкие, COMFORT, кабель 4,5 м;
- инструкция по применению.

13. Ножницы биполярные BiZZER, 145 мм, изогнутые, утонченные в составе:

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

0126322



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 августа 2023 года № РЗН 2023/21007

Лист 3

- ножницы биполярные BiZZER, 145 мм, изогнутые, утонченные;
- инструкция по применению.

Принадлежности:

- кабель биполярный, BiZZER/TissueSeal, разъем 2-контактный 28 мм, 4,5 м;
- кабель биполярный, ножницы, разъем Erbe, 4,5 м;
- кабель биполярный, ножницы, разъем Martin, 4,5 м.

14. Ножницы биполярные BiZZER, 180 мм, изогнутые, утонченные в составе:

- ножницы биполярные BiZZER, 180 мм, изогнутые, утонченные;
- инструкция по применению.

Принадлежности:

- кабель биполярный, BiZZER/TissueSeal, разъем 2-контактный 28 мм, 4,5 м;
- кабель биполярный, ножницы, разъем Erbe, 4,5 м;
- кабель биполярный, ножницы, разъем Martin, 4,5 м.

15. Ножницы биполярные BiZZER, 230 мм, изогнутые, утонченные в составе:

- ножницы биполярные BiZZER, 230 мм, изогнутые, утонченные;
- инструкция по применению.

Принадлежности:

- кабель биполярный, BiZZER/TissueSeal, разъем 2-контактный 28 мм, 4,5 м;
- кабель биполярный, ножницы, разъем Erbe, 4,5 м;
- кабель биполярный, ножницы, разъем Martin, 4,5 м.

16. Ножницы биполярные BiZZER, 280 мм, изогнутые, утонченные в составе:

- ножницы биполярные BiZZER, 280 мм, изогнутые, утонченные;
- инструкция по применению.

Принадлежности:

- кабель биполярный, BiZZER/TissueSeal, разъем 2-контактный 28 мм, 4,5 м;
- кабель биполярный, ножницы, разъем Erbe, 4,5 м;
- кабель биполярный, ножницы, разъем Martin, 4,5 м.

17. Ножницы биполярные BiZZER, 145 мм, изогнутые, утонченные, COMFORT, кабель 4,5 м в составе:

- ножницы биполярные BiZZER, 145 мм, изогнутые, утонченные, COMFORT, кабель 4,5 м;
- инструкция по применению.

18. Ножницы биполярные BiZZER, 180 мм, изогнутые, утонченные, COMFORT, кабель 4,5 м в составе:

- ножницы биполярные BiZZER, 180 мм, изогнутые, утонченные, COMFORT, кабель 4,5 м;

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

0126323



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 августа 2023 года № РЗН 2023/21007

Лист 4

- инструкция по применению.

19. Ножницы биполярные BiZZER, 230 мм, изогнутые, утонченные, COMFORT, кабель 4,5 м в составе:

- ножницы биполярные BiZZER, 230 мм, изогнутые, утонченные, COMFORT, кабель 4,5 м;

- инструкция по применению.

20. Ножницы биполярные BiZZER, 280 мм, изогнутые, утонченные, COMFORT, кабель 4,5 м в составе:

- ножницы биполярные BiZZER, 280 мм, изогнутые, утонченные, COMFORT, кабель 4,5 м;

- инструкция по применению.

Место производства:

1. BOWA-electronic GmbH & Co. KG, Heinrich-Hertz-Strasse 4-10, 72810 Gomaringen, Germany.

2. BOWA Polska Sp. zo. o., Zlotkowo, ul. Obornicka 10, 60-002 Suchy Las, Poland.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

0126320